

bruksanvisning

HERO **NXT**



Innholdsfortegnelse

1	GENERELL INFORMASJON	4
1.1	Forord	4
1.2	Formål og indikasjon	5
1.3	Merknader	5
1.4	Erklæring om samsvar	5
1.5	Garantibetingelser	5
1.6	Service og reparasjoner	6
1.7	Brukeropplæring	6
2	SIKKERHETSINFORMASJON OG MONTERING I KJØRETØY	7
2.1	Sikkerhetsinformasjon	7
2.	Bruk i kjøretøy	8
2.3	Montering i bilen	9
2.4	Påføring av belter	11
2.5	Justering av nakkestøtten	12
3	HÅNTERING AV GRUNNMODELLEN	14
3.1	Justering av setevinkelen	14
3	Dreiefunksjon	14
3.3	Utstigningsfunksjon	15
3.4	Pleie og vedlikehold	15
4	BRUK AV EKSTRAUTSTYR	16
4.1	Thoraxpelotter	16
4.	Abduksjonskile	16

Innholdsfortegnelse

4.	Støtte- og sikkerhetspolstring	17
4.4	Beskyttelsesmatte	17
5	GARANTI	18
6	MERKING	19
7	TEKNISKE DATA	20
8	MATERIALOVERSIKT	21

1 Generell informasjon

1 Generell informasjon

1.1 Forord

Du har valgt bilbarnestolen «HERO-NXT» og får dermed et høykvalitetsprodukt fra vårt firma. Vi vil takke deg for tilliten du viser oss.

For at du skal ha glede av dette produktet i lang tid og for at det skal gjøre hverdagen din enklere, gir vi deg denne bruksanvisningen. Den viser deg riktig og enkel bruk samt nødvendig pleie og vedlikehold. For å unngå skader på grunn av feil bruk og for å sikre optimal bruk, ber vi deg lese følgende instruksjoner og merknader nøye. Hvis du har spørsmål eller problemer, kan du kontakte din forhandler. Vi ønsker deg problemfri bruk og håper at våre produkter oppfyller dine forventninger.

Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer i forhold til den utførelsen som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

Før du monterer produktet i bilen og bruker det for første gang, ber vi deg spesielt om å lese og følge monteringsanvisningene på side 9-13.

Sørg for at bruksanvisningen forblir på produktet, slik at den er tilgjengelig for alle brukere.

HERNIK GmbH

1 Generell informasjon

1.2 Formål og indikasjon

HERO-NXT er utviklet for transport av barn med spesielle behov i motorkjøretøyer. Barn med dårlig kontroll over hode og overkropp (f.eks. infantil cerebral parese, muskeldystrofi, hypotoni) kan støttes i sin holdning ved hjelp av individuelt posisjonerbare bryststøtter og spesielle polstringer, slik at sikker transport kan garanteres.

Viktig ekstraputstyr gjør det mulig å ta hensyn til spesielle aspekter, f.eks. setevinkelen, installasjon av en stabil abduksjonskile eller brystkassestøtter. Mer om dette i kapitlet «4 » (Sikkerhetstiltak).

1.3 Merknader

HERO-NXT rehabiliteringsbarnesete består av to moduler:

1. En vanlig DUALFIX-barnesete fra Römer-Britax (se bruksanvisningen fra produsenten).
2. Tilpasningsmodul med tilbehør som gjør det mulig å utstyre bilbarnestolen etter individuelle behov. Vennligst følg bruksanvisningen fra HERNIK GmbH.

1.4 Erklæring om samsvar

HERNIK GmbH erklærer på eget ansvar at bilbarnesetet «HERO-NXT» oppfyller de grunnleggende kravene (vedlegg 1 til direktiv 93/42 EØF). Produktet er merket med CE-merket i henhold til ovennevnte direktiv.

1.5 Garantibetingelser

Garanti kan kun gis hvis produktet brukes under de angitte betingelsene og til de tiltenkte formålene. Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av komponenter og reservedeler som ikke er godkjent av produsenten.

1 Generell informasjon

1.6 Service og reparasjoner

Service og reparasjoner på «HERO-NXT» må kun utføres av autoriserte forhandlere. Kontakt din autoriserte forhandler ved problemer. Ved reparasjoner får du kun originale reservedeler.

1.7 Brukeropplæring

Bilsetet leveres ferdig montert. Ved levering instruerer forhandleren brukeren i bruken av hjelpemiddelet ved hjelp av bruksanvisningen. Forhandleren bør sammen med brukeren montere bilsetet i bilen og sikre at Isofix-adapteren sitter riktig.

Når du monterer bilbarnestolen, er det best å ta tak i den med den ene hånden foran i midten og med den andre hånden på siden øverst. For å oppnå en optimal sittestilling er det nødvendig å tilpasse bilbarnestolen individuelt til barnets behov. Dette bør alltid gjøres av en fagforhandler.

2 Sikkerhetsinformasjon & Montering i bilen

2 Sikkerhetsinformasjon & Montering i bilen

2.1 Sikkerhetsinformasjon

- «HERO-NXT» må alltid festes i bilen i henhold til monteringsanvisningen, også når den ikke er i bruk. Et sete som ikke er festet, kan skade andre passasjerer i bilen ved en nødbremsing.
- «HERO-NXT» må festes i bilen slik at den ikke blir klemt fast mellom forsetene eller bildørene.
- Selen må ikke være vridd eller klemt fast, og må strammes.
- Etter en ulykke må bilbarnestolen ikke brukes igjen!
- Fest alltid sikkerhetsbeltet på barnet.
- Kontroller før hver kjøretur at både beltelåsen og ISOFIX er riktig låst og at fotstøtten sitter riktig.


2 Sikkerhetsinformasjon & Montering i bilen

2.2 Bruk i bilen

Følg instruksjonene for bruk av barnesikringssystemer i bruksanvisningen til bilen din. Vær oppmerksom på eventuelle begrensninger ved bruk av airbag. Se bruksanvisningen til bilen din for informasjon om bilseter som er godkjent i henhold til R16 for bruk av ECE-barnesikringssystemer.

Bruksmuligheter HERO-NXT (i-SIZE)*

in Fahrtrichtung	Ja ¹⁾
entgegen der Fahrtrichtung	Ja ¹⁾
Mit 2-Punkt- oder 3-Punkt-Sicherheitsgurt	Nein
auf Sitzen mit: ISOFIX-Befestigungen	Ja ²⁾



*(Vennligst følg gjeldende forskrifter i ditt land)

- I kjøreretningen 76–105 cm / Mot kjøreretningen 61–105 cm
- I kjøreretningen 76–105 cm: Hvis det er en passasjerairbag: Skyv passasjeretsetet langt bakover og følg eventuelle instruksjoner i bruksanvisningen til bilen.
- Mot kjøreretningen 61–105 cm: Ikke bruk på passasjer seter med aktiv front-airbag!
- For barn fra 3 år må det være tilstrekkelig plass oppover (ca. 1 håndsbredde til taket) og fremover til passasjeretsetet (min. 76 cm mot kjøreretningen).

2 Sikkerhetsinformasjon & Montering i bilen

2.3 Montering i bilen

Hvis bilen din ikke er utstyrt med ISOFIX-innfestingshjelpemidler som standard, klemmer du de to innfestingshjelpemidlene (2) som følger med setet, med den oppadvendte utskjæringen på de to ISOFIX-festepunktene (1) i bilen din.

TIPS! ISOFIX-festepunktene befinner seg mellom setet og ryggstøtten på bilsetet.

2.3.1 Forbered ISOFIX

Trykk sikkerhetsknappen (4) og frigjøringsknappen (2) mot hverandre og skyv ISOFIX-låsearmen (1) helt ut. Skyv også den andre låsearmen helt ut.

2.3.2 Fest ISOFIX

Koble ISOFIX-låsearmen (1) til ISOFIX-festebrakettene på bilsetet. Begge ISOFIX-låsearmene (1) låses hørbart og viser fargen grønn.

FORSIKTIG! Fare for personskade på grunn av usikret barnesete. Forsikre deg om at begge ISOFIX-låsearmene er helt låst. Begge armene må vise grønn farge.

2.3.3 Festing av barnesetet





Stram ISOFIX-forbindelsen ved å presse barnesetet kraftig inn i ryggstøtten på bilsetet.

Øk spenningen på ISOFIX-forbindelsen ved å trykke kraftig på siden foran på basestasjonen.

2.3.4 Kontroller festingen

Kontroller at ISOFIX-låsearmene (1)

- er like langt innkjørt (begge indikatorene må vise samme tall).
- er koblet til ISOFIX-festene på begge sider ved å trekke i barnesetet.



2 Sikkerhetsinformasjon & Montering i bilen




2.3.5 Juster støttebenet

Fold støttebenet (1) på barnesetet helt bort til det hører seg ut. Den røde markeringen (2) må ikke lenger være synlig.

Hold innstillingsknappen (3) inne og kjør støttebenet helt ned til gulvet i bilen.

Slipp justeringsknappen (3). Den låses nå hørbart på plass. Støtteindikatoren (4) viser fargen grønn.

VIKTIG! Støttebenet (1) må aldri henge i luften eller støttes av gjenstander. Pass også på at støttebenet (1) ikke løfter HERO NXT-underdelen fra setet i bilen.



2 Sikkerhetsinformasjon & Montering i bilen

2.4 Festing av beltene

2.4.1 Løsne skulderbeltene

For å løsne selen, trykk på justeringsknappen (3) og trekk samtidig begge skulderbeltene (1) fremover.

FORSIKTIG! Ikke trekk i skulderpolstrene.

2.4.2 Åpne beltelåsen

Åpne beltespennen (2) ved å trykke på den røde knappen.

2.4.3 Sett barnet i barnesetet

Pass på at beltespennen (2) er vippt fremover, og sett barnet i barnesetet.

FARE! Bruk barnesetet kun bakovervendt på passasjeretset når front-airbagen er deaktivert.

2.4.4 Plasser skulderbeltet

Legg skulderbeltene (1) over barnets skuldre.

VIKTIG! Skulderbeltene (1) må ikke være vridd eller byttet om.





2.4.5 Lukk beltelåsen

Før de to låsetungene (5) sammen og lås dem fast i beltelåsen (2) med et hørbart «klikk».

2.4.6 Stram justeringsstroppen

Trekk i justeringsstroppen (4) til stroppen ligger flatt og tett inntil barnets kropp.

ADVARSEL! Hoftebeltene må gå så lavt som mulig over barnets lyske.



2 Sikkerhetsinformasjon & Montering i bilen

2.5 Justere hodestøtten




En riktig innstilt hodestøtte (1) sikrer optimal beskyttelse for barnet ditt i barnesetet. Hodestøtten (1) må innstilles slik at skulderbeltene (5) ligger på skulderhøyde eller litt over skulderhøyde på barnet ditt.

VIKTIG! Skulderbeltene (5) må ikke gå bak ryggen, på høyde med eller over barnets ører.

- Løsne selen.
- Hold løsningsknappen (6) på hodestøtten (1) inne og flytt hodestøtten (1) til riktig skulderbeltehøyde.
- Kontroller at hodestøtten (1) er riktig låst ved å skyve hodestøtten litt nedover.

Merknad om hodeputen:

Polstringen som er festet til hodestøtten med borrelås, består av tre deler. Om nødvendig kan de to ytre vingene fjernes, slik at det blir mer plass til barnets hode.





2 Sikkerhetsinformasjon & Montering i bilen

Merknad hvis bryststøtter er montert:

Parallelt med at låsen løsnes, må plastplaten (1) nederst i håndtaket løsnes litt fra borrelåsen med den andre hånden.

Deretter kan rygg- og hodestøtten beveges lett. Når ønsket posisjon er oppnådd, gjenopprettes borrelåsen automatisk ved å slippe plastplaten.

For å muliggjøre en gjennomgående, komfortabel polstring, er det utviklet et spesielt ryggpute (2). Den øvre delen er koblet til hodestøtten og beveger seg oppover, mens den nedre delen av puten kan foldes ut og dermed forlenges ved behov.



3 Håndtering av grunnmodellen

3 Håndtering av grunnmodellen

3.1 Justere setevinkelen

Seteenheten til HERO-NXT kan brukes både forover- og bakovervendt i seks forskjellige hellingsvinkler.

For å justere setevinkelen:

Trekk justeringshåndtaket (1) fremover og trykk/skyv seteskallet (2) til ønsket posisjon.

VIKTIG! Setet (2) må låses fast med et «klikk» i hver posisjon. Trekk i setet (2) for å kontrollere at det er låst fast.

3.2 Dreiefunksjon

HERO-NXT kan:





1. Brukes bakovervendt fra 61–105 cm (<18 kg).
2. Fra 15 måneder: 76–105 cm (<18 kg) brukes fremovervendt.

For å endre kjøreretningen, trykk på dreieknappen (2) og vri setet i ønsket retning til det låses fast.

Ved bruk i fremoverrettet posisjon må dempingsbøylen være i vertikal posisjon.

VIKTIG! Før hver biltur må du kontrollere at den dreielige delen av barnesetet er helt låst ved å prøve å dreie barnesetet i begge retninger. De to indikatorene (3) skal vise fargen svart.


VIKTIG! Ikke bruk barnesetet i fremovervendt posisjon hvis barnet ditt er mindre enn 76 cm eller under 15 måneder gammelt.




3 Håndtering av grunnmodellen

3.3 Utstigningsfunksjon

1. Trykk på dreieknappen (2) på siden av underdelen og vri samtidig seteenheten (1) 90° mot bildøren.
2. Nå kan du enkelt sette barnet inn eller ta det ut.
3. Sikre barnet.
4. Drei setet 90° tilbake i kjøreretningen som passer til barnets alder, til det klikker på plass.



Oppmerksomhet: Før hver kjøretur må du kontrollere at den dreielige seteenheten er helt låst og at begge indikatorene viser fargen svart.



3.4 Pleie og vedlikehold

Bruk kun originale HERNIK-setetrekk. Setetrekket er en integrert del av barnesetet og har viktige funksjoner for å sikre at systemet fungerer som det skal. Erstatningssetetrekk fås hos din forhandler.

- Trekkene kan tas av og vaskes med et mildt vaskemiddel på finvaskprogrammet i vaskemaskinen (30 °C). Følg anvisningene på vaskeetiketten på trekket.
- Polstringen kan vaskes på samme måte som trekket. Fjern alle skumdelene fra over- og underdelen før vask. Disse må ikke vaskes sammen med trekket.
- Skulderputene kan tas av og vaskes med lunkent såpevann.
- Plastdelene og stroppene kan rengjøres med såpevann. Bruk ikke sterke rengjøringsmidler (som løsemidler).

4 Bruk av ekstrautstyr

4 Bruk av ekstrautstyr

4.1 Thoraxpelotter

Bryststøttene hjelper barnet ditt med å stabilisere overkroppen når kontrollen over overkroppen er begrenset. De kan justeres i dybden ved hjelp av en skrue.

Peletten festes på en monteringsplate ved hjelp av en borrelås. De kan løsnes med lett kraft. Når du har funnet en optimal posisjon, bør peletten festes på nytt ved å trykke den mot ryggen og vri den lett.

Thoraxpelotten kan justeres 9 cm i bredden og 11 cm i høyden.

Trekkene er avtakbare og vaskbare.



4.2 Abduksjonskile

Abduksjonskilen hjelper barnet ditt med å holde beina i en kontrollert posisjon. Den kan ikke justeres, men er festet på en stabil plastplate som ligger under trekket.

Når puten sitter riktig, er trykknappen for å løsne 5-punktsbelte lett tilgjengelig.



4 Bruk av ekstra utstyr

4.3 Støtte- og sikkerhetspolstring

Støtte- og sikkerhetsputen gjør at barnet kan legge armene på den og dermed stabilisere overkroppen.

Den er utstyrt med borrelås på undersiden for å sikre at den sitter godt fast. For å montere den må bordet løftes opp foran og klemmes fast i spalten mellom rygg- og setedelen. Fest den deretter med båndene på ryggdelen.

Trekkene er avtakbare og vaskbare



4.4 Beskyttelsesmatte

1. Plasser beskyttelsesmatten på setet i bilen uten å blokkere utsparingene for ISOFIX.
2. Plasser HERO-NXT midt på beskyttelsesmatten og fest den som beskrevet i kapittel 2.3.



5Garanti

5 Garanti

HERNIK-produkter er i henhold til den nyeste teknologien og er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Skulle du i unntakstilfeller ha grunn til å klage, garanterer HERNIK GmbH i henhold til de generelle forretningsvilkårene etter levering

- 24 måneder på alle faste komponenter.
- 12 måneder på alle bevegelige deler.

Det gis ingen garanti for spesialprodukter, med mindre dette skyldes produksjons- eller materialfeil. I slike tilfeller gis det erstatning for det reklamerte produktet i 12 måneder.

Krav i henhold til denne garantien forutsetter at enheten er brukt på riktig måte, i henhold til bruksanvisningen.

Ved konstruksjonsendringer, etterarbeid eller feilaktig reparasjon uten forhåndsavtale med GmbH, bortfaller HERNIKs garantikrav.

Ytterligere krav, uansett rettslig grunnlag, særlig erstatning for indirekte eller direkte skade, er utelukket.

6Merking

6 Merking

På baksiden finner du følgende merking:



7 Tekniske data

7 Tekniske data

	HERO-NXT MIT Polstereinlage	HERO-NXT OHNE Polstereinlage
SITZBREITE (Becken)	21	25 cm
SITZBREITE (Knie)	28	28 cm
SITZTIEFE	25	28 cm
RÜCKENHÖHE	21 (24) - 34	27 - 35 cm
SCHEITELHÖHE	41 - 53	44 - 56 cm
BRUSTBREITE (Pelotten)	12 - 21 cm	
Gesamthöhe	66 - 73 cm (ohne Standfuß 60 cm)	
Gesamtbreite	50 cm	
Gesamttiefe	65 cm	
Sitzwinkel	bis 45°	
Rückenwinkel	90°	
Größe des Kindes	61 - 106 cm	
Gewicht	15 kg	
getestete Belastbarkeit	bis 18 kg	

8Materialoversikt

8 Materialoversikt

Følgende materialer er brukt:

- Plast (seteenhet og underkonstruksjon)
- Stål (dreieenhet, Isofix og støttefot)
- Aluminium (bryststøtter)
- Polyester (belte)
- Skumlaminert netting, antrasitt (trekk)
- Skumplast, volumvekt

Notater

Notater



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**