

manual de instruções

HERO **NXT**



Índice

1	INFORMAÇÕES GERAIS	4
1.1	Prefácio	4
1.2	Finalidade e indicação	5
1.3	Observações	5
1.4	Declaração de conformidade	5
1.5	Condições de garantia	5
1.6	Serviço e reparos	6
1.7	Treinamento de uso	6
2	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO NO VEÍCULO	7
2.1	Instruções de segurança	7
2.2	Utilização no veículo	8
2.3	Instalação no carro	9
2.4	Colocação dos cintos	12
2.5	Ajuste do apoio de cabeça	13
3	MANUSEIO DO MODELO BÁSICO	15
3.1	Ajustar o ângulo do assento	15
3.2	Função giratória	15
3.3	Função de saída	16
3.4	Cuidados e manutenção	16
4	UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS OPCIONAIS	17
4.1	Almofadas torácicas	17
4.2	Cunha de abdução	17

Índice

4.3	Almofadas de apoio e segurança	18
4.4	Tapete de proteção	18
5	GARANTIA	19
6	IDENTIFICAÇÃO	20
7	DADOS TÉCNICOS	21
8	LISTA DE MATERIAIS	22

1 Garantia Informações gerais

1 Informações gerais

1.1 Prefácio

Você escolheu a cadeirinha infantil para automóvel "HERO-NXT" e recebeu um produto de alta qualidade da nossa empresa. Gostaríamos de agradecer a sua confiança.

Para que você possa desfrutar deste produto por muito tempo e ele ajude a facilitar o seu dia a dia, estamos lhe entregando este manual. Ele mostra o manuseio correto e simples, bem como os cuidados e a manutenção necessários. Para evitar danos causados por erros de manuseio e permitir um uso ideal, leia atentamente as instruções e observações a seguir. Se tiverem dúvidas ou problemas, entrem em contato com o seu revendedor especializado. Desejamos que tenham uma utilização sem problemas e esperamos que nossos produtos atendam às suas expectativas.

Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas ao modelo descrito neste manual de instruções.

Antes da instalação no seu carro e da primeira utilização, leia e siga as instruções de instalação nas páginas 9-13.

Certifique-se de que o manual de instruções permaneça no produto e, assim, esteja disponível para todos os usuários.

Sua HERNIK GmbH

1 Garantia Informações gerais

1.2 Finalidade e indicação

O HERO-NXT foi desenvolvido para o transporte de crianças com necessidades especiais em veículos motorizados. Crianças com controle deficiente da cabeça e do tronco (por exemplo, paralisia cerebral infantil, distrofia muscular, hipotonia) podem ser apoiadas em sua postura por meio de almofadas torácicas posicionáveis individualmente e almofadas especiais, garantindo assim um transporte seguro.

Acessórios opcionais importantes permitem atender a aspectos específicos, como a inclinação do assento, a instalação de uma cunha de abdução estável ou almofadas torácicas. Mais informações no capítulo 4.

1.3 Observações

A cadeira auto de reabilitação para crianças HERO-NXT é composta por dois módulos:

1. Uma cadeira auto DUALFIX para crianças da empresa Römer-Britax, disponível no mercado (consulte as instruções de utilização do fabricante).
2. Módulo de adaptação com acessórios que permite equipar a cadeira de carro de acordo com as necessidades individuais. Para isso, consulte as instruções de uso da HERNIK GmbH.

1.4 Declaração de conformidade

A HERNIK GmbH declara, sob sua exclusiva responsabilidade, que a cadeira auto para crianças "HERO-NXT" está em conformidade com os requisitos básicos (Anexo 1 da Diretiva 93/42 CEE). O produto está marcado com o selo CE, de acordo com a diretiva acima mencionada.

1.5 Condições de garantia

A garantia só pode ser assumida se o produto for utilizado nas condições especificadas e para os fins previstos. O fabricante não se responsabiliza por danos causados por componentes e peças de reposição que não tenham sido aprovados pelo fabricante.

1 Garantia Informações gerais

1.6 Assistência e reparações

A manutenção e os reparos do "HERO-NXT" só podem ser realizados por lojas especializadas. Em caso de problemas, entre em contato com o seu revendedor especializado responsável. Em caso de reparos, você receberá exclusivamente peças de reposição originais.

1.7 Treinamento de uso

A cadeira auto é fornecida completamente montada. No momento da entrega, o revendedor especializado instrui o usuário sobre o uso do dispositivo, com a ajuda do manual de instruções. O revendedor especializado deve instalar a cadeira auto no carro em conjunto com o usuário e garantir o encaixe correto do adaptador Isofix.

Ao instalar a cadeirinha, segure-a com uma mão na parte central da frente e com a outra na parte lateral superior. Para obter uma posição ideal, é necessário ajustar a cadeirinha individualmente às características da criança. Isso deve ser feito por um revendedor especializado.

2 Garantia Instruções de segurança & Instalação no veículo

2 Instruções de segurança & Instalação no veículo

2.1 Instruções de segurança

- O “HERO-NXT” deve ser sempre fixado no veículo de acordo com as instruções de instalação, mesmo quando não estiver sendo utilizado. Uma cadeira não fixada pode ferir outros ocupantes do carro em caso de frenagem de emergência.
- O “HERO-NXT” deve ser fixado no carro de forma que não fique preso entre os bancos dianteiros ou as portas do veículo.
- Os cintos não devem estar torcidos ou presos e devem ser apertados.
- Após um acidente, a cadeira auto não pode ser reutilizada!
- Sempre coloque o cinto no seu filho.
- Antes de cada viagem, verifique se o fecho do cinto e o ISOFIX estão corretamente travados e se a base está corretamente posicionada.


2 Garantia Instruções de segurança & Instalação no veículo

2.2 Utilização no veículo

Siga as instruções de uso dos sistemas de retenção infantil no manual do seu veículo. Observe quaisquer restrições impostas pelos airbags durante o uso. Consulte o manual do seu veículo para obter informações sobre os assentos do veículo que são aprovados pela ECE para o uso de sistemas de retenção infantil de acordo com a norma R16.

Possibilidades de uso HERO-NXT (i-SIZE)*

in Fahrtrichtung	Ja ¹⁾
entgegen der Fahrtrichtung	Ja ¹⁾
Mit 2-Punkt- oder 3-Punkt-Sicherheitsgurt	Nein
auf Sitzen mit: ISOFIX-Befestigungen	Ja ²⁾



*(Observe as regulamentações aplicáveis em seu país)

- No sentido da marcha 76-105 cm / Contra o sentido da marcha 61-105 cm
- No sentido da marcha 76-105 cm: Se houver um airbag do passageiro: empurre o banco do passageiro para trás e siga as instruções do manual do seu veículo.
- Contra a direção de marcha 61-105 cm: Não utilizar em bancos do passageiro com airbag frontal ativo!
- Para crianças a partir dos 3 anos, certifique-se de que há espaço suficiente para cima (aproximadamente 1 palmo até ao teto) e para a frente até ao encosto do banco do passageiro (mínimo 76 cm na direção da frente).

2 Garantia Instruções de segurança & Instalação no veículo

2.3 Instalação no carro

Se o seu veículo não estiver equipado de série com fixações ISOFIX, prenda as duas fixações (2) incluídas no fornecimento da cadeira com a abertura voltada para cima nos dois pontos de fixação ISOFIX (1) do seu veículo.

DICA! Os pontos de fixação ISOFIX estão localizados entre o assento e o encosto do banco do veículo.

2.3.1 Preparar o ISOFIX

Pressione o botão de segurança (4) e o botão de liberação (2) um contra o outro e empurre o braço de travamento ISOFIX (1) ao máximo. Empurre o segundo braço de travamento também ao máximo.

2.3.2 Fixar o ISOFIX

Conecte o braço de travamento ISOFIX (1) aos suportes de fixação ISOFIX do banco do veículo. Ambos os braços de travamento ISOFIX (1) travam de forma audível e exibem a cor verde.

ATENÇÃO! Risco de ferimentos devido a cadeira infantil não fixada. Certifique-se de que ambos os braços de fixação ISOFIX estejam totalmente encaixados. Ambos os braços devem apresentar a cor verde.

2.3.3 Fixação da cadeira infantil





Aperte a conexão ISOFIX pressionando com força a cadeira infantil contra o encosto do banco do veículo.

Aumente a tensão da conexão ISOFIX pressionando com força lateralmente na parte dianteira da base.

2.3.4 Verifique a fixação

Verifique se os braços de fixação ISOFIX (1)

- estão encaixados na mesma profundidade (os dois indicadores devem apresentar o mesmo número).
- estão conectadas às barras de fixação ISOFIX em ambos os lados, puxando a cadeirinha infantil.



2 Garantia Instruções de segurança & Instalação no veículo

2 Garantia Instruções de segurança & Instalação no veículo




2.3.5 Ajustar a perna de apoio

Dobre completamente a perna de apoio (1) da cadeira infantil até ouvir um clique. A marca vermelha (2) não deve estar mais visível.

Mantenha pressionado o botão de ajuste (3) e estenda a perna de apoio até o piso do veículo.

Solte o botão de ajuste (3). Este encaixa agora de forma audível. O indicador de apoio (4) fica verde.

ATENÇÃO! A perna de apoio (1) nunca deve ficar suspensa no ar ou ser apoiada em objetos. Certifique-se também de que a perna de apoio (1) não levanta a parte inferior do HERO NXT do assento do veículo.



2 Garantia Instruções de segurança & Instalação no veículo

2.4 Colocação dos cintos

2.4.1 Afrouxar os cintos de ombro

Para afrouxar o cinto, pressione o botão de ajuste (3) e puxe simultaneamente as duas correias dos ombros (1) para a frente.

ATENÇÃO! Não puxe as almofadas dos ombros.

2.4.2 Abrir o fecho do cinto

Abra o fecho do cinto (2) pressionando o botão vermelho.

2.4.3 Coloque a criança na cadeirinha

Certifique-se de que o fecho do cinto (2) esteja virado para a frente e coloque a criança na cadeirinha.

PERIGO! Utilize a cadeira infantil virada para trás no banco do passageiro apenas se o airbag frontal estiver desativado.

2.4.4 Colocar o cinto de segurança

Coloque os cintos de ombro (1) sobre os ombros da criança.

ATENÇÃO! Os cintos de ombro (1) não devem estar torcidos ou invertidos.




2.4.5 Fechar o fecho do cinto

Junte as duas linguetas da fivela (5) e encaixe-as na fivela do cinto (2) até ouvir um "clique".

2.4.6 Aperte a correia de ajuste

Puxe a correia de ajuste (4) até que a correia fique plana e bem ajustada ao corpo da criança.

ATENÇÃO! Os cintos de segurança devem passar o mais baixo possível sobre a virilha da criança.



2 Garantia Instruções de segurança & Instalação no veículo

2.5 Ajustar o apoio de cabeça




Um apoio de cabeça (1) ajustado corretamente garante proteção ideal para a criança na cadeirinha. O apoio de cabeça (1) deve ser ajustado de forma que os cintos de ombro (5) fiquem na altura dos ombros da criança ou um pouco acima.

ATENÇÃO! Os cintos de ombro (5) não devem passar atrás das costas, na altura ou acima das orelhas da criança.

- Afrouxe o cinto de segurança.
- Mantenha pressionado o botão de liberação (6) do apoio de cabeça (1) e deslize o apoio de cabeça (1) até a altura correta do cinto de ombro.
- Verifique se o apoio de cabeça (1) está corretamente encaixado, movendo-o ligeiramente para baixo.

Observação sobre o acolchoamento da cabeça:

A almofada fixada ao apoio de cabeça com velcro é composta por 3 partes. Se necessário, as duas abas laterais podem ser removidas, criando mais espaço para a cabeça da criança.




2 Garantia Instruções de segurança & Instalação no veículo

Observação se estiverem instaladas almofadas torácicas:

Paralelamente ao desbloqueio, com a outra mão, solte ligeiramente a placa de plástico (1) na parte inferior da alça da conexão de velcro.

Em seguida, a parte traseira e a parte da cabeça podem ser facilmente movidas. Quando a posição desejada for alcançada, a conexão de velcro será restaurada automaticamente ao soltar a placa de plástico.

Para permitir um estofamento contínuo e confortável, foi desenvolvida uma almofada traseira especial (2). A parte superior está ligada ao apoio de cabeça e move-se para cima, enquanto a parte inferior da almofada pode ser desdobrada e, assim, prolongada, se necessário.



3 Garantia Manuseio do modelo básico

3 Manuseio do modelo básico

3.1 Ajustar o ângulo do assento

A unidade do assento do HERO-NXT pode ser utilizada virada para a frente ou para trás, em seis ângulos de inclinação diferentes.

Para ajustar o ângulo do assento:

Puxe a alavanca de ajuste (1) para a frente e pressione/empurre a estrutura do assento (2) para a posição desejada.

ATENÇÃO! A estrutura do assento (2) deve encaixar firmemente em cada posição com um “clique”. Puxe a estrutura do assento (2) para verificar se ela está encaixada.

3.2 Função giratória

O HERO-NXT pode:




1. Ser utilizado virado para trás de 61 a 105 cm (<18 kg).
2. A partir dos 15 meses: 76-105 cm (<18 kg) ser utilizado virado para a frente.

Para alterar a direção de condução, pressione o botão de rotação (2) e gire o assento na direção desejada até que ele encaixe.

Quando utilizado virado para a frente, a barra de amortecimento deve estar na posição vertical.

ATENÇÃO! Antes de cada viagem de carro, certifique-se de que a parte giratória da cadeira infantil está totalmente encaixada, tentando girar a cadeira infantil em ambas as direções. Os 2 indicadores (3) devem apresentar a cor preta.



ATENÇÃO! Não utilize a cadeira infantil na posição voltada para a frente se a sua criança tiver menos de 76 cm ou menos de 15 meses.



3 Garantia Manuseio do modelo básico

3.3 Função de saída

1. Pressione o botão giratório (2) na lateral da parte inferior e, ao mesmo tempo, gire a unidade da cadeira (1) 90° na direção da porta do veículo.
2. Agora você pode sentar ou tirar seu filho com facilidade.
3. Prenda a criança.
4. Gire a unidade do assento 90° de volta, na direção de viagem adequada à idade da criança, até que ela encaixe com um “clique”.



Atenção: antes de cada viagem, certifique-se de que a unidade do assento giratório esteja totalmente encaixada e que ambos os indicadores estejam na cor preta.

3.4 Cuidados e manutenção

Use exclusivamente capas de assento originais HERNIK. A capa do assento é parte integrante da cadeira infantil e cumpre funções importantes para garantir o funcionamento perfeito do sistema. Capas de assento de reposição estão disponíveis no seu revendedor especializado.

- A capa pode ser removida e lavada com um detergente suave no programa de lavagem delicada da máquina de lavar (30 °C). Observe as instruções na etiqueta de lavagem da capa.
- O enchimento pode ser lavado da mesma forma que a capa. Remova todas as peças de espuma da parte superior e inferior antes da lavagem. Estas não devem ser lavadas.
- Os almofadões dos ombros podem ser removidos e lavados com água morna e sabão.
- As peças de plástico e os cintos podem ser limpos com água e sabão. Não utilize produtos de limpeza agressivos (como solventes).

4 Garantia Utilização dos acessórios opcionais

4 Utilização dos acessórios opcionais

4.1 Almofadas torácicas

As almofadas torácicas ajudam seu filho a estabilizar a parte superior do corpo quando o controle do tronco é limitado. Elas são ajustáveis em profundidade por meio de um parafuso.

As almofadas são fixadas em uma placa de montagem por meio de uma conexão de velcro. Elas podem ser soltas com uma leve pressão. Depois de encontrar a posição ideal, as almofadas devem ser fixadas novamente com uma leve pressão em direção às costas e uma leve rotação.


As almofadas torácicas podem ser ajustadas em 9 cm na largura e 11 cm na altura.

A capa é removível e lavável.

4.2 Cunha de abdução

A cunha de abdução ajuda seu filho a manter as pernas em uma posição controlada. Ela não é ajustável, mas está fixada em uma placa de plástico resistente, localizada sob a capa.

Quando a almofada está corretamente posicionada, o botão para soltar o cinto de 5 pontos fica facilmente acessível.



4 Garantia Utilização dos acessórios opcionais

4.3 Almofada de apoio e segurança

A almofada de apoio e segurança permite que seu filho apoie os braços e, assim, estabilize a parte superior do corpo.

Possui velcro na parte inferior para garantir uma fixação firme. Para montá-lo, levante a parte da frente da mesa e encaixe-o na ranhura entre o encosto e o assento. Em seguida, prenda-o com as tiras na parte de trás.

A capa é removível e lavável.



4.4 Tapete de proteção

1. Posicione o tapete de proteção no assento do seu veículo, sem bloquear os encaixes para o ISOFIX.
2. Coloque o HERO-NXT no centro do tapete de proteção e fixe-o conforme explicado no capítulo 2.3.



5 Garantia Garantia

5 Garantia

Os produtos HERNIK correspondem ao estado da arte e são fabricados de acordo com rigorosas normas de qualidade. Se, excepcionalmente, tiver motivos para reclamação, a HERNIK GmbH garante, de acordo com os termos e condições gerais, após a entrega

- 24 meses para todos os componentes fixos.
- 12 meses para todas as peças móveis.

Não é possível assumir qualquer garantia para produtos personalizados, a menos que se trate de defeitos de fabrico ou de material. Neste caso, é concedida uma substituição do produto reclamado por 12 meses.

Os direitos decorrentes desta garantia pressupõem que o aparelho tenha sido utilizado corretamente, de acordo com as instruções de uso.

Em caso de alterações estruturais, retrabalhos ou reparações inadequadas sem acordo prévio com a GmbH, o direito à garantia HERNIK caduca.

Estão excluídos outros direitos, independentemente do fundamento jurídico, em particular o direito à substituição de danos diretos ou indiretos.

6 Garantia Identificação

6 Identificação

Na parte de trás, você encontrará a seguinte identificação:



HERNIK Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany

HERO-NXT UDI 4260675480118
4260675480125

MD CE 

Date: 22.07.2025
SNR: HNXT-2025-XXXX



HERNIK
i-size Universal
ISOFIX
HERO-NXT
61 - 105 cm
max. 18 kg

E4
030241 S

UN-Regulation
No. 129/03

7 Garantia Dados técnicos

7 Dados técnicos

	HERO-NXT	HERO-NXT
	MIT Polstereinlage	OHNE Polstereinlage
SITZBREITE (Becken)	21	25 cm
SITZBREITE (Knie)	28	28 cm
SITZTIEFE	25	28 cm
RÜCKENHÖHE	21 (24) - 34	27 - 35 cm
SCHEITELHÖHE	41 - 53	44 - 56 cm
BRUSTBREITE (Pelotten)	12 - 21 cm	
Gesamthöhe	66 - 73 cm (ohne Standfuß 60 cm)	
Gesamtbreite	50 cm	
Gesamttiefe	65 cm	
Sitzwinkel	bis 45°	
Rückenwinkel	90°	
Größe des Kindes	61 - 106 cm	
Gewicht	15 kg	
getestete Belastbarkeit	bis 18 kg	

8 Garantia Lista de materiais

8 Lista de materiais

São utilizados os seguintes materiais:

- Plástico (unidade do assento e revestimento da subestrutura)
- Aço (unidade giratória, Isofix e pé de apoio)
- Alumínio (almofadas torácicas)
- Poliéster (cinto)
- Malha revestida com espuma, antracite (revestimento)
- Espuma Densidade aparente

Notas

Notas

The logo for Hernik, featuring the word "Hernik" in a bold, black, sans-serif font. A red curved line arches over the top of the letters "e" and "r".

HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 +49 8039-9093930 •  +49 8039-90939319
 info@hernik.de •  www.hernik.de