

návod k použití

HERO



Obsah

1	OBECNÉ INFORMACE	4
1.1	Předmluva	4
1.2	Účel a indikace	4
1.3	Upozornění	5
1.4	Prohlášení o shodě	5
1.5	Záruční podmínky	5
1.6	Servis a opravy	6
1.7	Školení k používání	6
1.8	Schválení/kompatibilita s běžně dostupnými dětskými autosedačkami	6
2	BEZPEČNOST A MONTÁŽ DO VOZIDLA	7
2.1	Seznamte se s HERO-XL	7
2.	Bezpečnostní pokyny	9
2.3	Použití ve vozidle	10
2.4	Spodní upevňovací body	10
2.5	Upevnění napínacích popruhů	11
2.6	Montáž do vozidla	13
3	MANIPULACE SE ZÁKLADNÍM MODELEM	15
3.1	Připoutání dítěte	15
3.	Nastavení opěrky hlavy	19
3.	Demontáž z vozidla	20
3.4	Péče a údržba	21
4	POUŽITÍ VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	22

Obsah

4.1	Hrudní polštářky	22
4.2	Abdukční klín	22
4.3	Adaptér hloubky sedu	23
4.	Opěrné a bezpečnostní polstrování	23
5	ZÁRUKA	24
6	OZNAČENÍ	25
7	TECHNICKÉ ÚDAJE	26

1 Obecné informace

1 Obecné informace

1.1 Předmluva

Rozhodli jste se pro dětskou autosedačku „HERO-XL“ a získali jste tak vysoce kvalitní produkt z naší firmy. Děkujeme vám za projevenou důvěru.

Aby vám tento produkt dlouho sloužil a usnadňoval vám každodenní život, předáváme vám tuto příručku. Najdete v ní správný a jednoduchý návod k obsluze a potřebnou péči a údržbu. Abyste předešli poškození v důsledku nesprávného používání a umožnili optimální využití, přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a upozornění. Pokud máte další dotazy nebo problémy, obraťte se prosím na svého prodejce. Přejeme vám bezproblémové používání a doufáme, že naše produkty splní vaše očekávání.

Vyhrazujeme si právo na technické změny oproti provedení popsanému v tomto návodu k obsluze.

Před instalací do vašeho automobilu a prvním použitím si prosím přečtěte a dodržujte zejména pokyny k instalaci na stranách 7–15.

Ujistěte se, že návod k použití zůstane u produktu a je tak k dispozici pro každého uživatele.

Vaše společnost HERNIK GmbH

1.2 Účel a indikace

HERO-XL byl vyvinut pro přepravu dětí se speciálními potřebami (GMFCS 3-5; například výrazná svalová hypotonie s nedostatečnou kontrolou hlavy a trupu) v motorových vozidlech. Děti se špatnou kontrolou hlavy a trupu (např. dětská mozková obrna, svalová dystrofie, hypotonie, porucha motorického vývoje) mohou být podpořeny v držení těla pomocí sklonu sedadla a speciálního polstrování, které jsou součástí základní výbavy, čímž je zajištěna bezpečná přeprava.

Díky důležitému volitelnému příslušenství lze řešit konkrétní speciální aspekty, např. instalací stabilního abdukčního klínu, hrudních polštářků, adaptéru hloubky sedáku nebo opěrného a bezpečnostního polstrování.

Více informací naleznete v kapitole 4.3.

1 Obecné informace

1.3 Poznámky

Dětská autosedačka pro postižené děti HERO-XL se skládá z:

1. běžnou dětskou autosedačkou firmy Axkid (prosím, dodržujte pokyny výrobce uvedené v návodu k použití).
2. přizpůsobovací modul s příslušenstvím, který umožňuje vybavit autosedačku podle individuálních potřeb vašeho dítěte. V tomto případě dodržujte návod k použití společnosti HERNIK GmbH.

1.4 Prohlášení o shodě

Společnost HERNIK GmbH na vlastní odpovědnost prohlašuje, že dětská autosedačka „HERO-XL“ splňuje základní požadavky (příloha 1 směrnice 93/42 EHS). Výrobek je označen značkou CE podle výše uvedené směrnice.

1.5 Záruční podmínky

Záruka může být poskytnuta pouze v případě, že je výrobek používán za stanovených podmínek a k určeným účelům. Výrobce neodpovídá za škody způsobené součástmi a náhradními díly, které nebyly schváleny výrobcem.

1 Obecné informace

1.6 Servis a opravy

Servis a opravy produktu HERO-XL smí provádět pouze specializovaní prodejci. V případě problémů se obraťte na svého specializovaného prodejce. Při opravách vám budou poskytnuty výhradně originální náhradní díly.

1.7 Školení k používání

Autosedačka se dodává kompletně smontovaná. Při dodání prodejce za pomoci návodu k použití seznámí uživatele s používáním pomůcky. Prodejce by měl společně s uživatelem autosedačku nainstalovat do automobilu. Pro dosažení optimální polohy sezení je nutné autosedačku individuálně nastavit podle potřeb dítěte. To by měl vždy provést prodejce.

1.8 Schválení/kompatibilita s běžnými dětskými autosedačkami

HERO-XL včetně veškerého příslušenství je schválená autosedačka podle normy ECE R129/03. Jednotlivé díly a příslušenství HERO-XL nejsou schváleny pro kombinaci s jinými běžně dostupnými autosedačkami. Jakákoli změna by mohla vést ke ztrátě schválení HERO-XL i běžně dostupné autosedačky.


2 Bezpečnostní systém a a instalace do vozidla

2 Bezpečnostní systém a a instalace do vozidla

2.1 Seznamte se s HERO-XL



2 Bezpečnostní systém a instalace do vozidla



2 Bezpečnostní systém a instalace do vozidla

2.2 Bezpečnostní pokyny

HERO-XL musí být vždy upevněn ve vozidle podle montážního návodu, i když se nepoužívá. Neupevněná sedačka může při nouzovém brzdění zranit ostatní cestující.

- Sedačku HERO-XL je třeba v autě upevnit tak, aby nebyla sevřena předními sedadly nebo dveřmi vozidla.
- Pásky nesmí být zkroucené ani zaklíněné a musí být napnuté.
- Po nehodě nesmí být autosedačka znovu použita.
- Vždy připoutejte své dítě.
- Před každou jízdou zkontrolujte, zda je spona pásu správně zajištěna a zda je podstavec správně umístěn.
- Ujistěte se také, že všechny pevné předměty a plastové části autosedačky HERO-XL jsou umístěny tak, aby při každodenním používání vozidla nemohly být sevřeny pohyblivým sedadlem nebo dveřmi.
- Doporučuje se řádně zajistit zavazadla nebo jiné předměty.
- Autosedačku nelze používat bez potahu.
- Upozorňujeme, že autosedačka může být pro pokožku vašeho dítěte příliš horká, pokud je delší dobu vystavena slunci bez textilního potahu.
- Potah smí být nahrazen pouze originálním potahem od společnosti HERNIK.
- Nenechávejte dítě v autosedačce bez dozoru.
- Na zařízení neprovádějte žádné změny ani doplňky.
- Přesně dodržujte instalační pokyny poskytnuté společností HERNIK.
- Návod k použití by měl být vždy uložen ve vozidle.

2 Bezpečnostní systém a instalace do vozidla

2.3 Použití ve vozidle

Dětská autosedačka HERO-XL Reha smí být instalována výhradně v poloze proti směru jízdy. Hodí se na většinu, ale ne na všechna sedadla. Informace o sedadlech vozidla, která jsou podle normy ECE R16 schválena pro použití dětských zádržných systémů, naleznete v návodu k obsluze vašeho vozidla.

Možnosti použití HERO-XL (i-SIZE):

Beifahrersitz (kein aktiver Airbag)	JA/NEIN*
Beifahrersitz (aktiver Airbag)	NEIN
Rücksitz mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	JA
Sitz mit Zweipunkt-Sicherheitsgurt	NEIN
Seit- und rückwärtsgerichtete Sitze	NEIN



DŮLEŽITÉ! Pokud chcete autosedačku HERO-XL instalovat na sedadlo s předním airbagem, musí být airbag deaktivován podle pokynů výrobce vozidla. Upozorňujeme, že u některých vozidel může být airbag deaktivován pouze v autorizovaném servisu.

2.4 Spodní upevňovací body


Napínací popruhy vpředu se používají ke zlepšení ochrany dětí v automobilech, protože umožňují pevnou a stabilní instalaci dětských autosedaček připevněných bezpečnostními pásy a směřujících proti směru jízdy. Toto upevnění zvyšuje bezpečnost vašeho dítěte při všech typech kolizí, včetně převrácení a nárazů zezadu.

Napínací popruhy zajišťují přesnou a snadnou instalaci ve vozidlech s předinstalovanými spodními upevňovacími body. Předinstalované spodní upevňovací body ve vozidlech se často nacházejí na kolejnicích sedadel připevněných k podlaze, ale jsou možné i jiné polohy. Další informace o použitelných upevňovacích bodech naleznete v návodu k obsluze vašeho vozidla. Pokud vaše vozidlo nemá spodní upevňovací body, můžete použít dodatečné popruhy pro spodní upevnění (S), které jsou součástí dodávky HERO-XL. Pokyny k instalaci naleznete v tomto návodu.

DŮLEŽITÉ! Nikdy nepoužívejte HERO-XL bez předních napínacích popruhů. Jsou důležitým bezpečnostním prvkem a musí být vždy použity při instalaci dětské autosedačky.


2 Bezpečnostní systém a instalace do vozidla

2.5 Připevnění napínacích popruhů



Pokud vaše vozidlo nemá vhodné předinstalované spodní upevňovací body (obr. 1), můžete použít popruhy pro spodní upevnění, které jsou součástí dodávky HERO-XL (obr. 2). V závislosti na vozidle a poloze sedadla, na které chcete dětskou sedačku nainstalovat, existují různé možné upevňovací body pro připevnění popruhů (viz následující strana):

Chcete-li nainstalovat popruhy pro spodní upevnění (S), jednoduše provlečte popruh kolem zvoleného upevňovacího bodu a provlečte kovové kotvení jednou ze štěrbin na popruhu (obr. 3). Upevňovací popruh má několik štěrbin, které lze použít. Dbejte na to, abyste použili drážku, která je nejbližší kovovému kotevnímu prvku, aby byl kovový kotevní prvek nainstalován co nejbližší podlaze vozidla. Poté zatáhněte za kovové kotvení, aby se popruh napnul, a postup opakujte pro druhý popruh. Při instalaci HERO-XL vždy používejte dva upevňovací body, které by měly být od sebe odděleny, protože to umožňuje stabilnější instalaci.



Možnosti vedení upevňovacího pásu:

2 Bezpečnostní systém a instalace do vozidla


alt. a) Provlékněte pás kolem okraje předinstalovaného upevňovacího bodu (tuto metodu použijte pouze v případě, že předinstalované upevňovací body nesedí přímo na spodní upevňovací pásy).

alt. b) Upevněte popruh kolem kolejničky sedadla před dětskou sedačkou tak, že popruh provléknete mezi kolejničkou sedadla a podlahou vozidla nebo vhodným otvorem v kolejničce sedadla.

alt. c) Připevněte pás kolem sedacího kloubu sedadla vozidla před dětskou sedačkou tak, že pás provléknete mezi opěradlem sedadla vozidla a sedákem.

alt. d) Připevněte pás kolem sedací kolejničky pod dětskou sedačkou tak, že pás provléknete mezi sedací kolejničkou a podlahou vozidla nebo vhodným otvorem v sedací kolejničce.

alt. e) Pokud je HERO-XL namontován na sedadle spolujezdce a žádná z výše uvedených alternativ není možná, můžete popruhy pro spodní upevnění připevnit k vhodnému upevňovacímu bodu v zadní části vozidla a popruhy vést pod sedadlem vozidla do přední části vozidla. Dbejte na to, aby upevňovací pásy vyčnívaly v přední části sedadla, a ne po stranách.




2 Bezpečnostní systém a instalace do vozidla

2.6 Montáž do vozidla

1) Otevřete zip a odklopte kryt spony pásu (O).


2) Umístěte HERO-XL na sedadlo vozidla tak, aby zadní část dětské sedačky směřovala k přední části vozidla. Upravte prostor pro nohy dítěte posunutím dětské sedačky dopředu a dozadu na sedadle vozidla. Sedadlo HERO-XL lze instalovat těsně k opěradlu sedadla vozidla, ale nikdy tak, aby jeho patka (J) přesahovala okraj sedadla vozidla. Dbejte na to, aby svislá čára (K) na patce (J) nikdy nepřesahovala okraj sedadla vozidla.

Nastavte úhel sklonu dětské sedačky stlačením páčky pro nastavení úhlu sklonu (G) a výběrem vhodné polohy úhlu sklonu. Pro maximální bezpečnost zvolte co nejvíce vzpřímenou polohu a zároveň dbejte na to, aby hlavička vašeho dítěte při spánku neklesala dopředu. Z důvodu pohodlí a bezpečnosti by měl být úhel sklonu s rostoucí výškou vašeho dítěte nastaven do vzpřímenější polohy. Vezměte na vědomí, že při napínání popruhů (M) se dětská sedačka nakloní o něco více dozadu, protože se zapadne do polstrování sedadla vozidla. Při instalaci sedačky HERO-XL na sedadlo spolujezdce je možné, ale není nutné, aby zadní část dětské sedačky byla v kontaktu s palubní deskou.




3) Otevřete sponu pásu (N). Vytáhněte pás vozidla na délku paže a provlečte jej nejbližší štěrbinou bezpečnostního pásu (D). Provlečte pás sponou pásu (N) a poté štěrbinou bezpečnostního pásu (D) na opačné straně. Zapněte bezpečnostní pás pomocí spony a silně zatáhněte za ramenní část bezpečnostního pásu, aby byl napnutý a dětská sedačka byla bezpečně upevněna. Čím silněji zatáhnete, tím pevnější bude instalace. Když je dětská sedačka pevně připoutána, uzavřete sponu bezpečnostního pásu (N) a zajistěte bezpečnostní pás ve své poloze. Ujistěte se, že ramenní i břišní pás jsou společně zajištěny v sponě bezpečnostního pásu (N). Uzavřete kryt spony bezpečnostního pásu (O) a zapněte zip. Pro ještě pevnější a stabilnější upevnění zatlačte dětskou sedačku dolů a současně zatáhněte za ramenní část bezpečnostního pásu.

2 Bezpečnostní systém a instalace do vozidla




4) Vytáhněte napínací popruhy (M) z dětské sedačky a připevněte je k dolním upevňovacím bodům ve vašem vozidle. Další informace naleznete v části „Dolní upevňovací body“ na straně 10 tohoto návodu. Stlaďte horní část dětské sedačky dolů a zatřeste s ní ze strany na stranu. Samonapínací pásy (M) sedačky HERO-XL se automaticky napnou. Napnutím pásů (M) také nastavíte konečný úhel sklonu dětské sedačky. Tlačte na dětskou sedačku, dokud není bezpečně upevněna a nedosáhnete vhodného úhlu sezení. Zkontrolujte, zda je viditelná bílá značka na spodním upevňovacím pásu. Pokud ne, jsou spodní upevňovací body příliš blízko dětské sedačky a je třeba je upravit. Pokud to není možné, můžete také zkřížit napínací pásy za sedačkou, abyste získali trochu více prostoru.



5) Vytáhněte opěrnou nohu (P) z dětské sedačky. Stiskněte tlačítko opěrné nohy (Q) a zatáhněte za opěrnou nohu (P) dolů, až se dotkne podlahy vozidla. Uvolněte tlačítko opěrné

3 Manipulace se základním modelem

nohy (Q) a zvedněte dětskou sedačku nahoru, aby se opěrná noha (P) vysunula dále, dokud neuslyšíte cvaknutí. Opěrná noha (P) by nyní měla být zajištěna a pevně přitlačena k podlaze vozidla. Dbejte na to, aby opěrná noha (P) byla nakloněna přibližně o 10° směrem k přední části vozidla. Znovu zkontrolujte, zda je bezpečnostní pás vozidla stále napnutý a zda se při napínání spodních úchytných pásů a opěrné nohy neuvolnil břišní pás. Pokud bezpečnostní pás vozidla mírně povolil, jednoduše jej znovu napněte opakováním kroku 2 tohoto návodu, aniž byste uvolňovali napínací pásy.



6) Zasuňte ASIP (I) do drážek na konektoru ASIP (L) a zatlačte jej dolů, dokud ASIP (I) nezapadne. Pokud je na konektoru ASIP (L) plastový kryt, odstraňte jej a před připevněním ASIP (I) jej umístěte na konektor ASIP (L) na opačné straně sedadla. Ujistěte se, že je ASIP (I) připevněn na straně dětské sedačky HERO-XL, která je nejbližší dveřím vozidla.



3 Manipulace se základním modelem

3.1 Připoutání dítěte

Než připoutáte dítě do dětské sedačky HERO-XL, ujistěte se, že je v sedačce správná vložka. Sedačka HERO-XL byla vyvinuta tak, aby rostla s vaším dítětem a zajišťovala pohodlné a

3 Manipulace se základním modelem


bezpečné sezení pro děti. Doporučujeme používat vložku tak dlouho, dokud není pro vaše dítě příliš těsná.

Sedačka HERO-XL je vybavena automatickou opěrkou hlavy (A), která se při zapnutí integrovaného bezpečnostního pásu automaticky sklopí do správné polohy. Aby byla zajištěna optimální poloha, doporučuje společnost HERNIK tuto funkci používat pokaždé, když připoutáváte dítě. Než posadíte dítě do dětské sedačky, ujistěte se, že je automatická opěrka hlavy (A) v odemčené poloze.

7) Ujistěte se, že brzdová páka opěrky hlavy (H) je v odemčené poloze. Pokud je páka v zamčené poloze, zatlačte ji do odemčené polohy.




8) Uvolněte integrovaný bezpečnostní pás stisknutím uvolňovacího tlačítka pásu (E) a současně vytáhněte oba ramenní pásy (R). Vyvarujte se tahání pouze za jeden pás, protože by se tím mohly ramenní pásy (R) nerovnoměrně napnout. Ujistěte se, že je opěrka hlavy (A) v nejvyšší poloze:




3 Manipulace se základním modelem

9) Odemkněte sponu pásu stisknutím tlačítka pro uvolnění spony (C) a umístěte pásy mimo sedadlo.




10) Posadit dítě do sedačky a přes ramena dítěte přehodit ramenní popruhy (R). Zapnout integrovaný bezpečnostní pás tak, že nejprve spojíte části spony připevněné k ramenním popruhům (R) a poté je zasunete do spony, až uslyšíte cvaknutí.



3 Manipulace se základním modelem

11) Zatáhněte za ramenní pásy (R), aby se integrovaný bezpečnostní pás napnul přes boky dítěte. Zatímco ramenní pásy (R) zůstávají napnuté, vytáhněte napínač pásu (F) rovně od dětské sedačky, dokud není pás dostatečně napnutý. Mezi ramenními pásy (R) a rameny vašeho dítěte by neměl být větší prostor než jeden prst. Při napínání pásu se opěrka hlavy (A) automaticky posune dolů do polohy vhodné pro vaše dítě.



3 Manipulace se základním modelem

3.2 Nastavení opěrky hlavy

Sedadlo HERO-XL je vybaveno automatickou opěrkou hlavy (A), která zajišťuje, že opěrka hlavy (A) je vždy v optimální poloze pro vaše dítě. Při napnutí integrovaného bezpečnostního pásu se opěrka hlavy (A) spustí do správné výšky a automaticky se aretuje. Při uvolnění pásu se opěrka hlavy (A) vrátí do nejvyšší polohy a odjistí se. Aby byla zajištěna optimální poloha, doporučujeme tuto funkci používat pokaždé, když připoutáváte své dítě.

Opěrka hlavy (A) se odemkne pouze ve své nejvyšší poloze. Proto je třeba dbát na to, aby se opěrka hlavy (A) při uvolnění integrovaného bezpečnostního pásu vrátila zcela do nejvyšší polohy, protože jinak zůstane opěrka hlavy (A) zamčená a při napnutí pásu se nesklopí dolů. Pokud chcete deaktivovat automatické nastavení a udržet opěrku hlavy (A) v pevné poloze, nastavte opěrku hlavy (A) do požadované polohy a přesuňte brzdovou páku opěrky hlavy (H) do zajištěné polohy. Opěrka hlavy (A) je nyní zajištěna v příslušné výšce a nepohybuje se, dokud nevrátíte brzdovou páčku opěrky hlavy (H) zpět do odemčené polohy.

Pokud používáte HERO-XL s pevnou opěrkou hlavy (A), ujistěte se, že je opěrka hlavy (A) v poloze vhodné pro vaše dítě. Ujistěte se, že ramenní popruhy (R) procházejí sedadlem přímo přes ramena vašeho dítěte nebo maximálně 1 cm nad nimi. Pokud tomu tak není, nastavte opěrku hlavy (A) tak, že uvolníte brzdovou páčku opěrky hlavy (H) do odemčené polohy a posunete opěrku hlavy (A) do horní polohy, aby se odemkla, a poté postup opakujte.

POZNÁMKA! Když je opěrka hlavy vysunutá, lze sklopit opěrku zad (obr. 1). Jakmile se výška opěrky hlavy opět sníží, musí se opěrka zad odpovídajícím způsobem sklopit (obr. 2).



Abb. 1




Abb. 2

3 Manipulace se základním modelem

3.3 Demontáž z vozidla

1) Rozepněte zip a otevřete kryt spony bezpečnostního pásu (O). Odjistěte bezpečnostní pás vozidla stisknutím červeného tlačítka na zámku bezpečnostního pásu. Otevřete sponu bezpečnostního pásu (N) a vytáhněte bezpečnostní pás vozidla skrz otvory pro bezpečnostní pás (D), abyste jej odstranili z dětské sedačky (obr. 1).




Abb. 1

2) Odjistěte spodní úchytné pásy (M) tak, že uchopíte spojovací prvky rukou a palcem stisknete červené tlačítko. Spojovací prvek držte dále v ruce a pomalu jej vraťte do dětské sedačky. Dávejte pozor, abyste spojovací prvek spodního úchytného pásu nepustili, protože se automaticky vrací vysokou rychlostí (obr. 2).




Abb. 2

3) Stiskněte tlačítko opěrné nohy (Q) a nastavte opěrnou nohu (P) do nejkratší polohy (obr. 3).




Abb. 3

3 Manipulace se základním modelem

4) Stiskněte páčku pro nastavení úhlu sedadla (G) a stiskněte nastavovač úhlu sedadla (T) do nejkratší polohy. Vyjměte HERO-XL z vozidla.

TIP! Před vyjmutím dětské sedačky z vozidla zajistěte sponu bezpečnostního pásu a napněte pás. Poté můžete ramenní pásy (R) použít jako rukojeť, abyste sedačku mohli snadněji vyjmout a přenést mimo vozidlo.

DŮLEŽITÉ! Dětskou sedačku nikdy nenoste za opěrku hlavy (A).

3.4 Péče a údržba

Obecné pokyny pro péči a údržbu

Aby byla zajištěna plná ochranná funkce dětské sedačky:

- V případě nehody s nárazovou rychlostí vyšší než 10 km/h může být dětská sedačka poškozena, aniž by bylo poškození okamžitě zřejmé. V takovém případě musí být dětská sedačka vyměněna. Zlikvidujte ji prosím řádným způsobem.
- Pravidelně kontrolujte všechny důležité části, zda nejsou poškozené. Zejména se ujistěte, že všechny mechanické součásti fungují správně.
- Aby nedošlo k poškození, dbejte na to, aby dětská autosedačka nebyla sevřena mezi tvrdými předměty (dveřmi automobilu, kolejnicemi sedadel atd.).
- Nechte dětskou autosedačku vždy zkontrolovat, pokud byla poškozena (např. pokud spadla na zem).
- Nikdy nemažte ani neolejujte žádné části dětské autosedačky.
- Aby mohla autosedačka správně chránit vaše dítě, je nezbytné, abyste autosedačku HERO-XL instalovali a používali přesně podle pokynů v tomto návodu k použití.

4 Použití volitelného příslušenství

4 Použití volitelného příslušenství

4.1 Hrudní polštářky

Hrudní polštářky pomáhají vašemu dítěti stabilizovat horní část těla, pokud je omezena kontrola trupu. Polštářky se připevňují pomocí suchého zipu na montážní desku. Lze je snadno uvolnit. Jakmile najdete optimální polohu, polštářky by měly být znovu upevněny tlakem směrem k zadům a mírným otočením. Potah hrudních polštářků je odnímatelný a pratelný.



4.2 Abdukční klín

Abdukční klín pomáhá vašemu dítěti udržet nohy v kontrolované poloze. Je připevněn ke stabilnímu montážnímu rámu a lze jej pomocí rychloupínací páčky nastavit v hloubce a výšce. Potah abdukčního klínu je snímatelný a pratelný.



4 Použití volitelného příslušenství

4.3 Adaptér hloubky sedáku

Pomocí adaptéru hloubky sedáku (1) lze hloubku sedáku zvětšit o cca 10 cm. Díky tomu lze HERO-XL používat i pro větší děti.

Adaptér hloubky sedáku je připevněn ke stabilnímu montážnímu rámu a lze jej nastavit do hloubky pomocí rychloupínací páčky (2).

Potah je snímatelný a pratelný.



4.4 Opěrné a bezpečnostní polstrování

Opěrné a bezpečnostní polstrování (1) umožňuje vašemu dítěti opřít si ruce a stabilizovat tak horní část těla.

Lze jej připevnit pomocí dvou suchých zipů na zadní části sedadla.

Potah je snímatelný a pratelný.



5 Záruka

5 Záruka

Výrobky HERNIK odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a jsou vyráběny podle přísných norem kvality. Pokud byste výjimečně měli důvod k reklamaci, společnost GmbH garantuje v souladu s obecnými obchodními podmínkami HERNIK po dodání

- 24 měsíců na všechny pevné součásti
- 12 měsíců na všechny pohyblivé části

Na zakázkové výrobky se záruka nevztahuje, pokud se nejedná o výrobní nebo materiálové vady. V takovém případě je poskytována náhrada reklamovaného produktu po dobu 12 měsíců.

Nároky podle tohoto záručního slibu předpokládají, že zařízení bylo používáno správně, v souladu s návodem k použití.


V případě konstrukčních změn, dodatečných úprav nebo nesprávných oprav bez předchozího souhlasu společnosti GmbH zaniká nárok na záruku HERNIK.

Další nároky, bez ohledu na právní důvod, zejména nárok na náhradu přímé nebo nepřímé škody, jsou vyloučeny.

6 Označení

6 Označení

Na zadní straně najdete následující označení:



**Restraint device for special
requirements "S" (EN)**

Please read the user manual
before use!

7Technické údaje

7 Technické údaje

	HERO-XL
SITZBREITE (Becken)	24 cm
SITZBREITE (Knie)	27 cm
SITZTIEFE	25 - 34 cm
RÜCKENHÖHE	28 - 45 cm
SCHEITELHÖHE	48 - 68 cm
Höhe Thoraxpelotten	13 - 20 cm
Gesamthöhe	65 - 82 cm
Gesamtbreite	43 cm
Gesamttiefe	55 cm
getestete Belastbarkeit	36 kg

poznámky

poznámky



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**

- Seite 13 -