

manual de instrucciones

HERO



Índice

1	INFORMACIÓN GENERAL	4
1.1	Prólogo	4
1.2	Finalidad e indicación	4
1.3	Indicaciones	5
1.4	Declaración de conformidad	5
1.5	Condiciones de garantía	5
1.6	Servicio y reparaciones	6
1.7	Formación sobre el uso	6
1.8	Homologación/compatibilidad en relación con la combinación con sillas infantiles para automóviles disponibles en el mercado	6
2	SEGURIDAD E INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO	7
2.1	Conozca el HERO-XL	7
2.2	Indicaciones de seguridad	9
2.3	Uso en el vehículo	10
2.4	Puntos de fijación inferiores	10
2.5	Colocación de las correas de sujeción	11
2.6	Instalación en el vehículo	13
3	MANEJO DEL MODELO BÁSICO	16
3.1	Abróchese el cinturón de seguridad del niño	16
3.2	Ajuste del reposacabezas	20
3.3	Desmontaje del vehículo	21
3.4	Cuidado y mantenimiento	22
4	USO DE LOS ACCESORIOS OPCIONALES	23

Índice

4.1	Almohadillas torácicas	23
4.2	Cuña de abducción	23
4.3	Adaptador de profundidad del asiento	24
4.4	Cojín de apoyo y seguridad	24
5	GARANTÍA	25
6	ETIQUETADO	26
7	DATOS TÉCNICOS	27

1 Información general

1 Información general

1.1 Prólogo

Ha elegido la silla infantil para automóvil «HERO-XL» y con ello adquiere un producto de alta calidad de nuestra empresa. Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros.

Para que pueda disfrutar durante mucho tiempo de este producto y le ayude a facilitar su día a día, le entregamos este manual. En él se le muestra el manejo correcto y sencillo, así como el cuidado y mantenimiento necesarios. Para evitar daños debidos a errores de manejo y permitir un uso óptimo, lea atentamente las siguientes instrucciones y advertencias. Si tiene alguna pregunta o problema, póngase en contacto con su distribuidor especializado. Le deseamos un uso sin problemas y esperamos que nuestros productos satisfagan sus expectativas.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas en el modelo descrito en este manual de instrucciones.

Antes de instalar el producto en su vehículo y utilizarlo por primera vez, le rogamos que lea y siga especialmente las instrucciones de instalación que se encuentran en las páginas 7 a 15.

Asegúrese de que las instrucciones de uso permanezcan en el producto y estén disponibles para todos los usuarios.

HERNIK GmbH

1.2 Finalidad e indicación

El HERO-XL ha sido desarrollado para el transporte en vehículos de motor de niños con necesidades especiales (GMFCS 3-5; por ejemplo, hipotonía muscular pronunciada con falta de control de la cabeza y el tronco). Los niños con un control deficiente de la cabeza y el tronco (por ejemplo, parálisis cerebral, distrofia muscular, hipotonía, trastorno del desarrollo motor) pueden recibir apoyo para mantener la postura gracias a la inclinación del asiento y los acolchados especiales incluidos en el equipamiento básico, lo que garantiza un transporte seguro.

Los importantes accesorios opcionales permiten abordar aspectos específicos, como la instalación de una cuña de abducción estable, almohadillas torácicas, adaptadores de profundidad del asiento o almohadillas de apoyo y seguridad.

Más información al respecto en el capítulo «4.3 » (Accesorios).

1 Información general

1.3 Notas

La silla de coche para niños discapacitados HERO-XL consta de:

1. una silla infantil para automóvil convencional de la empresa Axxid (tenga en cuenta las instrucciones de uso del fabricante).
2. un módulo de adaptación con accesorios que permite equipar la silla de coche según las necesidades individuales de su hijo. Para ello, siga las instrucciones de uso de HERNIK GmbH.

1.4 Declaración de conformidad

HERNIK GmbH declara bajo su exclusiva responsabilidad que la silla infantil para automóvil «HERO-XL» cumple los requisitos básicos (anexo 1 de la Directiva 93/42 CEE). El producto lleva el marcado CE de conformidad con la directiva mencionada anteriormente.

1.5 Condiciones de garantía

Solo se asumirá la garantía si el producto se utiliza en las condiciones especificadas y para los fines previstos. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por componentes y piezas de repuesto que no hayan sido autorizados por él.

1 Información general

1.6 Servicio técnico y reparaciones

El servicio técnico y las reparaciones del HERO-XL solo pueden ser realizados por distribuidores especializados. En caso de problemas, póngase en contacto con su distribuidor especializado. En caso de reparaciones, solo se le proporcionarán piezas de repuesto originales.

1.7 Formación sobre el uso

La silla de coche se entrega completamente montada. En el momento de la entrega, el distribuidor especializado instruirá al usuario sobre el uso del dispositivo con ayuda del manual de instrucciones. El distribuidor especializado debe instalar la silla de coche en el vehículo junto con el usuario. Para lograr una posición óptima, es necesario ajustar la silla de coche individualmente a las características del niño. Esto debe hacerlo siempre el distribuidor especializado.

1.8 Homologación/compatibilidad con respecto a la combinación con sillas infantiles para automóvil disponibles en el mercado

El HERO-XL, incluidos todos sus accesorios, es un asiento infantil homologado según la norma ECE R129/03. Las piezas individuales y los accesorios del HERO-XL no están homologados para su combinación con otros asientos infantiles habituales en el mercado. Cualquier modificación podría invalidar la homologación del HERO-XL, así como la del asiento infantil habitual en el mercado.


2 Seguridad e instalación en el vehículo

2 Seguridad e instalación en el vehículo

2.1 Conozca el HERO-XL



2 Seguridad e instalación en el vehículo



2 Seguridad e instalación en el vehículo

2.2 Indicaciones de seguridad

El HERO-XL debe fijarse siempre al vehículo según las instrucciones de instalación, incluso cuando no se utilice. Una silla sin fijar puede causar lesiones a otros ocupantes del vehículo en caso de frenada de emergencia.

- El HERO-XL debe fijarse en el coche de manera que no quede atrapado entre los asientos delanteros o las puertas del vehículo.
- Los cinturones no deben estar torcidos ni atrapados y deben estar tensos.
- Después de un accidente, la silla de coche no debe volver a utilizarse.
- Abróche siempre el cinturón a su hijo.
- Antes de cada viaje, compruebe que el cierre del cinturón esté correctamente bloqueado y que la base esté correctamente colocada.
- Asegúrese también de que todos los objetos fijos y las piezas de plástico del HERO-XL estén colocados de manera que no puedan quedar atrapados en un asiento móvil o en una puerta durante el uso diario del vehículo.
- Se recomienda asegurar adecuadamente el equipaje u otros objetos.
- La silla de coche no debe utilizarse sin la funda.
- Tenga en cuenta que la silla de coche puede calentarse demasiado para la piel de su hijo si se deja al sol durante mucho tiempo sin la funda de tela.
- La funda solo debe sustituirse por la funda original de HERNIK.
- No deje a su hijo sin supervisión en la silla de coche.
- No realice modificaciones ni añadidos en el dispositivo.
- Siga estrictamente las instrucciones de instalación proporcionadas por HERNIK.
- Las instrucciones de uso deben llevarse siempre en el vehículo.

2 Seguridad e instalación en el vehículo

2.3 Uso en el vehículo

La silla de coche para niños HERO-XL Reha solo debe instalarse en sentido contrario a la marcha. Se adapta a la mayoría de los asientos, pero no a todos. Consulte el manual de instrucciones de su vehículo para obtener información sobre los asientos homologados según la norma ECE R16 para el uso de sistemas de retención infantil.

Posibilidades de uso de HERO-XL (i-SIZE):

Beifahrersitz (kein aktiver Airbag)	JA/NEIN*
Beifahrersitz (aktiver Airbag)	NEIN
Rücksitz mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	JA
Sitz mit Zweipunkt-Sicherheitsgurt	NEIN
Seit- und rückwärtsgerichtete Sitze	NEIN



¡IMPORTANTE! Si desea instalar su asiento infantil HERO-XL en un asiento con airbag frontal, debe desactivar el airbag siguiendo las instrucciones del fabricante del vehículo. Tenga en cuenta que, en algunos vehículos, la desactivación del airbag solo puede realizarse en un centro de servicio autorizado.

2.4 Puntos de fijación inferiores


Las correas de sujeción hacia delante se utilizan para mejorar la protección de los niños en los automóviles, ya que permiten una instalación firme y estable de las sillas infantiles con cinturón de seguridad orientadas hacia atrás. Esta fijación aumenta la seguridad de su hijo en todo tipo de colisiones, incluidos los vuelcos y las colisiones por alcance.

Las correas tensoras garantizan una instalación sencilla y precisa en vehículos con puntos de fijación inferiores preinstalados. Los puntos de fijación inferiores preinstalados en los vehículos suelen encontrarse en los railes de los asientos fijados al suelo, pero también pueden estar en otras posiciones. Encontrará más información sobre los puntos de fijación utilizables en el manual de instrucciones de su vehículo. Si su vehículo no dispone de puntos de fijación inferiores, puede utilizar las correas adicionales para la fijación inferior (S) que se incluyen con el HERO-XL. Las instrucciones de instalación se encuentran en este manual.

¡IMPORTANTE! Nunca utilice el HERO-XL sin las correas de sujeción delanteras. Son una característica de seguridad importante y deben utilizarse siempre al instalar su asiento infantil.


2 Seguridad e instalación en el vehículo

2.5 Colocación de las correas de sujeción



Si su vehículo no dispone de puntos de fijación inferiores preinstalados adecuados (fig. 1), puede utilizar las correas para la fijación inferior que se incluyen con el HERO-XL (fig. 2). Dependiendo del vehículo y de la posición del asiento en la que desee instalar su asiento infantil, hay varios puntos de fijación posibles para colocar las correas (véase la página siguiente):

Para instalar las correas de fijación inferior (S), simplemente pase la correa alrededor del punto de fijación elegido e introduzca el anclaje metálico a través de una de las ranuras de la correa (fig. 3). La correa de fijación tiene varias ranuras que se pueden utilizar. Asegúrese de utilizar la ranura más cercana al anclaje metálico para instalar este lo más cerca posible del suelo del vehículo. A continuación, tire del anclaje metálico para tensar la correa y repita el proceso con la otra correa. Al instalar el HERO-XL, utilice siempre dos puntos de fijación, que además deben estar separados entre sí, ya que esto permite una instalación más estable.



Opciones para el paso de la correa de fijación:

2 Seguridad e instalación en el vehículo


alt. a) Pase la correa por el borde del punto de fijación preinstalado (utilice este método solo si los puntos de fijación preinstalados no encajan directamente con las correas de sujeción inferiores).

alt. b) Coloque la correa alrededor del riel del asiento delante del asiento infantil, pasando la correa entre el riel del asiento y el suelo del vehículo o a través de un orificio adecuado del riel del asiento.

alt. c) Coloque el cinturón alrededor de la articulación del asiento del vehículo delante del asiento infantil, pasando el cinturón entre el respaldo del asiento del vehículo y el acolchado del asiento.

alt. d) Coloque el cinturón alrededor del riel del asiento debajo del asiento infantil, pasando el cinturón entre el riel del asiento y el suelo del vehículo o a través de un orificio adecuado del riel del asiento.

alt. e) Si el HERO-XL se instala en el asiento del copiloto y ninguna de las alternativas anteriores es posible, puede fijar los cinturones para la fijación inferior a un punto de fijación adecuado en la parte trasera del vehículo y pasar los cinturones por debajo del asiento del vehículo hacia la parte delantera del mismo. Asegúrese de que las correas de fijación salgan por la parte delantera del asiento y no por los laterales.




2 Seguridad e instalación en el vehículo

2.6 Instalación en el vehículo

1) Abra la cremallera y abra la cubierta de la abrazadera del cinturón (O).

2) Coloque el HERO-XL en el asiento del vehículo, con la parte trasera del asiento infantil hacia la parte delantera del vehículo. Ajuste el espacio para las piernas de su hijo moviendo el asiento infantil hacia delante y hacia atrás sobre el asiento del vehículo. El HERO-XL se puede instalar cerca del respaldo del asiento del vehículo, pero nunca se debe instalar de forma que el talón (J) sobresalga del borde del asiento del vehículo. Asegúrese de que la línea vertical (K) del talón (J) nunca cruce el borde del asiento del vehículo.

Ajuste el ángulo del asiento infantil presionando la palanca de ajuste del ángulo de inclinación (G) y seleccionando una posición adecuada. Para una seguridad máxima, seleccione la posición más vertical posible, asegurándose al mismo tiempo de que la cabeza de su hijo no se caiga hacia delante mientras duerme. Por razones de comodidad y seguridad, el ángulo de inclinación debe ajustarse a una posición más vertical a medida que su hijo crece. Tenga en cuenta que al tensar las correas de sujeción (M), el asiento infantil se inclina un poco más hacia atrás, ya que se hunde en el acolchado del asiento del vehículo. Al instalar el HERO-XL en el asiento del copiloto, es posible, pero no necesario, que la parte trasera del asiento infantil entre en contacto con el salpicadero.




3) Abra la abrazadera del cinturón (N). Saque un brazo de longitud del cinturón del vehículo y páselo por la ranura del cinturón de seguridad más cercana a usted (D). Pase el cinturón por la abrazadera (N) y luego por la ranura del cinturón de seguridad (D) del lado opuesto. Abróchese el cinturón de seguridad del vehículo con el cierre y tire con fuerza de la parte del hombro del cinturón de seguridad del vehículo para que quede bien ajustado y el asiento infantil quede bien sujeto. Cuanto más tire, más firme será la instalación. Cuando el asiento infantil esté bien sujeto, cierre la abrazadera del cinturón (N) y bloquee el cinturón de seguridad del vehículo en su posición. Asegúrese de que tanto el cinturón del hombro como el cinturón de cadera estén bloqueados juntos en la hebilla del cinturón (N). Cierre la cubierta de la hebilla del cinturón (O) y cierre la cremallera. Para lograr una fijación aún más


2Seguridad e instalación en el vehículo

firme y estable, presione el asiento infantil hacia abajo mientras tira de la parte del hombro del cinturón de seguridad.

2 Seguridad e instalación en el vehículo




4) Saque las correas de tensión (M) del asiento infantil y fíjelas a los puntos de fijación inferiores de su vehículo. Encontrará más información en la sección «Puntos de fijación inferiores» en la página 10 de este manual. Presione la parte superior del asiento infantil hacia abajo y mueva el asiento infantil de lado a lado. Las correas de tensión automática (M) del HERO-XL se tensarán automáticamente. Al tensar las correas (M), también se ajusta el ángulo de inclinación final del asiento infantil. Presione el asiento infantil hasta que quede bien fijado y haya alcanzado un ángulo de asiento adecuado. Compruebe si la marca blanca de la correa de sujeción inferior es visible. Si no es así, los puntos de fijación inferiores están demasiado cerca del asiento infantil y deben ajustarse. Si esto no es posible, también puede cruzar las correas de tensión detrás del asiento para ganar un poco más de distancia.



5) Extraiga el pie de apoyo (P) del asiento infantil. Presione el botón del pie de apoyo (Q) y tire del pie de apoyo (P) hacia abajo hasta que toque el suelo del vehículo. Suelte el botón del

3 Manejo del modelo básico

pie de apoyo (O) y levante el asiento infantil para extender el pie de apoyo (P) hasta que oiga un clic. El pie de apoyo (P) debe quedar bloqueado y firmemente presionado contra el suelo del vehículo. Asegúrese de que el pie de apoyo (P) esté inclinado unos 10° hacia la parte delantera del vehículo. Compruebe de nuevo que el cinturón de seguridad del vehículo sigue bien tensado y que el cinturón lumbar no se ha aflojado al tensar las correas de sujeción inferiores y el pie de apoyo. Si el cinturón del vehículo ha perdido algo de tensión, simplemente vuelva a tensarlo repitiendo el paso 2 de estas instrucciones sin soltar las correas de tensión.



6) Deslice el ASIP (I) en las ranuras del conector ASIP (L) y empújelo hacia abajo hasta que el ASIP (I) encaje. Si hay una cubierta de plástico en el conector ASIP (L), retírela y colóquela en el conector ASIP (L) en el lado opuesto del asiento antes de colocar el ASIP (I). Asegúrese de que el ASIP (I) esté colocado en el lado del asiento infantil HERO-XL más cercano a la puerta del vehículo.



3 Manejo del modelo básico


3.1 Abróchese el cinturón de seguridad al niño

3 Manejo del modelo básico


Antes de abrochar a su hijo en el asiento infantil HERO-XL, asegúrese de que el asiento cuenta con el relleno adecuado. El HERO-XL ha sido diseñado para crecer con su hijo y garantizar un asiento cómodo y seguro para los niños. Se recomienda utilizar el relleno hasta que le quede pequeño a su hijo.

El HERO-XL está equipado con un reposacabezas automático (A) que se baja automáticamente a la posición correcta al colocar el cinturón de seguridad integrado. Para garantizar una posición óptima, HERNIK recomienda utilizar esta función cada vez que abroche el cinturón a su hijo. Antes de sentar a su hijo en la silla infantil, asegúrese de que el reposacabezas automático (A) se encuentre en la posición desbloqueada.

7) Asegúrese de que la palanca de freno del reposacabezas (H) se encuentre en la posición desbloqueada. Si la palanca se encuentra en la posición bloqueada, presione la palanca hasta la posición desbloqueada.




8) Afloje el cinturón de seguridad integrado pulsando el botón de liberación del cinturón (E) y tire de ambos cinturones de hombro (R) al mismo tiempo. Evite tirar solo de un cinturón, ya que esto puede provocar que los cinturones de hombro (R) queden desiguales. Asegúrese de que el reposacabezas (A) se encuentre en la posición más alta:




3 Manejo del modelo básico

9) Desbloquee el cierre del cinturón pulsando el botón de liberación del cierre (C) y coloque los cinturones fuera del asiento.




10) Sienta a su hijo en el asiento y coloque los arneses (R) sobre sus hombros. Bloquee el cinturón de seguridad integrado juntando primero las partes del cierre que están unidas a los arneses (R) y, a continuación, deslizándolas dentro del cierre hasta que oiga un clic.



3 Manejo del modelo básico

11) Tire de los cinturones de hombro (R) para tensar el cinturón de seguridad integrado sobre las caderas de su hijo. Mientras los hombros (R) permanecen tensos, tire del tensor del cinturón (F) en línea recta alejándolo del asiento infantil hasta que el cinturón quede lo suficientemente tenso. No debe haber más de un dedo entre los hombros (R) y los hombros de su hijo. Al tensar el cinturón, el reposacabezas (A) se mueve automáticamente hacia abajo hasta la posición adecuada para su hijo.



3 Manejo del modelo básico

3.2 Ajuste del reposacabezas

El HERO-XL está equipado con un reposacabezas automático (A) que garantiza que el reposacabezas (A) se encuentre siempre en la posición óptima para su hijo. Cuando se tensa el cinturón de seguridad integrado, el reposacabezas (A) desciende hasta la altura correcta y se bloquea automáticamente. Al soltar el cinturón, el reposacabezas (A) vuelve a su posición más alta y se desbloquea. Para garantizar una posición óptima, se recomienda utilizar esta función cada vez que abroche el cinturón a su hijo.

El reposacabezas (A) solo se desbloquea en su posición más alta. Por lo tanto, es importante asegurarse de que el reposacabezas (A) vuelva completamente a su posición más alta al aflojar el cinturón de seguridad integrado, ya que, de lo contrario, el reposacabezas (A) permanecerá bloqueado y no se moverá hacia abajo al tensar el cinturón. Si desea desactivar el ajuste automático y mantener el reposacabezas (A) en una posición fija, coloque el reposacabezas (A) en la posición deseada y mueva la palanca de freno del reposacabezas (H) a la posición bloqueada. El reposacabezas (A) quedará bloqueado a la altura correspondiente y no se moverá hasta que vuelva a colocar la palanca de freno del reposacabezas (H) en la posición desbloqueada.

Si utiliza su HERO-XL con reposacabezas fijo (A), asegúrese de que el reposacabezas (A) se encuentre en la posición adecuada para su hijo. Asegúrese de que los arneses (R) pasen directamente por los hombros de su hijo o como máximo 1 cm por encima de ellos a través del asiento. Si no es así, ajuste el reposacabezas (A) colocando la palanca de freno del reposacabezas (H) en la posición de desbloqueo y deslizando el reposacabezas (A) hacia la posición superior para desbloquearlo, y luego repita el proceso.


¡NOTA! Cuando el reposacabezas está extendido, se puede desplegar el acolchado del respaldo (fig. 1). En cuanto se reduce la altura del reposacabezas, se debe plegar el acolchado del respaldo correspondientemente (fig. 2).




3 Manejo del modelo básico

3.3 Desmontaje del vehículo


1) Abra la cremallera y abra la cubierta de la abrazadera del cinturón (O). Desbloquee el cinturón de seguridad del vehículo pulsando el botón rojo del cierre del cinturón de seguridad. Abra la abrazadera del cinturón (N) y tire del cinturón del vehículo a través de las ranuras del cinturón (D) para retirarlo del asiento infantil (fig. 1).



2) Desbloquee las correas de sujeción inferiores (M) sujetando los conectores con la mano y presionando el botón rojo con el pulgar. Siga sujetando el conector con la mano y guíelo lentamente hacia la silla infantil. Tenga cuidado de no soltar el conector de la correa de sujeción inferior, ya que se retraerá automáticamente a gran velocidad (fig. 2).



3) Pulse el botón del pie de apoyo (Q) y coloque el pie de apoyo (P) en su posición más corta (fig. 3).



3 Manejo del modelo básico

4) Presione la palanca de ajuste del ángulo del asiento (G) y presione el ajustador del ángulo del asiento (T) hasta la posición más corta. Saque el HERO-XL del vehículo.

¡CONSEJO! Bloquee el cierre del cinturón y tense el arnés antes de sacar el asiento infantil del vehículo. A continuación, puede utilizar los cinturones de hombro (R) como asa de transporte para sacar más fácilmente el asiento infantil y transportarlo fuera del vehículo.

¡IMPORTANTE! Nunca transporte el asiento infantil sujetándolo por el reposacabezas (A).

3.4 Cuidado y mantenimiento

Instrucciones generales de cuidado y mantenimiento

Para garantizar la plena eficacia protectora del asiento infantil:

- En caso de accidente con una velocidad de impacto superior a 10 km/h, el asiento infantil puede resultar dañado sin que el daño sea evidente de inmediato. En tal caso, el asiento infantil debe sustituirse. Deséchelo de forma adecuada.
- Compruebe regularmente que todas las piezas importantes no presenten daños. Asegúrese de que todos los componentes mecánicos funcionen correctamente.
- Para evitar daños, asegúrese de que el asiento infantil no quede atrapado entre objetos duros (puerta del coche, railes del asiento, etc.).
- Haga revisar siempre el asiento infantil si ha sufrido daños (por ejemplo, si se ha caído al suelo).
- Nunca lubrique ni engrase ninguna pieza del asiento infantil.
- Para que pueda proteger adecuadamente a su hijo, es imprescindible que instale y utilice el HERO-XL tal y como se describe en este manual de instrucciones.

4 Uso de los accesorios opcionales

4 Uso de los accesorios opcionales

4.1 Almohadillas torácicas

Las almohadillas torácicas ayudan a su hijo a estabilizar la parte superior del cuerpo cuando el control del tronco es limitado. Las almohadillas se fijan a una placa de montaje mediante una conexión de velcro. Se pueden soltar con un ligero esfuerzo. Una vez encontrada la posición óptima, las almohadillas deben volver a fijarse presionándolas hacia la espalda y girándolas ligeramente. La funda de las almohadillas torácicas es extraíble y lavable.



4.2 Cuña de abducción

La cuña de abducción ayuda a su hijo a mantener las piernas en una posición controlada. Está fijada a un marco de montaje estable y se puede ajustar en profundidad y altura mediante una palanca de sujeción rápida. La funda de la cuña de abducción es extraíble y lavable.



4 Uso de los accesorios opcionales

4.3 Adaptador de profundidad del asiento

El adaptador de profundidad del asiento (1) permite ampliar la profundidad del asiento en unos 10 cm. De este modo, la HERO-XL también puede utilizarse para niños más grandes.

El adaptador de profundidad del asiento está fijado a un marco de montaje estable y se puede ajustar en profundidad mediante una palanca de sujeción rápida (2).

La funda es extraíble y lavable.



4.4 Cojín de apoyo y seguridad

El acolchado de apoyo y seguridad (1) permite a su hijo apoyar los brazos y estabilizar así la parte superior del cuerpo.

Se puede fijar a la parte trasera del asiento con dos tiras de velcro.

La funda es extraíble y lavable.



5 Garantía

5 Garantía

Los productos HERNIK incorporan la última tecnología y se fabrican siguiendo estrictas normas de calidad. Si, excepcionalmente, tuviera motivos para reclamar, la empresa GmbH le garantiza, de acuerdo con las condiciones generales de HERNIK, tras la entrega

- 24 meses para todos los componentes fijos
- 12 meses para todas las piezas móviles

No se ofrece garantía para los productos fabricados a medida, salvo que se deba a defectos de fabricación o de material. En este caso, se garantiza la sustitución del producto defectuoso durante 12 meses.

Las reclamaciones en virtud de esta garantía presuponen que el dispositivo se ha utilizado correctamente, de acuerdo con las instrucciones de uso.

En caso de modificaciones constructivas, retoques o reparaciones inadecuadas sin el consentimiento previo de la GmbH, se perderá el derecho a la garantía de HERNIK.

Quedan excluidas otras reclamaciones, independientemente de su fundamento jurídico, en particular las relativas a la indemnización por daños directos o indirectos.

6 Mercado

6 Mercado

En la parte posterior encontrará el siguiente etiquetado:



**Restraint device for special
requirements "S" (EN)**

Please read the user manual
before use!

7 Datos técnicos

7 Datos técnicos

	HERO-XL
SITZBREITE (Becken)	24 cm
SITZBREITE (Knie)	27 cm
SITZTIEFE	25 - 34 cm
RÜCKENHÖHE	28 - 45 cm
SCHEITELHÖHE	48 - 68 cm
Höhe Thoraxpelotten	13 - 20 cm
Gesamthöhe	65 - 82 cm
Gesamtbreite	43 cm
Gesamttiefe	55 cm
getestete Belastbarkeit	36 kg

Notas

Notas

The logo for Hernik, featuring the word "Hernik" in a bold, black, sans-serif font. A red curved line arches over the top of the letters "e" and "r".

HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**