

mode d'emploi

HERO



Table des matières

1	INFORMATIONS GÉNÉRALES	4
1.1	Avant-propos	4
1.2	Destination et indication	4
1.3	Remarques	5
1.4	Déclaration de conformité	5
1.5	Conditions de garantie	5
1.6	Service et réparations	6
1.7	Formation à l'utilisation	6
1.8	Homologation/compatibilité avec les sièges auto pour enfants disponibles dans le commerce	6
2	SÉCURITÉ ET INSTALLATION DANS LE VÉHICULE	7
2.1	Découvrez le HERO-XL	7
2.	Consignes de sécurité	9
2.3	Utilisation dans le véhicule	10
2.	Points de fixation inférieurs	10
2.5	Fixation des sangles de serrage	11
2.6	Montage dans le véhicule	13
3	MANIPULATION DU MODÈLE DE BASE	16
3.1	Attacher l'enfant	16
3.2	Réglage de l'appuie-tête	20
3.	Démontage du véhicule	21
3.	Entretien et maintenance	22
4	UTILISATION DES ACCESSOIRES EN OPTION	23

Table des matières

4.1	Pelotes thoraciques	23
4.2	Cale d'abduction	23
4.3	Adaptateur de profondeur d'assise	24
4.4	Coussins de soutien et de sécurité	24
5	GARANTIE	25
6	MARQUAGE	26
7	DONNÉES TECHNIQUES	27

1 Informations générales

1 Informations générales

1.1 Avant-propos

Vous avez choisi le siège auto pour enfants « HERO-XL » et recevez ainsi un produit haut de gamme de notre entreprise. Nous vous remercions de votre confiance.

Afin que vous puissiez profiter longtemps de ce produit et qu'il vous facilite le quotidien, nous vous remettons ce manuel. Il vous explique comment utiliser correctement et facilement le produit et comment l'entretenir. Afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise utilisation et de garantir une utilisation optimale, veuillez lire attentivement les instructions et remarques suivantes. Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Nous vous souhaitons une utilisation sans problème et espérons que nos produits répondront à vos attentes.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques au modèle décrit dans ce mode d'emploi.

Avant d'installer le produit dans votre voiture et de l'utiliser pour la première fois, veuillez lire attentivement et respecter les consignes d'installation figurant aux pages 7 à 15.

Veuillez vous assurer que le mode d'emploi reste sur le produit et soit ainsi accessible à tous les utilisateurs.

Votre société HERNIK GmbH

1.2 Destination et indication

Le HERO-XL a été conçu pour le transport en voiture de enfants ayant des besoins particuliers (GMFCS 3-5 ; par exemple, hypotonie musculaire prononcée avec absence de contrôle de la tête et du tronc). Les enfants présentant un mauvais contrôle de la tête et du tronc (par exemple, paralysie cérébrale, dystrophie musculaire, hypotonie, troubles du développement moteur) peuvent être soutenus dans leur posture grâce à l'inclinaison du siège et aux rembourrages spéciaux inclus dans l'équipement de base, ce qui garantit un transport en toute sécurité.

Des accessoires optionnels importants permettent de répondre à des besoins spécifiques, par exemple l'installation d'une cale d'abduction stable, de pelotes thoraciques, d'un adaptateur de profondeur d'assise ou de coussins de soutien et de sécurité.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre «4.3 » (Accessoires pour fauteuils roulants).

1 Informations générales

1.3 Remarques

Le siège auto pour enfants handicapés HERO-XL comprend :

1. un siège auto pour enfant disponible dans le commerce de la société Axxid (veuillez respecter les instructions d'utilisation du fabricant).
2. un module d'adaptation avec accessoires qui permet d'équiper le siège auto en fonction des besoins individuels de votre enfant. Veuillez respecter les instructions d'utilisation de la société HERNIK GmbH.

1.4 Déclaration de conformité

La société HERNIK GmbH déclare sous sa seule responsabilité que le siège auto pour enfants « HERO-XL » est conforme aux exigences essentielles (annexe 1 de la directive 93/42 CEE). Le produit est marqué du marquage CE conformément à la directive susmentionnée.

1.5 Conditions de garantie

Une garantie ne peut être accordée que si le produit est utilisé dans les conditions prescrites et aux fins prévues. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par des composants et des pièces de rechange qui n'ont pas été approuvés par le fabricant.

1 Informations générales

1.6 Service et réparations

L'entretien et les réparations du HERO-XL doivent être effectués exclusivement par un revendeur spécialisé. En cas de problème, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé. En cas de réparation, vous recevrez exclusivement des pièces de rechange d'origine.

1.7 Formation à l'utilisation

Le siège auto est livré entièrement monté. Lors de la livraison, le revendeur spécialisé explique à l'utilisateur comment utiliser le dispositif à l'aide du mode d'emploi. Le revendeur spécialisé doit installer le siège auto dans la voiture avec l'aide de l'utilisateur. Afin d'obtenir une position assise optimale, il est nécessaire d'ajuster le siège auto individuellement en fonction de la morphologie de l'enfant. Cette opération doit toujours être effectuée par le revendeur spécialisé.

1.8 Homologation/compatibilité avec les sièges auto pour enfants disponibles dans le commerce

Le HERO-XL, avec tous ses accessoires, est un siège auto homologué selon la norme ECE R129/03. Les pièces détachées et les accessoires du HERO-XL ne sont pas homologués pour être combinés avec d'autres sièges auto disponibles dans le commerce. Toute modification pourrait entraîner l'annulation de l'homologation du HERO-XL ainsi que celle du siège auto disponible dans le commerce.


2 Sécurité & Installation dans le véhicule

2 Sécurité & Installation dans le véhicule

2.1 Découvrez le HERO-XL



2 Sécurité & Installation dans le véhicule



2 Sécurité & Installation dans le véhicule

2.2 Consignes de sécurité

Le HERO-XL doit toujours être fixé dans le véhicule conformément aux instructions de montage, même lorsqu'il n'est pas utilisé. Un siège non fixé peut blesser les autres occupants du véhicule en cas de freinage d'urgence.

- Le HERO-XL doit être fixé dans la voiture de manière à ne pas être coincé entre les sièges avant ou les portes du véhicule.
- Les ceintures ne doivent pas être tordues ou coincées et doivent être bien tendues.
- Après un accident, le siège auto ne doit plus être utilisé.
- Attachez toujours votre enfant avec la ceinture de sécurité.
- Avant chaque trajet, vérifiez que la boucle de la ceinture est correctement verrouillée et que le pied est correctement positionné.
- Assurez-vous également que tous les objets fixes et les pièces en plastique du HERO-XL sont fixés de manière à ne pas pouvoir être coincés par un siège mobile ou dans une porte lors de l'utilisation quotidienne du véhicule.
- Il est recommandé de bien arrimer les bagages ou autres objets.
- Le siège auto ne doit pas être utilisé sans la housse.
- Veuillez noter que le siège auto peut devenir trop chaud pour la peau de votre enfant s'il est exposé au soleil pendant une longue période sans la housse en tissu.
- La housse ne doit être remplacée que par la housse d'origine HERNIK.
- Ne laissez pas votre enfant sans surveillance dans le siège auto.
- Veuillez ne pas modifier ou compléter l'appareil.
- Veuillez respecter scrupuleusement les instructions d'installation fournies par HERNIK.
- Le mode d'emploi doit toujours être conservé dans le véhicule.

2 Sécurité & Installation dans le véhicule

2.3 Utilisation dans le véhicule

Le siège auto pour enfants HERO-XL doit être installé exclusivement dos à la route. Il s'adapte à la plupart des sièges, mais pas à tous. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre véhicule pour connaître les sièges homologués selon la norme ECE R16 pour l'utilisation de dispositifs de retenue pour enfants.

Possibilités d'utilisation du HERO-XL (i-SIZE) :

Beifahrersitz (kein aktiver Airbag)	JA/NEIN*
Beifahrersitz (aktiver Airbag)	NEIN
Rücksitz mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	JA
Sitz mit Zweipunkt-Sicherheitsgurt	NEIN
Seit- und rückwärtsgerichtete Sitze	NEIN



IMPORTANT ! Si vous souhaitez installer votre siège enfant HERO-XL sur un siège équipé d'un airbag frontal, celui-ci doit être désactivé conformément aux instructions du constructeur automobile. Veuillez noter que sur certains véhicules, la désactivation de l'airbag ne peut être effectuée que par un centre de service agréé.

2.4 Points de fixation inférieurs


Les sangles de tension vers l'avant sont utilisées pour améliorer la protection des enfants dans les voitures en permettant une installation solide et stable des sièges pour enfants dos à la route avec harnais. Cette fixation augmente la sécurité de votre enfant dans tous les types de collisions, y compris les accidents par renversement et par collision arrière.

Les sangles de fixation garantissent une installation simple et précise dans les véhicules équipés de points de fixation inférieurs préinstallés. Les points de fixation inférieurs préinstallés dans les véhicules se trouvent souvent sur les rails de siège fixés au plancher, mais d'autres emplacements sont également possibles. Vous trouverez de plus amples informations sur les points de fixation utilisables dans le manuel d'utilisation de votre véhicule. Si votre véhicule ne dispose pas de points de fixation inférieurs, vous pouvez utiliser les sangles supplémentaires pour la fixation inférieure (S) fournies avec le HERO-XL. Vous trouverez les instructions d'installation dans ce manuel.

IMPORTANT ! N'utilisez jamais le HERO-XL sans les sangles de tension vers l'avant. Elles constituent un élément de sécurité important et doivent toujours être utilisées lors de l'installation de votre siège enfant.


2 Sécurité & Installation dans le véhicule

2.5 Fixation des sangles de tension



Si votre véhicule ne dispose pas de points de fixation inférieurs préinstallés adaptés (fig. 1), vous pouvez utiliser les sangles de fixation inférieure fournies avec le HERO-XL (fig. 2). Selon le véhicule et la position dans laquelle vous souhaitez installer votre siège enfant, il existe différents points de fixation possibles pour les sangles (voir page suivante) :

Pour installer les sangles de fixation inférieure (S), il suffit de passer la sangle autour du point de fixation choisi et d'insérer l'ancrage métallique dans l'une des fentes de la sangle (fig. 3). La sangle de fixation comporte plusieurs fentes qui peuvent être utilisées. Veillez à utiliser la fente la plus proche de l'ancrage métallique afin d'installer ce dernier aussi près que possible du plancher du véhicule. Tirez ensuite sur l'ancrage métallique pour tendre la sangle et répétez l'opération pour l'autre sangle. Lors de l'installation du HERO-XL, utilisez toujours deux points de fixation qui doivent être séparés l'un de l'autre, car cela permet une installation plus stable.



Options pour le guidage de la sangle de fixation :

2 Sécurité & Installation dans le véhicule


alt. a) Faites passer la sangle autour du bord du point de fixation préinstallé (n'utilisez cette méthode que si les points de fixation préinstallés ne correspondent pas directement aux sangles de retenue inférieures).

alt. b) Fixez la sangle autour du rail du siège devant le siège enfant en passant la sangle entre le rail du siège et le plancher du véhicule ou à travers un trou approprié du rail du siège.

alt. c) Fixez la sangle autour de l'articulation du siège du véhicule devant le siège enfant en passant la sangle entre le dossier du siège du véhicule et le rembourrage du siège.

alt. d) Placez la ceinture autour du rail du siège sous le siège enfant en passant la ceinture entre le rail du siège et le plancher du véhicule ou à travers un trou approprié du rail du siège.

alt. e) Si le HERO-XL est monté sur un siège passager et qu'aucune des alternatives ci-dessus n'est possible, vous pouvez fixer les sangles pour la fixation inférieure à un point de fixation approprié à l'arrière du véhicule et faire passer les sangles sous le siège du véhicule vers l'avant du véhicule. Veillez à ce que les sangles de fixation apparaissent à l'avant du siège et non sur les côtés.




2 Sécurité & Installation dans le véhicule

2.6 Installation dans le véhicule

- 1) Ouvrez la fermeture éclair et ouvrez le couvercle du serre-sangle (O).
- 2) Placez le HERO-XL sur le siège du véhicule, l'arrière du siège enfant étant tourné vers l'avant du véhicule. Ajustez l'espace pour les jambes de votre enfant en déplaçant simplement le siège enfant vers l'avant ou vers l'arrière sur le siège du véhicule. Le HERO-XL peut être installé près du dossier du siège du véhicule, mais ne doit jamais être installé de manière à ce que le talon (J) dépasse du bord du siège du véhicule. Veillez à ce que la ligne verticale (K) au niveau du talon (J) ne dépasse jamais du bord du siège du véhicule.

Réglez l'angle d'inclinaison du siège enfant en appuyant sur le levier de réglage de l'angle d'inclinaison (G) et en choisissant une position d'angle d'inclinaison appropriée. Pour une sécurité maximale, choisissez une position aussi droite que possible tout en veillant à ce que la tête de votre enfant ne tombe pas vers l'avant lorsqu'il dort. Pour des raisons de confort et de sécurité, l'angle d'inclinaison doit être réglé dans une position plus droite à mesure que votre enfant grandit. Notez que lorsque vous tendez les sangles (M), le siège enfant s'incline légèrement vers l'arrière car il s'enfonce dans le rembourrage du siège du véhicule. Lorsque vous installez le HERO-XL sur un siège passager, il est possible, mais pas nécessaire, que l'arrière du siège enfant touche le tableau de bord.




- 3) Ouvrez la pince de ceinture (N). Tirez la ceinture de sécurité du véhicule sur une longueur équivalente à la longueur de votre bras et passez-la dans la fente de ceinture de sécurité la plus proche de vous (D). Passez la ceinture dans la pince de ceinture (N), puis dans la fente de ceinture de sécurité (D) située de l'autre côté. Bouclez la ceinture de sécurité du véhicule à l'aide du verrou et tirez fermement sur la partie épaulière de la ceinture de sécurité du véhicule afin qu'elle soit bien tendue et que le siège enfant soit bien fixé. Plus vous tirez fort, plus l'installation est solide. Une fois le siège enfant bien attaché, fermez le clip de ceinture (N) et verrouillez la ceinture de sécurité du véhicule dans sa position. Assurez-vous que la sangle d'épaule et la sangle abdominale sont bien verrouillées ensemble dans le clip de ceinture (N). Fermez le cache du clip de ceinture (O) et fermez la fermeture éclair. Pour obtenir une


2 Sécurité & Installation dans le véhicule

fixation encore plus solide et stable, appuyez sur le siège enfant vers le bas tout en tirant sur la partie épaule de la ceinture de sécurité.

2 Sécurité & Installation dans le véhicule




4) Retirez les sangles de tension (M) du siège enfant et fixez-les aux points de fixation inférieurs de votre véhicule. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la section « Points de fixation inférieurs » à la page 10 de ce manuel. Appuyez sur le dessus du siège enfant et secouez-le d'un côté à l'autre. Les sangles auto-serrantes (M) du HERO-XL se tendent alors automatiquement. En tendant les sangles (M), vous réglez également l'angle d'inclinaison définitif du siège enfant. Appuyez sur le siège enfant jusqu'à ce qu'il soit bien fixé et que vous ayez obtenu un angle d'assise approprié. Vérifiez que le repère blanc sur la sangle de retenue inférieure est visible. Si ce n'est pas le cas, les points de fixation inférieurs sont trop proches du siège enfant et doivent être ajustés. Si cela n'est pas possible, vous pouvez également croiser les sangles de tension derrière le siège afin de gagner un peu plus d'espace.



3 Utilisation du modèle de base

5) Retirez le pied d'appui (P) du siège enfant. Appuyez sur le bouton du pied d'appui (O) et tirez le pied d'appui (P) vers le bas jusqu'à ce qu'il touche le plancher du véhicule. Relâchez le bouton du pied d'appui (O) et soulevez le siège enfant pour sortir complètement le pied d'appui (P) jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Le pied d'appui (P) doit maintenant être verrouillé et appuyé fermement contre le plancher du véhicule. Veillez à ce que le pied d'appui (P) soit incliné d'environ 10° vers l'avant du véhicule. Vérifiez à nouveau que la ceinture de sécurité du véhicule est toujours bien tendue et que la ceinture abdominale ne s'est pas desserrée lors de la tension des sangles de retenue inférieures et du pied d'appui. Si la ceinture du véhicule a légèrement perdu de sa tension, retendez-la simplement en répétant l'étape 2 de cette notice sans desserrer les sangles de tension.



6) Insérez l'ASIP (I) dans les fentes du connecteur ASIP (L) et poussez-le vers le bas jusqu'à ce que l'ASIP (I) s'enclenche. Si le connecteur ASIP (L) est recouvert d'un cache en plastique, retirez-le et placez-le sur le connecteur ASIP (L) du côté opposé au siège avant de fixer l'ASIP (I). Assurez-vous que l'ASIP (I) est fixé sur le côté du siège enfant HERO XL le plus proche de la portière du véhicule.



3 Utilisation du modèle de base


3.1 Attacher l'enfant

3 Utilisation du modèle de base


Avant d'attacher votre enfant dans le siège enfant HERO-XL, assurez-vous que le bon insert se trouve dans le siège. Le HERO-XL a été conçu pour grandir avec votre enfant et lui garantir une assise confortable et sûre. Il est recommandé d'utiliser l'insert jusqu'à ce qu'il soit trop étroit pour votre enfant.

Le HERO-XL est équipé d'un appui-tête automatique (A) qui s'abaisse automatiquement dans la bonne position lorsque la ceinture de sécurité intégrée est bouclée. Afin de garantir une position optimale, HERNIK recommande d'utiliser cette fonction chaque fois que vous attachez votre enfant. Avant d'installer votre enfant dans le siège enfant, assurez-vous que l'appui-tête automatique (A) est en position déverrouillée.

7) Assurez-vous que le levier de frein de l'appui-tête (H) est en position déverrouillée. Si le levier est en position verrouillée, poussez-le en position déverrouillée.




8) Détachez la ceinture de sécurité intégrée en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la ceinture (E) et tirez simultanément les deux sangles d'épaule (R). Évitez de tirer sur une seule sangle, car cela pourrait déséquilibrer les sangles d'épaule (R). Assurez-vous que l'appui-tête (A) est dans la position la plus haute :




3 Utilisation du modèle de base

9) Déverrouillez la boucle de la ceinture en appuyant sur le bouton de déverrouillage (C) et placez les ceintures à l'extérieur du siège.




10) Installez votre enfant dans le siège et placez les sangles d'épaule (R) sur ses épaules. Verrouillez la ceinture de sécurité intégrée en assemblant d'abord les parties du verrou fixées aux sangles d'épaule (R), puis en les enfonçant dans le verrou jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



3 Utilisation du modèle de base

11) Tirez sur les sangles d'épaule (R) pour tendre la ceinture de sécurité intégrée au-dessus des hanches de votre enfant. Tout en maintenant les sangles d'épaule (R) tendues, tirez le tendeur de ceinture (F) vers l'avant jusqu'à ce que la ceinture soit suffisamment tendue. Il ne doit pas y avoir plus d'un doigt entre les sangles d'épaule (R) et les épaules de votre enfant. Lorsque vous tendez la ceinture, l'appuie-tête (A) se déplace automatiquement vers le bas jusqu'à la position adaptée à votre enfant.



3 Utilisation du modèle de base


3.2 Réglage de l'appuie-tête

Le HERO XL est équipé d'un appuie-tête automatique (A) qui garantit que l'appuie-tête (A) est toujours dans la position optimale pour votre enfant. Lorsque la ceinture de sécurité intégrée est tendue, l'appuie-tête (A) s'abaisse à la bonne hauteur et s'enclenche automatiquement. Lorsque vous détendez la ceinture, l'appuie-tête (A) revient dans sa position la plus haute et se déverrouille. Afin de garantir une position optimale, il est recommandé d'utiliser cette fonction à chaque fois que vous attachez votre enfant.

L'appuie-tête (A) ne se déverrouille que dans sa position la plus haute. Il faut donc veiller à ce que l'appuie-tête (A) revienne complètement dans sa position la plus haute lorsque vous détendez la ceinture de sécurité intégrée, sinon l'appuie-tête (A) reste verrouillé et ne s'abaisse pas lorsque vous tendez la ceinture. Si vous souhaitez désactiver le réglage automatique et maintenir l'appuie-tête (A) dans une position fixe, placez l'appuie-tête (A) dans la position souhaitée et placez le levier de frein de l'appuie-tête (H) en position verrouillée. L'appuie-tête (A) est maintenant verrouillé à la hauteur correspondante et ne bouge plus jusqu'à ce que vous ramenez le levier de frein de l'appuie-tête (H) en position déverrouillée.

Si vous utilisez votre HERO XL avec un appui-tête fixe (A), assurez-vous que l'appui-tête (A) est dans la position adaptée à votre enfant. Vérifiez que les sangles d'épaule (R) passent directement sur les épaules de votre enfant ou au maximum 1 cm au-dessus, à travers le siège. Si ce n'est pas le cas, réglez l'appuie-tête (A) en plaçant le levier de frein de l'appuie-tête (H) en position déverrouillée et en poussant l'appuie-tête (A) vers le haut pour le déverrouiller, puis répétez l'opération.


REMARQUE ! Lorsque l'appuie-tête est déployé, le rembourrage dorsal peut être rabattu (fig. 1). Dès que la hauteur de l'appuie-tête est réduite, le rembourrage dorsal doit être rabattu en conséquence (fig. 2).




3 Utilisation du modèle de base

3.3 Démontage du véhicule


1) Ouvrez la fermeture éclair et ouvrez le cache du clip de la ceinture (O). Déverrouillez la ceinture de sécurité du véhicule en appuyant sur le bouton rouge du verrou de la ceinture de sécurité. Ouvrez le clip de la ceinture (N) et tirez la ceinture du véhicule à travers les fentes (D) pour la retirer du siège enfant (fig. 1).



2) Déverrouillez les sangles de retenue inférieures (M) en tenant les raccords à la main et en appuyant sur le bouton rouge avec le pouce. Continuez à tenir le raccord dans votre main et ramenez-le lentement vers le siège enfant. Veillez à ne pas lâcher le raccord de la sangle de retenue inférieure, car il se rétracte automatiquement à grande vitesse (fig. 2).



3) Appuyez sur le bouton du pied d'appui (Q) et placez le pied d'appui (P) dans sa position la plus courte (fig. 3).



3 Utilisation du modèle de base

4) Appuyez sur le levier de réglage de l'angle d'assise (G) et poussez le dispositif de réglage de l'angle d'assise (T) dans sa position la plus courte. Retirez le HERO-XL du véhicule.

CONSEIL ! Verrouillez la boucle de la ceinture et tendez la ceinture avant de retirer le siège enfant du véhicule. Vous pouvez ensuite utiliser les sangles d'épaule (R) comme poignées pour soulever plus facilement le siège enfant et le transporter hors du véhicule.

IMPORTANT ! Ne portez jamais le siège enfant par l'appuie-tête (A).

3.4 Entretien et maintenance

Consignes générales d'entretien et de maintenance

Pour garantir la protection optimale du siège enfant :

- En cas d'accident à une vitesse supérieure à 10 km/h, le siège enfant peut être endommagé sans que les dommages soient immédiatement visibles. Dans ce cas, le siège enfant doit être remplacé. Veuillez le mettre au rebut de manière appropriée.
- Vérifiez régulièrement que toutes les pièces importantes ne sont pas endommagées. Assurez-vous en particulier que tous les composants mécaniques fonctionnent correctement.
- Pour éviter tout dommage, veillez à ce que le siège enfant ne soit pas coincé entre des objets durs (porte de voiture, rails de siège, etc.).
- Faites toujours vérifier le siège enfant s'il a été endommagé (par exemple s'il est tombé par terre).
- Ne lubrifiez et n'huilez jamais les pièces du siège enfant.
- Afin de garantir une protection optimale de votre enfant, il est impératif d'installer et d'utiliser le HERO-XL exactement comme décrit dans ce mode d'emploi.

4 Utilisation des accessoires en option

4 Utilisation des accessoires en option

4.1 Coussins thoraciques

Les coussins thoraciques aident votre enfant à stabiliser le haut du corps lorsque le contrôle du tronc est limité. Les coussins sont fixés à une plaque de montage à l'aide d'une bande Velcro. Ils peuvent être retirés sans effort. Une fois la position optimale trouvée, les coussins doivent être fixés à nouveau en appuyant vers l'arrière et en les tournant légèrement. La housse des coussinets thoraciques est amovible et lavable.



4.2 Cale d'abduction

La cale d'abduction aide votre enfant à maintenir ses jambes dans une position contrôlée. Elle est fixée à un cadre de montage stable et peut être réglée en profondeur et en hauteur à l'aide d'un levier à serrage rapide. La housse de la cale d'abduction est amovible et lavable.



4 Utilisation des accessoires en option

4.3 Adaptateur de profondeur d'assise

L'adaptateur de profondeur d'assise (1) permet d'augmenter la profondeur d'assise d'environ 10 cm. Le HERO-XL peut ainsi être utilisé pour des enfants plus grands.

L'adaptateur de profondeur d'assise est fixé à un cadre de montage stable et peut être réglé en profondeur à l'aide d'un levier à serrage rapide (2).

La housse est amovible et lavable.



4.4 Coussin de soutien et de sécurité

Le rembourrage de soutien et de sécurité (1) permet à votre enfant de poser ses bras et ainsi de stabiliser le haut du corps.

Il se fixe à l'arrière du siège à l'aide de deux bandes velcro.

La housse est amovible et lavable.



5 Garantie

5 Garantie

Les produits HERNIK sont à la pointe de la technologie et sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Si, exceptionnellement, vous avez un motif de réclamation, la société GmbH vous offre, conformément aux conditions générales de vente HERNIK, après livraison

- 24 mois sur toutes les pièces fixes
- 12 mois sur toutes les pièces mobiles

Aucune garantie ne peut être accordée pour les fabrications spéciales, sauf en cas de défauts de fabrication ou de matériaux. Dans ce cas, le produit faisant l'objet de la réclamation sera remplacé pendant 12 mois.

Les droits découlant de cette garantie supposent que l'appareil a été utilisé correctement, conformément au mode d'emploi.

En cas de modifications de conception, de retouches ou de réparations non conformes sans accord préalable de la société GmbH, la garantie HERNIK est annulée.

Toute autre prétention, quel qu'en soit le fondement juridique, notamment en matière de remplacement d'un dommage direct ou indirect, est exclue.

6Marquage

6 Marquage

Vous trouverez le marquage suivant au dos :



Restraint device for special requirements "S" (EN)

Please read the user manual
before use!

7 Caractéristiques

7 Caractéristiques

	HERO-XL
SITZBREITE (Becken)	24 cm
SITZBREITE (Knie)	27 cm
SITZTIEFE	25 - 34 cm
RÜCKENHÖHE	28 - 45 cm
SCHEITELHÖHE	48 - 68 cm
Höhe Thoraxpelotten	13 - 20 cm
Gesamthöhe	65 - 82 cm
Gesamtbreite	43 cm
Gesamttiefe	55 cm
getestete Belastbarkeit	36 kg

Notes

Notes



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

☎ +49 8039-9093930 • 📠 +49 8039-90939319
✉ info@hernik.de • 🌐 www.hernik.de

- Seite 12 -