

Istruzioni per l'uso

HERO



Indice dei contenuti

1	INFORMAZIONI GENERALI	4
1.1	Premessa	4
1.2	Destinazione d'uso e indicazioni	4
1.3	Avvertenze	5
1.4	Dichiarazione di conformità	5
1.5	Condizioni di garanzia	5
1.6	Assistenza e riparazioni	6
1.7	Formazione sull'uso	6
1.8	Omologazione/compatibilità in combinazione con seggiolini auto disponibili in commercio	6
2	SICUREZZA E INSTALLAZIONE NEL VEICOLO	7
2.	Scoprite HERO-XL	7
2.	Avvertenze di sicurezza	9
2.3	Utilizzo nel veicolo	10
2.	Punti di fissaggio inferiori	10
2.5	Fissaggio delle cinghie di tensionamento	11
2.	Installazione nel veicolo	13
3	MANIPOLAZIONE DEL MODELLO BASE	16
3.1	Allacciamento del bambino	16
3	Regolazione del poggiatesta	20
3.	Rimozione dal veicolo	21
3.	Cura e manutenzione	22
4	UTILIZZO DEGLI ACCESSORI OPZIONALI	23

Indice dei contenuti

4.1	Cuscinetti toracici	23
4.2	Cuneo di abduzione	23
4.3	Adattatore per profondità di seduta	24
4.4	Imbottitura di sostegno e sicurezza	24
5	GARANZIA	25
6	MARCATURA	26
7	DATI TECNICI	27

1. Informazioni generali

1 Informazioni generali

1.1 Premessa

Avete scelto il seggiolino auto "HERO-XL" e avete acquistato un prodotto di alta qualità della nostra azienda. Vi ringraziamo per la fiducia accordataci.

Per consentirvi di godere a lungo di questo prodotto e di semplificarvi la vita quotidiana, vi consegniamo il presente manuale. Esso illustra il funzionamento corretto e semplice, nonché la cura e la manutenzione necessarie. Per evitare danni dovuti a errori di utilizzo e garantire un impiego ottimale, leggere attentamente le seguenti istruzioni e avvertenze. In caso di ulteriori domande o problemi, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Vi auguriamo un utilizzo senza problemi e speriamo che i nostri prodotti soddisfino le vostre aspettative.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche al modello descritto nel presente manuale d'uso.

Prima di installare il prodotto nella vostra autovettura e di utilizzarlo per la prima volta, vi preghiamo di leggere attentamente e di osservare le istruzioni di installazione riportate alle pagine 7 - 15.

Assicurarsi che le istruzioni per l'uso rimangano sul prodotto e siano quindi a disposizione di tutti gli utenti.

HERNIK GmbH

1.2 Destinazione d'uso e indicazioni

HERO-XL è stato sviluppato per il trasporto in autoveicoli di bambini con esigenze particolari (GMFCS 3-5; ad esempio ipotonia muscolare pronunciata con mancanza di controllo della testa e del tronco). I bambini con scarso controllo della testa e del busto (ad es. paralisi cerebrale, distrofia muscolare, ipotonia, disturbi dello sviluppo motorio) possono essere sostenuti nella loro postura grazie all'inclinazione del sedile e alle imbottiture speciali incluse nella dotazione di base, garantendo così un trasporto sicuro.

Grazie a importanti accessori opzionali è possibile soddisfare esigenze specifiche, ad esempio l'installazione di un cuneo di abduzione stabile, imbottiture toraciche, adattatori per la profondità del sedile o imbottiture di sostegno e sicurezza.

Maggiori informazioni nel capitolo "4.3 " (Accessori opzionali).

1. Informazioni generali

1.3 Note

Il seggiolino auto per bambini disabili HERO-XL è composto da:

1. un seggiolino auto per bambini disponibile in commercio della ditta Axxkid (si prega di osservare le istruzioni per l'uso del produttore).
2. un modulo di adattamento con accessori che consente di equipaggiare il seggiolino auto in base alle esigenze individuali del bambino. A tal proposito, si prega di osservare le istruzioni per l'uso della HERNIK GmbH.

1.4 Dichiarazione di conformità

HERNIK GmbH dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il seggiolino auto "HERO-XL" è conforme ai requisiti essenziali (allegato 1 della direttiva 93/42 CEE). Il prodotto è contrassegnato dal marchio CE in conformità alla direttiva sopra citata.

1.5 Condizioni di garanzia

La garanzia può essere concessa solo se il prodotto viene utilizzato nelle condizioni specificate e per gli scopi previsti. Il produttore non è responsabile per danni causati da componenti e pezzi di ricambio non approvati dal produttore.

1. Informazioni generali

1.6 Assistenza e riparazioni

L'assistenza e le riparazioni dell'HERO-XL devono essere eseguite esclusivamente da rivenditori specializzati. In caso di problemi, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato di fiducia. In caso di riparazioni, saranno forniti esclusivamente ricambi originali.

1.7 Istruzioni per l'uso

Il seggiolino auto viene consegnato completamente montato. Al momento della consegna, il rivenditore specializzato istruisce l'utente sull'uso del dispositivo con l'ausilio delle istruzioni per l'uso. Il rivenditore specializzato dovrebbe installare il seggiolino auto nell'autovettura insieme all'utente. Per ottenere una posizione di seduta ottimale, è necessario regolare il seggiolino auto in base alle caratteristiche del bambino. Questa operazione dovrebbe essere eseguita dal rivenditore specializzato.

1.8 Omologazione/compatibilità per l'uso in combinazione con seggiolini auto disponibili in commercio

HERO-XL, compresi tutti gli accessori, è un seggiolino auto omologato secondo la norma ECE R129/03. I singoli componenti e gli accessori di HERO-XL non sono omologati per l'uso in combinazione con altri seggiolini auto disponibili in commercio. Qualsiasi modifica potrebbe comportare la revoca dell'omologazione di HERO-XL e del seggiolino auto disponibile in commercio.


2. Sicurezza dell' e e installazione nel veicolo

2 Sicurezza dell' e e installazione nel veicolo

2.1 Scopri HERO-XL



2. Sicurezza dell' e installazione nel veicolo



2. Sicurezza dell' e e installazione nel veicolo

2.2 Avvertenze di sicurezza

HERO-XL deve essere sempre fissato al veicolo secondo le istruzioni di montaggio, anche quando non viene utilizzato. Un seggiolino non fissato può ferire gli altri occupanti dell'auto in caso di frenata brusca.

- HERO-XL deve essere fissato all'interno dell'auto in modo tale da non rimanere incastrato tra i sedili anteriori o le portiere del veicolo.
- Le cinture non devono essere attorcigliate o incastrate e devono essere ben tese.
- Dopo un incidente, il seggiolino auto non deve essere riutilizzato.
- Allacciate sempre la cintura di sicurezza al bambino.
- Prima di ogni viaggio, controllare che la fibbia della cintura sia correttamente bloccata e che il piedino sia posizionato correttamente.
- Assicuratevi inoltre che tutti gli oggetti fissi e le parti in plastica del HERO-XL siano posizionati in modo tale da non poter essere intrappolati da un sedile mobile o da una porta durante l'uso quotidiano del veicolo.
- Si raccomanda di fissare correttamente i bagagli o altri oggetti.
- Il seggiolino auto non deve essere utilizzato senza il rivestimento.
- Si prega di notare che il seggiolino auto può diventare troppo caldo per la pelle del bambino se esposto al sole per un periodo prolungato senza il rivestimento in tessuto.
- Il rivestimento può essere sostituito solo con quello originale HERNIK.
- Non lasciare il bambino incustodito nel seggiolino auto.
- Non apportare modifiche o integrazioni al dispositivo.
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di installazione fornite da HERNIK.
- Le istruzioni per l'uso devono essere sempre conservate nel veicolo.

2. Sicurezza dell' e e installazione nel veicolo

2.3 Utilizzo in auto

Il seggiolino auto per bambini HERO-XL deve essere installato esclusivamente in senso contrario alla direzione di marcia. È compatibile con la maggior parte dei sedili, ma non con tutti. Si prega di consultare il manuale d'uso del veicolo per informazioni sui sedili omologati secondo la norma ECE R16 per l'uso di sistemi di ritenuta per bambini.

Possibilità di utilizzo HERO-XL (i-SIZE):

Beifahrersitz (kein aktiver Airbag)	JA/NEIN*
Beifahrersitz (aktiver Airbag)	NEIN
Rücksitz mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	JA
Sitz mit Zweipunkt-Sicherheitsgurt	NEIN
Seit- und rückwärtsgerichtete Sitze	NEIN



IMPORTANTE! Se desiderate installare il seggiolino HERO-XL su un sedile dotato di airbag frontale, è necessario disattivare l'airbag secondo le istruzioni del costruttore del veicolo. Si prega di notare che in alcuni veicoli la disattivazione dell'airbag può essere effettuata solo da un centro di assistenza autorizzato.

2.4 Punti di fissaggio inferiori


Le cinture di fissaggio anteriori vengono utilizzate per migliorare la protezione dei bambini in auto, consentendo un fissaggio saldo e stabile dei seggiolini per bambini con cintura di sicurezza e rivolti all'indietro. Questo fissaggio aumenta la sicurezza del bambino in tutti i tipi di collisioni, compresi i ribaltamenti e i tamponamenti.

Le cinghie di fissaggio garantiscono un'installazione semplice e perfetta nei veicoli con punti di fissaggio inferiori preinstallati. I punti di fissaggio inferiori preinstallati nei veicoli si trovano spesso sulle guide dei sedili fissate al pavimento, ma sono possibili anche altre posizioni. Per ulteriori informazioni sui punti di fissaggio utilizzabili, consultare il manuale d'uso del veicolo. Se il veicolo non dispone di punti di fissaggio inferiori, è possibile utilizzare le cinghie aggiuntive per il fissaggio inferiore (S) incluse nella fornitura di HERO-XL. Le istruzioni di installazione sono riportate nel presente manuale.

IMPORTANTE! Non utilizzare mai HERO-XL senza le cinghie di tensionamento anteriori. Si tratta di un importante dispositivo di sicurezza che deve essere sempre utilizzato durante l'installazione del seggiolino.


2. Sicurezza dell' e e installazione nel veicolo

2.5 Fissaggio delle cinghie di tensionamento



Se il veicolo non dispone di punti di fissaggio inferiori preinstallati adeguati (fig. 1), è possibile utilizzare le cinghie per il fissaggio inferiore incluse nella fornitura di HERO-XL (fig. 2). A seconda del veicolo e della posizione del sedile in cui si desidera installare il seggiolino, sono disponibili diversi punti di fissaggio per il montaggio delle cinghie (vedere la pagina successiva):

Per installare le cinghie per il fissaggio inferiore (S), è sufficiente far passare la cinghia attorno al punto di fissaggio scelto e inserire l'ancoraggio metallico in una delle fessure presenti sulla cinghia (fig. 3). La cinghia di fissaggio è dotata di diverse fessure che possono essere utilizzate. Assicurarsi di utilizzare la fessura più vicina all'ancoraggio metallico, in modo da installare quest'ultimo il più vicino possibile al pavimento del veicolo. Tirare quindi l'ancoraggio metallico per tendere la cinghia e ripetere la procedura per l'altra cinghia. Durante l'installazione di HERO-XL, utilizzare sempre due punti di fissaggio che devono essere separati l'uno dall'altro, in modo da garantire un'installazione più stabile.



Opzioni per il passaggio della cinghia di fissaggio:

2. Sicurezza dell' e e installazione nel veicolo


alt. a) Far passare la cintura attorno al bordo del punto di fissaggio preinstallato (utilizzare questo metodo solo se i punti di fissaggio preinstallati non si adattano direttamente alle cinghie di fissaggio inferiori).

alt. b) Posizionare la cinghia attorno alla guida del sedile davanti al seggiolino, facendo passare la cinghia tra la guida del sedile e il pavimento del veicolo o attraverso un foro adeguato nella guida del sedile.

alt. c) Posizionare la cintura attorno all'articolazione del sedile del veicolo davanti al seggiolino, facendo passare la cintura tra lo schienale del sedile del veicolo e l'imbottitura del sedile.

alt. d) Posizionare la cintura attorno alla guida del sedile sotto il seggiolino, facendo passare la cintura tra la guida del sedile e il pavimento del veicolo o attraverso un foro adeguato nella guida del sedile.

alt. e) Se HERO-XL è montato sul sedile del passeggero anteriore e nessuna delle alternative sopra indicate è possibile, è possibile fissare le cinture per il fissaggio inferiore a un punto di fissaggio adeguato nella parte posteriore del veicolo e far passare le cinture sotto il sedile del veicolo verso la parte anteriore del veicolo. Assicurarsi che le cinghie di fissaggio non siano visibili nella parte anteriore del sedile, ma solo ai lati.




2. Sicurezza dell' e e installazione nel veicolo

2.6 Installazione nel veicolo

1) Aprire la cerniera e aprire il coperchio del morsetto della cintura (O).

2) Posizionare HERO-XL sul sedile del veicolo con la parte posteriore del seggiolino rivolta verso la parte anteriore del veicolo. Regolare lo spazio per le gambe del bambino spostando semplicemente il seggiolino in avanti e indietro sul sedile del veicolo. HERO-XL può essere installato aderendo allo schienale del sedile del veicolo, ma non deve mai essere installato in modo tale che il tallone (J) sporga dal bordo del sedile del veicolo. Assicurarsi che la linea verticale (K) sul tallone (J) non attraversi mai il bordo del sedile del veicolo.

Regola l'inclinazione del seggiolino premendo la leva di regolazione dell'inclinazione (G) e selezionando una posizione adeguata. Per la massima sicurezza, scegli una posizione il più possibile eretta, assicurandoti che la testa del bambino non cada in avanti quando dorme. Per motivi di comfort e sicurezza, l'inclinazione dovrebbe essere regolata in una posizione più eretta man mano che il bambino cresce. Tenere presente che quando si tendono le cinghie di fissaggio (M), il seggiolino si inclina leggermente all'indietro perché affonda nel rivestimento del sedile del veicolo. Quando si installa HERO-XL sul sedile del passeggero, è possibile, ma non necessario, che la parte posteriore del seggiolino entri in contatto con il cruscotto.




3) Aprire il fermo della cintura (N). Estrarre la cintura di sicurezza del veicolo per una lunghezza pari a un braccio e inserirla nella fessura della cintura di sicurezza più vicina (D). Far passare la cintura attraverso il fermo (N) e poi attraverso la fessura della cintura di sicurezza (D) sul lato opposto. Allacciare la cintura di sicurezza del veicolo utilizzando la fibbia e tirare con forza la parte della cintura di sicurezza del veicolo a livello delle spalle per assicurarsi che sia ben tesa e che il seggiolino sia fissato saldamente. Più si tira, più l'installazione sarà sicura. Quando il seggiolino è ben fissato, chiudere il fermo della cintura (N) e bloccare la cintura di sicurezza del veicolo in posizione. Assicurarsi che sia la cintura diagonale che quella addominale siano bloccate insieme nel fermo della cintura (N). Chiudere il coperchio del fermo della cintura (O) e chiudere la cerniera. Per ottenere un


2. Sicurezza dell' e e installazione nel veicolo

fissaggio ancora più saldo e stabile, premere il seggiolino verso il basso mentre si tira la parte della cintura di sicurezza che passa sopra le spalle.

2. Sicurezza dell' e e installazione nel veicolo




4) Estrarre le cinghie di tensionamento (M) dal seggiolino e collegarle ai punti di fissaggio inferiori del veicolo. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Punti di fissaggio inferiori" a pagina 10 del presente manuale. Premere verso il basso la parte superiore del seggiolino e scuoterlo lateralmente. Le cinture autotensionanti (M) di HERO XL si tenderanno automaticamente. Tendendo le cinture (M) si regola anche l'angolo di inclinazione finale del seggiolino. Premere il seggiolino fino a quando non è fissato saldamente e si è ottenuta un'inclinazione adeguata. Verificare che il segno bianco sulla cinghia di fissaggio inferiore sia visibile. In caso contrario, i punti di fissaggio inferiori sono troppo vicini al seggiolino e devono essere regolati. Se ciò non è possibile, è possibile incrociare le cinghie di tensionamento dietro il seggiolino per ottenere un po' più di spazio.




5) Estrarre il piedino di supporto (P) dal seggiolino. Premere il pulsante del piedino di supporto (Q) e tirare il piedino (P) verso il basso fino a quando non tocca il pavimento del

3. Manipolazione del modello base

veicolo. Rilasciare il pulsante del piedino di supporto (Q) e sollevare il seggiolino per estendere ulteriormente il piedino di supporto (P) fino a sentire un clic. Il piedino di supporto (P) dovrebbe ora essere bloccato e premuto saldamente contro il pavimento del veicolo. Assicurarsi che il piedino di supporto (P) sia inclinato di circa 10° rispetto alla parte anteriore del veicolo. Verificare nuovamente che la cintura di sicurezza del veicolo sia ancora ben tesa e che la cintura addominale non si sia allentata durante il tensionamento delle cinghie di fissaggio inferiori e del piedino di supporto. Se la cintura del veicolo ha perso leggermente tensione, basta tenderla nuovamente ripetendo il punto 2 delle presenti istruzioni senza allentare le cinghie di tensionamento.



6) Inserire l'ASIP (I) nelle fessure del connettore ASIP (L) e spingerlo verso il basso fino a quando l'ASIP (I) non scatta in posizione. Se sul connettore ASIP (L) è presente un coperchio di plastica, rimuoverlo e posizionarlo sul connettore ASIP (L) sul lato opposto del sedile prima di fissare l'ASIP (I). Assicurarsi che l'ASIP (I) sia fissato sul lato del seggiolino HERO-XL più vicino alla portiera del veicolo.



3 Manipolazione del modello base


3.1 Allacciare il bambino

3. Manipolazione del modello base


Prima di allacciare il bambino al seggiolino HERO-XL, assicurarsi che l'inserto corretto sia inserito nel seggiolino. HERO-XL è stato progettato per crescere insieme al bambino e garantire una seduta comoda e sicura. Si consiglia di utilizzare l'inserto fino a quando non diventa troppo stretto per il bambino.

HERO-XL è dotato di un poggiatesta automatico (A) che si abbassa automaticamente nella posizione corretta quando si allaccia la cintura di sicurezza integrata. Per garantire una posizione ottimale, HERNIK consiglia di utilizzare questa funzione ogni volta che si allaccia il bambino. Prima di mettere il bambino nel seggiolino, assicurarsi che il poggiatesta automatico (A) sia in posizione sbloccata.

7) Assicurarsi che la leva del freno del poggiatesta (H) sia in posizione sbloccata. Se la leva è in posizione bloccata, spingerla in posizione sbloccata.




8) Sganciare la cintura di sicurezza integrata premendo il pulsante di sgancio della cintura (E) ed estrarre contemporaneamente entrambe le cinture di sicurezza (R). Evitare di tirare solo una cintura, poiché ciò potrebbe causare un disallineamento delle cinture di sicurezza (R). Assicurarsi che il poggiatesta (A) sia nella posizione più alta:




3. Manipolazione del modello base

9) Sbloccare il fermo della cintura premendo il pulsante di sblocco (C) e posizionare le cinture all'esterno del sedile.




10) Mettere il bambino nel seggiolino e posizionare le cinture di sicurezza (R) sulle spalle del bambino. Bloccare la cintura di sicurezza integrata unendo prima le parti della chiusura fissate alle cinture di sicurezza (R) e poi inserendole nella chiusura fino a sentire un clic.



3. Manipolazione del modello base

11) Tirare le cinture di sicurezza (R) per tendere la cintura di sicurezza integrata sui fianchi del bambino. Mentre le spalline (R) rimangono tese, tirare il pretensionatore (F) lontano dal seggiolino fino a quando la cintura è sufficientemente tesa. Non deve esserci più spazio di un dito tra le spalline (R) e le spalle del bambino. Quando si tende la cintura, il poggiatesta (A) si abbassa automaticamente nella posizione adatta al bambino.



3. Manipolazione del modello base

3.2 Regolazione del poggiatesta

HERO XL è dotato di un poggiatesta automatico (A) che assicura che il poggiatesta (A) sia sempre nella posizione ottimale per il bambino. Quando la cintura di sicurezza integrata viene tesa, il poggiatesta (A) si abbassa all'altezza corretta e si blocca automaticamente. Quando si allenta la cintura, il poggiatesta (A) torna nella posizione più alta e si sblocca. Per garantire una posizione ottimale, si consiglia di utilizzare questa funzione ogni volta che si allaccia la cintura al bambino.

Il poggiatesta (A) si sblocca solo nella posizione più alta. È quindi necessario assicurarsi che il poggiatesta (A) torni completamente nella posizione più alta quando si allenta la cintura di sicurezza integrata, altrimenti il poggiatesta (A) rimane bloccato e non si abbassa quando si tende la cintura. Se si desidera disattivare la regolazione automatica e mantenere il poggiatesta (A) in una posizione fissa, portare il poggiatesta (A) nella posizione desiderata e spostare la leva del freno del poggiatesta (H) in posizione di blocco. Il poggiatesta (A) è ora bloccato all'altezza desiderata e non si muove più fino a quando non si riporta la leva del freno del poggiatesta (H) nella posizione sbloccata.

Se si utilizza HERO XL con poggiatesta fisso (A), assicurarsi che il poggiatesta (A) sia nella posizione corretta per il bambino. Assicurarsi che le cinture di sicurezza (R) passino direttamente sulle spalle del bambino o al massimo 1 cm sopra di esse attraverso il sedile. In caso contrario, regolare il poggiatesta (A) portando la leva del freno del poggiatesta (H) in posizione sbloccata e spingendo il poggiatesta (A) verso l'alto per sbloccarlo, quindi ripetere la procedura.


NOTA! Quando il poggiatesta è esteso, è possibile ribaltare il cuscino dello schienale (fig. 1). Non appena l'altezza del poggiatesta viene ridotta, il cuscino dello schienale deve essere ribaltato di conseguenza (fig. 2).




3. Manipolazione del modello base

3.3 Rimozione dal veicolo


1) Aprire la cerniera e aprire il coperchio del fermo della cintura (O). Sbloccare la cintura di sicurezza del veicolo premendo il pulsante rosso della fibbia della cintura di sicurezza. Aprire il fermo della cintura (N) e tirare la cintura del veicolo attraverso le fessure della cintura (D) per rimuoverla dal seggiolino (fig. 1).



2) Sbloccare le cinture di fissaggio inferiori (M) tenendo fermi i raccordi con la mano e premendo il pulsante rosso con il pollice. Continuare a tenere il raccordo in mano e riportarlo lentamente verso il seggiolino. Fare attenzione a non lasciare il raccordo della cintura di fissaggio inferiore, poiché si ritrae automaticamente ad alta velocità (fig. 2).



3) Premere il pulsante del piedino di supporto (Q) e portare il piedino di supporto (P) nella posizione più corta (fig. 3)



3. Manipolazione del modello base

4) Premere la leva per la regolazione dell'inclinazione del sedile (G) e spingere il regolatore dell'inclinazione del sedile (T) nella posizione più corta. Sollevare HERO-XL dal veicolo.

SUGGERIMENTO! Bloccare la fibbia della cintura e tendere la cintura di sicurezza prima di rimuovere il seggiolino dal veicolo. È quindi possibile utilizzare le cinghie delle spalle (R) come maniglie per sollevare più facilmente il seggiolino e trasportarlo fuori dal veicolo.

IMPORTANTE! Non trasportare mai il seggiolino per bambini tenendolo per il poggiatesta (A).

3.4 Cura e manutenzione

Istruzioni generali per la cura e la manutenzione

Per garantire la piena efficacia protettiva del seggiolino:

- In caso di incidente con una velocità di impatto superiore a 10 km/h, il seggiolino potrebbe subire danni non immediatamente evidenti. In tal caso, il seggiolino deve essere sostituito. Smaltirlo correttamente.
- Controllare regolarmente che tutte le parti importanti non siano danneggiate. Assicurarsi in particolare che tutti i componenti meccanici funzionino correttamente.
- Per evitare danni, fare attenzione che il seggiolino non rimanga incastrato tra oggetti duri (portiera dell'auto, guide del sedile, ecc.).
- Far controllare sempre il seggiolino per bambini se è stato danneggiato (ad es. se è caduto a terra).
- Non lubrificare o oliare mai le parti del seggiolino.
- Affinché possa proteggere correttamente il bambino, è indispensabile installare e utilizzare HERO-XL esattamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.

4.Utilizzo degli accessori opzionali

4 Utilizzo degli accessori opzionali

4.1 Cuscini toracici

I cuscini toracici aiutano il bambino a stabilizzare la parte superiore del corpo in caso di controllo limitato del tronco. I cuscini sono fissati a una piastra di montaggio tramite un sistema a strappo. Possono essere rimossi con una leggera pressione. Una volta trovata la posizione ottimale, i cuscini devono essere fissati nuovamente esercitando una leggera pressione verso la schiena e ruotandoli leggermente. Il rivestimento delle imbottiture toraciche è rimovibile e lavabile.



4.2 Cuneo di abduzione

Il cuneo di abduzione aiuta il bambino a mantenere le gambe in una posizione controllata. È fissato a un telaio di montaggio stabile e può essere regolato in profondità e in altezza tramite una leva a sgancio rapido. Il rivestimento del cuneo di abduzione è sfoderabile e lavabile.



4.Utilizzo degli accessori opzionali

4.3 Adattatore per la profondità del sedile

L'adattatore per la profondità del sedile (1) consente di aumentare la profondità del sedile di circa 10 cm. In questo modo HERO-XL può essere utilizzato anche da bambini più grandi.

L'adattatore per la profondità della seduta è fissato a un telaio di montaggio stabile e può essere regolato in profondità tramite una leva a sgancio rapido (2).

Il rivestimento è sfoderabile e lavabile.



4.4 Imbottitura di sostegno e sicurezza

L'imbottitura di sostegno e sicurezza (1) consente al bambino di appoggiare le braccia e stabilizzare così il busto.

Si fissa alla parte posteriore del sedile con due nastri in velcro.

Il rivestimento è sfoderabile e lavabile.



5. Garanzia

5 Garanzia

I prodotti HERNIK sono all'avanguardia della tecnologia e sono realizzati secondo rigorosi standard di qualità. In caso di reclami eccezionali, la GmbH garantisce, in conformità con le condizioni generali di contratto HERNIK, dopo la consegna

- 24 mesi su tutti i componenti fissi
- 12 mesi su tutte le parti mobili

Non è possibile fornire alcuna garanzia per prodotti realizzati su misura, a meno che non si tratti di difetti di fabbricazione o dei materiali. In tal caso, il prodotto contestato sarà sostituito per 12 mesi.

I diritti derivanti dalla presente garanzia presuppongono che l'apparecchio sia stato utilizzato correttamente, in conformità alle istruzioni per l'uso.

In caso di modifiche costruttive, rilavorazioni o riparazioni improprie senza previo accordo con la GmbH, decade il diritto alla garanzia HERNIK.

Sono escluse ulteriori pretese, indipendentemente dal motivo giuridico, in particolare il risarcimento di danni diretti o indiretti.

6. Contrassegno

6 Contrassegno

Sul retro sono riportate le seguenti indicazioni:



Restraint device for special requirements "S" (EN)

Please read the user manual
before use!

7.Dati

7 Dati

	HERO-XL
SITZBREITE (Becken)	24 cm
SITZBREITE (Knie)	27 cm
SITZTIEFE	25 - 34 cm
RÜCKENHÖHE	28 - 45 cm
SCHEITELHÖHE	48 - 68 cm
Höhe Thoraxpelotten	13 - 20 cm
Gesamthöhe	65 - 82 cm
Gesamtbreite	43 cm
Gesamttiefe	55 cm
getestete Belastbarkeit	36 kg

Appunti

Appunti



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

☎ +49 8039-9093930 • 📠 +49 8039-90939319
✉ info@hernik.de • 🌐 www.hernik.de

- Seite 12 -