

Manual de instruções

HERO



Índice

1	INFORMAÇÕES GERAIS	4
1.1	Prefácio	4
1.2	Finalidade e indicação	4
1.3	Instruções	5
1.4	Declaração de conformidade	5
1.5	Condições de garantia	5
1.6	Assistência e reparações	6
1.7	Treinamento de uso	6
1.8	Aprovação/compatibilidade em relação à combinação com cadeiras infantis para automóveis disponíveis no mercado	6
2	SEGURANÇA E INSTALAÇÃO NO VEÍCULO	7
2.1	Conheça o HERO-XL	7
2	Instruções de segurança	9
2.	Utilização no veículo	10
2.	Pontos de fixação inferiores	10
2.5	Fixação das correias de tensão	11
2.6	Instalação no veículo	13
3	MANUSEIO DO MODELO BÁSICO	15
3.1	Apertar o cinto de segurança da criança	15
3	Ajuste do apoio para a cabeça	19
3.	Remoção do veículo	20
3.	Cuidados e manutenção	21
4	UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS OPCIONAIS	22

Índice

4.1	Almofadas torácicas	22
4.2	Cunha de abdução	22
4.3	Adaptador de profundidade do assento	23
4.4	Almofadas de apoio e segurança	23
5	GARANTIA	24
6	IDENTIFICAÇÃO	25
7	DADOS TÉCNICOS	26

1 Informações gerais

1 Informações gerais

1.1 Prefácio

Você escolheu a cadeira infantil para automóvel “HERO-XL” e recebeu um produto de alta qualidade da nossa empresa. Agradecemos a sua confiança.

Para que possa desfrutar deste produto durante muito tempo e que ele o ajude a facilitar o seu dia a dia, entregamos-lhe este manual. Ele mostra-lhe o funcionamento correto e simples, bem como os cuidados e manutenção necessários. Para evitar danos causados por erros de utilização e permitir uma utilização ideal, leia atentamente as instruções e indicações a seguir. Se tiverem dúvidas ou problemas, entrem em contato com o seu revendedor especializado. Desejamos uma utilização sem problemas e esperamos que os nossos produtos atendam às suas expectativas.

Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas ao modelo descrito neste manual de instruções.

Antes de instalar o produto no seu carro e utilizá-lo pela primeira vez, leia atentamente as instruções de instalação nas páginas 7 a 15 e siga-as.

Certifique-se de que o manual de instruções permaneça no produto e esteja disponível para todos os usuários.

Sua HERNIK GmbH

1.2 Finalidade e indicação

O HERO-XL foi desenvolvido para o transporte de crianças com necessidades especiais (GMFCS 3-5; por exemplo, hipotonia muscular pronunciada com falta de controle da cabeça e do tronco) em veículos motorizados. Crianças com controle deficiente da cabeça e do tronco (por exemplo, paralisia cerebral, distrofia muscular, hipotonia, distúrbios do desenvolvimento motor) podem ser apoiadas na sua postura através da inclinação do ângulo do assento e dos almofadados especiais incluídos no equipamento básico, garantindo assim um transporte seguro.

Acessórios opcionais importantes permitem atender a aspectos específicos, como a instalação de uma cunha de abdução estável, pelotas torácicas, adaptador de profundidade do assento ou almofada de apoio e segurança.

Mais informações no capítulo 4.3.

1 Informações gerais

1.3 Observações

A cadeira auto para crianças com deficiência HERO-XL é composta por:

1. uma cadeira auto para crianças comercializada pela empresa Axxid (consulte as instruções de utilização do fabricante).
2. um módulo de adaptação com acessórios que permite equipar a cadeira auto de acordo com as necessidades individuais da sua criança. Para tal, consulte as instruções de utilização da HERNIK GmbH.

1.4 Declaração de conformidade

A HERNIK GmbH declara, sob sua exclusiva responsabilidade, que a cadeira auto para crianças "HERO-XL" está em conformidade com os requisitos essenciais (Anexo 1 da Diretiva 93/42 CEE). O produto está marcado com a marca CE, em conformidade com a diretiva acima mencionada.

1.5 Condições de garantia

A garantia só pode ser assumida se o produto for utilizado nas condições especificadas e para os fins previstos. O fabricante não se responsabiliza por danos causados por componentes e peças de reposição que não tenham sido aprovados pelo fabricante.

1 Informações gerais

1.6 Assistência e reparações

A manutenção e os reparos do HERO-XL só devem ser realizados por revendedores especializados. Em caso de problemas, entre em contato com o revendedor responsável. Em caso de reparos, você receberá exclusivamente peças de reposição originais.

1.7 Treinamento de uso

A cadeira auto é fornecida completamente montada. No momento da entrega, o revendedor especializado instrui o utilizador sobre a utilização do dispositivo, com a ajuda do manual de instruções. O revendedor especializado deve instalar a cadeira auto no automóvel em conjunto com o utilizador. Para obter uma posição ideal, é necessário ajustar a cadeira auto individualmente às características da criança. Esta operação deve ser sempre realizada pelo revendedor especializado.

1.8 Aprovação/compatibilidade em relação à combinação com cadeiras infantis para automóveis disponíveis no mercado

O HERO-XL, incluindo todos os acessórios, é uma cadeira infantil para automóvel homologada de acordo com a norma ECE R129/03. As peças individuais e os acessórios do HERO-XL não estão homologados para combinação com outras cadeiras infantis para automóvel disponíveis no mercado. Qualquer alteração pode invalidar a homologação do HERO-XL, bem como a da cadeira infantil para automóvel disponível no mercado.


2 Segurança do e instalação no veículo

2 Segurança do e instalação no veículo

2.1 Conheça o HERO-XL



2Segurança do e instalação no veículo



2 Segurança do e instalação no veículo

2.2 Instruções de segurança

O HERO-XL deve ser sempre fixado no veículo de acordo com as instruções de instalação, mesmo quando não estiver em uso. Um assento não fixado pode ferir outros ocupantes do veículo em caso de frenagem brusca.

- O HERO-XL deve ser fixado no carro de forma que não fique preso entre os bancos dianteiros ou as portas do veículo.
- Os cintos não devem estar torcidos ou presos e devem ser bem apertados.
- Após um acidente, a cadeira auto não deve ser reutilizada.
- Sempre coloque o cinto de segurança em seu filho.
- Antes de cada viagem, verifique se o fecho do cinto está corretamente travado e se o suporte está posicionado corretamente.
- Certifique-se também de que todos os objetos fixos e peças de plástico do HERO-XL estão posicionados de forma a não ficarem presos num assento móvel ou numa porta durante a utilização diária do veículo.
- Recomenda-se que a bagagem ou outros objetos sejam devidamente fixados.
- O assento do carro não deve ser utilizado sem a capa.
- Tenha em atenção que a cadeira auto pode ficar demasiado quente para a pele da criança se ficar exposta ao sol durante muito tempo sem a capa de tecido.
- A capa só pode ser substituída pela capa original da HERNIK.
- Não deixe a criança sozinha na cadeira auto.
- Não faça alterações ou acréscimos ao dispositivo.
- Siga rigorosamente as instruções de instalação fornecidas pela HERNIK.
- O manual de instruções deve ser sempre transportado no veículo.


2 Segurança do e instalação no veículo

2.3 Utilização no veículo

A cadeira auto para crianças HERO-XL Reha só pode ser instalada virada para trás. É compatível com a maioria dos bancos, mas não com todos. Consulte o manual do seu veículo para obter informações sobre os bancos homologados pela norma ECE R16 para a utilização de sistemas de retenção para crianças.

Possibilidades de utilização HERO-XL (i-SIZE):

Beifahrersitz (kein aktiver Airbag)	JA/NEIN*
Beifahrersitz (aktiver Airbag)	NEIN
Rücksitz mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	JA
Sitz mit Zweipunkt-Sicherheitsgurt	NEIN
Seit- und rückwärtsgerichtete Sitze	NEIN



IMPORTANTE! Se pretender instalar a sua cadeira infantil HERO-XL num banco com airbag frontal, o airbag deve ser desativado de acordo com as instruções do fabricante do veículo. Tenha em atenção que, em alguns veículos, a desativação do airbag só pode ser efetuada por um centro de assistência autorizado.

2.4 Pontos de fixação inferiores


As correias de fixação para a frente são utilizadas para melhorar a proteção das crianças em automóveis, permitindo uma instalação firme e estável de cadeiras infantis com cinto de segurança e viradas para trás. Esta fixação aumenta a segurança da sua criança em todos os tipos de colisões, incluindo capotamentos e colisões traseiras.

As correias de fixação garantem uma instalação fácil e precisa em veículos com pontos de fixação inferiores pré-instalados. Os pontos de fixação inferiores pré-instalados nos veículos encontram-se frequentemente nas calhas dos bancos fixadas ao piso, mas também são possíveis outras posições. Para mais informações sobre os pontos de fixação utilizáveis, consulte o manual do proprietário do seu veículo. Se o seu veículo não tiver pontos de fixação inferiores, pode utilizar as correias adicionais para fixação inferior (S) incluídas no HERO-XL. As instruções de instalação encontram-se neste manual.

IMPORTANTE! Nunca utilize o HERO-XL sem as correias de fixação para a frente. Elas são um importante recurso de segurança e devem ser sempre utilizadas durante a instalação da sua cadeira infantil.


2 Segurança do e instalação no veículo

2.5 Colocação das correias de fixação



Se o seu veículo não tiver pontos de fixação inferiores pré-instalados adequados (fig. 1), você pode usar as correias para fixação inferior incluídas no HERO-XL (fig. 2). Dependendo do veículo e da posição do assento em que pretende instalar a cadeira infantil, existem vários pontos de fixação possíveis para a instalação das correias (ver página seguinte):

Para instalar as correias para fixação inferior (S), basta passar a correia pelo ponto de fixação escolhido e passar a fixação metálica por uma das ranhuras na correia (fig. 3). A correia de fixação possui várias ranhuras que podem ser utilizadas. Certifique-se de usar a ranhura mais próxima da fixação metálica para instalar a fixação metálica o mais próximo possível do piso do veículo. Em seguida, puxe a fixação metálica para apertar a cinta e repita o processo para a outra cinta. Ao instalar o HERO-XL, use sempre dois pontos de fixação, que devem estar separados um do outro, pois isso permite uma instalação mais estável.



Opções para a passagem da correia de fixação:

2 Segurança do e instalação no veículo


alt. a) Passe a correia pela borda do ponto de fixação pré-instalado (use este método apenas se os pontos de fixação pré-instalados não se encaixarem diretamente nas correias de retenção inferiores).

alt. b) Coloque a correia à volta do trilho do assento à frente da cadeira infantil, passando a correia entre o trilho do assento e o piso do veículo ou através de um orifício adequado no trilho do assento.

alt. c) Coloque a correia à volta da articulação do assento do veículo à frente da cadeira infantil, passando a correia entre o encosto do assento do veículo e o estofado do assento.

alt. d) Coloque o cinto à volta do trilho do assento por baixo da cadeira infantil, passando o cinto entre o trilho do assento e o piso do veículo ou através de um orifício adequado no trilho do assento.

alt. e) Se o HERO-XL for montado no banco do passageiro e nenhuma das alternativas acima for possível, você pode prender as correias para a fixação inferior em um ponto de fixação adequado na parte traseira do veículo e passar as correias por baixo do assento do veículo até a parte dianteira do veículo. Certifique-se de que as correias de fixação não fiquem visíveis na parte frontal do banco e não nas laterais.




2 Segurança do e instalação no veículo

2.6 Instalação no veículo

1) Abra o zíper e abra a tampa do grampo do cinto (O).


2) Coloque o HERO-XL no banco do veículo, com a parte traseira da cadeira infantil voltada para a frente do veículo. Ajuste o espaço para as pernas da criança movendo a cadeira infantil para frente e para trás no banco do veículo. O HERO-XL pode ser instalado bem próximo ao encosto do banco do veículo, mas nunca deve ser instalado de forma que a saliência (J) fique pendurada sobre a borda do banco do veículo. Certifique-se de que a linha vertical (K) na saliência (J) nunca cruze a borda do banco do veículo.

Ajuste o ângulo do assento infantil pressionando a alavanca de ajuste do ângulo de inclinação (G) e selecionando uma posição adequada. Para máxima segurança, selecione uma posição o mais vertical possível e certifique-se de que a cabeça da criança não caia para a frente enquanto dorme. Por motivos de conforto e segurança, o ângulo de inclinação deve ser ajustado para uma posição mais vertical à medida que a criança cresce. Tenha em atenção que a cadeira infantil inclina-se ligeiramente mais para trás ao apertar as correias de tensão (M), uma vez que afunda no estofado do banco do veículo. Ao instalar o HERO-XL num banco do passageiro, é possível, mas não necessário, que a parte traseira da cadeira infantil entre em contacto com o painel de instrumentos.




3) Abra o grampo do cinto (N). Puxe o cinto do veículo com um comprimento equivalente ao comprimento do seu braço e passe-o pela fenda do cinto de segurança mais próxima de si (D). Passe o cinto pelo grampo do cinto (N) e, em seguida, pela fenda do cinto de segurança (D) no lado oposto. Prenda o cinto de segurança do veículo com a fivela e puxe com força a parte do ombro do cinto de segurança do veículo para que fique bem apertado e a cadeira infantil esteja bem fixada. Quanto mais você puxar, mais firme ficará a instalação. Quando a cadeira infantil estiver bem presa, feche o grampo do cinto (N) e trave o cinto de segurança do veículo na sua posição. Certifique-se de que tanto o cinto de ombro como o cinto de anca estão bloqueados em conjunto no fecho do cinto (N). Feche a tampa do fecho do cinto (O) e feche o fecho de correr. Para obter uma fixação ainda mais firme e estável, pressione a cadeira infantil para baixo enquanto puxa a parte do ombro do cinto de segurança.

2 Segurança do e instalação no veículo




4) Puxe as correias de tensionamento (M) para fora da cadeira infantil e prenda-as nos pontos de fixação inferiores do seu veículo. Para mais informações, consulte a seção “Pontos de fixação inferiores” na página 10 deste manual. Pressione a parte superior da cadeira infantil para baixo e balance a cadeira lateralmente. As correias de tensionamento automático (M) do HERO-XL serão tensionadas automaticamente. Ao tensionar as correias (M), você também ajusta o ângulo de inclinação final da cadeira infantil. Pressione a cadeira infantil até que ela esteja bem fixada e você tenha alcançado um ângulo de inclinação adequado. Verifique se a marca branca na correia de retenção inferior está visível. Se não estiver, os pontos de fixação inferiores estão muito próximos da cadeira infantil e precisam ser ajustados. Se isso não for possível, você também pode cruzar as correias de tensionamento atrás do assento para ganhar um pouco mais de espaço.




3 Manuseio do modelo básico

5) Retire o pé de apoio (P) da cadeira infantil. Pressione o botão do pé de apoio (O) e puxe o pé de apoio (P) para baixo até que ele toque no piso do veículo. Solte o botão do pé de apoio (O) e levante a cadeira infantil para continuar a estender o pé de apoio (P) até ouvir um clique. O pé de apoio (P) deve agora estar travado e pressionado firmemente contra o piso do veículo. Certifique-se de que o pé de apoio (P) esteja inclinado cerca de 10° em relação à frente do veículo. Verifique novamente se o cinto de segurança do veículo continua bem apertado e se o cinto abdominal não se soltou ao apertar as correias de retenção inferiores e o pé de apoio. Se o cinto do veículo tiver perdido um pouco de tensão, basta apertá-lo novamente, repetindo o passo 2 destas instruções, sem soltar as correias de tensão.



6) Empurre o ASIP (I) nas ranhuras do conector ASIP (L) e empurre-o para baixo até que o ASIP (I) encaixe. Se houver uma tampa de plástico no conector ASIP (L), remova-a e coloque-a no conector ASIP (L) no lado oposto do assento antes de fixar o ASIP (I). Certifique-se de que o ASIP (I) está fixado no lado do assento infantil HERO-XL mais próximo da porta do veículo.



3 Manuseio do modelo básico


3.1 Apertar o cinto de segurança da criança

3 Manuseio do modelo básico


Antes de prender a criança na cadeira infantil HERO-XL, certifique-se de que o encaixe correto está na cadeira. A HERO-XL foi concebida para crescer com a criança e garantir um assento confortável e seguro para crianças. Recomenda-se utilizar o encaixe até que fique demasiado apertado para a criança.

O HERO-XL está equipado com um apoio de cabeça automático (A) que se baixa automaticamente para a posição correta quando o cinto de segurança integrado é colocado. Para garantir uma posição ideal, a HERNIK recomenda utilizar esta função sempre que colocar a criança no assento. Antes de colocar a criança na cadeira infantil, certifique-se de que o apoio de cabeça automático (A) está na posição destravada.

7) Certifique-se de que a alavanca de travão do apoio de cabeça (H) se encontra na posição destravada. Se a alavanca se encontrar na posição travada, empurre-a para a posição destravada.




8) Solte o cinto de segurança integrado pressionando o botão de liberação do cinto (E) e puxe os dois cintos de ombro (R) ao mesmo tempo. Evite puxar apenas uma correia, pois isso pode desequilibrar as correias dos ombros (R). Certifique-se de que o apoio de cabeça (A) está na posição mais alta:




3 Manuseio do modelo básico

9) Desbloqueie o fecho do cinto pressionando o botão de liberação do fecho (C) e coloque os cintos fora do assento.




10) Coloque a criança no assento e coloque os cintos de ombro (R) sobre os ombros da criança. Trave o cinto de segurança integrado, juntando primeiro as partes da trava que estão presas aos cintos de ombro (R) e, em seguida, empurrando-as para dentro da trava até ouvir um clique.



3 Manuseio do modelo básico

11) Puxe as correias dos ombros (R) para apertar o cinto de segurança integrado sobre os quadris da criança. Enquanto as correias dos ombros (R) permanecem esticadas, puxe o tensionador da correia (F) para longe da cadeira infantil até que a correia esteja suficientemente esticada. Não deve caber mais do que um dedo entre as correias dos ombros (R) e os ombros da criança. Ao esticar a correia, o apoio de cabeça (A) desloca-se automaticamente para baixo, para a posição adequada para a criança.



3 Manuseio do modelo básico


3.2 Ajustar o apoio de cabeça

O HERO-XL está equipado com um apoio de cabeça automático (A) que garante que o apoio de cabeça (A) esteja sempre na posição ideal para a sua criança. Quando o cinto de segurança integrado é tensionado, o apoio de cabeça (A) desce até à altura correta e encaixa automaticamente. Ao soltar o cinto, o apoio de cabeça (A) volta para a posição superior e é desbloqueado. Para garantir uma posição ideal, recomendamos usar essa função sempre que colocar o cinto na criança.

O apoio de cabeça (A) só é destravado na sua posição mais alta. Portanto, certifique-se de que o apoio de cabeça (A) retorne completamente à sua posição mais alta ao soltar o cinto de segurança integrado, caso contrário, o apoio de cabeça (A) permanecerá travado e não se moverá para baixo ao apertar o cinto. Se você quiser desativar o ajuste automático e manter o apoio de cabeça (A) em uma posição fixa, coloque o apoio de cabeça (A) na posição desejada e mova a alavanca de freio do apoio de cabeça (H) para a posição travada. O apoio de cabeça (A) está agora bloqueado na altura correspondente e não se move até que a alavanca de travão do apoio de cabeça (H) seja novamente colocada na posição desbloqueada.

Se você estiver usando o HERO-XL com apoio de cabeça fixo (A), certifique-se de que o apoio de cabeça (A) esteja na posição adequada para a criança. Certifique-se de que as correias dos ombros (R) passem diretamente pelos ombros da criança ou, no máximo, 1 cm acima deles, através do assento. Caso contrário, ajuste o apoio para a cabeça (A) colocando a alavanca de travão do apoio para a cabeça (H) na posição destravada e empurrando o apoio para a cabeça (A) para a posição superior para destravá-lo e, em seguida, repita o procedimento.


ATENÇÃO! Quando o apoio de cabeça está estendido, o encosto pode ser rebatido (fig. 1). Assim que a altura do apoio de cabeça for reduzida, o encosto deve ser rebatido em conformidade (fig. 2).




3 Manuseio do modelo básico

3.3 Remoção do veículo


1) Abra o zíper e abra a tampa do prendedor do cinto (O). Trave o cinto de segurança do veículo pressionando o botão vermelho da trava do cinto de segurança. Abra o prendedor do cinto (N) e puxe o cinto do veículo pelas ranhuras do cinto (D) para removê-lo da cadeira infantil (fig. 1).



2) Desbloqueie as correias de retenção inferiores (M) segurando os conectores com a mão e pressionando o botão vermelho com o polegar. Continue segurando o conector e leve-o lentamente de volta para a cadeira infantil. Tenha cuidado para não soltar o conector da correia de retenção inferior, pois ele se retrai automaticamente em alta velocidade (fig. 2).



3) Pressione o botão do pé de apoio (Q) e coloque o pé de apoio (P) na posição mais curta (fig. 3).



3 Manuseio do modelo básico

4) Pressione a alavanca para ajustar o ângulo do assento (G) e pressione o ajustador do ângulo do assento (T) na posição mais curta. Retire o HERO-XL do veículo.

DICA! Trave o fecho do cinto e aperte o cinto antes de retirar a cadeira infantil do veículo. Pode então utilizar os cintos de ombro (R) como pega para retirar mais facilmente a cadeira infantil e transportá-la fora do veículo.

IMPORTANTE! Nunca transporte a cadeira infantil pela almofada do apoio de cabeça (A).

3.4 Cuidados e manutenção

Instruções gerais de cuidados e manutenção

Para garantir a proteção total da cadeira infantil:

- Em caso de acidente com uma velocidade de impacto superior a 10 km/h, a cadeira infantil pode ficar danificada sem que os danos sejam imediatamente visíveis. Nesse caso, a cadeira infantil deve ser substituída. Descarte-a de forma adequada.
- Verifique regularmente se todas as peças importantes estão danificadas. Certifique-se de que todos os componentes mecânicos, em particular, estão a funcionar corretamente.
- Para evitar danos, certifique-se de que a cadeira infantil não fica presa entre objetos duros (porta do carro, trilhos do banco, etc.).
- Sempre verifique a cadeira infantil se ela estiver danificada (por exemplo, se tiver caído no chão).
- Nunca lubrifique ou oleie peças da cadeira infantil.
- Para que possa proteger adequadamente a sua criança, é absolutamente necessário que instale e utilize a HERO-XL exatamente como descrito neste manual de instruções.

4 Utilização dos acessórios opcionais

4 Utilização dos acessórios opcionais

4.1 Almofadas torácicas

As almofadas torácicas ajudam a criança a estabilizar a parte superior do corpo quando o controle do tronco é limitado. As almofadas são fixadas em uma placa de montagem por meio de uma conexão de velcro. Elas podem ser removidas com um leve esforço. Depois de encontrar a posição ideal, as almofadas devem ser fixadas novamente com pressão em direção às costas, girando-as levemente. A capa das almofadas torácicas é removível e lavável.



4.2 Cunha de abdução

A cunha de abdução ajuda seu filho a manter as pernas numa posição controlada. Ela é fixada numa estrutura de montagem estável e pode ser ajustada em profundidade e altura por meio de uma alavanca de travamento rápido. A capa da cunha de abdução é removível e lavável.



4 Utilização dos acessórios opcionais

4.3 Adaptador de profundidade do assento

O adaptador de profundidade do assento (1) permite aumentar a profundidade do assento em cerca de 10 cm. Assim, o HERO-XL também pode ser utilizado por crianças mais altas.

O adaptador de profundidade do assento é fixado a uma estrutura de montagem estável e pode ser ajustado em profundidade por meio de uma alavanca de fixação rápida (2).

A capa é removível e lavável.



4.4 Almofadas de apoio e segurança

A almofada de apoio e segurança (1) permite que seu filho descanse os braços e estabilize o tronco.

Pode ser fixada à parte traseira do assento com duas tiras de velcro.

A capa é removível e lavável.



5 Garantia

5 Garantia

Os produtos HERNIK correspondem ao estado da técnica e são fabricados de acordo com rigorosas normas de qualidade. Se, excepcionalmente, tiver motivos para reclamação, a GmbH garante, de acordo com os termos e condições gerais da HERNIK, após a entrega

- 24 meses para todas as peças fixas
- 12 meses para todas as peças móveis

Não é possível assumir qualquer garantia para produtos personalizados, desde que estes não apresentem defeitos de fabrico ou de material. Neste caso, é concedida a substituição do produto reclamado por 12 meses.

As reivindicações de acordo com esta garantia pressupõem que o aparelho foi utilizado corretamente, de acordo com as instruções de uso.

Em caso de alterações construtivas, retrabalhos ou reparações inadequadas sem consulta prévia à GmbH, a garantia da HERNIK caduca.

Estão excluídos quaisquer outros direitos, independentemente do fundamento jurídico, em particular o direito à substituição de danos diretos ou indiretos.

6 Identificação

6 Identificação

No verso, você encontrará a seguinte identificação:



Restraint device for special requirements "S" (EN)

Please read the user manual
before use!

7 Dados técnicos

7 Dados técnicos

	HERO-XL
SITZBREITE (Becken)	24 cm
SITZBREITE (Knie)	27 cm
SITZTIEFE	25 - 34 cm
RÜCKENHÖHE	28 - 45 cm
SCHEITELHÖHE	48 - 68 cm
Höhe Thoraxpelotten	13 - 20 cm
Gesamthöhe	65 - 82 cm
Gesamtbreite	43 cm
Gesamttiefe	55 cm
getestete Belastbarkeit	36 kg

Notas

Notas

The logo for Hernik, featuring the word "Hernik" in a bold, black, sans-serif font. A red curved line arches over the top of the letters "e" and "r".

HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 +49 8039-9093930 •  +49 8039-90939319
 info@hernik.de •  www.hernik.de