

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HERO



Содержание

1	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
1.1	Предисловие	4
1.2	Назначение и показания	4
1.3	Указания	6
1.4	Декларация о соответствии	6
1.5	Условия гарантии	6
1.6	Сервис и ремонт	7
1.7	Обучение по эксплуатации	7
1.8	Сертификация/совместимость с автомобильными детскими сиденьями, имеющимися в продаже	7
2	БЕЗОПАСНОСТЬ И УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ	8
2.1	Познакомьтесь с HERO-XL	8
2.	Правила безопасности	10
2.3	Использование в автомобиле	11
2.4	Нижние точки крепления	11
2.5	Установка натяжных ремней	13
2.6	Установка в автомобиль	16
3	ОБРАЩЕНИЕ С БАЗОВОЙ МОДЕЛЬЮ	19
3.1	Пристегивание ребенка	20
3.	Регулировка подголовника	23
3.	Извлечение из автомобиля	25
3.4	Уход и обслуживание	26
4	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	27

Содержание

4.1	Грудные подушки	27
4.2	Клин отведения	27
4.3	Адаптер глубины сиденья	28
4.4	Опорные и защитные подушки	28
5	ГАРАНТИЯ	29
6	МАРКИРОВКА	30
7	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	31

1 Общая информация

1 Общая информация

1.1 Предисловие

Вы выбрали детское автокресло «HERO-XL» и получили высококачественный продукт нашей компании. Мы хотим поблагодарить вас за оказанное доверие.

Чтобы вы могли долго пользоваться этим продуктом и он помогал вам облегчить повседневную жизнь, мы предоставляем вам это руководство. В нем описаны правильное и простое использование, а также необходимый уход и обслуживание. Чтобы избежать повреждений из-за неправильного использования и обеспечить оптимальную эксплуатацию, внимательно прочтите следующие инструкции и указания. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или проблемы, обратитесь к вашему специализированному дилеру. Мы желаем вам беспроblemного использования и надеемся, что наши продукты оправдают ваши ожидания.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения в конструкцию, описанную в данном руководстве по эксплуатации.

Перед установкой в ваш автомобиль и первым использованием просим вас внимательно прочитать и соблюдать инструкции по установке на страницах 7–15.

Убедитесь, что инструкция по эксплуатации остается на изделии и доступна для каждого пользователя.

Ваша компания HERNIK GmbH

1.2 Назначение и показания

HERO-XL был разработан для перевозки детей с особыми потребностями (GMFCS 3-5; например, выраженная мышечная гипотония с отсутствием контроля над головой и туловищем) в автомобилях. Детям с плохим контролем головы и туловища (например, с церебральным параличом, мышечной дистрофией, гипотонией, нарушениями моторного развития) можно помочь сохранить правильную осанку с помощью наклона сиденья, входящего в базовую комплектацию, и специальных подушек, что обеспечивает безопасную транспортировку.

Важные дополнительные аксессуары позволяют учитывать конкретные особенности, например, установка стабильного клина для отведения, грудных подушек, адаптера глубины сиденья или опорной и защитной подушки.

Более подробная информация приведена в разделе «4.3 » (Специальные приспособления).

1 Общая информация

1 Общая информация

1.3 Примечания

Автокресло для детей-инвалидов HERO-XL состоит из:

1. стандартным детским автокреслом компании Axkid (обратите внимание на инструкцию по эксплуатации производителя).
2. модуль адаптации с аксессуарами, который позволяет оборудовать автокресло в соответствии с индивидуальными потребностями вашего ребенка. Для этого обратите внимание на инструкцию по эксплуатации компании HERNIK GmbH.

1.4 Декларация о соответствии

Компания HERNIK GmbH под свою исключительную ответственность заявляет, что детское автокресло «HERO-XL» соответствует основным требованиям (приложение 1 к директиве 93/42 EWG). Продукт имеет маркировку CE в соответствии с вышеуказанной директивой.

1.5 Условия гарантии

Гарантия может быть предоставлена только в том случае, если продукт используется в соответствии с указанными условиями и по назначению. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный компонентами и запасными частями, не одобренными производителем.

1 Общая информация

1.6 Сервисное обслуживание и ремонт

Обслуживание и ремонт HERO-XL должны выполняться только специализированными магазинами. В случае возникновения проблем обратитесь к вашему специализированному дилеру. При ремонте вы получите только оригинальные запасные части.

1.7 Обучение пользованию

Автокресло поставляется в полностью собранном виде. При доставке специализированный торговец инструктирует пользователя по использованию устройства с помощью инструкции по эксплуатации. Специализированный торговец должен вместе с пользователем установить автокресло в автомобиль. Для достижения оптимального положения сиденья необходимо индивидуально настроить автокресло с учетом особенностей ребенка. Это, как правило, должен делать специализированный торговец.


1.8 Разрешение/совместимость в отношении комбинации с обычными детскими автокреслами

HERO-XL со всеми аксессуарами является сертифицированным детским автокреслом в соответствии с ECE R129/03. Отдельные детали и аксессуары HERO-XL не сертифицированы для использования в сочетании с другими стандартными детскими автокреслами. В результате изменения может быть аннулирована сертификация HERO-XL, а также стандартного детского автокресла.


2 Б е з о п а с н о с т ь и у с т а н о в

2 Безопасность и установка в автомобиле

2.1 Познакомьтесь с **HERO-XL**



2Безопасность и установка



Безопасность и установка

2.2 Правила безопасности

HERO-XL всегда следует крепить в автомобиле в соответствии с инструкцией по установке, даже если он не используется. Незакрепленное кресло может травмировать других пассажиров даже при экстренном торможении.

- HERO-XL следует крепить в автомобиле таким образом, чтобы она не зажималась передними сиденьями или дверями автомобиля.
- Ремни безопасности не должны быть скручены или зажаты и должны быть натянуты.
- После аварии автокресло нельзя использовать повторно.
- Всегда пристегивайте ребенка ремнем безопасности.
- Перед каждой поездкой проверяйте, что замок ремня правильно зафиксирован и подставка расположена правильно.
- Также убедитесь, что все твердые предметы и пластиковые детали HERO-XL установлены таким образом, чтобы при повседневном использовании автомобиля они не могли застрять в подвижном сиденье или двери.
- Рекомендуется надлежащим образом закрепить багаж и другие предметы.
- Автокресло нельзя использовать без чехла.
- Обратите внимание, что автокресло может нагреваться до температуры, опасной для кожи вашего ребенка, если оно находится на солнце в течение длительного времени без текстильного чехла.
- Чехол можно заменять только оригинальным чехлом HERNIK.
- Не оставляйте ребенка без присмотра в автокресле.
- Не вносите никаких изменений или дополнений в устройство.
- Строго следуйте инструкциям по установке, предоставленным HERNIK.
- Инструкция по эксплуатации должна всегда находиться в автомобиле.

2 Безопасность и установка

2.3 Использование в автомобиле

Детское автокресло HERO-XL Reha должно устанавливаться исключительно в направлении назад. Оно подходит для большинства, но не для всех сидений. Информацию о сиденьях автомобиля, которые в соответствии с ECE R16 разрешены для использования детских удерживающих устройств, см. в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Возможности использования HERO-XL (i-SIZE):

Beifahrersitz (kein aktiver Airbag)	JA/NEIN*
Beifahrersitz (aktiver Airbag)	NEIN
Rücksitz mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	JA
Sitz mit Zweipunkt-Sicherheitsgurt	NEIN
Seit- und rückwärtsgerichtete Sitze	NEIN



ВАЖНО! Если вы хотите установить детское кресло HERO-XL на сиденье с передней подушкой безопасности, подушка безопасности должна быть отключена в соответствии с инструкциями производителя автомобиля. Обратите внимание, что в некоторых автомобилях отключение подушки безопасности может быть выполнено только в авторизованном сервисном центре.

2.4 Нижние точки крепления

Передние ремни безопасности используются для повышения безопасности детей в автомобилях, обеспечивая прочную и стабильную установку детских автокресел, ориентированных назад. Такое крепление повышает безопасность вашего ребенка при всех типах столкновений, включая опрокидывание и наезд сзади.

Натяжные ремни обеспечивают точную и простую установку в автомобилях с предустановленными нижними крепежными точками. Предустановленные нижние крепежные точки в автомобилях часто находятся на рельсах сидений, прикрепленных к полу, но возможны и другие положения. Дополнительную информацию о подходящих точках крепления см. в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Если в вашем автомобиле нет нижних точек крепления, вы можете использовать дополнительные ремни для нижнего крепления (S), которые входят в комплект поставки HERO-XL. Инструкции по установке см. в данном руководстве.


ВАЖНО! Никогда не используйте HERO-XL без передних ремней безопасности. Они являются важным элементом безопасности и должны всегда использоваться при установке детского сиденья.

2Безопасность и установка

Использование и обслуживание

2 Безопасность и установка

2.5 Установка ремней безопасности



Если ваш автомобиль не имеет подходящих предустановленных нижних точек крепления (рис. 1), вы можете использовать ремни для нижнего крепления, которые входят в комплект поставки HERO-XL (рис. 2). В зависимости от автомобиля и положения сиденья, на котором вы хотите установить детское сиденье, существуют различные возможные точки крепления для установки ремней (см. следующую страницу):

Чтобы установить ремни для нижнего крепления (S), просто проденьте ремень вокруг выбранной точки крепления и проденьте металлический анкер через одну из прорезей на ремне (рис. 3). Крепежный ремень имеет несколько прорезей, которые можно использовать. Обязательно используйте прорезь, которая находится ближе всего к металлическому креплению, чтобы установить металлическое крепление как можно ближе к полу автомобиля. Затем потяните за металлический анкер, чтобы натянуть ремень, и повторите процедуру для другого ремня. При установке HERO-XL всегда используйте две точки крепления, которые должны быть расположены на расстоянии друг от друга, так как это обеспечивает более стабильную установку.

2 Б е з о п а с н о с т ь и у с т а н о в




Abb. 3

Варианты прокладки крепежного ремня:

альт. а) Проведите ремень вокруг края предустановленной точки крепления (используйте этот метод только в том случае, если предустановленные точки крепления не совпадают с нижними ремнями безопасности).


альт. б) Проведите ремень вокруг рельса сиденья перед детским сиденьем, продев ремень между рельсом сиденья и полом автомобиля или через подходящее отверстие в рельсе сиденья.

альт. в) Пропустите ремень вокруг шарнира сиденья автомобиля перед детским сиденьем, продев ремень между спинкой сиденья автомобиля и подушкой сиденья.

альт. д) Пропустите ремень вокруг рельса сиденья под детским сиденьем, продев ремень между рельсом сиденья и полом автомобиля или через подходящее отверстие в рельсе сиденья.

alt. е) Если HERO-XL устанавливается на сиденье пассажира и ни один из вышеуказанных вариантов не подходит, вы можете прикрепить ремни для нижнего крепления к подходящей точке крепления в задней части автомобиля и провести ремни под сиденьем автомобиля в переднюю часть автомобиля. Убедитесь, что крепежные ремни выходят в передней части сиденья, а не по бокам.

2Безопасность и установка




Безопасность и установка

2.6 Установка в автомобиль

1) Откройте застежку-молнию и откройте крышку зажима ремня (O).

2) Поместите HERO-XL на сиденье автомобиля, задней частью детского сиденья к передней части автомобиля. Отрегулируйте пространство для ног вашего ребенка, просто перемещая детское сиденье вперед и назад на сиденье автомобиля. HERO-XL можно устанавливать вплотную к спинке сиденья автомобиля, но ни в коем случае не устанавливайте его так, чтобы выступ (J) свисал с края сиденья автомобиля. Убедитесь, что вертикальная линия (K) на выступе (J) никогда не пересекает край сиденья автомобиля.

Отрегулируйте угол наклона детского сиденья, нажав на рычаг регулировки угла наклона (G) и выбрав подходящее положение угла наклона. Для максимальной безопасности выберите максимально вертикальное положение, одновременно следя за тем, чтобы голова вашего ребенка не падала вперед во время сна. Для удобства и безопасности угол наклона следует регулировать в более вертикальное положение по мере роста вашего ребенка. Обратите внимание, что при натяжении ремней безопасности (M) детское сиденье немного наклоняется назад, поскольку оно погружается в обивку сиденья автомобиля. При установке HERO-XL на сиденье пассажира возможно, но не обязательно, что задняя часть детского сиденья будет соприкасаться с приборной панелью.




3) Откройте зажим ремня (N). Вытяните ремень безопасности на длину руки и проденьте его через ближайший к вам паз ремня безопасности (D). Проденьте ремень через зажим ремня (N), а затем через паз ремня безопасности (D) на противоположной стороне. Застегните ремень безопасности автомобиля с помощью замка и сильно потяните за плечевую часть ремня безопасности автомобиля, чтобы он был плотно затянут и детское сиденье было надежно закреплено. Чем сильнее вы тянете, тем крепче будет установка. Когда детское сиденье будет надежно закреплено, закройте зажим ремня безопасности (N) и зафиксируйте ремень безопасности автомобиля в его положении. Убедитесь, что плечевой и поясной ремни безопасности зафиксированы вместе в зажиме ремня безопасности (N). Закройте крышку


2 Б е з о п а с н о с т ь и у с т а н о в

зажима ремня безопасности (О) и застегните молнию. Для еще более прочного и стабильного крепления нажмите на детское сиденье вниз, одновременно потянув за плечевую часть ремня безопасности.

2 Б е з о п а с н о с т ь и у с т а н о в




4) Вытащите натяжные ремни (М) из детского сиденья и присоедините их к нижним точкам крепления в вашем автомобиле. Дополнительную информацию см. в разделе «Нижние точки крепления» на стр. 10 данного руководства. Нажмите на верхнюю часть детского кресла и покачайте его из стороны в сторону. Самонатягивающиеся ремни (М) HERO-XL автоматически натянутся. Натягивая ремни (М), вы также устанавливаете окончательный угол наклона детского кресла. Нажимайте на детское сиденье, пока оно не будет надежно закреплено и вы не достигнете подходящего угла наклона. Проверьте, видна ли белая отметка на нижнем ремне безопасности. Если нет, то нижние точки крепления находятся слишком близко к детскому сиденью и их необходимо отрегулировать. Если это невозможно, вы также можете скрестить ремни безопасности за сиденьем, чтобы получить немного больше пространства.




3 О б р а щ е н и е с б а з о в о й м о д

5) Извлеките опору (P) из детского сиденья. Нажмите кнопку опоры (Q) и потяните опору (P) вниз, пока она не коснется пола автомобиля. Отпустите кнопку опоры (Q) и поднимите детское сиденье, чтобы выдвинуть опору (P) до тех пор, пока не услышите щелчок. Опорная ножка (P) должна быть зафиксирована и плотно прижата к полу автомобиля. Убедитесь, что опорная ножка (P) наклонена примерно на 10° по отношению к передней части автомобиля. Еще раз проверьте, что ремень безопасности автомобиля по-прежнему плотно затянут и что поясной ремень не ослаб при затягивании нижних ремней и опоры. Если ремень безопасности автомобиля немного ослаб, просто затяните его, повторив шаг 2 данной инструкции, не ослабляя натяжные ремни.



6) Вставьте ASIP (I) в пазы на разъеме ASIP (L) и сдвиньте его вниз, пока ASIP (I) не зафиксироваться. Если на разъеме ASIP (L) есть пластиковая крышка, снимите ее и поместите на разъем ASIP (L) на противоположной стороне сиденья, прежде чем устанавливать ASIP (I). Убедитесь, что ASIP (I) установлен на стороне детского сиденья HERO-XL, ближайшей к двери автомобиля.



3 О б р а щ е н и е с б а з о в о й м о д е л ь ю

З О б р а щ е н и е с б а з о в о й м о д

3.1 Пристегивание ребенка


Перед тем как пристегнуть ребенка в детском кресле HERO-XL, убедитесь, что в кресле находится правильная вставка. HERO-XL разработано так, чтобы расти вместе с вашим ребенком и обеспечивать удобное и безопасное крепление для детей. Рекомендуется использовать вставку до тех пор, пока она не станет слишком тесной для вашего ребенка.

HERO-XL оснащен автоматическим подголовником (A), который автоматически опускается в правильное положение при пристегивании встроенного ремня безопасности. Для обеспечения оптимального положения HERNIK рекомендует использовать эту функцию каждый раз, когда вы пристегиваете ребенка. Перед тем как усадить ребенка в детское кресло, убедитесь, что автоматический подголовник (A) находится в разблокированном положении.

7) Убедитесь, что рычаг тормоза подголовника (H) находится в разблокированном положении. Если рычаг находится в заблокированном положении, нажмите на него, чтобы перевести его в разблокированное положение.




8) Ослабьте встроенный ремень безопасности, нажав на кнопку срабатывания ремня (E), и одновременно вытяните оба плечевых ремня (R). Не тяните только за один ремень, так как это может привести к неравномерному натяжению плечевых ремней (R). Убедитесь, что подголовник (A) находится в верхнем положении:




3 О б р а щ е н и е с б а з о в о й м о д

9) Разблокируйте замок ремня, нажав кнопку разблокировки замка (С), и поместите ремни за пределы сиденья.




10) Усадите ребенка в сиденье и положите плечевые ремни (R) на плечи ребенка. Зафиксируйте встроенный ремень безопасности, сначала соединив части замка, прикрепленные к плечевым ремням (R), а затем вставив их в замок, пока не услышите щелчок.



З О б р а щ е н и е с б а з о в о й м о д

11) Потяните плечевые ремни (R), чтобы натянуть встроенный ремень безопасности над бедрами ребенка. Удерживая плечевые ремни (R) в натянутом состоянии, потяните затягивающий механизм (F) в сторону от детского кресла, пока ремень не станет достаточно натянутым. Между плечевыми ремнями (R) и плечами вашего ребенка не должно помещаться больше одного пальца. При натяжении ремня подголовник (A) автоматически опускается в положение, подходящее для вашего ребенка.



З О б р а щ е н и е с б а з о в о й м о д

3.2 Регулировка подголовника

HERO-XL оснащен автоматическим подголовником (А), который обеспечивает его оптимальное положение для вашего ребенка. При натяжении встроенного ремня безопасности подголовник (А) опускается на нужную высоту и автоматически фиксируется. При ослаблении ремня подголовник (А) возвращается в верхнее положение и разблокируется. Для обеспечения оптимального положения рекомендуется использовать эту функцию каждый раз, когда вы пристегиваете ребенка.

Подголовник (А) разблокируется только в верхнем положении. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы при ослаблении встроенного ремня безопасности подголовник (А) полностью вернулся в верхнее положение, иначе подголовник (А) останется заблокированным и не опустится при натяжении ремня. Если вы хотите отключить автоматическую регулировку и зафиксировать подголовник (А) в определенном положении, установите подголовник (А) в желаемое положение и переведите рычаг фиксации подголовника (Н) в заблокированное положение. Подголовник (А) теперь заблокирован на соответствующей высоте и не будет двигаться, пока вы не вернете рычаг фиксатора подголовника (Н) в разблокированное положение.

Если вы используете HERO-XL с фиксированным подголовником (А), убедитесь, что подголовник (А) находится в положении, подходящем для вашего ребенка. Убедитесь, что плечевые ремни (R) проходят непосредственно по плечам вашего ребенка или максимум на 1 см выше по сиденью. Если это не так, отрегулируйте подголовник (А), переведя рычаг тормоза подголовника (Н) в разблокированное положение и сдвинув подголовник (А) в верхнее положение, чтобы разблокировать его, а затем повторите процедуру.



З О б р а щ е н и е с б а з о в о й м о д


ПРИМЕЧАНИЕ! Когда подголовник выдвинут, можно откинуть спинку сиденья (рис. 1). Как только высота подголовника снова уменьшается, спинку сиденья необходимо откинуть соответствующим образом (рис. 2).




3 О б р а щ е н и е с б а з о в о й м о д

3.3 Демонтаж из автомобиля


1) Расстегните молнию и откройте крышку зажима ремня безопасности (O).
Разблокируйте ремень безопасности автомобиля, нажав на красную кнопку замка ремня безопасности. Откройте зажим ремня безопасности (N) и вытащите ремень безопасности автомобиля из пазов ремня (D), чтобы снять его с детского сиденья (рис. 1).



2) Разблокируйте нижние ремни безопасности (M), удерживая соединители рукой и нажав большим пальцем на красную кнопку. Продолжайте удерживать соединитель в руке и медленно вставьте его обратно в детское кресло. Будьте осторожны, не отпускайте соединитель нижнего ремня безопасности, так как он автоматически втягивается с высокой скоростью (рис. 2).



3) Нажмите кнопку опоры (O) и переведите опору (P) в самое короткое положение (рис. 3).



З О б р а щ е н и е с б а з о в о й м о д

4) Нажмите на рычаг регулировки угла наклона сиденья (G) и переведите регулятор угла наклона сиденья (T) в самое короткое положение. Выньте HERO-XL из автомобиля.

СОВЕТ! Перед тем как вынуть детское кресло из автомобиля, застегните замок ремня безопасности и натяните ремни. Затем вы можете использовать плечевые ремни (R) в качестве ручки для переноски, чтобы легче вынуть детское кресло и перенести его за пределы автомобиля.

ВАЖНО! Никогда не переносите детское сиденье, держа его за подголовник (A).

3.4 Уход и обслуживание

Общие рекомендации по уходу и обслуживанию

Для обеспечения полной защитной функции детского сиденья:

- В случае аварии со скоростью столкновения более 10 км/ч детское сиденье может быть повреждено, причем повреждение может быть незаметно на первый взгляд. В этом случае детское сиденье необходимо заменить. Утилизируйте его надлежащим образом.
- Регулярно проверяйте все важные детали на наличие повреждений. Убедитесь, что все механические компоненты работают исправно.
- Чтобы избежать повреждений, следите за тем, чтобы детское сиденье не защемилось между твердыми предметами (дверью автомобиля, направляющими сиденья и т. д.).
- Обязательно проверяйте детское сиденье, если оно было повреждено (например, если оно упало на пол).
- Ни в коем случае не смазывайте и не смазывайте маслом детали детского сиденья.
- Чтобы детское кресло могло надлежащим образом защищать вашего ребенка, необходимо устанавливать и использовать HERO-XL в точном соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве по эксплуатации.

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТ

4 Использование дополнительных аксессуаров

4.1 Грудные валики

Грудные подушки помогают ребенку стабилизировать верхнюю часть тела, если контроль над туловищем ограничен. Подушки крепятся к монтажной пластине с помощью липучки. Их можно легко отсоединить. После того как вы нашли оптимальное положение, подушки следует закрепить, слегка повернув их в сторону спины. Чехол грудных валиков съемный и подходит для стирки.



4.2 Клин для отведения

Клин для отведения помогает вашему ребенку удерживать ноги в контролируемом положении. Он крепится к прочной монтажной раме и регулируется по глубине и высоте с помощью быстросажимного рычага. Чехол клина для отведения съемный и моющийся.



4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТ

4.3 Адаптер глубины сиденья

С помощью адаптера глубины сиденья (1) глубину сиденья можно увеличить примерно на 10 см. Таким образом, HERO-XL можно использовать и для детей более высокого роста.

Адаптер глубины сиденья крепится к прочной монтажной раме и регулируется по глубине с помощью быстросажимного рычага (2).

Чехол съемный и поддается стирке.



4.4 Опорная и защитная подушка

Поддерживающая и защитная подушка (1) позволяет ребенку положить руки и таким образом стабилизировать верхнюю часть тела.

Она крепится с помощью двух липучек к задней части сиденья.

Чехол съемный и поддается стирке.



5 Г а р а н т и я

5 Гарантия

Продукты HERNIK соответствуют последнему состоянию техники и производятся в соответствии со строгими стандартами качества. Если у вас в исключительных случаях возникнут основания для рекламации, компания GmbH гарантирует в соответствии с общими условиями HERNIK после доставки

- 24 месяца на все несъемные детали
- 12 месяцев на все подвижные детали

На изделия, изготовленные по индивидуальному заказу, гарантия не распространяется, если только это не связано с производственными или материальными дефектами. В этом случае предоставляется замена некачественного продукта в течение 12 месяцев.

Претензии в соответствии с данной гарантией предполагают, что устройство использовалось надлежащим образом, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.


В случае конструктивных изменений, доработок или ненадлежащего ремонта без предварительного согласования с GmbH гарантия HERNIK аннулируется.

Дальнейшие претензии, независимо от правового основания, в частности, на возмещение прямого или косвенного ущерба, исключаются.

6 М а р к и р о в к а

6 Маркировка

На обратной стороне вы найдете следующую маркировку:



Restraint device for special requirements "S" (EN)

Please read the user manual
before use!

7 Технические данные

7 Технические данные

HERO-XL	
SITZBREITE (Becken)	24 cm
SITZBREITE (Knie)	27 cm
SITZTIEFE	25 - 34 cm
RÜCKENHÖHE	28 - 45 cm
SCHEITELHÖHE	48 - 68 cm
Höhe Thoraxpelotten	13 - 20 cm
Gesamthöhe	65 - 82 cm
Gesamtbreite	43 cm
Gesamttiefe	55 cm
getestete Belastbarkeit	36 kg

заметки

заметки



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**