

Návod k použití

IPAI **MAX** **MINI**



Obsah

1	OBECNÉ INFORMACE	4
1.1	Úvod	4
1.2	Účel a indikace	5
1.3	Upozornění	5
1.4	Prohlášení o shodě	5
1.5	Záruční podmínky	5
1.6	Servis a opravy	6
1.7	Školení k používání	6
1.8	Montáž do vozidla	6
1.9	Nastavení opěrky hlavy	7
1.10	Zajištění pomocí tříbodového bezpečnostního pásu osobního automobilu	8
1.11	Prohlášení o shodě	10
1.12	Schválení/kompatibilita s běžnými dětskými autosedačkami	11
1.13	Kontraindikace	11
2	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	12
3	MANIPULACE SE ZÁKLADNÍM MODELEM	13
3.1	Nastavení 5bodového bezpečnostního pásu	13
3	Nastavení opěrky hlavy	13
3.	Nastavení úhlu opěradla	13
4	POUŽITÍ VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	14
4.1	Montáž do automobilu – s ISOFIX	14
4.2	Opěrné a bezpečnostní polštáře	16

Obsah

4.	Hrudní polštáře	16
4.4	Abdukční klín	17
4.5	Nastavení sklonu sedadla	17
4.6	Otočný adaptér	18
4.7	Adaptér hloubky sedadla	19
5	ZÁRUKA	20
6	OZNAČENÍ	21
7	ÚDRŽBA A PÉČE	22
7.1	Sundání potahu	22
8	TECHNICKÉ ÚDAJE:	23
9	SLOŽENÍ MATERIÁLU:	24

1. Obecné informace

1 Obecné informace

1.1 Předmluva

Rozhodli jste se pro autosedačku IPAI MAX / IPAI MINI a tím jste získali vysoce kvalitní produkt z naší firmy. Děkujeme vám za projevenou důvěru.

Aby vám tento produkt dlouho sloužil a usnadňoval vám každodenní život, poskytujeme vám tento návod. Návod vám ukáže správné a jednoduché ovládání a potřebnou péči a údržbu.

Abyste předešli poškození v důsledku nesprávného ovládání a zajistili optimální používání, přečtěte si prosím pozorně následující pokyny. V případě dotazů nebo problémů se obraťte na svého prodejce.

Přejeme vám bezproblémové používání a doufáme, že náš produkt splní vaše očekávání.

Vyhraujeme si právo provést technické změny verze popsané v tomto návodu.

Před instalací zařízení do vozidla a před prvním použitím si přečtěte a dodržujte pokyny pro instalaci na stranách 4–6. Zajistěte, aby návod k použití zůstal u produktu a byl k dispozici všem, kteří sedadlo používají.

Vaše společnost HERNIK GmbH

1. Obecné informace

1.2 Účel použití a indikace

IPAI byl vyvinut pro přepravu dětí se speciálními potřebami (GMFCS 3-5; například výrazná svalová hypotonie s nedostatečnou kontrolou hlavy a trupu) ve vozidlech. Děti se špatnou kontrolou hlavy a trupu (např. dětská mozková obrna, svalová dystrofie, hypotonie) mohou být podepřeny pomocí individuálně polohovatelných hrudních polštářů a speciálních polštářů, které zajišťují jejich správnou polohu a tím i bezpečnou přepravu.

Díky důležitému volitelnému příslušenství lze individuálně řešit speciální aspekty, např. sklon sedadla nebo instalaci stabilního abdukčního klínu nebo podnožky. Více informací naleznete v kapitole 4.

1.3 Upozornění

Rehabilitační dětská autosedačka IPAI se skládá ze dvou modulů:

1. Běžná dětská autosedačka Kidfix (ADVENTURE PLUS 2 BR Space Black SB, č. výrobku 2000036852) od firmy Römer-Britax (dodržujte prosím návod k použití výrobce).
2. Přizpůsobovací modul s příslušenstvím, který umožňuje vybavit autosedačku podle individuálních potřeb. Dodržujte prosím návod k použití společnosti HERNIK GmbH.

1.4 Prohlášení o shodě

Společnost HERNIK GmbH výhradně prohlašuje, že dětská autosedačka IPAI splňuje základní požadavky (příloha 1 směrnice 93/42 EWG). Výrobek je označen značkou CE v souladu s výše uvedenou směrnicí.

1.5 Záruční podmínky společnosti

Záruka se vztahuje pouze na výrobky používané v souladu s předepsanými podmínkami a pro stanovené účely. Výrobce neodpovídá za škody způsobené součástmi a náhradními díly, které nebyly schváleny výrobcem.

1. Obecné informace

1.6 Servis a opravy

Servis a opravy zařízení IPAI smí provádět pouze specializovaný prodejce. V případě problémů se obraťte na svého specializovaného prodejce. Při opravách vám budou poskytnuty výhradně originální náhradní díly.

1.7 Školení k používání

Autosedačka se dodává kompletně smontovaná. Při dodání se specializovaný prodejce seznámí uživatele s používáním pomůcky pomocí návodu k použití. Specializovaný prodejce by měl společně s uživatelem autosedačku nainstalovat do osobního automobilu a v případě potřeby nastavit úchyt Isofix nebo upínací páku.


Při montáži autosedačky ji uchopte jednou rukou uprostřed vpředu a druhou rukou na horní straně po straně. Pro dosažení optimální polohy je nutné autosedačku individuálně nastavit podle potřeb dítěte. To by měl vždy provést odborný prodejce.

Vezměte prosím na vědomí, že adaptér ISOFIX není předepsán, protože není relevantní pro bezpečnost.

1.8 Instalace do vozidla

Umístěte dětskou sedačku na sedadlo vozidla. Dbejte na to, aby opěradlo sedadla bylo rovně opřeno o opěradlo sedadla vozidla.

Tip! Pokud překáží opěrka hlavy sedadla vozidla, odstraňte ji.




1. Obecné informace

1.9 Nastavení opěrky hlavy

Správně nastavená opěrka hlavy zajišťuje optimální průběh diagonálního bezpečnostního pásu (3bodový pás) a poskytuje vašemu dítěti maximální ochranu. Opěrka hlavy musí být nastavena tak, aby mezi rameny dítěte a opěrkou hlavy byl prostor pro dva prsty. Výšku opěrky hlavy můžete přizpůsobit výšce dítěte takto:

1. Uchopte nastavovací rukojeť na zadní straně opěrky hlavy a vytáhněte ji nahoru. Opěrka hlavy je nyní odemčena.
2. Nyní můžete odemčenou opěrku hlavy posunout do požadované výšky. Jakmile uvolníte nastavovací rukojeť, opěrka hlavy se aretuje.
3. Umístěte dětskou sedačku na sedadlo vozidla.
4. Posadit dítě do dětské sedačky a zkontrolovat výšku. Tento postup opakujte, dokud není opěrka hlavy ve správné výšce.



1. Obecné informace

1.10 Zajištění pomocí tříbodového bezpečnostního pásu vozidla

Aby bylo možné při nehodě absorbovat enormní síly, musí být IPAI zajištěn tříbodovým bezpečnostním pásem vozidla.


ISOFIX připojení samo o sobě nestačí.

1. Posadit dítě do dětské sedačky.
2. Vytáhněte bezpečnostní pás vozidla a veďte jej (před dítětem) k zámku pásu.

POZOR! Dbejte na to, aby bezpečnostní pás vozidla nebyl zkroucený, jinak nebude zadržovací systém plně účinný.

3. Zajistěte sponu bezpečnostního pásu v zámku vozidla KLIKNUTÍM.
4. Diagonální pás a bederní pás na straně zámku vozidla vložte do tmavě zeleného vedení pásu sedadla vozidla.
5. Pás přes boky vložte na druhé straně sedáku také do tmavě zelené vodící dráhy pásu.

POZOR! Pás přes boky musí na obou stranách vést co nejnižše přes boky vašeho dítěte.



1. Obecné informace

6. Diagonální pás vložte do tmavě zeleného držáku pásu na opěrce hlavy, až bude zcela a bez zkroucení v držáku pásu.

Tip! Pokud opěradlo zakrývá držák pásu, můžete nastavit opěrku hlavy (směrem nahoru). Po zasunutí diagonálního pásu můžete opěrku hlavy znovu nastavit do správné výšky.

7. Dbejte na to, aby diagonální pás vedl přes klíční kost dítěte a nedotýkal se krku.

Tip! Výšku opěrky hlavy můžete nastavit i tehdy, když je sedačka v autě.

Před každou jízdou zkontrolujte, zda...

- je dětská sedačka bezpečně upevněna,
- břišní pás prochází na obou stranách sedadla vozidla tmavě zelenými vodítky pásu,
- diagonální pás na straně spony pásu také prochází tmavě zeleným vedením pásu autosedačky,
- diagonální pás prochází tmavě zeleným vedením pásu opěrky hlavy,
- diagonální pás vede diagonálně dozadu,
- pásy jsou napnuté a nejsou zkroucené.



1. Obecné informace

1.1.1 Prohlášení o shodě



Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
info@hernik.de
www.hernik.de
+49 8035-9580448
+49 8035-9580446

Declaration of Conformity

Hersteller: HERNIK GmbH

Adresse: Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany

SNR: DE-MF-000011257

Produkt: car seat for children with disabilities

Typenbezeichnung: IPAI / IPAI-MAX / IPAI-MINI / IPAI-PRO



UDI-PI	Bezeichnung	Artikelnummer
4260675480064	IPAI- red-Black	550000-E2
4260675480071	IPAI- grey-Black	550000-E2

Classification Med. Dev.: this is a medical device of class I according to the classification Rules in Annex VIII

I, the signer, declare under sole responsibility that the above product complies with the essential requirements of the following guidelines and standards (Annex 1 of MDR (EU) 2017/745). The conformity assessment was carried out in accordance with Annex IV of the MDR (EU) 2017/745. The product is marked with the CE mark according to the above-mentioned guideline.

- Annex 1 of MDR (EU) 2017/745
- ECE-R129/04 test standard for child car seats

Rott am Inn, 09.10.2024 Andrés Moncayo



Ort, Datum

Name

Unterschrift

Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Deutschland

HBR 125064
St.-Nr.: 9143 813 37744
USt.-IdNr.: DE201281298

Stadtsparkasse München
IBAN: DE12 7015 0000 0019 1406 72
BIC: SSKMDE33

CEO:
Markus Jacksch
Gerichtsstand: München

1. Obecné informace

1.12 Schválení/kompatibilita s běžnými dětskými autosedačkami

IPAI je schválená dětská autosedačka včetně veškerého příslušenství podle ECE R129/03. Jednotlivé díly a příslušenství IPAI nejsou schváleny pro kombinaci s jinými běžně dostupnými dětskými autosedačkami. Jakákoli změna může vést ke ztrátě schválení IPAI i běžně dostupné dětské autosedačky.

1.13 Kontraindikace

Nejsou známy žádné kontraindikace.

2. Bezpečnostní pokyny

2 Bezpečnostní pokyny

- Před použitím je nutné zkontrolovat, zda jsou všechny součásti v bezvadném stavu a zda fungují správně.
- Návod k použití musí být vždy uložen v dětské autosedačce.
- Bezpečnost vašeho dítěte je zaručena pouze v případě, že je sedačka správně nainstalována a dítě je správně připoutáno.
- Pásky musí být utažené a nesmí být zkroucené.
- Tříbodový bezpečnostní pás musí být veden přes příslušné vedení pásů a musí pevně obepínat sedačku.
- Zkontrolujte, zda
 - A) zda je bezpečnostní pás správně uložen v vodítku
 - B) zda jsou zámkové pásy správně zapnuté
 - C) zda nejsou pod pásem zachyceny žádné textilie
- Dbejte na to, aby se mezi dítětem a bezpečnostním pásem nenacházely žádné pevné předměty, jako jsou špendlíky, spony bezpečnostních pásů atd. V případě nehody by mohlo dojít k poranění.
- Vysvětlete dítěti, jak důležité je být správně připoutáno a že se nesmí měnit poloha pásů. Dítě nesmí za pásy tahat ani otevírat spony.
- Neprovádějte žádné změny na autosedačce, jinak ohrozíte bezpečnost svého dítěte.
- Autosedačka nesmí být poškozena pohyblivými částmi vozu nebo dveřmi.
- Nikdy nenechávejte dítě v dětské sedačce bez dozoru.
- Informujte spolucestující, jak lze dítě po nehodě vyjmout z autosedačky.
- Po nehodě je nutné vyměnit celou dětskou autosedačku.


3.Manipulace se základním modelem

3 Manipulace se základním modelem

3.1 Nastavení 5bodového bezpečnostního pásu

Posadit dítě do autosedačky a dbát na to, aby sedělo s pánví zcela vzadu. Nyní položit pásy přes ramena dítěte. Pokud délka pásů nestačí, stisknout šedé tlačítko na nastavovači pásů (5), aby se uvolnil systém pásů.

Poté zasuněte obě kovové jazýčky do spony pásu, až zacvaknou. Poté utáhněte pásový systém zatažením za konce pásu.



3.2 Nastavení opěrky hlavy

Stiskněte odjišťovací tlačítko v rukojeti, abyste mohli opěrku hlavy posunout nahoru nebo dolů. Dbejte na to, aby hlava dítěte nikdy nevyčnívala nad opěrku hlavy!



3.3 Nastavení úhlu opěradla

Úhel opěradla lze plynule nastavit a zafixovat v libovolné poloze. Tím je zajištěna stabilita autosedačky v každé poloze. Otevřete obě rychloupínací páčky a nastavte opěradlo do požadované polohy. Poté uzavřete rychloupínací páčky, aby se úhel zafixoval.



4. Použití volitelného příslušenství


4 Použití volitelného příslušenství

4.1 Instalace do automobilu – s ISOFIX

Při předání a nastavení autosedačky si nechte montáž autosedačky předvést technikem.

IPAI se pevně připevní k ISOFIX upevňovacím ramenům ve vašem vozidle. Vaše dítě se poté připoutá třibodovým bezpečnostním pásem vozidla.

1. Pokud vaše vozidlo není standardně vybaveno úchyty ISOFIX, připevněte oba úchyty, které jsou součástí dodávky sedačky, výřezem nahoru na oba montážní držáky ISOFIX ve vašem vozidle.




TIP! Upevňovací body ISOFIX se nacházejí mezi sedadlem a opěradlem sedadla vozidla.

2. Nastavte opěrku hlavy sedadla vozidla do nejvyšší polohy.
3. Stiskněte a podržte nastavovací knoflík ISOFIX (viz obrázek) a vysuňte zajišťovací ramena ISOFIX zcela ven.




Upozornění! Pokud je vaše sedačka vybavena adaptérem hloubky sedačky, prodlužte adaptér, abyste dosáhli na nastavovací knoflík (více na straně 19).




4. Stiskněte zajišťovací tlačítko a červené odjišťovací tlačítko na obou stranách sedačky proti sobě. Tím se zajistí, že jsou oba háčky na zajišťovacích ramenech ISOFIX otevřené a připravené k použití.

4. Použití volitelného příslušenství

5. Umístěte dětskou sedačku ve směru jízdy na schválené sedadlo vozidla. Dbejte na to, aby opěradlo sedačky přiléhalo k opěradlu sedadla vozidla.
6. Umístěte oba ISOFIX-zajišťovací ramena přímo před obě pomocné zasouvací úchyty.
7. Zasuňte oba ISOFIX-zajišťovací ramena do pomocných zařízení, dokud ISOFIX-zajišťovací ramena na obou stranách nezacvaknou.



8. Podržte nastavovací tlačítko ISOFIX a posuňte dětskou sedačku co nejvíce dozadu.
9. Zatřeste dětskou sedačkou, abyste se ujistili, že je pevně uchycena, a zkontrolujte, zda je na obou zajišťovacích ramenech viditelná zelená oblast.



4. Použití volitelného příslušenství

4.2 Opěrné a bezpečnostní polštáře

Instalace:

1. Při dodání si nechte ukázat montáž a nastavení sedačky.
2. Po usazení a připoutání dítěte položte opěrné a bezpečnostní polstrování na autosedačku.
3. Polštáře připevněte pomocí dodaných suchých zipů, které jsou připevněny k zadní straně autosedačky.
4. Paže dítěte by měly spočívat na stolku, což zajistí vzpřímenou polohu. Tím se podepře horní část trupu.
5. Dbejte na to, aby na polstrování nebyly žádné hračky, které by mohly představovat nebezpečí. Nepoužívejte tvrdé, pevné ani ostré předměty!



4.3 Hrudní polštářky

Společnost HERNIK GmbH nesmí měnit konstrukci IPAI (vrtat, šroubovat). Přesto bylo pro nás velmi důležité nabídnout boční oporu i pro děti se slabým trupovým svalstvem, proto jsme se rozhodli pro fixační řešení, které pomocí suchého zipu zajišťuje dostatečnou stabilitu a zároveň nabízí flexibilitu.

Chcete-li změnit polohu polštářku, musíte jej nejprve opatrně uvolnit lehkým otočením suchého zipu. Poté lze polštářek libovolně umístit.

DŮLEŽITÉ: Pro stabilní držení je třeba polštářek silně přitlačit na zadní stranu IPAI a otáčet jím sem a tam. Tím se dosáhne pevnějšího držení suchých zipů!



4. Použití volitelného příslušenství

4.4 Abdukční klín

1. Abdukční klín pomáhá vašemu dítěti dosáhnout určité vzdálenosti mezi koleny. Pro uvolnění nebo utažení 5bodového pásu je nutné klín vyjmout. Otevřete svorku a vyjměte klín směrem nahoru.
2. Klín by měl přiléhat k polstrování sedadla, jak je znázorněno na obrázku. Hloubku klínu lze nastavit. K tomu je nutné uvolnit oba šestihranné šrouby a posunout je pod sedadlo.
3. Klín by měl být vždy používán během jízdy (pokud je zvolen jako volitelná výbava), jinak by se vaše dítě mohlo poranit o upevnění.
4. Páka lze změnit v poloze tak, že ji lehce zatáhnete dopředu, aniž byste pohnuli šroubovým spojem. Dbejte na to, aby byla nahoře a nepřekážela, jinak by se o ni mohly dítěte dotýkat lýtky.



4.5 Nastavení sklonu sedadla

Pokud úhel sklonu sedadla vozidla není dostatečný, lze úhel sklonu autosedačky zvýšit pomocí (rozšířeného) nastavení úhlu sklonu sedadla.

K tomu stiskněte červenou kuličku (viz obr.). Jakmile je sedadlo v požadované poloze, lze červenou kuličku otočením zajistit.

4. Použití volitelného příslušenství

4.6 Otočný adaptér

Pro usnadnění každodenního přesunu dítěte do vozidla doporučujeme náš otočný adaptér, který umožňuje otočení autosedačky o 90° směrem ven. Z technických důvodů je možný pouze JEDEN směr otáčení. Pro pozdější změnu směru je nutné autosedačku upravit v našem servisu. Doporučujeme použití adaptérů ISOFIX nebo upínacího oblouku!

Pro otočení sedačky je nutné zvednout rukojeť a současně sedačku posunout. Volitelná opěrka nohou se zastaví, aby nedošlo ke kolizi s sedadlem spolujezdce a sloupkem B.

Při otáčení sedačky dávejte pozor na nohy dítěte!

Po přemístění jednoduše otočte IPAI zpět do výchozí polohy. Dbejte na „kliknutí“, které signalizuje, že jazýček zapadl zpět do aretace.



4. Použití volitelného příslušenství

4.7 Adaptér hloubky sedadla

Nastavení adaptéru hloubky sedadla:

Adaptér hloubky sedadla lze nastavit na požadovanou hloubku sedadla.

1. Pomocí imbusového klíče povolte 2 šrouby (1) na obou stranách autosedačky.
2. Adaptér hloubky sedadla lze nyní posunout do požadované polohy.
3. Znovu utáhněte 2 šrouby.



5. Záruka

5 Záruka

Výrobky HERNIK jsou vyvíjeny a vyráběny podle přísných standardů kvality. Pokud byste výjimečně měli důvod k reklamaci, společnost HERNIK GmbH poskytuje záruku v souladu s dodacími podmínkami:

- 24 měsíců záruka na všechny pevné části od data dodání.
- 12 měsíců záruka na všechny pohyblivé části od data dodání.

Na díly, které nebyly vyrobeny společností HERNIK GmbH, se vztahují záruční podmínky příslušného výrobce (Römer-Britax Kindersicherheit GmbH). Předpokladem pro uplatnění záruky je správná montáž a použití zařízení v souladu s určením.

Záruka zaniká, pokud jsou bez předchozí konzultace s výrobcem provedeny změny nebo nesprávné opravy. Záruka zaniká, pokud je zařízení nesprávně namontováno.

Další nároky, bez ohledu na právní důvod, zejména nároky na náhradu přímých nebo nepřímých škod, jsou vyloučeny.

6.Označení

6 Označení


Na zadní straně autosedačky najdete následující označení:

 **HERNIK**
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany

IPAI-MAX  4260675480590
4260675480606



max. Gewicht: 50 kg
Date: 08.07.2025
SNR: I-MAX-2025-XXXX



**Rückhalteeinrichtung für spezielle
Anforderungen "S" (DE)**


Lesen Sie bitte vor Gebrauch die
Bedienungsanleitung!

 **HERNIK**
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany

IPAI-MINI  4260675480576
4260675480583



max. Gewicht: 36 kg
Date: 08.07.2025
SNR: IMINI-2025-XXXX



**Rückhalteeinrichtung für spezielle
Anforderungen "S" (DE)**

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die
Bedienungsanleitung!



7. Údržba a péče

7 Údržba a péče



7.1 Sundání potahu

Dbejte na to, abyste používali pouze originální náhradní potahy BRITAX-RÖMER nebo HERNIK, protože potah sedačky je nedílnou součástí dětské sedačky a plní důležité funkce pro správnou funkci sedačky. Náhradní potahy jsou k dostání u vašeho prodejce.

Potah lze sejmout a prát v pračce na jemný program (30 °C) s jemným pracím prostředkem. Dodržujte pokyny na štítku potahu. Plastové části lze čistit vodou a mýdlem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (např. rozpouštědla).

POZOR! Dětská sedačka nesmí být používána bez potahu.

1. Nastavte opěrku hlavy dětské sedačky do nejvyšší polohy.
2. Odpojte háčky na zadní straně opěradla.
3. Sundejte horní část potahu.
4. Zavěste smyčky potahu na spodní část zadní strany opěradla.
5. Sundejte potah ze sedáku. Stejným způsobem postupujte s potahem opěrky hlavy.
6. Uvolněte smyčky potahu na zadní straně opěrky hlavy.
7. Zavěste háčky na přední stranu opěradla.
8. Sejměte potah opěrky hlavy.
9. Potah lze nyní vyprat.



8. Technické údaje:

8 Technické údaje:

	IPAI-MAX OHNE Polsterinlet	IPAI-MAX MIT Polsterinlet
SITZBREITE (Becken)	32 cm	26 cm
SITZBREITE (Knie)	38 cm	38 cm
SITZTIEFE	33 cm	30 cm
RÜCKENHÖHE	41 - 56 cm	38 - 53 cm
SCHEITELHÖHE	59 - 76 cm	56 - 73 cm
Höhe Thoraxpelotten	24 - 36 cm	21 - 33 cm
Abstand Thoraxpelotten	15 - 28 cm	
Rückenwinkel	80° - 120°	
Gesamthöhe	71 - 88 cm	
Gesamtbreite	44 cm	
Gesamttiefe	44 cm	
Gewicht	ab 8,0 kg	
max. Gewicht Kind	50 kg	

	IPAI-MINI
SITZBREITE (Becken)	25 cm
SITZBREITE (Knie)	31 cm
SITZTIEFE	26 cm
RÜCKENHÖHE	30 - 43 cm
SCHEITELHÖHE	52 - 65 cm
Höhe Thoraxpelotten	17 - 31 cm
Abstand Thoraxpelotten	14 - 28 cm
Rückenwinkel	90° - 120°
Gesamthöhe	66 - 89 cm
Gesamtbreite	44 cm
Gesamttiefe	44 cm
Gewicht	ab 8 kg
max. Gewicht Kind	36 kg

*Některé údaje se mohou lišit v závislosti na příslušenství

Standardní výbava:

- 5bodový bezpečnostní pás s polstrovanou sponou (výškově nastavitelná!) a chrániči pásů
- Výškově nastavitelná opěrka hlavy
- pohodlné polstrování opěradla a opěrky hlavy s odnímatelným potahem (tvarovatelná pěna!)
- třídílný základní potah odnímatelný a prateľný při 30 °C

9.Složení materiálu:

9 Složení materiálu:

Použity jsou následující materiály:

- plast (sedák a obložení spodní konstrukce)
- ocel (příslušenství)
- hliník (hrudní polštářky)
- Polyester (popruhy)
- Pěnová síťovina, antracitová (potah)
- Pěnová hmota Objemová hmotnost

poznámky

poznámky



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**