

Manual de instrucciones

IPAI **MAX** **MINI**



Índice

1	INFORMACIÓN GENERAL	4
1.1	Preámbulo	4
1.2	Finalidad e indicación	5
1.3	Advertencias	5
1.4	Declaración de conformidad	5
1.5	Condiciones de garantía	5
1.6	Servicio y reparaciones	6
1.7	Formación sobre el uso	6
1.8	Instalación en el coche	6
1.9	Ajuste del reposacabezas	7
1.10	Fijación mediante el cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo	8
1.11	Declaración de conformidad	10
1.12	Homologación/compatibilidad para su combinación con sillas infantiles para automóviles disponibles en el mercado	11
1.13	Contraindicaciones	11
2	INDICACIONES DE SEGURIDAD	12
3	MANEJO DEL MODELO BÁSICO	13
3.1	Ajustar el cinturón de sujeción de 5 puntos	13
3.2	Ajuste del reposacabezas	13
3.	Ajuste del ángulo del respaldo	13
4	USO DE LOS ACCESORIOS OPCIONALES	14
4.1	Instalación en el coche con ISOFIX	14
4.2	Cojines de apoyo y seguridad	16

Índice

4.	Almohadillas torácicas	16
4.4	Cuña de abducción	17
4.5	Inclinación del asiento	17
4.6	Adaptador giratorio	18
4.7	Adaptador de profundidad del asiento	19
5	GARANTÍA	20
6	ETIQUETADO	21
7	MANTENIMIENTO Y CUIDADO	22
7.1	Extracción de la funda	22
8	DATOS TÉCNICOS:	23
9	LISTA DE MATERIALES:	24

1. Información general

1 Información general

1.1 Preámbulo

Ha elegido la silla de coche IPAI MAX / IPAI MINI y con ella recibe un producto de alta calidad de nuestra empresa. Le agradecemos la confianza depositada en nosotros.

Para que pueda disfrutar durante mucho tiempo de este producto y que le facilite el día a día, ponemos a su disposición este manual de instrucciones. En él se explica el funcionamiento correcto y sencillo, así como el cuidado y mantenimiento necesarios. Para evitar daños por un uso incorrecto y garantizar un funcionamiento óptimo, lea atentamente las siguientes indicaciones. Si tiene alguna pregunta o problema, póngase en contacto con su distribuidor.

Le deseamos un uso sin problemas y esperamos que nuestro producto satisfaga sus expectativas.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas en la versión descrita en este manual.

Antes de instalar el dispositivo en su vehículo y utilizarlo por primera vez, lea y siga las instrucciones de instalación que se encuentran en las páginas 4 a 6. Asegúrese de que las instrucciones de uso permanezcan con el producto y estén disponibles para cualquier persona que utilice el asiento.

HERNIK GmbH

1. Información general

1.2 Finalidad e indicación

El IPAI ha sido diseñado para el transporte en vehículos de niños con necesidades especiales (GMFCS 3-5; por ejemplo, hipotonía muscular pronunciada con falta de control de la cabeza y el tronco). Los niños con un control deficiente de la cabeza y el tronco (por ejemplo, parálisis cerebral infantil, distrofia muscular, hipotonía) pueden recibir apoyo para mantener la postura mediante almohadillas torácicas posicionables individualmente y acolchados especiales, lo que garantiza un transporte seguro.

Gracias a importantes accesorios opcionales, se pueden abordar aspectos específicos, como la inclinación del asiento o la instalación de una cuña de abducción estable o un reposapiés. Más información al respecto en el capítulo «4 » (Accesorios y equipamiento).

1.3 Indicaciones

La silla de coche para niños IPAI Reha consta de dos módulos:

1. Una silla infantil para coche Kidfix convencional (ADVENTURE PLUS 2 BR Space Black SB, n.º de art. 2000036852) de la empresa Römer-Britax (consulte las instrucciones de uso del fabricante).
2. Módulo de adaptación con accesorios que permite equipar la silla de coche según las necesidades individuales. Para ello, siga las instrucciones de uso de HERNIK GmbH.

1.4 Declaración de conformidad

HERNIK GmbH declara bajo su exclusiva responsabilidad que la silla infantil para automóvil IPAI cumple los requisitos esenciales (anexo 1 de la Directiva 93/42 CEE). El producto lleva el marcado CE de conformidad con la directiva mencionada anteriormente.

1.5 Condiciones de garantía

Solo se puede asumir la garantía si el producto se utiliza en las condiciones especificadas y para los fines previstos. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por componentes y piezas de repuesto que no hayan sido autorizados por el fabricante.

1. Información general

1.6 Servicio y reparaciones

El servicio y las reparaciones del IPAI solo deben ser realizados por distribuidores especializados. En caso de problemas, póngase en contacto con su distribuidor especializado. En caso de reparaciones, solo se le proporcionarán piezas de repuesto originales.

1.7 Formación para el uso

El asiento de coche se entrega completamente montado. En el momento de la entrega, el distribuidor especializado instruirá al usuario sobre el uso del dispositivo con ayuda del manual de instrucciones. El distribuidor especializado debe instalar el asiento de coche en el vehículo junto con el usuario y, si está disponible, ajustar el arnés Isofix o la abrazadera.

Cuando instale el asiento para automóvil, lo mejor es sujetarlo con una mano en el centro de la parte delantera y con la otra en la parte superior lateral. Para lograr una posición óptima, es necesario ajustar el asiento para automóvil individualmente a las características del niño. Esto debe hacerlo siempre un distribuidor especializado.

Tenga en cuenta que no es obligatorio utilizar un adaptador ISOFIX, ya que no es relevante para la seguridad.

1.8 Instalación en el coche

Coloque el asiento infantil en el asiento del vehículo. Asegúrese de que el respaldo quede plano contra el respaldo del asiento del vehículo.

¡Consejo! Si el reposacabezas del asiento del vehículo molesta, quítelo.





1. Información general

1.9 Ajuste del reposacabezas

Un reposacabezas correctamente ajustado garantiza un recorrido óptimo del cinturón diagonal del vehículo (cinturón de 3 puntos) y ofrece a su hijo la máxima protección. El reposacabezas debe ajustarse de manera que quede un espacio para dos dedos entre los hombros de su hijo y el reposacabezas. Así puede ajustar la altura del reposacabezas a la estatura de su hijo:

1. Agarre la palanca de ajuste situada en la parte trasera del reposacabezas y tire de ella hacia arriba. Ahora el reposacabezas está desbloqueado.
2. Ahora puede deslizar el reposacabezas desbloqueado hasta la altura deseada. En cuanto suelte la palanca de ajuste, el reposacabezas se bloqueará.
3. Coloque el asiento infantil en el asiento del vehículo.
4. Sienta a su hijo en el asiento infantil y compruebe la altura. Repita este proceso hasta que el reposacabezas tenga la altura correcta.



1. Información general

1.10 Fijación mediante el cinturón de seguridad de 3 puntos del coche

Para poder absorber las enormes fuerzas que se generan en un accidente, el IPAI debe fijarse con el cinturón de seguridad de tres puntos del vehículo.


Una conexión ISOFIX por sí sola no es suficiente.

1. Sienta a su hijo en el asiento infantil.
2. Tire del cinturón del vehículo y llévelo (por delante de su hijo) hasta el cierre.

¡ATENCIÓN! Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo no esté torcido, ya que de lo contrario el sistema de retención no ofrecerá toda su protección.

3. Encaje la lengüeta del cierre del cinturón en el cierre del vehículo con un CLIC.
4. Coloque el cinturón diagonal y el cinturón lumbar en el lado del cierre del vehículo en la guía de color verde oscuro del asiento del vehículo.
5. Coloque el cinturón abdominal en el otro lado del acolchado del asiento, también en la guía de color verde oscuro.

¡PRECAUCIÓN! El cinturón de cadera debe pasar por ambos lados lo más abajo posible sobre las caderas de su hijo.



1. Información general

6. Introduzca el cinturón diagonal en el soporte de color verde oscuro del reposacabezas hasta que quede completamente introducido y sin torceduras en el soporte.

¡Consejo! Si el respaldo cubre el soporte del cinturón, puede ajustar el reposacabezas (hacia arriba). Una vez que haya colocado el cinturón diagonal, puede volver a ajustar el reposacabezas a la altura correcta.

7. Asegúrese de que el cinturón diagonal pase por encima de la clavícula de su hijo y no toque el cuello.

Consejo: también puede ajustar la altura del reposacabezas mientras el asiento está en el coche.

Antes de cada viaje, compruebe que...

- el asiento infantil está bien fijado,
- el cinturón de regazo pasa por las guías de color verde oscuro a ambos lados del asiento del vehículo,
- el cinturón diagonal del lado del cierre del cinturón también pasa por la guía de color verde oscuro del asiento del coche,
- el cinturón diagonal pasa por la guía de color verde oscuro del reposacabezas,
- el cinturón diagonal discurre en diagonal hacia atrás,
- los cinturones están tensos y no están torcidos.



1. Información general

1.1 1 Declaración de conformidad



Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
info@hernik.de
www.hernik.de
+49 8035-9580448
+49 8035-9580446

Declaration of Conformity

Hersteller: HERNIK GmbH
Adresse: Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany
SNR: DE-MF-000011257
Produkt: car seat for children with disabilities
Typenbezeichnung: IPAI / IPAI-MAX / IPAI-MINI / IPAI-PRO



UDI-PI	Bezeichnung	Artikelnummer
4260675480064	IPAI- red-Black	550000-E2
4260675480071	IPAI- grey-Black	550000-E2

Classification Med. Dev.: this is a medical device of class I according to the classification Rules in Annex VIII

I, the signer, declare under sole responsibility that the above product complies with the essential requirements of the following guidelines and standards (Annex 1 of MDR (EU) 2017/745). The conformity assessment was carried out in accordance with Annex IV of the MDR (EU) 2017/745. The product is marked with the CE mark according to the above-mentioned guideline.

- Annex 1 of MDR (EU) 2017/745
- ECE-R129/04 test standard for child car seats

Rott am Inn, 09.10.2024 Andrés Moncayo



Ort, Datum

Name

Unterschrift

Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Deutschland

HBR 125064
St.-Nr.: 9143 813 37744
USt.-IdNr.: DE201281298

Stadtparkasse München
IBAN: DE12 7015 0000 0019 1406 72
BIC: SSKMDEMM

CEO:
Markus Jacksch
Gerichtsstand: München

1. Información general

1.12 Homologación/compatibilidad en combinación con sillas infantiles para automóviles disponibles en el mercado

El IPAI es un asiento infantil homologado para automóviles, incluidos todos los accesorios, según la norma ECE R129/03. Las piezas individuales y los accesorios del IPAI no están homologados para su combinación con otros asientos infantiles para automóviles disponibles en el mercado. Cualquier modificación podría invalidar la homologación del IPAI, así como la del asiento infantil para automóviles disponible en el mercado.

1.13 Contraindicaciones

No se conocen contraindicaciones.

2.Indicaciones de seguridad

2 Indicaciones de seguridad

- Antes de utilizar el producto, compruebe que todos los componentes funcionan correctamente y se encuentran en buen estado.
- Las instrucciones de uso deben llevarse siempre en el asiento infantil para automóvil.
- La seguridad de su hijo solo está garantizada si el asiento está correctamente instalado y el niño está bien sujeto.
- Los cinturones deben colocarse bien tensos y sin torceduras.
- El cinturón de seguridad de 3 puntos debe pasar por las guías previstas para ello y debe rodear firmemente el asiento.
- Compruebe lo siguiente:
 - A) que el cinturón de seguridad esté bien colocado en la guía
 - B) que los cierres del cinturón estén correctamente bloqueados
 - C) que no haya tejidos atrapados
- Asegúrese de que no haya objetos duros, como alfileres, cierres de cinturones, etc., entre el niño y el cinturón de seguridad. Esto podría provocar lesiones en caso de accidente.
- Explique a su hijo la importancia de llevar bien abrochado el cinturón y de que este no se desplace. No debe tirar de los cinturones ni abrir los cierres.
- No realice modificaciones en el asiento infantil, ya que podría poner en peligro la seguridad de su hijo.
- El asiento infantil no debe sufrir daños por piezas móviles del coche ni por las puertas.
- Nunca deje a su hijo solo en el asiento infantil.
- Informe a los demás ocupantes del vehículo sobre cómo sacar a su hijo del asiento en caso de accidente.
- Después de un accidente, debe sustituirse todo el asiento infantil.


3. Manejo del modelo básico « »

3 Manejo del modelo básico « »

3.1 Ajustar el cinturón de sujeción de 5 puntos

Sienta a su hijo en el asiento infantil y asegúrese de que su pelvis quede bien apoyada contra el respaldo. Coloque ahora los cinturones sobre los hombros del niño. Si la longitud del cinturón no es suficiente, pulse el botón gris del regulador del cinturón (5) para aflojar el sistema de cinturones.

A continuación, introduzca las dos lengüetas metálicas en el cierre del cinturón hasta que encajen con un clic. A continuación, tire de los extremos del cinturón para tensarlo.



3.2 Ajuste del reposacabezas

Presione el botón de desbloqueo de la empuñadura para mover el reposacabezas hacia arriba o hacia abajo. ¡Asegúrese de que la cabeza del niño nunca sobresalga del reposacabezas!



3.3 Ajuste del ángulo del respaldo

El ángulo del respaldo se puede ajustar de forma continua y bloquear en cualquier posición. Esto garantiza que el asiento de coche sea estable en cualquier posición. Abra los dos cierres rápidos y coloque el respaldo en la posición deseada. A continuación, cierre las palancas de cierre rápido para fijar el ángulo.



4. Uso de los accesorios opcionales

4 Uso de los accesorios opcionales

4.1 Instalación en el coche con ISOFIX

Pida al técnico que le muestre cómo instalar el asiento cuando le entregue y ajuste el asiento infantil.

El IPAI se instala de forma fija en su vehículo con los brazos de bloqueo ISOFIX. A continuación, su hijo se abrocha con el cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo.


1. Si su vehículo no está equipado de serie con ayudas de enganche ISOFIX, fije las dos ayudas de enganche incluidas en el volumen de suministro del asiento con la ranura hacia arriba en los dos soportes de montaje ISOFIX de su vehículo.

¡CONSEJO! Los puntos de fijación ISOFIX se encuentran entre el asiento y el respaldo del asiento del vehículo.

2. Coloque el reposacabezas del asiento del vehículo en su posición más alta.
3. Mantenga pulsado el botón de ajuste ISOFIX (véase la imagen) y extraiga completamente los brazos de bloqueo ISOFIX.


Nota: si su asiento está equipado con un adaptador de profundidad, alargue el adaptador para poder acceder al botón de ajuste (más información en la página 19).

4. Presione el botón de bloqueo y el botón rojo de desbloqueo a ambos lados del asiento uno contra otro. De este modo se asegura que ambos ganchos de los brazos de bloqueo ISOFIX estén abiertos y listos para su uso.




4. Uso de los accesorios opcionales

5. Coloque el asiento infantil en la dirección de la marcha en un asiento del vehículo homologado para ello. Asegúrese de que el respaldo quede plano contra el respaldo del asiento del vehículo.
6. Coloque los dos brazos de bloqueo ISOFIX directamente delante de las dos ayudas de inserción.
7. Empuje ambos brazos de bloqueo ISOFIX en las ayudas de inserción hasta que los brazos de bloqueo ISOFIX encajen en ambos lados con un «clic».



8. Mantenga pulsado el botón de ajuste ISOFIX y empuje el asiento infantil hacia atrás todo lo posible.
9. Mueva el asiento infantil para asegurarse de que está bien fijado y compruebe que la zona verde de ambos brazos de bloqueo es visible.



4. Uso de los accesorios opcionales

4.2 Cojines de apoyo y seguridad

Instalación:

1. Cuando le entreguen el asiento, pida que le muestren cómo instalarlo y ajustarlo.
2. Coloque los cojines de apoyo y seguridad en el asiento del coche después de sentar al niño y abrocharle el cinturón de seguridad.
3. Fije los acolchados con las cintas de velcro incluidas, que se fijan a la parte trasera del asiento del coche.
4. Los brazos de su hijo deben descansar sobre la mesa, lo que le permite sentarse en posición erguida. Esto sostiene la parte superior del cuerpo.
5. Asegúrese de evitar cualquier peligro que puedan suponer los juguetes que puedan encontrarse sobre el acolchado. No utilice objetos duros, rígidos o con bordes afilados.



4.3 Almohadillas torácicas

HERNIK GmbH no puede modificar el cuerpo del IPAI (taladrar, atornillar). Sin embargo, era muy importante para nosotros ofrecer un apoyo lateral también para niños con musculatura torácica débil, por lo que hemos optado por una solución de fijación que garantiza una estabilidad suficiente y, al mismo tiempo, ofrece flexibilidad gracias al cierre de velcro.

Para cambiar la posición de la almohadilla, primero hay que soltarla con cuidado girando ligeramente la unión de velcro. A continuación, la almohadilla se puede colocar libremente.

IMPORTANTE: Para una sujeción estable, la almohadilla debe presionarse con fuerza contra la parte posterior del IPAI girándola hacia adelante y hacia atrás. De este modo se consigue una sujeción más firme de los elementos de velcro.



4. Uso de los accesorios opcionales

4.4 Cuña de abducción

1. La cuña de abducción ayuda a su hijo a mantener una distancia determinada entre las rodillas. Para aflojar o tensar el arnés de 5 puntos, es necesario retirar la cuña. Abra la abrazadera y extraiga la cuña hacia arriba.
2. La cuña debe quedar apoyada contra el acolchado del asiento, tal y como se muestra en la ilustración. La profundidad de la cuña se puede ajustar. Para ello, se deben abrir los dos tornillos hexagonales y desplazarlos por debajo del asiento.
3. La cuña debe utilizarse siempre durante la marcha (si se ha seleccionado como opción), ya que, de lo contrario, su hijo podría resultar herido por la fijación.
4. La palanca se puede cambiar de posición tirando ligeramente hacia delante sin mover el tornillo. Asegúrese de que esté en la parte superior y no estorbe, ya que de lo contrario las pantorrillas de su hijo podrían entrar en contacto con ella.



4.5

Si el ángulo del asiento del vehículo no es suficiente, se puede aumentar el ángulo del asiento del coche mediante el ajuste (ampliado) del ángulo del asiento.

Para ello, accione la bola roja (véase la ilustración). Una vez que el asiento se encuentre en la posición deseada, la bola roja se puede fijar girándola.



4. Uso de los accesorios opcionales

4.6 Adaptador giratorio

Para facilitar el traslado diario de su hijo al vehículo, le recomendamos nuestro adaptador giratorio, que permite girar el asiento infantil 90° hacia fuera. Por motivos técnicos, solo es posible UN sentido de giro. Para cambiar posteriormente a la otra dirección, es necesario modificar el asiento infantil en nuestras instalaciones. Se recomienda utilizar los adaptadores ISOFIX o la abrazadera.

Para girar la silla, tire de la palanca hacia arriba y mueva la silla al mismo tiempo. El reposapiés opcional se detiene para evitar colisiones con el asiento del acompañante y el pilar B.

¡Preste atención a las piernas de su hijo al girar el asiento!

Después de la transferencia, simplemente gire el IPAI de nuevo a su posición inicial. Preste atención al «clic» que se oye cuando la lengüeta vuelve a encajar en el bloqueo.



4. Uso de los accesorios opcionales

4.7 Adaptador de profundidad del asiento

Ajuste del adaptador de profundidad del asiento:

El adaptador de profundidad del asiento se puede ajustar a la profundidad deseada.

1. Afloje los 2 tornillos (1) a ambos lados del asiento del coche con una llave Allen.
2. Ahora puede mover el adaptador de profundidad del asiento a la posición deseada.
3. Vuelva a apretar los 2 tornillos.



5. Garantía

5 Garantía

Los productos HERNIK se desarrollan y fabrican siguiendo estrictas normas de calidad. Si, excepcionalmente, tuviera motivos para reclamar, HERNIK GmbH le ofrecerá la garantía según las condiciones de entrega:

- 24 meses de garantía para todas las piezas fijas a partir de la fecha de entrega.
- 12 meses de garantía para todas las piezas móviles, a partir de la fecha de entrega.

Para las piezas que no hayan sido fabricadas por HERNIK GmbH, se aplicarán las condiciones de garantía del fabricante correspondiente (Römer-Britax Kindersicherheit GmbH). La garantía solo se aplicará si el dispositivo se ha instalado correctamente y se utiliza para el fin previsto.

La garantía quedará anulada si se realizan modificaciones o reparaciones inadecuadas sin consultar previamente al fabricante. La garantía quedará anulada si el aparato se monta de forma inadecuada.

Quedan excluidas otras reclamaciones, independientemente de su fundamento jurídico, en particular las reclamaciones por daños directos o indirectos.

6. Identificación

6 Identificación

En la parte posterior del asiento para automóvil encontrará la siguiente identificación:



Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany

IPAI-MAX



4260675480590
4260675480606



max. Gewicht: 50 kg
Date: 08.07.2025
SNR: I-MAX-2025-XXXX



Rückhalteeinrichtung für spezielle
Anforderungen "S" (DE)

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die
Bedienungsanleitung!



Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany

IPAI-MINI



4260675480576
4260675480583





max. Gewicht: 36 kg
Date: 08.07.2025
SNR: IMINI-2025-XXXX



Rückhalteeinrichtung für spezielle
Anforderungen "S" (DE)

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die
Bedienungsanleitung!



7. Mantenimiento y cuidado

7 Mantenimiento y cuidado


7.1 Extracción de la funda

Asegúrese de utilizar únicamente fundas de repuesto originales de BRITAX-RÖMER o HERNIK, ya que la funda del asiento es una parte integral del asiento infantil y cumple funciones importantes para el correcto funcionamiento del mismo. Las fundas de repuesto se pueden adquirir en su distribuidor especializado.

La funda se puede quitar y lavar con un detergente para ropa delicada en el programa para ropa delicada de la lavadora (30 °C). Siga las instrucciones de la etiqueta de lavado de la funda. Las piezas de plástico se pueden limpiar con agua y jabón. No utilice productos de limpieza agresivos (por ejemplo, disolventes).

¡ATENCIÓN! El asiento infantil no debe utilizarse sin la funda.

1. Coloque el reposacabezas del asiento infantil en su posición más alta.
2. Desenganche los ganchos de la parte trasera del respaldo.
3. Retire la parte superior de la funda.
4. Enganche las presillas de la funda en la parte inferior de la parte trasera del respaldo.
5. Retire la funda del cojín del asiento. Proceda de la misma manera con la funda del reposacabezas.
6. Suelte las correas de la funda situadas en la parte trasera del reposacabezas.
7. Enganche los ganchos en la parte delantera del respaldo.
8. Retire la funda del reposacabezas.
9. Ahora se puede lavar la funda.



8.Datos técnicos:

8 Datos técnicos:

	IPAI-MAX OHNE Polsterinlet	IPAI-MAX MIT Polsterinlet		IPAI-MINI
SITZBREITE (Becken)	32 cm	26 cm	SITZBREITE (Becken)	25 cm
SITZBREITE (Knie)	38 cm	38 cm	SITZBREITE (Knie)	31 cm
SITZTIEFE	33 cm	30 cm	SITZTIEFE	26 cm
RÜCKENHÖHE	41 - 56 cm	38 - 53 cm	RÜCKENHÖHE	30 - 43 cm
SCHEITELHÖHE	59 - 76 cm	56 - 73 cm	SCHEITELHÖHE	52 - 65 cm
Höhe Thoraxpelotten	24 - 36 cm	21 - 33 cm	Höhe Thoraxpelotten	17 - 31 cm
Abstand Thoraxpelotten	15 - 28 cm		Abstand Thoraxpelotten	14 - 28 cm
Rückenwinkel	80° - 120°		Rückenwinkel	90° - 120°
Gesamthöhe	71 - 88 cm		Gesamthöhe	66 - 89 cm
Gesamtbreite	44 cm		Gesamtbreite	44 cm
Gesamttiefe	44 cm		Gesamttiefe	44 cm
Gewicht	ab 8,0 kg		Gewicht	ab 8 kg
max. Gewicht Kind	50 kg		max. Gewicht Kind	36 kg

*Algunos datos pueden variar en función de los accesorios

Equipamiento estándar:

- Cinturón de 5 puntos con acolchado en el cierre (¡regulable en altura!) y protectores de cinturón
- reposacabezas regulable en altura
- Cómodo acolchado del respaldo y del reposacabezas con funda extraíble (¡espuma moldeable!)
- Funda básica de tres piezas, extraíble y lavable a 30 °C

9.Composición de los materiales:

9 Composición de los materiales:

Se utilizan los siguientes materiales:

- Plástico (unidad del asiento y revestimiento de la estructura inferior)
- Acero (accesorios)
- Aluminio (almohadillas torácicas)
- Poliéster (correa)
- Malla recubierta de espuma, antracita (revestimiento)
- Espuma Densidad aparente

Notas

Notas



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

☎ +49 8039-9093930 • 📠 +49 8039-90939319
✉ info@hernik.de • 🌐 www.hernik.de