

käyttöohje

IPAI **MAX** **MINI**



Sisällysluettelo

1	YLEISTÄ TIETOA	4
1.1	Esipuhe	4
1.2	Käyttötarkoitus ja käyttöaiheet	5
1.3	Huomautukset	5
1.4	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	5
1.5	Takuuehdot	5
1.6	Huolto ja korjaukset	6
1.7	Käyttökoulutus	6
1.8	Asennus autoon	6
1.9	Pääntuen säätö	7
1.1	Kiinnitys auton 3-pistevyöllä	8
1.11	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	10
1.12	Hyväksyntä/yhteensopivuus tavallisten autojen lastenistuimien kanssa	11
1.13	Vasta-aiheet	11
2	TURVALLISUUSOHJEET	12
3	PERUSMALLIN KÄSITTELY	13
3.1	5-pistevyön säätäminen	13
3	Pääntuen säätäminen	13
3	Selkänojan kulman säätö	13
4	LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ	14
4.1	Asennus autoon – ISOFIX-kiinnityksellä	14
4	Tukityyny ja turvatyyny	16

Sisällysluettelo

4.	Rintakehäpehmusteet	16
4.4	Abduktiokiila	17
4.5	Istuimen kallistuksen säätö	17
4.6	Kääntöadapteri	18
4.7	Istuinsyvyyden säätölaite	19
5	TAKUU	20
6	MERKINNÄT	21
7	HUOLTO JA KUNNOSSAPITO	22
7.1	Päällisen irrottaminen	22
8	TEKNISET TIEDOT:	23
9	MATERIAALILUETTELO:	24

1.Yleistä

1 Yleistä

1.1 Esipuhe

Olette valinneet IPAI MAX / IPAI MINI -turvaistuimen ja saatte näin korkealaatuisen tuotteen valmistajalta. Kiitämme teitä luottamuksestanne.

Jotta voisitte nauttia tästä tuotteesta pitkään ja se helpottaisi arkeanne, toimitamme teille nämä käyttöohjeet. Niissä kerrotaan tuotteen oikea ja helppo käyttö sekä tarvittava hoito ja huolto. Välttääksesi käyttövirheistä johtuvat vauriot ja varmistaaksesi tuotteen optimaalisen käytön, lue seuraavat ohjeet huolellisesti. Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Toivotamme teille ongelmattonta käyttöä ja toivomme, että tuotteemme vastaa odotuksianne.

Pidätämme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia tässä käyttöohjeessa kuvattuun versioon.

Ennen kuin asennat laitteen ajoneuvoosi ja käytät sitä ensimmäisen kerran, lue ja noudata asennusohjeita sivuilla 4–6. Varmista, että käyttöohjeet ovat tuotteen mukana, jotta ne ovat kaikkien istuinta käyttävien saatavilla.

HERNIK GmbH

1.Yleistä

1.2 Käyttötarkoitus ja käyttöaihe

IPAI on kehitetty erityistarpeisten lasten (GMFCS 3–5; esim. voimakas lihasheikkous, pään ja vartalon hallinnan puute) kuljettamiseen ajoneuvoissa. Lapset, joilla on heikko pään ja vartalon hallinta (esim. infantile Cerebralparese, lihasdystrofia, hypotonia), voidaan tukea yksilöllisesti säädettävillä rintakehän tukipehmusteilla ja erityisillä pehmusteilla, mikä takaa turvallisen kuljetuksen.

Tärkeiden lisävarusteiden avulla voidaan ottaa huomioon erityispiirteet, kuten istuimen kallistus tai tukevan abduktiokiilan tai jalkatuen asentaminen. Lisätietoja on luvussa4 .

1.3 Huomautukset

IPAI-kuntoutusauton turvaistuin koostuu kahdesta moduulista:

1. Kaupallisesti saatava Kidfix-lastenautoturvaistuin (ADVENTURE PLUS 2 BR Space Black SB, tuotenro 2000036852) valmistajalta Römer-Britax (huomioi valmistajan käyttöohjeet).
2. Säätomoduuli lisävarusteilla, jonka avulla turvaistuin voidaan varustaa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Noudata HERNIK GmbH:n käyttöohjetta.

1.4 Vaatimustenmukaisuusilmoitus

HERNIK GmbH vakuuttaa yksin vastuullaan, että IPAI-turvaistuin täyttää perustavanlaatuiset vaatimukset (liite 1 direktiivissä 93/42 EWG). Tuote on merkitty CE-merkinnällä edellä mainitun direktiivin mukaisesti.

1.5 :n takuuehdot

Takuu on voimassa vain, jos tuotetta käytetään määräysten mukaisesti ja sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat valmistajan hyväksymättömistä osista tai varaosista.

1.Yleistä

1.6 Huolto ja korjaukset

IPAI-laitteen huolto ja korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu jälleenmyyjä. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos sinulla on ongelmia. Korjauksissa käytetään vain alkuperäisiä varaosia.

1.7 Käyttökoulutus

Autoturvaistuin toimitetaan täysin koottuna. Toimituksen yhteydessä jälleenmyyjä opastaa käyttäjää laitteen käytössä käyttöohjeen avulla. Jälleenmyyjän tulee asentaa autoturvaistuin yhdessä käyttäjän kanssa autoon ja säätää Isofix-kiinnike tai kiinnitysklipsi, jos sellainen on.


Kun asennat turvaistuimen, tartu siihen parhaiten yhdellä kädellä edestä keskeltä ja toisella kädellä sivulta ylhäältä. Optimaalisen istuma-asennon saavuttamiseksi turvaistuin on säädettävä yksilöllisesti lapsen mukaan. Tämä tulisi aina tehdä jälleenmyyjän toimesta.

Huomaa, että ISOFIX-sovitin ei ole pakollinen, koska se ei ole turvallisuuden kannalta välttämätön.

1.8 Asennus autoon

Aseta lastenistuin auton istuimelle. Varmista, että selkänoja on tasaisesti auton istuimen selkänojaa vasten.

Vinkki! Jos auton istuimen pääntuki on tiellä, poista se.




1.Yleistä

1.9 Pääntuen säätö

Oikein säädetty pääntuki varmistaa ajoneuvon diagonaalivyön (3-pistevyö) optimaalisen kulun ja tarjoaa lapsellesi maksimaalisen suojan. Pääntuki on säädettävä siten, että lapsen hartioiden ja pääntuen väliin jää kahden sormen verran tilaa. Voit säätää pääntuen korkeuden lapsen pituuden mukaan seuraavasti:

1. Tartu säätökahvaan pääntuen takana ja vedä sitä ylöspäin. Nyt pääntuki on lukittu auki.
2. Voit nyt siirtää lukituksen avatun pääntuen haluttuun korkeuteen. Kun vapautat säätökahvan, pääntuki lukittuu paikalleen.
3. Aseta lastenistuin auton istuimelle.
4. Aseta lapsi turvaistuimeen ja tarkista korkeus. Toista tämä toimenpide, kunnes pääntuki on oikealla korkeudella.



1.Yleistä

1.10 Kiinnitys auton 3-pistevyöllä

Jotta IPAI kestää onnettomuuden aiheuttamat valtavat voimat, se on kiinnitettävä auton 3-pistevyöllä.


ISOFIX-kiinnitys yksinään ei riitä.

1. Aseta lapsi turvaistuimeen.
2. Vedä auton turvavyö ulos ja vie se (lapsesi edessä) vyön lukkoon.

HUOM! Varmista, että ajoneuvon turvavyö ei ole kiertynyt, muuten turvajärjestelmä ei toimi kunnolla.

3. Lukitse vyön lukko ajoneuvon lukkoon napsauttamalla.
4. Aseta diagonaalivyö ja lantiovyö ajoneuvon lukon puolella ajoneuvon istuimen tummanvihreään vyöohjaukseen.
5. Aseta lantiovyö myös istuintyynyn toisella puolella tummanvihreään vyöohjainta pitkin.

VAROITUS! Lantiohihna on asetettava molemmilla puolilla mahdollisimman alas lapsen lantion päälle.



1.Yleistä

6. Työnnä diagonaalivyö tummanvihreään vyön pidikkeeseen pääntuen kohdalla, kunnes se on kokonaan ja kiertyneenä vyön pidikkeessä.

Vinkki! Jos selkänoja peittää vyön pidikkeen, voit säätää pääntuen (ylöspäin). Kun olet kiinnittänyt diagonaalivyön, voit säätää pääntuen takaisin oikealle korkeudelle.

7. Varmista, että diagonaalivyö kulkee lapsen solisluun yli eikä kosketa kaulaa.

Vinkki! Voit säätää pääntuen korkeutta myös istuimen ollessa autossa.

Tarkista ennen jokaista ajomatkaa, että...

- turvaistuin on kiinnitetty kunnolla,
- vyöt kulkevat auton istuimen molemmilla puolilla tummanvihreissä vyöohjainten sisällä
- diagonaalivyö kulkee myös turvavyön lukon puolella auton istuimen tummanvihreässä vyöohjainta pitkin
- diagonaalivyö kulkee tummanvihreän vyöohjainten läpi pääntuen läpi,
- diagonaalivyö kulkee vinosti taaksepäin,
- vyöt ovat kireällä eivätkä kiertyneet.



1.Yleistä

1.1.1 Vaatimustenmukaisuusilmoitus



Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
info@hernik.de
www.hernik.de
+49 8035-9580448
+49 8035-9580446

Declaration of Conformity

Hersteller: HERNIK GmbH

Adresse: Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany

SNR: DE-MF-000011257

Produkt: car seat for children with disabilities

Typenbezeichnung: IPAI / IPAI-MAX / IPAI-MINI / IPAI-PRO



UDI-PI	Bezeichnung	Artikelnummer
4260675480064	IPAI- red-Black	550000-E2
4260675480071	IPAI- grey-Black	550000-E2

Classification Med. Dev.: this is a medical device of class I according to the classification Rules in Annex VIII

I, the signer, declare under sole responsibility that the above product complies with the essential requirements of the following guidelines and standards (Annex 1 of MDR (EU) 2017/745). The conformity assessment was carried out in accordance with Annex IV of the MDR (EU) 2017/745. The product is marked with the CE mark according to the above-mentioned guideline.

- Annex 1 of MDR (EU) 2017/745
- ECE-R129/04 test standard for child car seats

Rott am Inn, 09.10.2024 Andrés Moncayo



Ort, Datum

Name

Unterschrift

Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Deutschland

HBR 125064
St.-Nr.: 9143 813 37744
USt-IdNr.: DE201281298

Stadtsparkasse München
IBAN: DE12 7015 0000 0019 1406 72
BIC: SSKMDE33

CEO:
Markus Jacksch
Gerichtsstand: München

1.Yleistä

1.12 Hyväksyntä/yhteensopivuus tavallisten lasten turvaistuinten kanssa

IPAI on ECE R129/03 -standardin mukainen hyväksytty lasten turvaistuin, joka sisältää kaikki lisävarusteet. IPAI:n yksittäisiä osia ja lisävarusteita ei ole hyväksytty käytettäväksi yhdessä muiden tavanomaisissa autojen lastenistuimien kanssa. Muutos voi johtaa IPAI:n ja tavanomaisen lastenistuimen hyväksynnän menettämiseen.

1.13 Vasta-aiheet

Vasta-aiheita ei ole tiedossa.

2.Turvallisuusohjeet

2 Turvallisuusohjeet

- Ennen käyttöä on tarkistettava, että kaikki osat ovat kunnossa ja toimivat moitteettomasti.
- Käyttöohjeet on pidettävä aina mukana turvaistuimessa.
- Lapsen turvallisuus on taattu vain, jos istuin on asennettu oikein ja lapsi on kiinnitetty tarkasti.
- Hihnat on kiristettävä tiukasti ja kiertyneisyydestä on huolehdittava.
- 3-pistevyö on vedettävä sille tarkoitettujen vyöohjainten läpi ja sen on oltava tiukasti istuimen ympärillä.
- Tarkista seuraavat seikat:
 - A) onko turvavyö kunnolla vyökiinnikkeessä
 - B) että vyön lukot ovat kunnolla kiinni
 - C) ettei tekstiilejä ole jäänyt puristuksiin
- Varmista, että lasten ja turvavyön välissä ei ole kiinteitä esineitä, kuten neuloja, turvavyön lukkoja jne. Ne voivat aiheuttaa loukkaantumisia onnettomuuden sattuessa.
- Selitä lapselle, kuinka tärkeää on olla kunnolla turvavyössä ja että vyön kulku ei saa muuttua. Lapsi ei saa vetää vyöstä eikä avata vyön lukkoja.
- Älä tee muutoksia turvaistuimeen, sillä se vaarantaa lapsen turvallisuuden.
- Turvaistuin ei saa vaurioitua auton liikkuvien osien tai ovien vuoksi.
- Älä koskaan jätä lasta yksin turvaistuimeen.
- Kerro matkustajille, miten lapsi voidaan ottaa istuimesta onnettomuuden jälkeen.
- Onnettomuuden jälkeen koko lasten turvaistuin on vaihdettava uuteen.


3.Perusmallin käsittely

3 Perusmallin käsittely

3.1 5-pistevyön säätäminen

Aseta lapsi turvaistuimeen ja varmista, että hänen lantionsa on istuimen takaosassa. Aseta nyt hihnat lapsen olkapäiden yli. Jos hihnan pituus ei riitä, paina hihnan säätimen harmaata painiketta (5) hihnajärjestelmän löysäämiseksi.

Työnnä sitten molemmat metallikielekkeet vyön lukkoon, kunnes ne lukittuvat paikalleen napsahduksella. Kiristä sitten vyöjärjestelmä vetämällä vyön päistä.



3.2 Pääntuen säätäminen

Paina kahvassa olevaa lukituksen avauspainiketta, jotta voit siirtää pääntukea ylös tai alas. Varmista, että lapsen pää ei koskaan ulotu pääntuen yli!



3.3 Selkänojan kulman säätäminen

Selkänojan kulma on portaattomasti säädettävissä ja lukittavissa mihin tahansa asentoon. Tämä takaa turvaistuimen vakauden kaikissa asennoissa. Avaa molemmat pikakiinnikkeet ja aseta selkänoja haluttuun asentoon. Sulje sitten pikakiinnikkeet kulman lukitsemiseksi.



4. Lisävarusteiden käyttö

4 Lisävarusteiden käyttö

4.1 Asennus autoon – ISOFIX-kiinnityksellä

Pyydä teknikkoa näyttämään istuimen asennus ja säätö, kun saat auton ja istuimen.

IPAI kiinnitetään kiinteästi ajoneuvon ISOFIX-kiinnityskiskoihin. Lapsi kiinnitetään sitten ajoneuvon 3-pistevyöllä.



1. Jos ajoneuvossasi ei ole vakiona ISOFIX-kiinnitystelineitä, kiinnitä istuimen mukana toimitetut kaksi kiinnitystelinettä aukon ylöspäin ajoneuvosi kahteen ISOFIX-kiinnitystelineeseen.

VINKKI! ISOFIX-kiinnityspisteet sijaitsevat auton istuimen ja selkänojan välissä.

2. Nosta ajoneuvon istuimen päntuki ylimmään asentoon.
3. Pidä ISOFIX-säätönuppia painettuna (katso kuva) ja työnnä ISOFIX-lukitusvarret kokonaan ulos.


Huomautus! Jos istuimessa on istuinsyvyyden säätölaite, pidennä laitetta, jotta säätönuppi tulee ulos (lisätietoja sivulla 19).

4. Paina lukituspainiketta ja punaista lukituksen avauspainiketta istuimen molemmilla puolilla toisiaan vasten. Näin varmistat, että molemmat koukut ISOFIX-lukitusvarsissa ovat auki ja käyttövalmiina.




4. Lisävarusteiden käyttö

5. Aseta lastenistuin ajosuuntaan hyväksyttyyn auton istuimeen. Varmista, että selkänoja on tasaisesti auton istuimen selkänojaa vasten.
6. Aseta molemmat ISOFIX-lukitusvarret suoraan molempien asennuksen apuvälineiden eteen.
7. Työnnä molemmat ISOFIX-lukitusvarret kiinnitystukiin, kunnes ISOFIX-lukitusvarret lukittuvat molemmin puolin napsahduksella.



8. Pidä ISOFIX-säätöpainiketta painettuna ja työnnä lastenistuin mahdollisimman taakse.
9. Kokeile lastenistuinta heiluttamalla, että se on kiinnitetty kunnolla, ja tarkista, että vihreä alue on näkyvissä molemmissa lukitusvarsissa.



4. Lisävarusteiden käyttö

4.2 Tukityyny ja turvatyyny

Asennus:

1. Pyydä toimittajaa näyttämään istuimen asennus ja säätö toimituksen yhteydessä.
2. Aseta tuki- ja turvatyyny auton istuimelle, kun olet asettanut lapsen istuimeen ja kiinnittänyt hänet turvavyöllä.
3. Kiinnitä pehmusteet mukana toimitetuilla tarranauhoilla, jotka on kiinnitetty auton istuimen takaosaan.
4. Lapsen käsien tulee olla pöydällä, jolloin istuma-asento on ryhdikäs. Tämä tukee ylävartaloa.
5. Varo, ettei pehmusteen päälle jää leluja, jotka voivat aiheuttaa vaaran. Älä käytä kovia, kiinteitä tai teräviä esineitä!



4.3 Rintakehäpehmusteet

HERNIK GmbH ei saa muuttaa IPAl:n runkoa (porata, ruuvata). Meille oli kuitenkin erittäin tärkeää tarjota sivutuki myös lapsille, joiden vartalon lihakset ovat heikot, joten valitsimme kiinnitysratkaisun, joka takaa riittävän vakauden tarranauhalla ja tarjoaa samalla joustavuutta.

Pelin sijaintia voidaan muuttaa irrottamalla se varovasti kiertämällä tarranauhaa. Sen jälkeen pehmuste voidaan sijoittaa vapaasti.

TÄRKEÄÄ: Vakaan tuen varmistamiseksi pehmuste on painettava voimakkaasti IPAl:n takaosaan kääntelemällä sitä edestakaisin. Näin tarranauhat kiinnittyvät paremmin!



4. Lisävarusteiden käyttö

4.4 -abduktiokiila

1. Abduktiokilpi auttaa lasta pitämään polvet tietyssä etäisyydessä toisistaan. 5-pistevyön löysäämiseksi tai kiristämiseksi kilpi on irrotettava. Avaa kiinnitin ja nosta kilpi ylöspäin.
2. Kiila tulee olla kuvan osoittamalla tavalla istuintyynyn vasten. Kiilan syvyyttä voidaan säätää. Tätä varten avaa molemmat kuusioruuvit ja siirrä niitä istuimen alla.
3. Kiilaa on käytettävä aina ajon aikana (jos se on valittu lisävarusteeksi), muuten lapsi voi loukkaantua kiinnikkeeseen.
4. Vipua voidaan siirtää paikasta vetämällä sitä hieman eteenpäin ilman, että ruuvia liikutetaan. Varmista, että se on ylhäällä eikä ole tiellä, muuten lapsen sääret voivat osua siihen.



4.5 -istuimen kallistuksen säätö

Jos ajoneuvon istuimen istuinkulma ei ole riittävä, auton istuimen istuinkulmaa voidaan nostaa (laajennetulla) istuinkulman säätimellä.

Käytä tätä varten punaista palloa (katso kuva). Kun istuin on halutussa asennossa, punainen pallo voidaan lukita kääntämällä.

4. Lisävarusteiden käyttö

4.6 Kääntöadapteri

Jotta lapsen päivittäinen siirtäminen autoon olisi helpompaa, suosittelemme kääntöadapteria, jonka avulla turvaistuin voidaan kääntää 90° ulospäin. Teknisistä syistä kääntö on mahdollista vain yhteen suuntaan. Jos haluat myöhemmin kääntää turvaistuimen toiseen suuntaan, se on muutettava meillä. Suosittelemme käyttämään ISOFIX-adapteria tai kiinnityskiskoä!

Istuimen kääntämiseksi kahva on vedettävä ylöspäin ja istuinta on liikutettava samanaikaisesti. Valinnainen jalkatuki pysähtyy estäen törmäyksen etuistuimen ja B-pilarin kanssa.

Varo lapsen jalkoja, kun käännät istuinta!

Siirron jälkeen käännä IPAI takaisin alkuperäiseen asentoon. Kuuntele napsahdus, kun kieleke lukittuu takaisin paikalleen.



4.Lisävarusteiden käyttö

4.7 Istuinsyvyyden säätö

Istuinsyvyyden säätölaitteen säätö:

Istuinsyvyyden sovitin voidaan säätää haluttuun istuinsyvyyteen.

1. Löysää 2 ruuvia (1) auton istuimen molemmilla puolilla kuusiokoloavaimella.
2. Istuinsyvyyden säätölaite voidaan nyt siirtää haluttuun asentoon.
3. Kiristä 2 ruuvia uudelleen.



5.Taku

5 Taku

HERNIK-tuotteet on kehitetty ja valmistettu tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Jos sinulla on poikkeuksellisesti syytä valitukseen, HERNIK GmbH myöntää takuun toimitusehtojen mukaisesti:

- 24 kuukauden takuu kaikille kiinteille osille toimituspäivästä alkaen.
- 12 kuukauden takuu kaikille liikkuville osille toimituspäivästä alkaen.

Osille, joita HERNIK GmbH ei ole valmistanut, sovelletaan kyseisen valmistajan (Römer-Britax Kindersicherheit GmbH) takuehtoja. Takuun voimassaolo edellyttää laitteen asianmukaista asennusta ja käyttötarkoituksen mukaista käyttöä.

Takuu raukeaa, jos laitteeseen on tehty muutoksia tai virheellisiä korjauksia ilman valmistajan etukäteen antamaa lupaa. Takuu raukeaa, jos laite on asennettu virheellisesti.

Muut vaatimukset, riippumatta niiden oikeudellisesta perusteesta, erityisesti vaatimukset välittömien tai välillisten vahinkojen korvaamisesta, ovat poissuljettuja.

6.Merkintä

6 Merkintä

Auton istuimen takana on seuraava merkintä:



Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany

IPAI-MAX  4260675480590
4260675480606



max. Gewicht: 50 kg
Date: 08.07.2025
SNR: I-MAX-2025-XXXX

Rückhalteeinrichtung für spezielle
Anforderungen "S" (DE)

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die
Bedienungsanleitung!



Specific Vehicle
Booster Seat

IPAI-MAX
100 - 150 cm

00*0090 S
UN-Regulation
No. 129/04



Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany

IPAI-MINI  4260675480576
4260675480583



max. Gewicht: 36 kg
Date: 08.07.2025
SNR: IMINI-2025-XXXX

Rückhalteeinrichtung für spezielle
Anforderungen "S" (DE)

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die
Bedienungsanleitung!



Specific Vehicle
Booster Seat

IPAI-MINI
100 - 125 cm

00*0090 S
UN-Regulation
No. 129/04

7. Huolto ja hoito

7 Huolto ja hoito



7.1 Päällisen irrottaminen

Käytä vain alkuperäisiä BRITAX-RÖMER- tai HERNIK-vaihtopeitteitä, koska istuimen peite on olennainen osa lastenistuinta ja sillä on tärkeitä toimintoja istuimen moitteettoman toiminnan kannalta. Vaihtopeitteitä on saatavana jälleenmyyjältä.

Päällinen voidaan irrottaa ja pestä pesukoneessa hienopesuohjelmalla (30 °C) hienopesuaineella. Noudata päällisen pesuohjeita. Muoviosat voidaan puhdistaa vedellä ja saippualla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita (esim. liuottimia).

HUOMI Lastenistuinta ei saa käyttää ilman istuimen päällistä.

1. Nosta lastenistuimen pääntuki ylimmään asentoon.
2. Irrota koukut selkänojan takapuolelta.
3. Vedä päällisen yläosa pois.
4. Ripusta päällisen silmukat selkänojan takaosan alaosaan.
5. Vedä päällinen istuintyynystä. Toimi samalla tavalla pääntuen päällisen kanssa.
6. Irrota pääntuen takana olevat päällisen silmukat.
7. Kiinnitä koukut selkänojan etuosaan.
8. Irrota pääntuen päällinen .
9. Pääntuen päällinen voidaan nyt pestä.



8. Tekniset tiedot:

8 Tekniset tiedot:

	IPAI-MAX OHNE Polsterinlet	IPAI-MAX MIT Polsterinlet
SITZBREITE (Becken)	32 cm	26 cm
SITZBREITE (Knie)	38 cm	38 cm
SITZTIEFE	33 cm	30 cm
RÜCKENHÖHE	41 - 56 cm	38 - 53 cm
SCHEITELHÖHE	59 - 76 cm	56 - 73 cm
Höhe Thoraxpelotten	24 - 36 cm	21 - 33 cm
Abstand Thoraxpelotten	15 - 28 cm	
Rückenwinkel	80° - 120°	
Gesamthöhe	71 - 88 cm	
Gesamtbreite	44 cm	
Gesamttiefe	44 cm	
Gewicht	ab 8,0 kg	
max. Gewicht Kind	50 kg	

	IPAI-MINI
SITZBREITE (Becken)	25 cm
SITZBREITE (Knie)	31 cm
SITZTIEFE	26 cm
RÜCKENHÖHE	30 - 43 cm
SCHEITELHÖHE	52 - 65 cm
Höhe Thoraxpelotten	17 - 31 cm
Abstand Thoraxpelotten	14 - 28 cm
Rückenwinkel	90° - 120°
Gesamthöhe	66 - 89 cm
Gesamtbreite	44 cm
Gesamttiefe	44 cm
Gewicht	ab 8 kg
max. Gewicht Kind	36 kg

*Jotkin tiedot voivat vaihdella lisävarusteiden mukaan

Vakiovarusteet:

- 5-pisteinen turvavyö pehmustetulla vyön soljen pehmusteella (korkeussäädettävä!) ja vyön suojuksilla
- Korkeussäädettävä päätuki
- mukava selkä- ja pääntuet irrotettavalla päällisellä (muotoiltava vaahtomuovi!)
- kolmiosainen peruspeite irrotettava ja pestävä 30 °C:ssa

9.Materiaaliluettelo:

9 Materiaaliluettelo:

Seuraavia materiaaleja on käytetty:

- muovi (istuinosa ja verhoilu, alusrakenne)
- teräs (lisävarusteet)
- alumiini (rintakehäpehmusteet)
- Polyesteri (hihna)
- Vaahtomuovilla päällystetty neulos, antrasiitti (päällinen)
- Vaahtomuovin tilavuus

muistiinpanot

muistiinpanot



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**