

mode d'emploi

IPAI **MAX** **MINI**



Table des matières

1	INFORMATIONS GÉNÉRALES	4
1.1	Avant-propos	4
1.2	Destination et indication	5
1.3	Remarques	5
1.4	Déclaration de conformité	5
1.5	Conditions de garantie	5
1.6	Service et réparations	6
1.7	Formation à l'utilisation	6
1.8	Installation dans la voiture	6
1.9	Réglage de l'appuie-tête	7
1.10	Sécurisation par la ceinture de sécurité à 3 points de la voiture	8
1.11	Déclaration de conformité	11
1.12	Homologation/compatibilité en cas d'utilisation avec des sièges auto pour enfants disponibles dans le commerce	12
1.13	Contre-indications	12
2	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	13
3	MANIPULATION DU MODÈLE DE BASE	14
3.1	Réglage de la ceinture de maintien à 5 points	14
3.2	Réglage de l'appui-tête	14
3.	Réglage de l'inclinaison du dossier	14
4	UTILISATION DES ACCESSOIRES EN OPTION	15
4.1	Installation dans la voiture - avec ISOFIX	15
4.2	Coussins de soutien et de sécurité	17

Table des matières

4.3	Coussins thoraciques	17
4.4	coin d'abduction	18
4.5	Réglage de l'inclinaison du siège	18
4.6	Adaptateur rotatif	19
4.7	Adaptateur de profondeur d'assise	20
5	GARANTIE	21
6	MARQUAGE	22
7	ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23
7.1	Retrait de la housse	23
8	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	24
9	LISTE DES MATÉRIAUX :	25

1 Informations générales

1 Informations générales

1.1 Avant-propos

Vous avez choisi le siège auto IPAI MAX / IPAI MINI et vous disposez désormais d'un produit haut de gamme de notre entreprise. Nous vous remercions de votre confiance.

Afin que vous puissiez profiter longtemps de ce produit et qu'il vous facilite le quotidien, nous mettons à votre disposition ce mode d'emploi. Il vous explique comment utiliser correctement et facilement le produit et comment l'entretenir. Afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise utilisation et de garantir une utilisation optimale, veuillez lire attentivement les consignes suivantes. Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Nous vous souhaitons une utilisation sans problème et espérons que notre produit répondra à vos attentes.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques à la version décrite dans ce mode d'emploi.

Avant d'installer l'appareil dans votre véhicule et de l'utiliser pour la première fois, veuillez lire et suivre les instructions d'installation figurant aux pages 4 à 6. Veillez à ce que le mode d'emploi reste avec le produit afin qu'il soit accessible à toute personne utilisant le siège.

Votre société HERNIK GmbH

1 Informations générales

1.2 Destination et indication

L'IPAI a été développé pour le transport en véhicule de enfants ayant des besoins particuliers (GMFCS 3-5 ; par exemple, hypotonie musculaire prononcée avec absence de contrôle de la tête et du tronc). Les enfants ayant un mauvais contrôle de la tête et du tronc (par exemple, paralysie cérébrale infantile, dystrophie musculaire, hypotonie) peuvent être soutenus dans leur posture à l'aide de coussins thoraciques positionnables individuellement et de rembourrages spéciaux, ce qui garantit un transport en toute sécurité.

Des accessoires optionnels importants permettent de répondre à des besoins spécifiques, par exemple l'inclinaison du siège ou l'installation d'une cale d'abduction stable ou d'un repose-pieds. Pour plus d'informations, consultez le chapitre «4 » (Accessoires pour fauteuils roulants).

1.3 Remarques

Le siège auto pour enfants IPAI Reha se compose de deux modules :

1. Un siège auto pour enfants Kidfix disponible dans le commerce (ADVENTURE PLUS 2 BR Space Black SB, réf. 2000036852) de la société Römer-Britax (veuillez respecter les instructions d'utilisation du fabricant).
2. Module d'adaptation avec accessoires permettant d'équiper le siège auto en fonction des besoins individuels. Veuillez respecter les instructions d'utilisation de la société HERNIK GmbH.

1.4 Déclaration de conformité

La société HERNIK GmbH déclare sous sa seule responsabilité que le siège auto pour enfants IPAI est conforme aux exigences fondamentales (annexe 1 de la directive 93/42 CEE). Le produit porte le marquage CE conformément à la directive susmentionnée.

1.5 Conditions de garantie

Une garantie ne peut être accordée que si le produit est utilisé dans les conditions prescrites et aux fins prévues. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par des composants et des pièces de rechange qui n'ont pas été approuvés par le fabricant.

1 Informations générales

1.6 Service et réparations

L'entretien et les réparations de l'IPAI doivent être effectués exclusivement par un revendeur spécialisé. En cas de problème, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé. En cas de réparation, vous recevrez exclusivement des pièces de rechange d'origine.

1.7 Formation à l'utilisation

Le siège auto est livré entièrement monté. À la livraison, le revendeur spécialisé explique à l'utilisateur comment utiliser l'aide technique à l'aide du mode d'emploi. Le revendeur spécialisé doit installer le siège auto dans la voiture avec l'utilisateur et régler le support Isofix ou le support de fixation, le cas échéant.

Lorsque vous installez le siège auto, saisissez-le de préférence d'une main au milieu à l'avant et de l'autre main sur le côté en haut. Afin d'obtenir une position assise optimale, il est nécessaire d'ajuster le siège auto individuellement en fonction de la morphologie de l'enfant. Cette opération doit toujours être effectuée par le revendeur spécialisé.

Veuillez noter qu'un adaptateur ISOFIX n'est pas obligatoire, car il n'est pas pertinent pour la sécurité.

1.8 Installation dans la voiture

Placez le siège enfant sur le siège du véhicule. Veillez à ce que le dossier soit bien à plat contre le dossier du siège du véhicule.

Conseil ! Si l'appuie-tête du siège du véhicule gêne, retirez-le.




1 Informations générales

1.9 Réglage de l'appuie-tête

Un appuie-tête correctement réglé garantit un bon positionnement de la ceinture diagonale du véhicule (ceinture à 3 points) et offre une protection maximale à votre enfant. L'appuie-tête doit être réglé de manière à laisser un espace de deux doigts entre les épaules de votre enfant et l'appuie-tête. Voici comment adapter la hauteur de l'appuie-tête à la taille de votre enfant :

1. Saisissez la poignée de réglage à l'arrière de l'appuie-tête et tirez-la vers le haut. L'appuie-tête est maintenant déverrouillé.
2. Vous pouvez alors régler l'appuie-tête déverrouillé à la hauteur souhaitée. Dès que vous relâchez la poignée de réglage, l'appuie-tête se verrouille.
3. Placez le siège enfant sur le siège du véhicule.
4. Installez votre enfant dans le siège enfant et vérifiez la hauteur. Répétez cette opération jusqu'à ce que l'appuie-tête soit à la bonne hauteur.



1 Informations générales

1.10 Sécurisation à l'aide de la ceinture à 3 points de la voiture

Afin de pouvoir absorber les forces considérables générées lors d'un accident, l'IPAI doit être fixé à l'aide de la ceinture de sécurité à trois points du véhicule.


Une connexion ISOFIX seule ne suffit pas.

1. Installez votre enfant dans le siège enfant.
2. Tirez la ceinture de sécurité du véhicule et faites-la passer (devant votre enfant) jusqu'à la boucle.

ATTENTION ! Veillez à ce que la ceinture de sécurité du véhicule ne soit pas vrillée, sinon le système de retenue ne garantit plus une protection optimale.

3. Enclenchez la languette de la boucle de ceinture dans la serrure du véhicule avec un CLIC.
4. Placez la sangle diagonale et la sangle abdominale du côté de la serrure du véhicule dans le guide-sangle vert foncé du siège du véhicule.
5. Placez également la ceinture abdominale dans le guide-ceinture vert foncé de l'autre côté du coussin du siège.

ATTENTION ! La ceinture abdominale doit être placée aussi bas que possible sur les hanches de votre enfant, des deux côtés.



1 Informations générales

1 Informations générales

6. Insérez la ceinture diagonale dans le support de ceinture vert foncé de l'appuie-tête jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée et non vrillée dans le support de ceinture.

Conseil ! Si le dossier recouvre le support de ceinture, vous pouvez régler l'appuie-tête (vers le haut). Après avoir inséré la ceinture diagonale, vous pouvez régler l'appuie-tête à la bonne hauteur.

7. Veillez à ce que la ceinture diagonale passe au-dessus de la clavicule de votre enfant et ne touche pas son cou.

Conseil ! Vous pouvez également régler la hauteur de l'appuie-tête lorsque le siège est installé dans la voiture.

Avant chaque trajet, vérifiez que...

- le siège enfant est correctement fixé,
- la ceinture abdominale passe des deux côtés du siège du véhicule dans les guides de ceinture vert foncé,
- la sangle diagonale du côté de la boucle de ceinture passe également dans le guide-sangle vert foncé du siège auto,
- la ceinture diagonale passe dans le guide-ceinture vert foncé de l'appuie-tête,
- la ceinture diagonale passe en diagonale vers l'arrière,
- les ceintures sont bien tendues et ne sont pas vrillées.



1 Informations générales

1.1 1 Déclaration de conformité



Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
info@hernik.de
www.hernik.de
+49 8035-9580448
+49 8035-9580446

Declaration of Conformity

Hersteller: HERNIK GmbH
Adresse: Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany
SNR: DE-MF-000011257
Produkt: car seat for children with disabilities
Typenbezeichnung: IPAI / IPAI-MAX / IPAI-MINI / IPAI-PRO



UDI-PI	Bezeichnung	Artikelnummer
4260675480064	IPAI- red-Black	550000-E2
4260675480071	IPAI- grey-Black	550000-E2

Classification Med. Dev.: this is a medical device of class I according to the classification Rules in Annex VIII

I, the signer, declare under sole responsibility that the above product complies with the essential requirements of the following guidelines and standards (Annex 1 of MDR (EU) 2017/745). The conformity assessment was carried out in accordance with Annex IV of the MDR (EU) 2017/745. The product is marked with the CE mark according to the above-mentioned guideline.

- Annex 1 of MDR (EU) 2017/745
- ECE-R129/04 test standard for child car seats

Rott am Inn, 09.10.2024 Andrés Moncayo



Ort, Datum

Name

Unterschrift

Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Deutschland

HBR 125064
St.-Nr.: 9143 813 37744
USt.-IdNr.: DE201281298

Stadtparkasse München
IBAN: DE12 7015 0000 0019 1406 72
BIC: SSKMDEMM

CEO:
Markus Jacksch
Gerichtsstand: München

1 Informations générales

1.12 Homologation/compatibilité en combinaison avec les sièges auto pour enfants disponibles dans le commerce

L'IPAI est un siège auto homologué, y compris tous ses accessoires, conformément à la norme ECE R129/03. Les pièces détachées et les accessoires de l'IPAI ne sont pas homologués pour être utilisés avec d'autres sièges auto disponibles dans le commerce. Toute modification pourrait entraîner l'annulation de l'homologation de l'IPAI ainsi que celle du siège auto disponible dans le commerce.

1.13 Contre-indications

Il n'y a pas de contre-indications connues.

2 Consignes de sécurité

2 Consignes de sécurité

- Avant utilisation, vérifiez que tous les composants fonctionnent correctement et sont en bon état.
- Le mode d'emploi doit toujours être conservé dans le siège auto pour enfants.
- La sécurité de votre enfant n'est garantie que si le siège est correctement installé et que l'enfant est bien attaché.
- Les ceintures doivent être bien tendues et sans torsion.
- La ceinture de sécurité à 3 points doit être passée dans les guides prévus à cet effet et doit bien serrer le siège.
- Veuillez vérifier :
 - A) que la ceinture de sécurité est bien positionnée dans le guide-ceinture
 - B) que les boucles de la ceinture sont correctement fermées
 - C) qu'aucun textile n'est coincé
- Veillez à ce qu'aucun objet solide tel qu'épingle, boucle de ceinture, etc. ne se trouve entre l'enfant et la ceinture de sécurité. Cela pourrait entraîner des blessures en cas d'accident.
- Expliquez à votre enfant qu'il est important d'être bien attaché et de ne pas modifier le positionnement des sangles. Il ne doit ni tirer sur les sangles ni ouvrir les boucles.
- N'apportez aucune modification au siège auto, sinon vous mettriez en danger la sécurité de votre enfant.
- Le siège auto ne doit pas être endommagé par des éléments mobiles dans la voiture ou par les portes.
- Ne laissez jamais votre enfant seul dans le siège enfant.
- Informez vos passagers de la manière dont votre enfant doit être retiré du siège après un accident.
- Après un accident, le siège auto doit être remplacé dans son intégralité.


3 Utilisation du modèle de base

3 Utilisation du modèle de base

3.1 Réglage du harnais à 5 points

Installez votre enfant dans le siège auto et veillez à ce que son bassin soit bien en arrière. Placez ensuite les sangles sur les épaules de l'enfant. Si la longueur des sangles n'est pas suffisante, appuyez sur le bouton gris du dispositif de réglage (5) pour desserrer le système de sangles.

Insérez ensuite les deux languettes métalliques dans la boucle jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent avec un clic. Tirez ensuite sur les extrémités de la ceinture pour la serrer.



3.2 Réglage de l'appui-tête

Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé dans la poignée pour relever ou abaisser l'appui-tête. Veillez à ce que la tête de l'enfant ne dépasse jamais l'appui-tête !



3.3 Réglage de l'angle du dossier

L'angle du dossier peut être réglé en continu et bloqué dans n'importe quelle position. Cela garantit la stabilité du siège auto dans toutes les positions. Ouvrez les deux loquets et placez le dossier dans la position souhaitée. Fermez ensuite les loquets pour bloquer l'angle.



4 Utilisation des accessoires en option

4 Utilisation des accessoires en option

4.1 Installation dans la voiture - avec ISOFIX

Demandez au technicien de vous montrer comment installer le siège lors de la remise et du réglage du siège auto.

L'IPAI est fixé à l'aide des bras de verrouillage ISOFIX de votre véhicule. Votre enfant est ensuite attaché à l'aide de la ceinture à 3 points du véhicule.


1. Si votre véhicule n'est pas équipé de série d'aides à l'ancrage ISOFIX, fixez les deux aides à l'ancrage fournies avec le siège, avec l'encoche vers le haut, sur les deux supports de montage ISOFIX de votre véhicule.

CONSEIL ! Les points de fixation ISOFIX se trouvent entre le siège et le dossier du siège du véhicule.

2. Placez l'appuie-tête du siège du véhicule dans sa position la plus haute.
3. Maintenez le bouton de réglage ISOFIX (voir illustration) enfoncé et tirez complètement les bras d'encliquetage ISOFIX.


Remarque ! Si votre siège est équipé d'un adaptateur de profondeur, rallongez l'adaptateur pour atteindre le bouton de réglage (plus d'informations à la page 19).

4. Appuyez sur le bouton de verrouillage et le bouton de déverrouillage rouge situés de chaque côté du siège. Cela permet de s'assurer que les deux crochets des bras de verrouillage ISOFIX sont ouverts et prêts à l'emploi.




4 Utilisation des accessoires en option

5. Placez le siège enfant dans le sens de la marche sur un siège de voiture homologué. Veillez à ce que le dossier soit bien à plat contre le dossier du siège de la voiture.
6. Positionnez les deux bras de verrouillage ISOFIX directement devant les deux aides à l'insertion.
7. Enfoncez les deux bras d'encliquetage ISOFIX dans les aides à l'insertion jusqu'à ce que les bras d'encliquetage ISOFIX s'enclenchent des deux côtés avec un « clic ».



8. Maintenez le bouton de réglage ISOFIX enfoncé et reculez le siège enfant aussi loin que possible.
9. Secouez le siège enfant pour vous assurer qu'il est bien fixé et vérifiez que la zone verte est visible sur les deux bras de verrouillage.



4 Utilisation des accessoires en option

4.2 Coussins de soutien et de sécurité

Installation :

1. Demandez à quelqu'un de vous montrer comment installer et régler le siège lors de la livraison.
2. Placez le coussin de soutien et de sécurité sur le siège auto après avoir installé votre enfant et attaché sa ceinture.
3. Fixez les coussins à l'aide des bandes Velcro fournies, qui se fixent à l'arrière du siège auto.
4. Les bras de votre enfant doivent reposer sur la tablette, ce qui lui permet d'adopter une position assise droite. Cela soutient le haut du corps.
5. Veillez à éviter tout risque lié à la présence de jouets sur le rembourrage. N'utilisez pas d'objets durs, solides ou tranchants !



4.3 Coussins thoraciques

La société HERNIK GmbH n'est pas autorisée à modifier le corps de l'IPAI (percer, visser). Cependant, il était très important pour nous d'offrir un soutien latéral aux enfants ayant une musculature thoracique faible. Nous avons donc opté pour une solution de fixation qui assure une stabilité suffisante tout en offrant une grande flexibilité grâce à une fermeture velcro.

Pour modifier la position de la pelote, il faut d'abord la détacher avec précaution en tournant légèrement la fermeture velcro. Le rembourrage peut ensuite être positionné librement.

IMPORTANT : pour garantir un maintien stable, le rembourrage doit être pressé fermement contre l'arrière de l'IPAI en le tournant d'un côté et de l'autre. Cela permet d'obtenir une meilleure adhérence des éléments velcro !



4 Utilisation des accessoires en option

4.4 Cale d'abduction

1. La cale d'abduction aide votre enfant à maintenir une certaine distance entre les genoux. Pour desserrer ou resserrer le harnais à 5 points, la cale doit être retirée. Ouvrez la pince et retirez la cale vers le haut.
2. La cale doit être placée contre le rembourrage du siège, comme indiqué sur l'illustration. La profondeur de la cale peut être réglée. Pour ce faire, desserrez les deux vis hexagonales et déplacez-les sous le siège.
3. La cale doit toujours être utilisée pendant le trajet (si elle a été choisie en option), sinon votre enfant pourrait se blesser avec la fixation.
4. La position du levier peut être modifiée en le tirant légèrement vers l'avant sans bouger la vis. Veillez à ce qu'il soit en haut et qu'il ne gêne pas, sinon les mollets de votre enfant pourraient entrer en contact avec lui.



4.5 Réglage de l'inclinaison du siège

Si l'angle d'inclinaison du siège du véhicule n'est pas suffisant, l'angle d'inclinaison du siège auto peut être augmenté à l'aide du réglage (étendu) de l'angle d'inclinaison.

Pour ce faire, actionnez la boule rouge (voir illustration). Une fois le siège dans la position souhaitée, la boule rouge peut être fixée en la tournant.

4 Utilisation des accessoires en option

4.6 Adaptateur pivotant

Pour faciliter le transfert quotidien de votre enfant dans le véhicule, nous vous recommandons notre adaptateur pivotant qui permet de pivoter le siège auto de 90° vers l'extérieur. Pour des raisons techniques, UN SEUL sens de rotation est possible. Pour un changement ultérieur dans l'autre sens, le siège auto doit être transformé dans notre établissement. L'utilisation des adaptateurs ISOFIX ou du support de fixation est recommandée !

Pour faire pivoter le siège, tirez la poignée vers le haut tout en déplaçant le siège. Le repose-pieds en option s'arrête pour éviter toute collision avec le siège passager et le montant B.

Faites attention aux jambes de votre enfant lorsque vous tournez le siège !

Après le transfert, remettez simplement l'IPAI dans sa position initiale. Veuillez prêter attention au « clic » qui indique que la languette s'enclenche à nouveau dans le dispositif de verrouillage.



4 Utilisation des accessoires en option

4.7 Adaptateur de profondeur d'assise

Réglage de l'adaptateur de profondeur d'assise :

L'adaptateur de profondeur d'assise peut être réglé à la profondeur souhaitée.

1. Desserrez les 2 vis (1) des deux côtés du siège auto à l'aide d'une clé Allen.
2. L'adaptateur de profondeur d'assise peut maintenant être déplacé dans la position souhaitée.
3. Resserrez les 2 vis.



5 Garantie

5 Garantie

Les produits HERNIK sont développés et fabriqués selon des normes de qualité strictes. Si, exceptionnellement, vous avez un motif de réclamation, la société HERNIK GmbH vous offre une garantie conformément aux conditions de livraison :

- 24 mois de garantie sur toutes les pièces fixes, à compter de la date de livraison.
- Garantie de 12 mois sur toutes les pièces mobiles, à compter de la date de livraison.

Pour les pièces qui n'ont pas été fabriquées par HERNIK GmbH, les conditions de garantie du fabricant concerné (Römer-Britax Kindersicherheit GmbH) s'appliquent. La condition préalable à la prise en charge de la garantie est le montage correct et l'utilisation conforme à l'usage prévu de l'appareil.

La garantie est annulée si des modifications ou des réparations non conformes sont effectuées sans consultation préalable du fabricant. La garantie est annulée si un appareil est monté de manière non conforme.

Toute autre prétention, quel qu'en soit le fondement juridique, en particulier les prétentions à la réparation de dommages directs ou indirects, est exclue.

6Marquage

6 Marquage

Vous trouverez le marquage suivant au dos du siège auto :



Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany

IPAI-MAX

UDI 4260675480590
4260675480606



max. Gewicht: 50 kg
Date: 08.07.2025
SNR: I-MAX-2025-XXXX



Rückhalteinrichtung für spezielle Anforderungen "S" (DE)

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die Bedienungsanleitung!



Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany

IPAI-MINI

UDI 4260675480576
4260675480583




max. Gewicht: 36 kg
Date: 08.07.2025
SNR: IMINI-2025-XXXX



Rückhalteinrichtung für spezielle Anforderungen "S" (DE)

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die Bedienungsanleitung!



7 Entretien et maintenance

7 Entretien et maintenance


7.1 Retrait de la housse

Veillez à n'utiliser que des housses de rechange d'origine BRITAX-RÖMER ou HERNIK, car la housse du siège fait partie intégrante du siège enfant et remplit des fonctions importantes pour le bon fonctionnement du siège. Vous pouvez vous procurer des housses de rechange auprès de votre revendeur spécialisé.

La housse peut être retirée et lavée en machine à 30 °C avec une lessive pour linge délicat. Veuillez respecter les instructions figurant sur l'étiquette d'entretien de la housse. Les pièces en plastique peuvent être nettoyées à l'eau et au savon. N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs (par ex. solvants).

ATTENTION ! Le siège enfant ne doit pas être utilisé sans la housse.

1. Placez l'appuie-tête du siège enfant dans sa position la plus haute.
2. Décrochez les crochets à l'arrière du dossier.
3. Retirez la partie supérieure de la housse.
4. Accrochez les boucles de la housse en bas à l'arrière du dossier.
5. Retirez la housse du coussin du siège.
Procédez de la même manière avec la housse de l'appuie-tête.
6. Détachez les boucles de la housse à l'arrière de l'appuie-tête.
7. Accrochez les crochets à l'avant du dossier.
8. Retirez la housse de l'appuie-tête.
9. La housse peut maintenant être lavée.



8 Caractéristiques techniques :

8 Caractéristiques techniques :

	IPAI-MAX OHNE Polsterinlet	IPAI-MAX MIT Polsterinlet		IPAI-MINI
SITZBREITE (Becken)	32 cm	26 cm	SITZBREITE (Becken)	25 cm
SITZBREITE (Knie)	38 cm	38 cm	SITZBREITE (Knie)	31 cm
SITZTIEFE	33 cm	30 cm	SITZTIEFE	26 cm
RÜCKENHÖHE	41 - 56 cm	38 - 53 cm	RÜCKENHÖHE	30 - 43 cm
SCHEITELHÖHE	59 - 76 cm	56 - 73 cm	SCHEITELHÖHE	52 - 65 cm
Höhe Thoraxpelotten	24 - 36 cm	21 - 33 cm	Höhe Thoraxpelotten	17 - 31 cm
Abstand Thoraxpelotten	15 - 28 cm		Abstand Thoraxpelotten	14 - 28 cm
Rückenwinkel	80° - 120°		Rückenwinkel	90° - 120°
Gesamthöhe	71 - 88 cm		Gesamthöhe	66 - 89 cm
Gesamtbreite	44 cm		Gesamtbreite	44 cm
Gesamttiefe	44 cm		Gesamttiefe	44 cm
Gewicht	ab 8,0 kg		Gewicht	ab 8 kg
max. Gewicht Kind	50 kg		max. Gewicht Kind	36 kg

*Certaines informations peuvent varier en fonction des accessoires

Équipement standard :

- Harnais 5 points avec rembourrage au niveau de la boucle (réglable en hauteur !) et protections pour la sangle
- Appuie-tête réglable en hauteur
- Rembourrage confortable du dossier et de l'appuie-tête avec housse amovible (mousse modelable !)
- Housse de base en trois parties amovible et lavable à 30 °C

9 Composition des matériaux :

9 Composition des matériaux :

Les matériaux suivants sont utilisés :

- plastique (unité d'assise et revêtement de la structure)
- Acier (accessoires)
- aluminium (coussins thoraciques)
- Polyester (sangle)
- Tissu maillé doublé de mousse, anthracite (revêtement)
- Mousse densité

Notes

Notes

The logo for Hernik, featuring the word "Hernik" in a bold, black, sans-serif font. A red curved line arches over the top of the letters "e" and "r".

HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 +49 8039-9093930 •  +49 8039-90939319
 info@hernik.de •  www.hernik.de