

Istruzioni per l'uso

IPAI **MAX** **MINI**



Indice dei contenuti

1	INFORMAZIONI GENERALI	4
1.1	Premessa	4
1.2	Destinazione d'uso e indicazioni	5
1.3	Avvertenze	5
1.4	Dichiarazione di conformità	5
1.5	Condizioni di garanzia	5
1.6	Assistenza e riparazioni	6
1.7	Formazione sull'uso	6
1.8	Installazione nell'auto	6
1.9	Regolazione del poggiatesta	7
1.10	Fissaggio tramite la cintura di sicurezza a 3 punti dell'auto	8
1.11	Dichiarazione di conformità	10
1.12	Omologazione/compatibilità per l'uso in combinazione con seggiolini auto disponibili in commercio	11
1.13	Controindicazioni	11
2	AVVERTENZE DI SICUREZZA	12
3	MANIPOLAZIONE DEL MODELLO BASE	13
3.1	Regolazione della cintura di sicurezza a 5 punti	13
3.	Regolazione del poggiatesta	13
3.	Regolazione dell'inclinazione dello schienale	13
4	UTILIZZO DEGLI ACCESSORI OPZIONALI	14
4.1	Installazione in auto - con ISOFIX	14
4.2	Cuscini di supporto e di sicurezza	16

Indice dei contenuti

4.3	Cuscini toracici	16
4.4	Cuneo di abduzione	17
4.5	Regolazione dell'inclinazione del sedile	17
4.6	Adattatore girevole	18
4.7	Adattatore profondità seduta	19
5	GARANZIA	20
6	MARCATURA	21
7	MANUTENZIONE E CURA	22
7.1	Rimozione del rivestimento	22
8	DATI TECNICI:	23
9	ELENCO DEI MATERIALI:	24

1 Informazioni generali

1 Informazioni generali

1.1 Premessa

Avete scelto il seggiolino auto IPAI MAX / IPAI MINI e avete acquistato un prodotto di alta qualità della nostra azienda. Vi ringraziamo per la fiducia accordataci.

Per consentirvi di godere a lungo di questo prodotto e di semplificarvi la vita quotidiana, vi forniamo le presenti istruzioni. Esse illustrano il funzionamento corretto e semplice, nonché la cura e la manutenzione necessarie. Per evitare danni causati da un uso improprio e garantire un utilizzo ottimale, leggere attentamente le seguenti avvertenze. In caso di domande o problemi, rivolgersi al proprio rivenditore.

Vi auguriamo un utilizzo senza problemi e speriamo che il nostro prodotto soddisfi le vostre aspettative.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche alla versione descritta in queste istruzioni.

Prima di installare il dispositivo nel veicolo e di utilizzarlo per la prima volta, leggere e seguire le istruzioni di installazione riportate alle pagine 4 - 6. Assicurarsi che le istruzioni per l'uso rimangano insieme al prodotto, in modo che siano disponibili a chiunque utilizzi il sedile.

HERNIK GmbH

1 Informazioni generali

1.2 Destinazione d'uso e indicazioni

L'IPAI è stato sviluppato per il trasporto in veicoli di bambini con esigenze particolari (GMFCS 3-5; ad esempio ipotonia muscolare pronunciata con mancanza di controllo della testa e del tronco). I bambini con scarso controllo della testa e del tronco (ad es. paralisi cerebrale infantile, distrofia muscolare, ipotonia) possono essere sostenuti nella loro postura grazie a cuscinetti toracici posizionabili individualmente e imbottiture speciali, garantendo così un trasporto sicuro.

Grazie a importanti accessori opzionali è possibile soddisfare esigenze specifiche, ad esempio l'inclinazione del sedile o l'installazione di un cuneo di abduzione stabile o di una pedana. Maggiori informazioni nel capitolo "4 " (Accessori per sedie a rotelle).

1.3 Note

Il seggiolino auto IPAI Reha è composto da due moduli:

1. Un seggiolino auto Kidfix disponibile in commercio (ADVENTURE PLUS 2 BR Space Black SB, cod. art. 2000036852) della ditta Römer-Britax, (si prega di osservare le istruzioni per l'uso del produttore).
2. Modulo di adattamento con accessori che offre la possibilità di equipaggiare il seggiolino auto in base alle esigenze individuali. A tal proposito, si prega di osservare le istruzioni per l'uso della HERNIK GmbH.

1.4 Dichiarazione di conformità

HERNIK GmbH dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il seggiolino auto IPAI è conforme ai requisiti fondamentali (allegato 1 della direttiva 93/42 CEE). Il prodotto è contrassegnato dal marchio CE in conformità alla direttiva sopra citata.

1.5 Condizioni di garanzia

La garanzia può essere concessa solo se il prodotto viene utilizzato nelle condizioni specificate e per gli scopi previsti. Il produttore non è responsabile per danni causati da componenti e pezzi di ricambio non approvati dal produttore.

1 Informazioni generali

1.6 Assistenza e riparazioni

L'assistenza e le riparazioni dell'IPAI devono essere eseguite esclusivamente da rivenditori specializzati. In caso di problemi, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato di fiducia. In caso di riparazioni, saranno forniti esclusivamente ricambi originali.

1.7 Istruzioni per l'uso

Il seggiolino auto viene consegnato completamente montato. Al momento della consegna, il rivenditore specializzato istruisce l'utente sull'uso del dispositivo con l'ausilio delle istruzioni per l'uso. Il rivenditore specializzato deve installare il seggiolino auto nell'autovettura insieme all'utente e, se presente, regolare la staffa Isofix o la staffa di fissaggio.

Quando si installa il seggiolino auto, è consigliabile afferrarlo con una mano al centro della parte anteriore e con l'altra sul lato superiore. Per ottenere una posizione di seduta ottimale, è necessario regolare il seggiolino auto in base alle caratteristiche del bambino. Questa operazione deve essere eseguita da un rivenditore specializzato.

Si prega di notare che un adattatore ISOFIX non è obbligatorio, poiché non è rilevante ai fini della sicurezza.

1.8 Installazione in auto

Posizionare il seggiolino sul sedile dell'auto. Assicurarsi che lo schienale sia ben aderente allo schienale del sedile dell'auto.

Suggerimento! Se il poggiatesta del sedile dell'auto è d'intralcio, rimuoverlo.




1 Informazioni generali

1.9 Regolazione del poggiatesta

Un poggiatesta regolato correttamente garantisce un corretto posizionamento della cintura di sicurezza diagonale (cintura a 3 punti) e offre al bambino la massima protezione. Il poggiatesta deve essere regolato in modo che tra le spalle del bambino e il poggiatesta rimanga uno spazio pari a due dita. È possibile regolare l'altezza del poggiatesta in base all'altezza del bambino:

1. afferrare la manopola di regolazione sul retro del poggiatesta e tirarla verso l'alto. Il poggiatesta è ora sbloccato.
2. Ora è possibile spostare il poggiatesta sbloccato all'altezza desiderata. Non appena si rilascia la manopola di regolazione, il poggiatesta si blocca in posizione.
3. Posizionare il seggiolino sul sedile dell'auto.
4. Fate sedere il bambino nel seggiolino e controllate l'altezza. Ripetete questa operazione fino a quando il poggiatesta non avrà raggiunto l'altezza corretta.



1 Informazioni generali

1.10 Fissaggio con la cintura a 3 punti dell'auto

Per poter assorbire le enormi forze che si sviluppano in caso di incidente, l'IPAI deve essere fissato con la cintura di sicurezza a tre punti del veicolo.


Il collegamento ISOFIX da solo non è sufficiente.

1. Metti il bambino nel seggiolino.
2. Estraete la cintura di sicurezza dell'auto e fatela passare (davanti al bambino) fino alla fibbia.

ATTENZIONE! Assicurarsi che la cintura di sicurezza del veicolo non sia attorcigliata, altrimenti il sistema di ritenuta non garantisce la massima protezione.

3. Bloccare la linguetta della cintura nel blocco del veicolo con un CLIC.
4. Inserire la cintura diagonale e la cintura addominale sul lato della chiusura del veicolo nella guida di colore verde scuro del sedile del veicolo.
5. Inserire la cintura addominale anche sull'altro lato del cuscino del sedile nella guida verde scuro della cintura.

ATTENZIONE! La cintura addominale deve passare il più in basso possibile sui fianchi del bambino su entrambi i lati.



1 Informazioni generali

6. Inserire la cintura diagonale nel supporto verde scuro del poggiatesta fino a quando non è completamente inserita e non presenta attorcigliamenti.

Suggerimento! Se lo schienale copre il supporto della cintura, è possibile regolare il poggiatesta (verso l'alto). Dopo aver inserito la cintura diagonale, è possibile riportare il poggiatesta all'altezza corretta.

7. Assicurarsi che la cintura diagonale passi sopra la clavicola del bambino e non tocchi il collo.

Suggerimento! È possibile regolare l'altezza del poggiatesta anche quando il seggiolino è installato nell'auto.

Prima di ogni viaggio, verificare che...

- il seggiolino sia fissato saldamente,
- la cintura addominale su entrambi i lati del sedile dell'auto scorre nelle guide verde scuro,
- la cintura diagonale sul lato della fibbia della cintura passi anche nella guida verde scuro del seggiolino auto,
- la cintura diagonale passi attraverso la guida di colore verde scuro del poggiatesta,
- la cintura diagonale sia posizionata in diagonale verso la parte posteriore,
- le cinture siano ben tese e non attorcigliate.



1 Informazioni generali

1.1 1 Dichiarazione di conformità



Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
info@hernik.de
www.hernik.de
+49 8035-9580448
+49 8035-9580446

Declaration of Conformity

Hersteller: HERNIK GmbH
Adresse: Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany
SNR: DE-MF-000011257
Produkt: car seat for children with disabilities
Typenbezeichnung: IPAI / IPAI-MAX / IPAI-MINI / IPAI-PRO



UDI-PI	Bezeichnung	Artikelnummer
4260675480064	IPAI- red-Black	550000-E2
4260675480071	IPAI- grey-Black	550000-E2

Classification Med. Dev.: this is a medical device of class I according to the classification Rules in Annex VIII

I, the signer, declare under sole responsibility that the above product complies with the essential requirements of the following guidelines and standards (Annex 1 of MDR (EU) 2017/745). The conformity assessment was carried out in accordance with Annex IV of the MDR (EU) 2017/745. The product is marked with the CE mark according to the above-mentioned guideline.

- Annex 1 of MDR (EU) 2017/745
- ECE-R129/04 test standard for child car seats

Rott am Inn, 09.10.2024 Andrés Moncayo



Ort, Datum

Name

Unterschrift

Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Deutschland

HBR 125064
St.-Nr.: 9143 813 37744
USt.-IdNr.: DE201281298

Stadtparkasse München
IBAN: DE12 7015 0000 0019 1406 72
BIC: SSKMDEMM

CEO:
Markus Jacksch
Gerichtsstand: München

1 Informazioni generali

1.12 Omologazione/compatibilità per l'uso in combinazione con seggiolini auto disponibili in commercio

L'IPAI è un seggiolino auto omologato, compresi tutti gli accessori, secondo la norma ECE R129/03. I singoli componenti e gli accessori dell'IPAI non sono omologati per l'uso in combinazione con altri seggiolini auto disponibili in commercio. Qualsiasi modifica potrebbe comportare la revoca dell'omologazione dell'IPAI e del seggiolino auto disponibile in commercio.

1.13 Controindicazioni

Non sono note controindicazioni.

2 Avvertenze

2 Avvertenze

- Prima dell'uso, verificare che tutti i componenti funzionino correttamente e siano in buone condizioni.
- Le istruzioni per l'uso devono essere sempre conservate nel seggiolino auto.
- La sicurezza del bambino è garantita solo se il seggiolino è installato correttamente e il bambino è fissato in modo sicuro.
- Le cinture devono essere ben tese e senza attorcigliamenti.
- La cintura di sicurezza a 3 punti deve essere inserita nelle apposite guide e deve avvolgere saldamente il seggiolino.
- Verificare che
 - A) che la cintura di sicurezza sia inserita correttamente nella guida
 - B) che le fibbie della cintura siano chiuse correttamente
 - C) che non vi siano tessuti incastrati
- Assicurarsi che non vi siano oggetti fissi come spilli, fibbie della cintura, ecc. tra il bambino e la cintura di sicurezza. Ciò potrebbe causare lesioni in caso di incidente.
- Spiegare al bambino l'importanza di allacciare bene la cintura e di non modificarne il percorso. Il bambino non deve tirare le cinture né aprire le fibbie.
- Non apportare modifiche al seggiolino auto, altrimenti si compromette la sicurezza del bambino.
- Il seggiolino non deve essere danneggiato da parti mobili dell'auto o dalle portiere.
- Non lasciare mai il bambino da solo nel seggiolino.
- Informate i vostri passeggeri su come estrarre il bambino dal seggiolino in caso di incidente.
- Dopo un incidente, l'intero seggiolino auto deve essere sostituito.


3 Utilizzo del modello base

3 Utilizzo del modello base

3.1 Regolare la cintura di sicurezza a 5 punti

Mettere il bambino nel seggiolino e assicurarsi che sia seduto con il bacino ben indietro. Posizionare le cinture sulle spalle del bambino. Se la lunghezza delle cinture non è sufficiente, premere il pulsante grigio sul regolatore della cintura (5) per allentare il sistema di cinture.

Inserire quindi le due linguette metalliche nella fibbia della cintura fino a quando non scattano in posizione con un clic. Tendere il sistema di cinture tirando le estremità della cintura.



3.2 Regolazione del poggiatesta

Premere il pulsante di sblocco nella maniglia per spostare il poggiatesta verso l'alto o verso il basso. Assicurarsi che la testa del bambino non sporga mai dal poggiatesta!



3.3 Regolazione dell'inclinazione dello schienale

L'inclinazione dello schienale è regolabile in continuo e bloccabile in qualsiasi posizione. Ciò garantisce la stabilità del seggiolino in qualsiasi posizione. Aprire i due dispositivi di sgancio rapido e portare lo schienale nella posizione desiderata. Chiudere quindi le leve di sgancio rapido per fissare l'inclinazione.



4 Utilizzo degli accessori opzionali

4 Utilizzo degli accessori opzionali

4.1 Installazione in auto - con ISOFIX

Chiedere al tecnico di mostrare come installare il seggiolino al momento della consegna e della regolazione del seggiolino auto.

L'IPAI viene fissato saldamente ai bracci di bloccaggio ISOFIX del veicolo. Il bambino viene quindi assicurato con la cintura a 3 punti del veicolo.


1. Se la vostra auto non è dotata di serie di dispositivi di aggancio ISOFIX, fissate i due dispositivi di aggancio inclusi nella fornitura del seggiolino con l'incavo rivolto verso l'alto sui due supporti di montaggio ISOFIX della vostra auto.

CONSIGLIO! I punti di fissaggio ISOFIX si trovano tra il sedile e lo schienale del sedile dell'auto.

2. Portare il poggiatesta del sedile dell'auto nella posizione più alta.
3. Tenere premuta la manopola di regolazione ISOFIX (vedi figura) e spingere completamente in fuori i bracci di bloccaggio ISOFIX.


Nota! Se il sedile è dotato di un adattatore di profondità, allungare l'adattatore per raggiungere la manopola di regolazione (maggiori informazioni a pagina 19).

4. Premere il pulsante di blocco e il pulsante di sblocco rosso su entrambi i lati del seggiolino. In questo modo si assicura che entrambi i ganci sui bracci di bloccaggio ISOFIX siano aperti e pronti per l'uso.




4 Utilizzo degli accessori opzionali

5. Posizionare il seggiolino per bambini in direzione di marcia su un sedile del veicolo omologato. Assicurarsi che lo schienale sia ben aderente allo schienale del sedile del veicolo.
6. Posizionare i due bracci di bloccaggio ISOFIX direttamente davanti ai due ausili di inserimento.
7. Inserire entrambi i bracci di bloccaggio ISOFIX nelle guide di inserimento fino a quando i bracci di bloccaggio ISOFIX scattano in posizione su entrambi i lati con un clic.



8. Tenere premuto il pulsante di regolazione ISOFIX e spingere il seggiolino il più indietro possibile.
9. Scuotere il seggiolino per assicurarsi che sia fissato saldamente e verificare che l'area verde sia visibile su entrambi i bracci di bloccaggio.



4 Utilizzo degli accessori opzionali

4.2 Cuscini di supporto e di sicurezza

Installazione:

1. Al momento della consegna, fatevi mostrare come installare e regolare il seggiolino.
2. Posizionare il cuscino di sostegno e di sicurezza sul seggiolino dopo aver sistemato il bambino e aver allacciato le cinture di sicurezza.
3. Fissare i cuscini con le strisce di velcro in dotazione, fissate sul retro del seggiolino auto.
4. Le braccia del bambino devono poggiare sul tavolino, in modo da assumere una posizione eretta. Questo sostiene la parte superiore del corpo.
5. Fare attenzione a evitare il pericolo di giocattoli che potrebbero trovarsi sul cuscino. Non utilizzare oggetti duri, rigidi o addirittura taglienti!



4.3 Cuscini toracici

La HERNIK GmbH non è autorizzata a modificare il corpo dell'IPAI (forare, avvitare). Tuttavia, era molto importante per noi offrire un supporto laterale anche ai bambini con muscoli del tronco deboli, quindi abbiamo optato per una soluzione di fissaggio che garantisce una stabilità sufficiente e allo stesso tempo offre flessibilità grazie alla chiusura in velcro.

Per modificare la posizione della pelotta, è necessario prima staccarla con cautela ruotando leggermente il velcro. Successivamente, l'imbottitura può essere posizionata liberamente.

IMPORTANTE: per garantire una tenuta stabile, il cuscinetto deve essere premuto con forza sul retro dell'IPAI ruotandolo avanti e indietro. In questo modo si ottiene una tenuta più salda degli elementi in velcro!



4 Utilizzo degli accessori opzionali

4.4 Cuneo di abduzione

1. Il cuneo di abduzione aiuta il bambino a mantenere una certa distanza tra le ginocchia. Per allentare o stringere la cintura a 5 punti, è necessario rimuovere il cuneo. Aprire il morsetto e rimuovere il cuneo verso l'alto.
2. Il cuneo deve essere appoggiato al rivestimento del sedile, come mostrato nella figura. La profondità del cuneo può essere regolata. A tal fine, aprire le due viti esagonali e spostarle sotto il sedile.
3. Il cuneo deve essere sempre utilizzato durante la guida (se selezionato come opzione), altrimenti il bambino potrebbe ferirsi con il dispositivo di fissaggio.
4. La leva può essere spostata nella sua posizione tirandola leggermente in avanti senza muovere il raccordo a vite. Assicurarsi che sia in alto e non intralci, altrimenti i polpacci del bambino potrebbero entrarvi in contatto.



4.5 Regolazione dell'inclinazione del sedile

Se l'inclinazione del sedile dell'auto non è sufficiente, è possibile aumentare l'inclinazione del seggiolino auto tramite la regolazione (estesa) dell'inclinazione del sedile.

A tal fine, azionare la sfera rossa (vedi fig.). Una volta che il sedile si trova nella posizione desiderata, è possibile fissare la sfera rossa ruotandola.



4 Utilizzo degli accessori opzionali

4.6 Adattatore girevole

Per facilitare il trasferimento quotidiano del bambino in auto, consigliamo il nostro adattatore girevole che consente di ruotare il seggiolino auto di 90° verso l'esterno. Per motivi tecnici è possibile ruotare il seggiolino in UNA sola direzione. Per ruotarlo nella direzione opposta è necessario modificare il seggiolino presso la nostra sede. Si consiglia l'uso degli adattatori ISOFIX o della staffa di fissaggio!

Per ruotare il seggiolino, è necessario tirare la maniglia verso l'alto e contemporaneamente spostare il seggiolino. Il poggiatesta opzionale si blocca per evitare collisioni con il sedile del passeggero e il montante centrale.

Prestare attenzione alle gambe del bambino quando si ruota il seggiolino!

Dopo il trasferimento, riportare semplicemente l'IPAI nella posizione iniziale. Prestare attenzione al "clic" che indica che la linguetta è tornata in posizione di blocco.



4 Utilizzo degli accessori opzionali

4.7 Adattatore per la profondità del sedile

Regolazione dell'adattatore per la profondità del sedile:

L'adattatore per la profondità del sedile può essere regolato in base alla profondità desiderata.

1. Allentare le 2 viti (1) su entrambi i lati del seggiolino auto con una chiave a brugola.
2. L'adattatore per la profondità del sedile può ora essere spostato nella posizione desiderata.
3. Riserrare le 2 viti.



5 Garanzia

5 Garanzia

I prodotti HERNIK sono sviluppati e realizzati secondo rigorosi standard di qualità. In caso di reclami eccezionali, HERNIK GmbH fornisce una garanzia in conformità con le condizioni di consegna:

- 24 mesi di garanzia su tutte le parti fisse, a partire dalla data di consegna.
- 12 mesi di garanzia su tutte le parti mobili, a partire dalla data di consegna.

Per le parti non prodotte da HERNIK GmbH si applicano le condizioni di garanzia del rispettivo produttore (Römer-Britax Kindersicherheit GmbH). Il presupposto per la validità della garanzia è il montaggio a regola d'arte e l'uso conforme alla destinazione dell'apparecchio.

La garanzia decade in caso di modifiche o riparazioni improprie effettuate senza previa consultazione con il produttore. La garanzia decade in caso di montaggio improprio dell'apparecchio.

Sono escluse ulteriori pretese, indipendentemente dal motivo giuridico, in particolare pretese di risarcimento danni diretti o indiretti.

6 Marcatura

6 Marcatura

Sul retro del seggiolino auto è riportata la seguente marcatura:



Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany

IPAI-MAX



4260675480590
4260675480606



max. Gewicht: 50 kg
Date: 08.07.2025
SNR: I-MAX-2025-XXXX



Rückhalteinrichtung für spezielle Anforderungen "S" (DE)

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die Bedienungsanleitung!



Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany

IPAI-MINI



4260675480576
4260675480583





max. Gewicht: 36 kg
Date: 08.07.2025
SNR: IMINI-2025-XXXX



Rückhalteinrichtung für spezielle Anforderungen "S" (DE)

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die Bedienungsanleitung!



7 Manutenzione e cura

7 Manutenzione e cura


7.1 Rimozione del rivestimento

Assicurarsi di utilizzare solo rivestimenti di ricambio originali BRITAX-RÖMER o HERNIK, poiché il rivestimento del seggiolino è parte integrante del seggiolino stesso e svolge funzioni importanti per il corretto funzionamento del seggiolino. I rivestimenti di ricambio sono disponibili presso il vostro rivenditore specializzato.

Il rivestimento può essere rimosso e lavato in lavatrice con un detersivo delicato (30 °C). Attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta di lavaggio del rivestimento. Le parti in plastica possono essere pulite con acqua e sapone. Non utilizzare detergenti aggressivi (ad es. solventi).

ATTENZIONE! Il seggiolino non deve essere utilizzato senza il rivestimento.

1. Portare il poggiatesta del seggiolino nella posizione più alta.
2. Sganciare i ganci sul retro dello schienale.
3. Tirare la parte superiore del rivestimento.
4. Agganciare le cinghie del rivestimento nella parte inferiore dello schienale.
5. Rimuovere il rivestimento dal cuscino del sedile. Procedere allo stesso modo con il rivestimento del poggiatesta.
6. Sganciare le cinghie del rivestimento sul retro del poggiatesta.
7. Agganciare i ganci alla parte anteriore dello schienale.
8. Rimuovere il rivestimento del poggiatesta .
9. Il rivestimento può ora essere lavato.



8Dati tecnici:

8 Dati tecnici:

	IPAI-MAX OHNE Polsterinlet	IPAI-MAX MIT Polsterinlet		IPAI-MINI
SITZBREITE (Becken)	32 cm	26 cm	SITZBREITE (Becken)	25 cm
SITZBREITE (Knie)	38 cm	38 cm	SITZBREITE (Knie)	31 cm
SITZTIEFE	33 cm	30 cm	SITZTIEFE	26 cm
RÜCKENHÖHE	41 - 56 cm	38 - 53 cm	RÜCKENHÖHE	30 - 43 cm
SCHEITELHÖHE	59 - 76 cm	56 - 73 cm	SCHEITELHÖHE	52 - 65 cm
Höhe Thoraxpelotten	24 - 36 cm	21 - 33 cm	Höhe Thoraxpelotten	17 - 31 cm
Abstand Thoraxpelotten	15 - 28 cm		Abstand Thoraxpelotten	14 - 28 cm
Rückenwinkel	80° - 120°		Rückenwinkel	90° - 120°
Gesamthöhe	71 - 88 cm		Gesamthöhe	66 - 89 cm
Gesamtbreite	44 cm		Gesamtbreite	44 cm
Gesamttiefe	44 cm		Gesamttiefe	44 cm
Gewicht	ab 8,0 kg		Gewicht	ab 8 kg
max. Gewicht Kind	50 kg		max. Gewicht Kind	36 kg

*Alcune specifiche possono variare a seconda degli accessori

Dotazione standard:

- Cintura a 5 punti con imbottitura imbottita (regolabile in altezza!) e protezioni per la cintura
- Poggiatesta regolabile in altezza
- Comoda imbottitura dello schienale e del poggiatesta con rivestimento sfoderabile (schiuma modellabile!)
- rivestimento di base in tre parti, sfoderabile e lavabile a 30 °C

9 Composizione dei materiali:

9 Composizione dei materiali:

Sono utilizzati i seguenti materiali:

- Plastica (unità sedile e rivestimento sottostruttura)
- acciaio (accessori)
- alluminio (imbottiture toraciche)
- Poliestere (cinghie)
- Maglia rivestita in schiuma, antracite (rivestimento)
- Peso specifico della schiuma

Appunti

Appunti



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**