

Upute za uporabu

IPA1 **MAX** **MINI**



Sadržaj

1	OPĆE INFORMACIJE	4
1.1	Predgovor	4
1.2	Namjena i indikacije	5
1.3	Napomene	5
1.4	Izjava o sukladnosti	5
1.5	Uvjeti jamstva	5
1.6	Service und Reparaturen	6
1.7	Obuka za uporabu	6
1.8	Ugradnja u automobil	6
1.9	Podešavanje naslona za glavu	7
1.10	Sicherung durch den 3-Punkt-Gurts des PKWs	8
1.11	Izjava o sukladnosti	10
1.12	Odobrenje/Kompatibilnost s uobičajenim dječjim autosjedicama	11
1.13	Kontraindikacije	11
2	SIGURNOSNE UPUTE	12
3	RUKOVANJE OSNOVNIM MODELOM	13
3.1	Podešavanje 5-točkovnog sigurnosnog pojasa	13
3.2	Podešavanje naslona za glavu	13
3.3	Podešavanje nagiba naslona	13
4	UPORABA OPCIJSKE OPREME	14
4.1	Ugradnja u automobil – s ISOFIX-om	14
4.2	Potporni i sigurnosni jastuk	16

Sadržaj

4.3	Toraks-pelote	16
4.4	Abdukcijski klin	17
4.5	S Podešavanje nagiba sjedala	17
4.6	Zakretni adapter	18
4.7	Adapter dubine sjedala	19
5	JAMSTVO	20
6	OZNAČAVANJE	21
7	ODRŽAVANJE I NJEGA	22
7.1	Skidanje presvlake	22
8	TEHNIČKI PODACI	23
9	POPIS MATERIJALA	24

1. Opće informacije

1 Opće informacije

1.1 Predgovor

Odlučili ste se za autosjedalicu IPAI MAX / IPAI MINI i time ste dobili visokokvalitetan proizvod iz naše kuće. Zahvaljujemo vam na ukazanom povjerenju.

Kako biste dugo uživali u ovom proizvodu i kako bi vam olakšao svakodnevni život, stavljamo vam na raspolaganje ovaj priručnik. On vam pokazuje ispravnu i jednostavnu upotrebu, kao i potrebnu njegu i održavanje. Da biste izbjegli oštećenja zbog pogrešne upotrebe i osigurali optimalno korištenje, molimo vas da pažljivo pročitate sljedeće upute. Ako imate pitanja ili problema, obratite se svom prodavaču.

Želimo vam bezbrižnu upotrebu i nadamo se da naš proizvod ispunjava vaša očekivanja. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene verzije opisane u ovom priručniku.

Prije nego što uređaj ugradite u svoje vozilo i upotrijebite ga po prvi put, molimo vas da pročitate i slijedite upute za ugradnju na stranicama 4–6. Pobrinite se da ovaj priručnik ostane uz proizvod i da bude dostupan svima koji koriste sjedalo.

Vaša HERNIK GmbH

1. Opće informacije

1.2 Namjena i indikacije

IPAI je razvijen za prijevoz djece s posebnim potrebama (GMFCS 3–5; npr. izražena mišićna hipotonija s izostankom kontrole glave i trupa) u vozilima. Djeca sa slabom kontrolom glave i trupa (npr. infantilna cerebralna paraliza, mišićna distrofija, hipotonija) mogu se u svojem držanju poduprijeti individualno pozicioniranim prsnim pelotama (toraks-pelotama) i posebnim jastučićima, čime se omogućuje siguran prijevoz. Važnim opcijским priborom može se zasebno obraditi specifične aspekte, npr. nagib sjedala ili ugradnja stabilnog abdukcijškog klina ili nožne klupe. Više u poglavlju 4.

1.3 Napomene

Rehabilitacijska dječja autosjedalica IPAI sastoji se od dva modula:

- 1) Standardna dječja autosjedalica Kidfix (ADVENTURE PLUS 2 BR Space Black SB, art. br. 2000036852) proizvođača Römer-Britax (molimo obratite pozornost na upute proizvođača).
- 2) Modul za prilagodbu s priborom koji omogućuje opremanje autosjedalice prema individualnim potrebama. Za to se molimo pridržavajte uputa za uporabu HERNIK GmbH.

1.4 Izjava o sukladnosti

HERNIK GmbH izjavljuje na vlastitu odgovornost da je dječja autosjedalica IPAI u skladu s temeljnim zahtjevima (Prilog 1 Direktive 93/42/EEZ). Proizvod je označen oznakom CE u skladu s navedenom Direktivom.

1.5 Uvjeti jamstva

Jamstvo se može preuzeti samo ako se proizvod koristi pod propisanim uvjetima i u predviđene svrhe. Proizvođač ne odgovara za štete uzrokovane komponentama i rezervnim dijelovima koji nisu odobreni od strane proizvođača.

1. Opće informacije

1.6 Service und Reparaturen

Servis i popravke na IPAI-ju smije provoditi samo ovlaštena stručna trgovina/servis. U slučaju problema obratite se svom nadležnom trgovcu/serviseru. Pri popravcima koristite isključivo originalne rezervne dijelove.

1.7 Obuka za uporabu

Autosjedalica se isporučuje potpuno montirana. Pri isporuci stručni trgovac uz pomoć uputa uvodi korisnika u korištenje pomagala. Stručni trgovac trebao bi zajedno s korisnikom ugraditi autosjedalicu u vozilo te, ako je prisutan, podesiti ISOFIX ili stezni luk. Pri ugradnji najbolje je sjedalo držati jednom rukom sprijeda po sredini, a drugom pri vrhu sa strane. Radi optimalnog položaja sjedenja potrebno je autosjedalicu individualno prilagoditi djetetu; to bi u pravilu trebao učiniti stručni trgovac. Imajte na umu da ISOFIX-adapter nije obavezan jer nije sigurnosno relevantan.

1.8 Ugradnja u automobil

Postavite dječju autosjedalicu na sjedalo vozila. Pazite da naslon autosjedalice ravno prijanja uz naslon sjedala vozila.

Savjet: ako smeta naslon za glavu na sjedalu vozila, uklonite ga.




1. Opće informacije

1.9 Podešavanje naslona za glavu

Ispravno podešen naslon za glavu osigurava optimalan prolazak dijagonalnog (trodijelnog) pojasa vozila i pruža vašem djetetu maksimalnu zaštitu. Naslon za glavu mora biti podešen tako da između djetetovih ramena i naslona za glavu ostane razmak širine dva prsta. Način podešavanja visine naslona za glavu prema djetetovoj visini:

- 1) Uхватите ручку за podešavanje на страњној страни наслона за главу и повуците је према горе – наслон се откључава.
- 2) Гурните откључани наслон на жељену висину. Када отпустите ручку, наслон се закључава.
- 3) Поставите аутосједalicу на сједало возила.
- 4) Посједните дијете у сједало и проверите висину. Понављајте поступак док се не постигне исправна висина.



1. Opće informacije

1.10 Sicherung durch den 3-Punkt-Gurts des PKWs


Kako bi se mogle preuzeti velike sile u slučaju nesreće, IPAI mora biti osiguran trodijelnim sigurnosnim pojasom vozila. Sama ISOFIX-veza nije dovoljna.

- 1) Posjednite dijete u autosjedalicu.
- 2) Izvucite sigurnosni pojas vozila i provedite ga (ispred djeteta) do kopče pojasa.

PAŽNJA! Pazite da pojas vozila nije uvijen jer u suprotnom sustav zadržavanja ne pruža punu zaštitu.

- 3) Umetnite jezičak pojasa u kopču vozila dok ne čujete KLIK.
- 4) Položite dijagonalni i bedrni pojas na strani kopče u tamnozeleni vodilac pojasa autosjedalice.
- 5) Položite bedrni pojas i s druge strane sjednog jastuka u tamnozeleni vodilac.

OPREZ! Bedreni pojas s obje strane mora prolaziti što je moguće niže preko djetetovih kukova.



1. Opće informacije

6) Provedite dijagonalni pojas u tamnozeljeni držač na naslonu za glavu, tako da leži potpuno i bez uvijanja u držaču.

Savjet: Ako naslon zaklanja držač, naslon za glavu privremeno podignite. Nakon provlačenja pojasa vratite naslon na ispravnu visinu.

7) Pazite da dijagonalni pojas prolazi preko ključne kosti djeteta i ne dodiruje vrat.

Savjet: Visinu naslona za glavu možete podešavati i dok je sjedalo u vozilu.

Prije svake vožnje provjerite:

- je li autosjedalica čvrsto pričvršćena,
- prolazi li bedrni pojas s obje strane sjedala vozila kroz tamnozeljene vodilice,
- prolazi li dijagonalni pojas na strani kopče kroz tamnozeljenu vodilicu autosjedalice,
- prolazi li dijagonalni pojas kroz tamnozeljenu vodilicu naslona za glavu,
- ide li dijagonalni pojas dijagonalno unatrag,
- jesu li pojasevi zategnuti i nisu uvijeni.



1. Opće informacije

1.1 1 Izjava o sukladnosti



Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
info@hernik.de
www.hernik.de
+49 8035-9580448
+49 8035-9580446

Declaration of Conformity

Hersteller: HERNIK GmbH

Adresse: Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany

SNR: DE-MF-000011257

Produkt: car seat for children with disabilities

Typenbezeichnung: IPAI / IPAI-MAX / IPAI-MINI / IPAI-PRO



UDI-PI	Bezeichnung	Artikelnummer
4260675480064	IPAI- red-Black	550000-E2
4260675480071	IPAI- grey-Black	550000-E2

Classification Med. Dev.: this is a medical device of class I according to the classification Rules in Annex VIII

I, the signer, declare under sole responsibility that the above product complies with the essential requirements of the following guidelines and standards (Annex 1 of MDR (EU) 2017/745). The conformity assessment was carried out in accordance with Annex IV of the MDR (EU) 2017/745. The product is marked with the CE mark according to the above-mentioned guideline.

- Annex 1 of MDR (EU) 2017/745
- ECE-R129/04 test standard for child car seats

Rott am Inn, 09.10.2024 Andrés Moncayo



Ort, Datum

Name

Unterschrift

Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Deutschland

HBR 125064
St.-Nr.: 9143 813 37744
USt-IdNr.: DE201281298

Stadtsparkasse München
IBAN: DE12 7015 0000 0019 1406 72
BIC: SSKMDE33

CEO:
Markus Jacksch
Gerichtsstand: München

1. Opće informacije

1.12 Odobrenje/Kompatibilnost s uobičajenim dječjim autosjedicama

IPAI je odobrena dječja autosjedalica uključujući sav pribor prema ECE R129/03. Pojedinačni dijelovi i pribor IPAI-ja nisu odobreni za kombiniranje s drugim uobičajenim dječjim autosjedicama. Promjenom bi moglo doći do ukidanja odobrenja i za IPAI i za standardnu dječju autosjedalicu.

1.13 Kontraindikacije

Nisu poznate kontraindikacije.

2. Sigurnosne upute

2 Sigurnosne upute

Prije uporabe provjerite ispravnost funkcije i stanje svih komponenti.


- Upute za uporabu uvijek moraju biti uz autosjedalicu.
- Sigurnost vašeg djeteta zajamčena je samo ako je sjedalo pravilno ugrađeno i dijete ispravno učvršćeno.
- Pojasevi moraju biti zategnuti i bez uvijanja.
- Trodijelni sigurnosni pojas treba provući kroz za to predviđene vodilice i sjedalo treba čvrsto obuhvatiti.
- Molimo provjerite: A) leži li pojas sigurno u vodilici; B) jesu li kopče ispravno zatvorene; C) da nijedan tekstil nije priklješten.
- Pazite da se između djeteta i sigurnosnog pojasa ne nalaze tvrdi predmeti (npr. igle, kopče i sl.) jer mogu uzrokovati ozljede pri nesreći.
- Objasnite djetetu važnost pravilnog vezanja i da se položaj pojaseva ne smije mijenjati. Ne smije povlačiti pojaseve niti otvarati kopče.
- Ne mijenjajte autosjedalicu – to može ugroziti sigurnost djeteta.
- Autosjedalica ne smije biti oštećena pokretnim dijelovima vozila ili vratima.
- Nikada ne ostavljajte dijete samo u autosjedalici.
- Uputite suputnike kako osloboditi dijete iz sjedalice nakon nesreće.
- Nakon nesreće cijelu autosjedalicu potrebno je zamijeniti.

3. Rukovanje osnovnim modelom

3 Rukovanje osnovnim modelom

3.1 Podešavanje 5-točkovnog sigurnosnog pojasa

Posjednite dijete u autosjedalicu i pazite da zdjelicom sjedi sasvim straga. Položite pojaseve preko djetetovih ramena. Ako duljina pojasa nije dovoljna, pritisnite sivi gumb na podešivaču pojasa (5) kako biste olabavili sustav pojasa. Zatim umetnite dvije metalne jezičce u kopču pojasa dok ne čujete klik. Zategnite sustav pojasa povlačenjem za krajeve pojaseva.



3.2 Podešavanje naslona za glavu

Pritisnite gumb za otključavanje u ručki kako biste naslon za glavu pomaknuli gore ili dolje. Pazite da djetetova glava nikada ne prelazi iznad gornjeg ruba naslona!



3.3 Podešavanje nagiba naslona

Nagib naslona može se kontinuirano podešavati i blokirati u bilo kojem položaju, što osigurava stabilnost autosjedalice. Otvorite dvije brze stezaljke i postavite naslon u željeni položaj. Potom zatvorite poluge brzih stezaljki kako biste fiksirali kut.




4. Uporaba opcijske opreme

4 Uporaba opcijske opreme

4.1 Ugradnja u automobil – s ISOFIX-om

1. Zatražite da vam tehničar prilikom predaje i prilagodbe autosjedalice demonstrira ugradnju. IPAI se čvrsto ugrađuje u vozilo ISOFIX-zaključnim krakovima. Vaše se dijete zatim veže trodijelnim pojasom vozila.

1) Ako vaše vozilo nema tvorničke ISOFIX-vodilice, pričvrstite dvije vodilice isporučene sa sjedalom na ISOFIX-nosače vozila tako da izrez bude okrenut prema gore.



SAVJET: ISOFIX-točke pričvršćenja nalaze se između sjednog dijela i naslona sjedala vozila.

2) Postavite naslon za glavu sjedala vozila u najviši položaj.

3) Držite pritisnutu tipku za podešavanje ISOFIX-a (vidi sliku) i potpuno izvucite ISOFIX-rukavce.



NAPOMENA: Ako je sjedalo opremljeno adapterom dubine sjedala, produljite adapter kako biste dosegli tipku (više na str. 19).

4) Istovremeno pritisnite tipku za zaključavanje i crvenu tipku za otključavanje s obje strane sjedala. Time se osigurava da su obje kuke na ISOFIX-krakovima otvorene i spremne.



4. Uporaba opcijske opreme

- 5) Postavite autosjedalicu u smjeru vožnje na homologirano sjedalo u vozilu. Pazite da naslon ravno prijanja uz naslon sjedala vozila.
- 6) Postavite oba ISOFIX-rukavca točno ispred vodilica.
- 7) Gurnite oba ISOFIX-rukavca u vodilice dok s obje strane ne čujete „klik“.
- 8) Držite pritisnutu ISOFIX-tipku i gurnite sjedalo što je moguće dalje unatrag.
- 9) Prodrmajte sjedalo kako biste provjerili čvrstoću te provjerite je li zeleni indikator vidljiv na oba kraka.



4. Uporaba opcijske opreme

4.2 Potporni i sigurnosni jastuk


Ugradnja:

- 1) Neka vam se prilikom isporuke pokaže ugradnja i podešavanje sjedalice.
- 2) Nakon što posjednete i zavežete dijete, položite potporni/sigurnosni jastuk na autosjedalicu.
- 3) Pričvrstite jastuk priloženim čičak-trakama koje se učvršćuju na stražnju stranu autosjedalice.
- 4) Djetetove ruke trebaju počivati na stoliću, što potiče uspravan položaj i podupire gornji dio tijela.
- 5) Izbjegavajte opasnost od igračaka na jastuku. Ne koristite tvrde ili oštre predmete!



4.3 Toraks-pelote

HERNIK GmbH ne smije mijenjati korpus IPAl-ja (bušenje, vijci). Ipak, bilo nam je vrlo važno ponuditi bočnu potporu i za djecu sa slabom muskulaturom trupa, stoga smo se odlučili za rješenje fiksiranja pomoću čička koje pruža dovoljnu stabilnost i istodobno fleksibilnost. Za promjenu položaja pelote najprije je laganim uvijanjem odvojite od čičak-spoja, a zatim jastučić slobodno namjestite. VAŽNO: Za stabilno držanje jastučić treba snažno pritisnuti uz stražnju stranu IPAl-ja uz blago uvijanje – tako se postiže čvršći prihvat čička!



4. Uporaba opcijske opreme

4.4 Abdukcijski klin

1) Abdukcijski klin pomaže djetetu održavati razmak između koljena. Za otpuštanje ili zatezanje 5-točkovnog pojasa klin se mora ukloniti. Otvorite stegu i izvadite klin prema gore.

2) Klin treba, kao na slici, nalegati na sjednu presvlaku. Dubina klina je podesiva – otvorite dvije šesterokutne vijke i pomaknite ih ispod sjedala.

3) Klin se treba koristiti tijekom vožnje (ako je odabran kao opcija), inače bi pričvršćenje moglo ozlijediti vaše dijete.

4) Položaj ručice može se promijeniti laganim povlačenjem prema naprijed bez pomicanja vijaka. Pazite da je gore i ne smeta, kako potkoljenice ne bi došle u dodir s njom.



4.5 S Podešavanje nagiba sjedala

Ako nagib sjedala vozila nije dovoljan, nagib autosjedalice može se povećati (proširenim) mehanizmom za podešavanje nagiba. Za to pritisnite crvenu kuglicu (vidi sliku). Kada postignete željeni položaj, kuglicu fiksirajte okretanjem.



4. Uporaba opcijske opreme

4.6 Zakretni adapter

Za olakšavanje svakodnevnog transfera djeteta u vozilo preporučujemo naš zakretni adapter koji omogućuje okretanje autosjedalice za 90° prema van. Iz tehničkih razloga moguća je samo JEDNA smjer zakretanja. Za naknadnu promjenu smjera potrebno je prepraviti autosjedalicu u našem pogonu. Preporučuje se uporaba ISOFIX-adaptera ili steznog luka!

Za okretanje sjedalice potrebno je povući ručku prema gore i istodobno okrenuti sjedalo. Opcijski oslonac za noge ima graničnik kako bi se izbjegao sudar sa suvozačevim sjedalom i B-nosačem. Pazite na djetetove noge prilikom okretanja!

Nakon transfera vratite IPAI u početni položaj. Obratite pozornost na „klik“ kada jezičak ponovno uskoči u blokadu.



4. Uporaba opcijske opreme

4.7 Adapter dubine sjedala

Podešavanje adaptera dubine sjedala:

Adapter se može podesiti na željenu dubinu.

- 1) Otpustite 2 vijka (1) s obje strane autosjedalice pomoću imbus-ključa.
- 2) Adapter dubine sada se može pomaknuti u željeni položaj.
- 3) Ponovno zategnite 2 vijka.



5. Jamstvo

5 Jamstvo

Proizvodi HERNIK razvijaju se i proizvode prema strogim standardima kvalitete. U slučaju prigovora, HERNIK GmbH daje jamstvo prema uvjetima isporuke:

- 24 mjeseca jamstva na sve fiksne dijelove od datuma isporuke.
- 12 mjeseci jamstva na sve pomične dijelove od datuma isporuke.

Za dijelove koje ne proizvodi HERNIK GmbH vrijede jamstveni uvjeti odgovarajućeg proizvođača (Römer-Britax Kindersicherheit GmbH). Preduvjet za ostvarenje jamstva je ispravna ugradnja i namjenska uporaba uređaja. Jamstvo prestaje važiti ako se izmjene ili neodgovarajući popravci obave bez prethodnog dogovora s proizvođačem, kao i u slučaju nepravilne montaže. Daljnja potraživanja, neovisno o pravnoj osnovi, osobito zahtjevi za naknadu izravne ili neizravne štete, isključena su.

6. Označavanje

6 Označavanje

Na stražnjoj strani autosjedaice nalaze se sljedeće oznake.



HERNIK

Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany

IPAI-MAX

UDI 4260675480590
4260675480606

MD **CE**



max. Gewicht: 50 kg
Date: 08.07.2025
SNR: I-MAX-2025-XXXX



HERNIK

Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany

IPAI-MINI

UDI 4260675480576
4260675480583

MD **CE**



max. Gewicht: 36 kg
Date: 08.07.2025
SNR: IMINI-2025-XXXX

Rückhalteeinrichtung für spezielle Anforderungen "S" (DE)

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die Bedienungsanleitung!

Rückhalteeinrichtung für spezielle Anforderungen "S" (DE)

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die Bedienungsanleitung!



HERNIK

Specific Vehicle
Booster Seat

IPAI-MAX

100 - 150 cm

E₅₇

00*0090 S

UN-Regulation
No. 129/04



HERNIK

Specific Vehicle
Booster Seat

IPAI-MINI

100 - 125 cm

E₅₇

00*0090 S

UN-Regulation
No. 129/04

7. Održavanje i njega

7 Održavanje i njega



7.1 Skidanje presvlake

Molimo koristite isključivo originalne BRITAX-RÖMER ili HERNIK zamjenske presvlake jer je presvlaka sastavni dio autosjedalice i ima važnu funkciju za ispravan rad sjedalice. Zamjenske presvlake dostupne su kod vašeg stručnog trgovca.

Presvlaka se može skinuti i prati u perilici rublja na programu za osjetljivo rublje (30 °C) s blagim deterdžentom. Poštujte upute na etiketi presvlake. Plastične dijelove čistite vodom i sapunom. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje (npr. otapala).

PAŽNJA! Dječja autosjedalica ne smije se koristiti bez presvlake.

- 1) Postavite naslon za glavu u najviši položaj.
- 2) Otkočite kuke na stražnjoj strani naslona.
- 3) Skinite gornji dio presvlake.
- 4) Otkočite petlje presvlake dolje na stražnjoj strani naslona.
- 5) Skinite presvlaku sa sjednog jastuka. Na isti način uklonite i presvlaku naslona za glavu.
- 6) Oslobodite petlje presvlake na stražnjoj strani naslona za glavu.
- 7) Otkočite kuke na prednjoj strani naslona.
- 8) Skinite presvlaku naslona za glavu.
- 9) Presvlaka se sada može prati.



8. Tehnički podaci

8 Tehnički podaci

	IPAI-MAX OHNE Polsterinlet	IPAI-MAX MIT Polsterinlet
SITZBREITE (Becken)	32 cm	26 cm
SITZBREITE (Knie)	38 cm	38 cm
SITZTIEFE	33 cm	30 cm
RÜCKENHÖHE	41 - 56 cm	38 - 53 cm
SCHEITELHÖHE	59 - 76 cm	56 - 73 cm
Höhe Thoraxpelotten	24 - 36 cm	21 - 33 cm
Abstand Thoraxpelotten	15 - 28 cm	
Rückenwinkel	80° - 120°	
Gesamthöhe	71 - 88 cm	
Gesamtbreite	44 cm	
Gesamttiefe	44 cm	
Gewicht	ab 8,0 kg	
max. Gewicht Kind	50 kg	

	IPAI-MINI
SITZBREITE (Becken)	25 cm
SITZBREITE (Knie)	31 cm
SITZTIEFE	26 cm
RÜCKENHÖHE	30 - 43 cm
SCHEITELHÖHE	52 - 65 cm
Höhe Thoraxpelotten	17 - 31 cm
Abstand Thoraxpelotten	14 - 28 cm
Rückenwinkel	90° - 120°
Gesamthöhe	66 - 89 cm
Gesamtbreite	44 cm
Gesamttiefe	44 cm
Gewicht	ab 8 kg
max. Gewicht Kind	36 kg

Pojedini podaci mogu varirati ovisno o priboru.*

Standardna oprema:

- 5-točkovni pojas s podstavljenim jastučićem kopče (podesive visine!) i štitnicima za pojas
- Naslon za glavu podesiv po visini
- Udobno podstavljeni naslon i naslon za glavu s uklonjivom presvlakom (oblikujuća pjena)
- Trodijelna osnovna presvlaka – uklonjiva i periva na 30 °C

9. Popis materijala

9 Popis materijala

U uporabi su sljedeći materijali:

- Plastika (sjedna jedinica i obloga podkonstrukcije)
- Čelik (dijelovi pribora)
- Aluminij (toraks-pelote)
- Poliester (pojasna traka)
- Pletivo s pjenastom podstavom, antracit (presvlaka)
- Pjena (volumna masa)

Bilješke

Bilješke



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**