

gebruiksaanwijzing

IPAI **MAX** **MINI**



Inhoudsopgave

1	ALGEMENE INFORMATIE	4
1.1	Voorwoord	4
1.2	Doel en indicatie	5
1.3	Opmerkingen	5
1.4	Conformiteitsverklaring	5
1.5	Garantievoorwaarden	5
1.6	Service en reparaties	6
1.7	Gebruikstraining	6
1.8	Inbouw in de auto	6
1.9	Afstelling van de hoofdsteun	7
1.10	Bevestiging met de 3-puntsgordel van de auto	8
1.11	Conformiteitsverklaring	10
1.12	Goedkeuring/compatibiliteit met betrekking tot de combinatie met in de handel verkrijgbare autokindzitjes	11
1.13	Contra-indicaties	11
1.14	Gebruiksduur/onderhoud	11
2	VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	12
3	GEBRUIK VAN HET BASISMODEL	13
3.1	5-puntsgordel afstellen	13
3.2	Hoofdsteun instellen	13
3.3	De rugleuninghoek instellen	13
4	GEBRUIK VAN DE OPTIONELE ACCESSOIRES	14
4.1	Installatie in de auto - met ISOFIX	14

Inhoudsopgave

4.2	Steun- en veiligheidsbekleding	16
4.3	Thoraxpelotten	16
4.4	Abductiewig	17
4.5	Zitneigingsverstelling	17
4.6	Draaiadapter	18
4.7	Zitdiepte-adapter	19
5	GARANTIE	20
6	MARKERING	21
7	ONDERHOUD & VERZORGING	22
7.1	De hoes verwijderen	22
8	TECHNISCHE GEGEVENS:	23
9	MATERIAALOPSTELLING:	24

1 Algemene informatie

1 Algemene informatie

1.1 Voorwoord

U hebt gekozen voor de autostoel IPAI MAX / IPAI MINI en ontvangt hiermee een hoogwaardig product van ons bedrijf. Wij willen u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Om ervoor te zorgen dat u lang plezier van dit product hebt en het uw dagelijks leven vergemakkelijkt, stellen wij u deze handleiding ter beschikking. Hierin vindt u informatie over het juiste en eenvoudige gebruik en het noodzakelijke onderhoud. Om schade door bedieningsfouten te voorkomen en een optimaal gebruik te garanderen, verzoeken wij u de volgende aanwijzingen zorgvuldig door te lezen. Als u vragen of problemen hebt, neem dan contact op met uw dealer.

Wij wensen u veel plezier met het gebruik en hopen dat ons product aan uw verwachtingen voldoet.

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen aan de in deze handleiding beschreven versie.

Voordat u het apparaat in uw auto installeert en voor het eerst gebruikt, dient u de installatie-instructies op pagina 4 - 6 te lezen en op te volgen. Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing bij het product blijft, zodat deze beschikbaar is voor iedereen die de stoel gebruikt.

Uw HERNIK GmbH

1 Algemene informatie

1.2 Beoogd gebruik en indicatie

De IPAI is ontwikkeld voor het vervoer van kinderen met speciale behoeften (GMFCS 3-5; bijvoorbeeld uitgesproken spierhypotonie met gebrek aan controle over hoofd en romp) in voertuigen. Kinderen met een slechte controle over hun hoofd en romp (bijvoorbeeld infantiele cerebrale parese, spierdystrofie, hypotonie) kunnen worden ondersteund in hun houding door middel van individueel positioneerbare thoraxpelotten en speciale kussens, waardoor een veilig transport kan worden gegarandeerd.

Met belangrijke optionele accessoires kan in detail worden ingegaan op specifieke aspecten, zoals de zithelling of de installatie van een stabiele abductiewig of een voetbank. Meer hierover in het hoofdstuk4 .

1.3 Opmerkingen

De IPAI revalidatieautostoel voor kinderen bestaat uit twee modules:

1. Een in de handel verkrijgbaar Kidfix-autostoeltje (ADVENTURE PLUS 2 BR Space Black SB, art.nr. 2000036852) van de firma Römer-Britax (raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de fabrikant).
2. Aanpassingsmodule met accessoires, waarmee de autostoel aan individuele behoeften kan worden aangepast. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van HERNIK GmbH.

1.4 Conformiteitsverklaring

HERNIK GmbH verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het autokinderzitje IPAI voldoet aan de fundamentele eisen (bijlage 1 van richtlijn 93/42 EEG). Het product is voorzien van het CE-keurmerk volgens bovengenoemde richtlijn.

1.5 Garantievoorwaarden

Er kan alleen garantie worden gegeven als het product onder de voorgeschreven omstandigheden en voor de beoogde doeleinden wordt gebruikt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door onderdelen en reserveonderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

1 Algemene informatie

1.6 Service en reparaties

Service en reparaties aan de IPAI mogen alleen door gespecialiseerde dealers worden uitgevoerd. Neem bij problemen contact op met uw verantwoordelijke dealer. Bij reparaties ontvangt u daar uitsluitend originele reserveonderdelen.

1.7 Gebruikstraining

Het autostoeltje wordt volledig gemonteerd geleverd. Bij levering instrueert de vakhandelaar de gebruiker met behulp van de gebruiksaanwijzing over het gebruik van het hulpmiddel. De vakhandelaar moet samen met de gebruiker het autostoeltje in de auto installeren en, indien aanwezig, de Isofix-beugel of de klembeugel afstellen.

Wanneer u het autostoeltje installeert, kunt u het het beste met één hand aan de voorkant in het midden vasthouden en met de andere hand aan de zijkant bovenaan. Om een optimale zitpositie te bereiken, is het noodzakelijk om het autostoeltje individueel aan te passen aan de omstandigheden van het kind. Dit moet in principe door de gespecialiseerde dealer worden gedaan.

Houd er rekening mee dat een ISOFIX-adapter niet verplicht is, omdat deze niet relevant is voor de veiligheid.

1.8 Installatie in de auto

Plaats het kinderzitje op de autostoel. Zorg ervoor dat de rugleuning plat tegen de rugleuning van de autostoel ligt.

Als de stoel in een schuine stand staat, is dit niet mogelijk. Zorg er in dat geval voor dat de stoel zo dicht mogelijk tegen de rugleuning aanligt.

Tip! Als de hoofdsteun van de autostoel in de weg zit, verwijder deze dan.







1 Algemene informatie

1.9 Instelling van de hoofdsteun

Een correct afgestelde hoofdsteun zorgt ervoor dat de diagonale autogordel (3-puntsgordel) optimaal loopt en biedt uw kind maximale bescherming. De hoofdsteun moet zo worden afgesteld dat er tussen de schouders van uw kind en de hoofdsteun nog ruimte is voor twee vingers. Zo kunt u de hoogte van de hoofdsteun aanpassen aan de lichaamslengte van uw kind:

1. Pak de verstelhendel aan de achterkant van de hoofdsteun vast en trek deze omhoog. De hoofdsteun is nu ontgrendeld.
2. Nu kunt u de ontgrendelde hoofdsteun naar de gewenste hoogte schuiven. Zodra u de verstelhendel loslaat, klikt de hoofdsteun vast.
3. Plaats het kinderzitje op de autostoel.
4. Zet uw kind in het kinderzitje en controleer de hoogte. Herhaal deze procedure totdat de hoofdsteun op de juiste hoogte staat.



1 Algemene informatie

1.10 Beveiliging met de 3-puntsgordel van de auto

Om de enorme krachten bij een ongeval te kunnen opvangen, moet de IPAI worden vastgezet met de driepuntsgordel van de auto.


Een ISOFIX-verbinding alleen is niet voldoende.

1. Zet uw kind in het kinderzitje.
2. Trek de autogordel uit en leid deze (voor uw kind) naar de gordelsluiting.

LET OP! Zorg ervoor dat de autogordel niet gedraaid is, anders is het volledige beschermende effect van het veiligheidssysteem niet meer gegarandeerd.

3. Klik de riemgesp met een KLIK vast in de riemgesp van de auto.
4. Leg de diagonale gordel en de heupgordel aan de kant van de autogordelsluiting in de donkergroene gordelgeleider van de autostoel.
5. Leg de heupgordel aan de andere kant van het zitkussen ook in de donkergroene gordelgeleider.

LET OP! De heupgordel moet aan beide zijden zo laag mogelijk over de heupen van uw kind lopen.



1 Algemene informatie

6. Steek de diagonale gordel in de donkergroene gordelhouder van de hoofdsteun totdat deze volledig en zonder verdraaiing in de gordelhouder ligt.

Tip! Als de rugleuning de gordelhouder bedekt, kunt u de hoofdsteun (naar boven) verstellen. Nadat u de diagonale gordel hebt ingevoerd, kunt u de hoofdsteun weer op de juiste hoogte instellen.

7. Zorg ervoor dat de diagonale gordel over het sleutelbeen van uw kind loopt en niet in contact komt met de nek.

Tip! U kunt de hoogte van de hoofdsteun ook aanpassen terwijl de stoel in de auto staat.

Controleer voor elke rit of...

- het kinderzitje goed is bevestigd,
- de heupgordel aan beide zijden van de autostoel door de donkergroene gordelgeleiders loopt,
- de diagonale gordel aan de kant van de gordelsluiting ook door de donkergroene gordelgeleider van de autostoel loopt,
- de diagonale gordel door de donkergroene gordelgeleider van de hoofdsteun loopt,
- de diagonale gordel diagonaal naar achteren loopt,
- de gordels strak en niet gedraaid zijn.



1 Algemene informatie

1.1.1 Conformiteitsverklaring



Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
info@hernik.de
www.hernik.de
+49 8035-9580448
+49 8035-9580446

Declaration of Conformity

Hersteller: HERNIK GmbH

Adresse: Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany

SNR: DE-MF-000011257

Produkt: car seat for children with disabilities

Typenbezeichnung: IPAI / IPAI-MAX / IPAI-MINI / IPAI-PRO



UDI-PI	Bezeichnung	Artikelnummer
4260675480064	IPAI- red-Black	550000-E2
4260675480071	IPAI- grey-Black	550000-E2

Classification Med. Dev.: this is a medical device of class I according to the classification Rules in Annex VIII

I, the signer, declare under sole responsibility that the above product complies with the essential requirements of the following guidelines and standards (Annex 1 of MDR (EU) 2017/745). The conformity assessment was carried out in accordance with Annex IV of the MDR (EU) 2017/745. The product is marked with the CE mark according to the above-mentioned guideline.

- Annex 1 of MDR (EU) 2017/745
- ECE-R129/04 test standard for child car seats

Rott am Inn, 09.10.2024 Andrés Moncayo



Ort, Datum

Name

Unterschrift

Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Deutschland

HBR 125064
St.-Nr.: 9143 813 37744
USt-IdNr.: DE201281298

Stadtsparkasse München
IBAN: DE12 7015 0000 0019 1406 72
BIC: SSKMDEMM

CEO:
Markus Jacksch
Gerichtsstand: München

1 Algemene informatie

1.12 Goedkeuring/compatibiliteit met betrekking tot de combinatie met in de handel verkrijgbare autostoeltjes

De IPAI is een goedgekeurd autokinderzitje inclusief alle accessoires volgens ECE R129/03. Onderdelen en accessoires van de IPAI zijn niet goedgekeurd voor combinatie met andere in de handel verkrijgbare autokinderzitjes. Door een wijziging kan de goedkeuring van de IPAI en die van het in de handel verkrijgbare autokinderzitje vervallen.

1.13 Contra-indicaties

Er zijn geen contra-indicaties bekend.

1.14 Gebruiksduur/onderhoud

De aanbevolen gebruiksduur van dit revalidatieautostoeltje is 7 jaar vanaf de datum van eerste ingebruikname.

Na afloop van deze periode mag het product om veiligheidsredenen niet meer worden gebruikt, omdat materiaalmoeheid en leeftijdsgebonden veranderingen de beschermende werking kunnen aantasten.

De veiligheidsrelevante onderdelen zijn onderhoudsvrij. Afhankelijk van het soort en de frequentie van het gebruik moet het product regelmatig worden gereinigd. De betreffende aanwijzingen vindt u in het hoofdstuk "Reiniging" van deze gebruiksaanwijzing. Bij gebruik van optionele accessoires wordt een regelmatige functiecontrole door de gebruiker aanbevolen. De frequentie van de controle is afhankelijk van de gebruiksfrequentie, de gebruiksomstandigheden en de invloed van de gebruiker (bijv. eenmaal per jaar). De controle moet worden uitgevoerd volgens de betreffende hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing.

2 Veiligheidsinstructies

2 Veiligheidsinstructies

- Voor gebruik moeten de onderdelen worden gecontroleerd op een goede werking en staat.
- De gebruiksaanwijzing moet altijd bij de autokinderzit worden bewaard.
- De veiligheid van uw kind is alleen gewaarborgd als het zitje correct is geïnstalleerd en het kind goed vastzit.
- De gordels moeten strak en zonder verdraaiing worden aangebracht.
- De 3-punts veiligheidsgordel moet door de daarvoor bestemde gordelgeleiders worden gevoerd en moet strak om het stoeltje heen zitten.
- Controleer of
 - A) of de veiligheidsgordel stevig in de gordelgeleider zit
 - B) of de gordelsluitingen goed zijn gesloten
 - C) of er geen textiel is ingeklemd
- Zorg ervoor dat er geen harde voorwerpen zoals spelden, gordelsluitingen enz. tussen het kind en de veiligheidsgordel zitten. Dit kan bij ongevallen tot verwondingen leiden.
- Leg uw kind uit hoe belangrijk het is om goed vast te zitten en dat de positie van de gordels niet verandert. Het mag niet aan de gordels trekken of de gordelsluitingen openen.
- Breng geen wijzigingen aan het autostoeltje aan, anders brengt u de veiligheid van uw kind in gevaar.
- Het autostoeltje mag niet worden beschadigd door bewegende delen in de auto of door deuren.
- Laat uw kind nooit alleen in het autostoeltje zitten.
- Informeer uw medepassagiers hoe uw kind na een ongeval uit het zitje kan worden gehaald.
- Na een ongeval moet het hele autostoeltje worden vervangen.


3 Gebruik van het basismodel

3 Gebruik van het basismodel

3.1 5-puntsgordel afstellen

Zet uw kind in het autostoeltje en zorg ervoor dat het met het bekken helemaal achterin zit. Leg nu de gordels over de schouders van het kind. Als de gordellengte niet voldoende is, drukt u op de grijze knop op de gordelversteller (5) om het gordelsysteem losser te maken.

Steek vervolgens de twee metalen tongen in de gordelsluiting totdat ze met een klik vastklikken. Trek vervolgens het gordelsysteem strak door aan de uiteinden van de gordel te trekken.



3.2 De hoofdsteun instellen

Druk op de ontgrendelingsknop in de handgreep om de hoofdsteun omhoog of omlaag te bewegen. Zorg ervoor dat het hoofd van het kind nooit boven de hoofdsteun uitsteekt!



3.3 De rugleuninghoek instellen

De rugleuninghoek kan traploos worden versteld en in elke positie worden vergrendeld. Dit zorgt ervoor dat het autostoeltje in elke positie stabiel is. Open de twee snelspanners en breng de rugleuning in de gewenste positie. Sluit vervolgens de snelspanhendels om de hoek te vergrendelen.



4 Gebruik van de optionele accessoires

4 Gebruik van de optionele accessoires

4.1 Installatie in de auto - met ISOFIX



Laat de technicus u bij de levering en aanpassing van het autostoeltje zien hoe u het stoeltje moet installeren.

De IPAI wordt met de ISOFIX-vergrendelingsarmen vast in uw auto geïnstalleerd. Uw kind wordt vervolgens vastgegespt met de 3-puntsgordel van de auto.

1. Als uw auto niet standaard is uitgerust met ISOFIX-bevestigingspunten, klemt u de twee bevestigingspunten die bij de stoel worden geleverd met de uitsparing naar boven op de twee ISOFIX-bevestigingspunten van uw auto.


TIP! De ISOFIX-bevestigingspunten bevinden zich tussen de zitting en de rugleuning van de autostoel.

2. Zet de hoofdsteun van de autostoel in de hoogste stand.
3. Houd de ISOFIX-instelknop (zie afbeelding) ingedrukt en schuif de ISOFIX-vergrendelingsarmen helemaal naar buiten.
4. Druk de vergrendelknop en de rode ontgrendelknop aan beide zijden van de stoel tegen elkaar. Hierdoor worden beide haken aan de ISOFIX-vergrendelingsarmen geopend en zijn ze klaar voor gebruik.




4 Gebruik van de optionele accessoires

5. Plaats het kinderzitje in de rijrichting op een daarvoor goedgekeurde autostoel. Zorg ervoor dat de rugleuning plat tegen de rugleuning van de autostoel ligt.
6. Plaats de twee ISOFIX-vergrendelingsarmen direct voor de twee invoerhulpmiddelen.
7. Duw beide ISOFIX-vergrendelingsarmen in de invoerhulpmiddelen totdat de ISOFIX-vergrendelingsarmen aan beide zijden met een 'klik'-geluid vastklikken.



8. Houd de ISOFIX-instelknop ingedrukt en schuif het kinderzitje zo ver mogelijk naar achteren.
9. Schud aan het kinderzitje om te controleren of het goed vastzit en controleer of het groene gedeelte op beide vergrendelingsarmen zichtbaar is.



4 Gebruik van de optionele accessoires

4.2 Steun- en veiligheidsbekleding

Installatie:

1. Laat u bij levering de installatie en afstelling van het zitje laten zien.
2. Leg het steun- en veiligheidskussen op het autostoeltje nadat u uw kind erin hebt gezet en vastgemaakt.
3. Bevestig de kussens met de meegeleverde klittenbandstroken die aan de achterkant van het autostoeltje zijn bevestigd.
4. De armen van uw kind moeten op het tafeltje rusten, waardoor het rechtop zit. Dit ondersteunt het bovenlichaam.
5. Zorg ervoor dat er geen speelgoed op het kussen ligt dat een gevaar kan vormen. Gebruik geen harde, vaste of zelfs scherpe voorwerpen!



4.3 Thoraxpelotten

HERNIK GmbH mag het frame van de IPAI niet wijzigen (boren, schroeven). Toch vonden we het erg belangrijk om ook kinderen met zwakke rompspieren zijdelingse ondersteuning te bieden. Daarom hebben we gekozen voor een bevestigingsoplossing die met klittenband voor voldoende stabiliteit zorgt en tegelijkertijd flexibiliteit biedt.

Om de positie van de pelotte te veranderen, moet deze eerst voorzichtig worden losgemaakt door de klittenbandverbinding lichtjes te draaien. Daarna kan het kussen vrij worden geplaatst.

BELANGRIJK: voor een stabiele bevestiging moet het kussen met hoge druk heen en weer worden gedrukt op de achterkant van de IPAI. Hierdoor worden de klittenbandelementen steviger vastgezet!



4 Gebruik van de optionele accessoires

4.4 abductiewig

1. De abductiewig helpt uw kind om een bepaalde afstand tussen de knieën te bereiken.
2. De wig moet, zoals op de afbeelding te zien is, tegen de stoelbekleding aanliggen. De diepte van de wig kan worden aangepast. Hiervoor moeten de twee zeskantbouten worden losgedraaid en onder de stoel worden verplaatst.
3. De wig moet altijd tijdens het rijden worden gebruikt (indien als optie gekozen), anders kan uw kind zich verwonden aan de bevestiging.
4. De hendel kan in zijn positie worden veranderd door hem lichtjes naar voren te trekken, zonder de schroefverbinding te verplaatsen. Zorg ervoor dat hij bovenin staat en niet in de weg zit, anders kunnen de kuit van uw kind ermee in contact komen.



4.5

Als de hoek van de autostoel niet voldoende is, kan de hoek van de autostoel worden vergroot door de hoekverstelling.

Gebruik hiervoor de rode knop (zie afb.). Zodra de stoel in de gewenste positie staat, kan de rode knop worden vastgezet door deze te draaien.



4 Gebruik van de optionele accessoires

4.6 Draaiadapter

Om het dagelijks vervoer van uw kind in de auto te vergemakkelijken, raden wij onze draaiadapter aan, waarmee de autostoel 90° naar buiten kan worden gedraaid. Om technische redenen is slechts ÉÉN draairichting mogelijk. Voor een latere verandering in de andere richting moet de autostoel bij ons worden omgebouwd. Het gebruik van de ISOFIX-adapters of de klembeugel wordt aanbevolen!

Om de stoel te draaien, moet de hendel omhoog worden getrokken en tegelijkertijd de stoel worden bewogen. De optionele voetsteun stopt om botsingen met de passagiersstoel en de B-stijl te voorkomen.

Let op de benen van uw kind wanneer u de stoel draait!

Na de transfer draait u de IPAI eenvoudig terug naar de uitgangspositie. Let op het 'klik'-geluid waarmee de tong weer in de vergrendeling klikt.



4 Gebruik van de optionele accessoires

4.7 Zitdiepteadapter

Instelling van de zitdiepte-adapter:

De zitdiepte-adapter kan op de gewenste zitdiepte worden ingesteld.

1. Draai de 2 schroeven (1) aan beide zijden van het autostoeltje los met een inbussleutel.
2. De zitdiepte-adapter kan nu in de gewenste positie worden geschoven.
3. Draai de 2 schroeven weer vast.



5Garantie

5 Garantie

HERNIK-producten worden ontwikkeld en geproduceerd volgens strenge kwaliteitsnormen. Mocht u in uitzonderlijke gevallen reden tot klagen hebben, dan biedt HERNIK GmbH garantie volgens de leveringsvoorwaarden:

- 24 maanden garantie op alle vaste onderdelen, vanaf de leveringsdatum.
- 12 maanden garantie op alle bewegende onderdelen, vanaf de leveringsdatum.

Voor onderdelen die niet door HERNIK GmbH zijn geproduceerd, gelden de garantievoorwaarden van de betreffende fabrikant (Römer-Britax Kindersicherheit GmbH). Voorwaarde voor het beroep op de garantie is dat het apparaat correct is geïnstalleerd en volgens de voorschriften wordt gebruikt.

De garantie vervalt als er zonder voorafgaand overleg met de fabrikant wijzigingen of ondeskundige reparaties worden uitgevoerd. De garantie vervalt als een apparaat ondeskundig wordt gemonteerd.

Verdere aanspraken, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder aanspraken op vergoeding van directe of indirecte schade, zijn uitgesloten.

6Markering

6 Markering

Op de achterkant van het autostoeltje vindt u de volgende markering:



Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany

IPAI-MAX  4260675480590
4260675480606

max. Gewicht: 50 kg
Date: 08.07.2025
SNR: I-MAX-2025-XXXX

Rückhalteeinrichtung für spezielle
Anforderungen "S" (DE)

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die
Bedienungsanleitung!



Gewerbering 8
83543 Rott am Inn
Germany

IPAI-MINI  4260675480576
4260675480583

max. Gewicht: 36 kg
Date: 08.07.2025
SNR: IMINI-2025-XXXX

Rückhalteeinrichtung für spezielle
Anforderungen "S" (DE)

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die
Bedienungsanleitung!



Specific Vehicle
Booster Seat

IPAI-MAX

100 - 150 cm



00*0090 S

UN-Regulation
No. 129/04



Specific Vehicle
Booster Seat

IPAI-MINI

100 - 125 cm



00*0090 S

UN-Regulation
No. 129/04

7 Onderhoud & verzorging

7 Onderhoud & verzorging


7.1 De hoes verwijderen

Zorg ervoor dat u alleen originele BRITAX-RÖMER- of HERNIK-vervangende hoezen gebruikt, aangezien de stoelhoes een integraal onderdeel van het kinderzitje is en belangrijke functies vervult voor de goede werking van het zitje. Vervangende hoezen zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

De bekleding kan worden verwijderd en met een fijnwasmiddel in het fijnwasprogramma van de wasmachine (30 °C) worden gewassen. Neem de aanwijzingen op het waslabel van de bekleding in acht. De kunststof onderdelen kunnen met water en zeep worden gereinigd. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen (bijv. oplosmiddelen).

LET OPI Het kinderzitje mag niet zonder de stoelhoes worden gebruikt.

1. Zet de hoofdsteun van het kinderzitje in de hoogste stand.
2. Maak de haken aan de achterkant van de rugleuning los.
3. Trek het bovenste deel van de hoes eraf.
4. Hang de bevestigingslussen onderaan aan de achterkant van de rugleuning.
5. Trek de hoes van het zitkussen. Ga op dezelfde manier te werk met de hoes van de hoofdsteun.
6. Maak de hoeslussen aan de achterkant van de hoofdsteun los.
7. Hang de haken aan de voorkant van de rugleuning vast.
8. Trek de hoes van de hoofdsteun eraf.
9. De bekleding kan nu worden gewassen.



8 Technische gegevens:

8 Technische gegevens:

	IPAI-MAX OHNE Polsterinlet	IPAI-MAX MIT Polsterinlet		IPAI-MINI
SITZBREITE (Becken)	32 cm	26 cm	SITZBREITE (Becken)	25 cm
SITZBREITE (Knie)	38 cm	38 cm	SITZBREITE (Knie)	31 cm
SITZTIEFE	33 cm	30 cm	SITZTIEFE	26 cm
RÜCKENHÖHE	41 - 56 cm	38 - 53 cm	RÜCKENHÖHE	30 - 43 cm
SCHEITELHÖHE	59 - 76 cm	56 - 73 cm	SCHEITELHÖHE	52 - 65 cm
Höhe Thoraxpelotten	24 - 36 cm	21 - 33 cm	Höhe Thoraxpelotten	17 - 31 cm
Abstand Thoraxpelotten	15 - 28 cm		Abstand Thoraxpelotten	14 - 28 cm
Rückenwinkel	80° - 120°		Rückenwinkel	90° - 120°
Gesamthöhe	71 - 88 cm		Gesamthöhe	66 - 89 cm
Gesamtbreite	44 cm		Gesamtbreite	44 cm
Gesamttiefe	44 cm		Gesamttiefe	44 cm
Gewicht	ab 8,0 kg		Gewicht	ab 8 kg
max. Gewicht Kind	50 kg		max. Gewicht Kind	36 kg

*Sommige gegevens kunnen variëren afhankelijk van de accessoires

Standaarduitrusting:

- 5-puntsgordel met gewatteerde gordelsluiting (in hoogte verstelbaar!) en gordelbeschermers
- Hoofdsteun in hoogte verstelbaar
- comfortabele rug- en hoofdsteunbekleding met afneembare hoes (vormbaar schuim!)
- Driedelige basishoes afneembaar en wasbaar op 30 °C

9Materiaaloverzicht:

9 Materiaaloverzicht:

De volgende materialen worden gebruikt:

- Kunststof (zitting en bekleding onderconstructie)
- staal (accessoires)
- Aluminium (thoraxsteunen)
- Polyester (riem)
- Met schuim bekleed gaas, antraciet (bekleding)
- Dichtheid schuim

Aantekeningen

Aantekeningen



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**