

IPAI LGT

Leicht, sicher und komfortabel



 ~3,5 - 12 Jahre

100 - 150 cm

bis 36 kg



Komfortabel & sicher

Wir setzen auf **modernste Technik**, um unsere Produkte sicher zu machen.

- ✓ **Beste Bewertungen** auf Vergleichsportalen
- ✓ Zugelassen nach R129



Vertrauen auf Erfahrung

Seit **20 Jahren** arbeiten wir daran, die besten Produkte zu entwickeln und herzustellen.

- ✓ Reha-Autokindersitz mit vollständiger europäischer Zulassung



Made in Germany

All unsere Produkte werden in **Deutschland entwickelt und produziert.**

- ✓ Zertifiziert nach der **ISO 9001**



Der leichte Autositz

Der IPAI-LGT ist ein modifizierter Autositz der Firma Britax Römer, der sich durch ein geringes Gewicht und eine umfangreiche Grundausstattung auszeichnet.


So enthält der Sitz standardmäßig einen 5-Punkt-Gurt, ein großes Gurtschlosspolster, einen ISOFIX-Adapter sowie Thoraxpolster. Außerdem zählt zur Standard-Ausstattung der SICT Seitenaufprallschutz. Dieser erhöht die Sicherheit beim Seitenaufprall, ohne dass Sie dabei Platz auf der Rückbank einbüßen müssen.

Sicherheitsfeatures

- 1 SICT Seitenaufprallschutz
- 2 Thoraxpolster
- 3 Schulterpolster
- 4 5-Punkt-Gurt
- 5 Gurtschlosspolster
- 6 Kopfstütze mehrfach höhenverstellbar

Abmessungen

- | | | |
|---|--------------|------------|
| 7 | Gesamthöhe | 67 - 85 cm |
| 8 | Gesamtbreite | 48 cm |
| 9 | Gesamttiefe | 39 cm |



Auf die vielen positiven Kundenbewertungen sind wir sehr stolz. Warum HERNIK bei Vergleichsportalen regelmäßig Spitzenbewertungen erzielt, erfahren Sie auf unserer Website.

Markus Jacksch,
Geschäftsführer

So individuell wie Ihr Kind

Durch innovatives Zubehör können Sie den Sitz individuell an Ihr Kind anpassen. Interessant ist, dass jegliches Zubehör auch nachträglich mit nur wenigen Handgriffen installiert werden kann. Hierzu zählen u.a.:

① **Sitztiefen-Adapter**

Der Sitztiefen-Adapter ermöglicht eine Erweiterung der Sitztiefe von + 2 bis + 12 cm. Dadurch lässt sich der Komfort verbessern und der Sitz wächst mit Ihrem Kind mit.

② **Sitzwinkelverstellung**

Die Sitzwinkelverstellung ermöglicht eine bequemere Sitzposition, was insbesondere bei längeren Fahrten das Wohlbefinden steigert. Diese Sitzneigung mag außerdem bei Kindern mit eingeschränkter Körperspannung sinnvoll sein.

③ **Stütz- und Sicherheitspolster**

Das Stütz- und Sicherheitspolster sorgt für mehr Stabilität und eine aufrechtere Haltung beim Sitzen.

④ **Abduktionskeil**

Um eine Luxation der Hüften und ein Zusammenpressen der Knie (aufgrund von Muskelanspannungen) zu verhindern, kann ein Abduktionskeil gewählt werden.



Einfache Nutzung per ISOFIX

Das ISOFIX-System in Autos besteht aus Metallhaken am Fahrzeugsitz und Halterungen am Kindersitz. Durch das Einrasten des Kindersitzes entsteht eine sichere Verbindung, die die Stabilität und Sicherheit, besonders bei Unfällen, erhöht.

Mittels eines zentralen Griffs an der Vorderseite, kann die Tiefe des ISOFIX-Adapters mit einem Handgriff verstellt werden. Damit lässt sich bei Bedarf die Sitzfläche nach vorne ziehen, wodurch sich der Rückenwinkel öffnet und schnell eine Ruheposition eingenommen werden kann. Wird der Sitz in verschiedenen Fahrzeugen verwendet, erlaubt Ihnen das ISOFIX-System den Sitz schnell und sicher zu installieren. Wird der Sitz nicht gebraucht, verschwindet das ISOFIX-System in der Sitzeinheit.



Wir sind uns sicher: Die besten Sitze können wir nur gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln. Deshalb freuen wir uns sehr über Ihre Verbesserungsvorschläge und werden diese in unsere Entwicklung einfließen lassen.

Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht an:
info@hernik.de



Weitere Produkte aus dem Hause HERNIK



Kindersitze für jede Größe

HERNIK begleitet Ihr Kind vom Kleinkind- bis hin zum Erwachsenenalter (bis 75 kg). Bei komplexeren Anforderungen oder individuellen Wünschen, bieten wir außerdem Speziallösungen im Sonderbau an.

Kopfschutzhelme und Sitzschalenkonzepte

Mit unserem breiten Sortiment an Kopfschutzhelmen bieten wir jedem Nutzer den nötigen Schutz vor Verletzungen. Vor allem unser CAPOVARIO ist ein echtes Highlight, der durch seine besondere Konstruktion den Alltag deutlich erleichtert.

Außerdem versorgen wir Sie mit individuellen Sitzschalen, wie den Aluminium-Schalen ANATOMIC UNICO und ANATOMIC FLEX.



HERNIK

**Entdecken Sie die ganze
Auswahl auf hernik.de**

HERNIK GmbH

Gewerbering 8,
83543 Rott am Inn

+49 (08039) 9093930
info@hernik.de
www.hernik.de

