

Absender / Versandadresse:		Kom.:	
Auftragsbestätigung an:		Rechnung an:	
_____@_____		_____@_____	

Bestellung

Kostenvoranschlag

Anatomic Flex

verstellbare Modul-Sitzschale aus Alu

Einkaufspreise zuzüglich ges. MwSt.

Stand: 2023


Beschreibung:

- dreidimensional verstellbare Modul-Sitzschale aus Aluminium für den Sanitätsfachhandel (6teilig)
- physiologischer Drehpunkt
- integrierte Gurtdurchführung im Sitz- und Rückenteil
- Beschichtung: silber
- Lieferung erfolgt MONTIERT!
- Abduktion unabhängig von gewählter Sitzbreite EINSTELLBAR
- Hüftbeugewinkel mittels Schraube stufenlos einstellbar
- leichtes Gewicht durch angepasste Materialstärke (Gr. 1 - 2: 2,5 mm; Gr. 3 - 6: 3,0 mm; Gr. 7 - 8: 4,0 mm)
- effizienteres Arbeiten durch Verwendung von Gewinde-Einpressmuttern

Maße & Größen

ACHTUNG:

alle Maße sind Blechmaße, ohne Polsterung!



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Gr.	Artikelnummer	Sitztiefe (a)	Sitzbreite (Becken) (b1)	Sitzbreite (Knie) (b2)	Rückenhöhe (c)	Höhe phys. Drehpunkts (d)	Höhe lat. Führung (e1 / e2)	
<input type="checkbox"/> ①	700410	19 - 23	22 - 28	22 - 33	30 - 35	10	7 / 12	€ 180,-
<input type="checkbox"/> ②	700420	23 - 27	24 - 30	26 - 37	36 - 41	10	7 / 12	€ 200,-
<input type="checkbox"/> ③	700430	27 - 32	23 - 34	23 - 38	41 - 47	11	9 / 14	€ 250,-
<input type="checkbox"/> ④	700440	32 - 37	29 - 40	29 - 44	46 - 52	11	9 / 14	€ 275,-
<input type="checkbox"/> ⑤	700450	37 - 42	35 - 46	35 - 50	51 - 57	11	9 / 14	€ 300,-
<input type="checkbox"/> ⑥	700460	42 - 47	41 - 52	41 - 56	56 - 62	12	11,5 / 16	€ 325,-
<input type="checkbox"/> ⑦	700470	47 - 52	46 - 57	46 - 61	61 - 67	12	11,5 / 16	€ 420,-
<input type="checkbox"/> ⑧	700480	52 - 57	53 - 64	53 - 68	66 - 72	12	11,5 / 16	€ 455,-

beliebige Kombination: Sitzteil Gr. _____
 Rückenteil Gr. _____

ohne Beschichtung (700515), [- € 20,-]

individuelle Beschichtung, RAL: _____ (700516), [€ 95,-]

- Unter Berücksichtigung der Sitzbreite! - (700510), [€ 55,-]

Thoraxpelotten

Thoraxpelotten geschwungen, Paar, beschichtet (Silber)

- Gr. 1 (700541) [€ 34,-]
- Gr. 2 (700542) [€ 46,-]
- Gr. 3 (700543) [€ 59,-]




Thoraxpelotten eckig, Paar, beschichtet (Silber)

- Gr. 1 (700546) [€ 34,-]
- Gr. 2 (700547) [€ 46,-]
- Gr. 3 (700548) [€ 59,-]



- abklappbar* Paar (700544) [€ 189,-]

Höhe: 10 cm
Tiefe: 15 cm




Gr.	Artikelnummer	Pelottenhöhe (a)	Pelottentiefe (b)
①	700541	9	13
②	700542	11	17
③	700543	13,5	20

Gr.	Artikelnummer	Pelottenhöhe (a)	Pelottentiefe (b)
①	700546	11	15
②	700547	13	19
③	700548	16	23

Rückenwinkel-Verstellung

- Frei beweglich, bzw. mittels Schraube links & rechts fixierbar (700520), [€ 0,-]



- Stufenlos verstellbar* per Teleskop (700521), [€ 95,-]



- Stufenlos verstellbar* per Gasdruckfeder (700522), [€ 189,-]



- DYNAMISCH* per offener, nicht fixierbarer Gasdruckfeder (700523), [€ 189,-]




* inkl. Adapterplatte, die eine exakte Positionierung in Abhängigkeit der gewählten Sitztiefe erlaubt

- Fixierung zur Fixierung der federnden Gasdruckfeder (700524), [€ 18,-]

Erweiterungen

Verlängerungen für laterale Führung, Paar, beschichtet (Silber)


- Gr. 1 für Gr. 1 - 2 (700551), [€ 26,-]
- Gr. 2 für Gr. 3 - 5 (700552), [€ 32,-]
- Gr. 3 für Gr. 6 - 8 (700553), [€ 39,-]




Gr.	Artikelnummer	Höhe (a)	Tiefe (b)
①	700551	12	7
②	700552	14	11
③	700553	16	13,5

Gurtführung mit integrierter Kopfstützenaufnahme, beschichtet (Silber)

- Gr. 1 (700830-100), [€ 106,-]




- Gr. 2 (700830-200), [€ 115,-]



Rückenverlängerung inkl. Anbaumaterial, breitenverstellbar, beschichtet (Silber)

- Gr. 1 (700310) [€ 82,-]
- Gr. 2 (700320) [€ 106,-]
- Gr. 3 (700330) [€ 130,-]



Gr.	Artikelnummer	Höhe (a)	Breite (b)	Tiefe (c)
①	700310	11	220 - 340	85
②	700320	13	300 - 460	115
③	700330	15	400 - 640	145

Kopfstützen

<input type="checkbox"/> Muschelform klein (210 x 110 mm) inkl. Gelenkplatte (700711), [€ 46,-]	<input type="checkbox"/> Muschelform groß (260 x 160 mm) inkl. Gelenkplatte (700710), [€ 55,-]	<input type="checkbox"/> U-Form (260 x 120 x 110 mm) inkl. Gelenkplatte (700720), [€ 46,-]	<input type="checkbox"/> Anatomisch inkl. Gelenkplatte (700730), [€ 55,-]
↔		↔	
<input type="checkbox"/> Haltestange „Schwanenhals“ (700741), [€ 82,-]	<input type="checkbox"/> Haltestange mit zwei Lamellengelenken (700742), [€ 71,-]	<input type="checkbox"/> Haltestange verschiebbar (gerade) (700743), [€ 54,-]	<input type="checkbox"/> Haltestange verschiebbar (gekröpft) (700744), [€ 59,-]
↔		↔	
<input type="checkbox"/> Kopfstützen-Aufnahme (15 x 15 mm) (700761), [€ 19,-]	<input type="checkbox"/> Kopfstützen-Aufnahme (10 x 10 mm) (700762), [€ 18,-]	<input type="checkbox"/> Polster (700750), [€ 28,-]	<input type="checkbox"/> Bezug, abnehmbar (700755), [€ 49,-]
			<input type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Grau <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau
↔		↔	

Abduktionskeil

<input type="checkbox"/> abklappbar <input type="checkbox"/> - ohne Polster - (700534), [€ 66,-] <input type="checkbox"/> Gr. 1 (700531), [€ 95,-] <input type="checkbox"/> Gr. 2 (700532), [€ 110,-] <input type="checkbox"/> Gr. 3 (700533), [€ 120,-]		<input type="checkbox"/> höhenverstell- und abnehmbar <input type="checkbox"/> - ohne Polster - (700539), [€ 66,-] <input type="checkbox"/> Gr. 1 (700536), [€ 95,-] <input type="checkbox"/> Gr. 2 (700537), [€ 110,-] <input type="checkbox"/> Gr. 3 (700538), [€ 120,-]		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gr.</th> <th>Breite</th> <th>Höhe</th> <th>Länge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>11,5</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>7,5</td> <td>9</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>14,5</td> </tr> </tbody> </table>	Gr.	Breite	Höhe	Länge	①	6	8	11,5	②	7,5	9	13	③	9	10	14,5	<input type="checkbox"/> Bezug, abnehmbar (700539), [€ 35,-] <input type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Grau <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau
Gr.	Breite	Höhe	Länge																		
①	6	8	11,5																		
②	7,5	9	13																		
③	9	10	14,5																		
↔		↔																			

Armlehnen (Paar)

höhen- und winkelverstellbar, inkl. PU-Polster

- Länge: 15 cm, Rohr: 15 x 15 mm (700565), [€ 139,-]
- Länge: 30 cm, Rohr: 15 x 15 mm (700566), [€ 150,-]
- Länge: 15 cm, Rohr: 10 x 10 mm (Standard bei Größe 1 und 2) (700563), [€ 139,-]



höhenverstellbar, inkl. PU-Polster

- Länge: 15 cm, Rohr: 15 x 15 mm (700567), [€ 119,-]
- Länge: 30 cm, Rohr: 15 x 15 mm (700568), [€ 130,-]
- Länge: 15 cm, Rohr: 10 x 10 mm (Standard bei Größe 1 und 2) (700564), [€ 139,-]



- Armlehnen-Aufnahme (15 x 15 mm) (700560), [€ 31,-]



- Armlehnen-Aufnahme (10 x 10 mm) (700569), [€ 28,-]



- ohne PU-Polsterung (700561), [- € 20,-]



- Armlehnen-Polsterung individuelles Maß inkl. Bezug schwarz (700562), [€ 139,-]



Länge: _____ cm

Breite: _____ cm

Fußbank

- Fußbankaufnahme (700610), [€ 50,-] (notwendig, wenn eine Fußbank gewählt wird!)

- Fußbank durchgehend, höhen- und winkelverstellbar, inkl. Haltestangen mit Lamellengelenk (700620), [€ 199,-]



- Einzelfußschalen, getrennt voneinander höhen- und winkelverstellbar, inkl. Haltestangen mit Rastergelenk (700630), [€ 225,-]



- Wadenplatte, gepolstert (700650), [€ 97,-]

- Bezug für Wadenplatte (700651), [€ 35,-]

- Schwarz Rot
- Grau Blau

- Fußschalen, Paar, schwarz (700640-XXX), [€ 70,-]

- Klein (17 x 9 cm) [-100]
- Mittel (20 x 10 cm) [-200]
- Groß (23 x 11 cm) [-300]

- Fußbank individuelles Maß, inkl. Beschichtung schwarz (Standard-Maße: 30 x 25 cm) (700625), [€ 95,-]

Breite: _____ cm


Tiefe: _____ cm



diverses Zubehör

Therapeutisch aus Holz, bienenwachsbehandelt,
inkl. 3teiler Aufnahme, abklappbar
(700810-XXX), [€ 199,-]


- Gr. 1 (55 x 42 cm)
(-100)
- Gr. 2 (60 x 48 cm)
(-200)



- Sitzschalenadapter für Schlittenführung (100600), [€ 69,-]



- Sitzschalenadapter für Trapezführung (100800), [€ 66,-]



- Sitzschalenadapter mit Rohrklappsplint* (100900), [€ 65,-]



- ohne Montage (lose beilegen) (700820), [€ 0,00]
- inkl. Montage auf Montageplatte (700825), [€ 55,00]

Polsterung & Bezug



- Polsterung der Schale nach Maß (6-teilig) (700910), [€ 250,-]
 - Sitzkissen mit viskoelastischem Schaumstoff (5 cm)
 - Rückenkissen (3 cm)
 - Seitenführungspolster für Sitz (2 cm)
 - Seitenpolster Rücken (2 cm)

- Polsterung der Thoraxpelotten (Paar, 1 cm) (700920), [€ 40,-]

- Bezug, abnehmbar und waschbar 4-teilig (700930), [€ 250,-]

[ein X bedeutet einfarbig, zwei X bedeutet zweifarbig]

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | innen | außen |
| <input type="checkbox"/> Schwarz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Grau | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Rot | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Blau | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Patientenmaße (notwendig für individuellen Aufbau inkl. Polsterung)	cm
Sitzbreite Becken	
Sitzbreite Kniebereich	
Sitztiefe	
Rückenhöhe	
Höhe (Oberkante) Thoraxpelotte LINKS	
Höhe (Oberkante) Thoraxpelotte RECHTS	
Abstand Thoraxpelotten	

- Bezug für Thoraxpelotten 2-teilig (700940), [€ 55,-]

- Schwarz
- Grau
- Rot
- Blau