

<b>Absender / Versandadresse:</b>		<b>Kom.:</b>	
<b>Auftragsbestätigung an:</b>		<b>Rechnung an:</b>	
_____@_____		_____@_____	

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

# Anatomic Unico Sitzschale aus Alu nach individuellem Maß

**Einkaufspreise zuzüglich ges. MwSt.**

**Stand: 2023**


**Beschreibung:**

Individuell geplante Aluminium-Sitzschale für den Sanitätsfachhandel  
 Rücken- und Sitzform wählbar, auf Wunsch in vielen Farben beschichtbar

**ACHTUNG:** alle Maße sind Blechmaße, ohne Polsterung


## Schalentyp

- 1** Sitz- und Rückenteil über Physiopunkt miteinander verschraubt, Winkel frei einstellbar, (2 x 45° Biegung)



- Gr. 1 (ST <= 30 cm), (500960-1), [€ 285,-]  
 Gr. 2 (ST 31 - 40 cm), (500960-2), [€ 350,-]  
 Gr. 3 (ST >= 41 cm), (500960-3), [€ 390,-]

- 2** Sitz- und Rückenteil überlappen sich, um vom Fachhändler im gewünschten Winkel verbunden zu werden, (2 x 45° Biegung)



- Gr. 1 (ST <= 30 cm), (500961-1), [€ 275,-]  
 Gr. 2 (ST 31 - 40 cm), (500961-2), [€ 340,-]  
 Gr. 3 (ST >= 41 cm), (500961-3), [€ 380,-]

- 3** Sitz- und Rückenteil werden auf Gärung im gewünschten Winkel miteinander verschweißt, (1 x 90° Biegung)



Winkel: \_\_\_\_\_°

- Gr. 1 (ST <= 30 cm), (500962-1), [€ 285,-]  
 Gr. 2 (ST 31 - 40 cm), (500962-2), [€ 350,-]  
 Gr. 3 (ST >= 41 cm), (500962-3), [€ 390,-]

## Flexible Maßänderungen:

## Beschichtung:

- Sitztiefe** einstellbar (500964), [€ 35,-]  
 (max +6 cm mittels separatem Sitztiefenblech)
- Sitzbreite** einstellbar (500965), [€ 99,-]  
 (max +6 cm, 6-teilige Schale)
- Rückenhöhe** einstellbar (500966), [€ 48,-]  
 (max +6 cm mittels separatem Rückenblech)
- 3 x 3 Lochmatrix am Physiopunkt** (500963), [€ 25,-]  
 (Feinjustierung des Drehpunktes bzw. zusätzliche Justierung der RH und ST)


- Farbumstellung** (500972), [€ 49,-]  
 (einmalig notwendig)
- Beschichtung Schale** (500973), [€ 45,-]  
 (Sitz- und Rückenteil)  
 RAL: \_\_\_\_\_
- Beschichtung Pelotten** (500974), [€ 15,-]  
 (pro Paar, falls bestellt)  
 RAL: \_\_\_\_\_
- Beschichtung Fußbank** (500975), [€ 15,-]  
 (falls bestellt)  
 RAL: \_\_\_\_\_

## Materialstärke des Alus:

(Standard ist: 3 mm)

- 2,5 mm** (500977), [€ 25,-]  
 (bedingt empfehlenswert, möglichst nur bei Gr. 1 oder Typ 2)
- 4,0 mm** (500978), [€ 85,-]  
 (erhöht die Stabilität, bei sehr großen Schalen empfehlenswert)

**Schalenform: Seitenansicht Rücken**




Form	a Rückenhöhe	b Seitenhöhe	c Pelottentiefe	d Pelottenhöhe
<input type="checkbox"/> A				
<input type="checkbox"/> B				
		e Pelottentiefe	f Pelottenhöhe	g Pelottenpos.
<input type="checkbox"/> Einzelpelotte links:				
<input type="checkbox"/> Einzelpelotte rechts:				

Langer Rücken mit integrierter Kopfstütze (500962), [€ 45,-]  
zusätzlich zum Maß a \_\_\_\_\_ cm

- Einzelpelotte links (500971L), [€ 45,-]  
(mit Schlitz für die Breitereinstellung, zur freien Positionierung)
- Einzelpelotte rechts (500971R), [€ 45,-]  
(mit Schlitz für die Breitereinstellung, zur freien Positionierung)
- Einzelpelotte links, schwenkbar (500976L), [€ 125,-]  
(mit Schlitz für die Breitereinstellung, zur freien Positionierung)
- Einzelpelotte rechts, schwenkbar (500976R), [€ 125,-]  
(mit Schlitz für die Breitereinstellung, zur freien Positionierung)

**Schalenform: Seitenansicht Sitz**




Form	a Seitenhöhe	b <sup>1</sup> Sitztiefe LINKS	b <sup>2</sup> Sitztiefe RECHTS
A*			
B#			

\* A: Beinführung schließt mit Sitztiefe ab # B: Beinführung überragt die Sitztiefe um 6 cm

Sitztiefe unterschiedlich (b<sup>1</sup> ≠ b<sup>2</sup>) (500961), [€ 45,-]

**Schalenform: Rückenblech**



Form	a Rückenhöhe	b Rückenbreite	c Höhe Rückenpelotte	d Breite Rückenpelotte
A*				
B#				



\* A: Oberkante Rückenblech gerade # B: Oberkante Rückenblech mit integrierter Rückenpelotte

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

**Schlitzte & Bohrungen**

- Schlitzte & Bohrungen (500970), [€ 35,-]  
(Pauschalpreis, unabhängig von Anzahl und Größe)

Bitte Maße und Position in die Skizze eintragen!!!



Bemerkungen:

---

---

---

---


---

---

---

---

**Sitz in Abduktion**



- Sitz in Abduktion (500967), [€ 65,-]  
(a ≠ b; mit allen anderen Optionen kombinierbar)

Form	a		b		c	
	Beckenbreite		Kniebreite		Sitztiefe	
<b>Sitz in Abduktion</b>					links	rechts

**Rückenwinkelverstellung**

- Frei beweglich, bzw. mittels Schraube links & rechts fixierbar (Standard für Typ 1)
- Fixiert (85° - 120°) (Standard für Typ 3)  
\_\_\_\_\_ °

- Stufenlos verstellbar per Gasdruckfeder (500000-100), [€ 189,-]
- Stufenlos verstellbar per Teleskop (500000-90), [€ 95,-]

- DYNAMISCH** per offener, nicht fixierbarer Gasdruckfeder (500000-95), [€ 189,-]

**Abduktionskeil**

abklappbar

- Gr. 1 (500000-110), [€ 95,-]
- Gr. 2 (500000-120), [€ 110,-]

höhenverstellbar

- Gr. 1 (500000-115), [€ 95,-]
- Gr. 2 (500000-125), [€ 110,-]

- Bezug (Schwarz) (500000-121), [€ 35,-]

**Fußbank**

- |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| <p><input type="checkbox"/> Fußbankaufnahme (500000-130), [€ 50,-]<br/>(notwendig, wenn eine Fußbank gewählt wird!)</p> <p><input type="checkbox"/> Fußbank, höhen- und winkelverstellbar (500000-140), [€ 199,-]</p> <p><input type="checkbox"/> Fußbank, höhen- und winkelverstellbar am PHYSIOPUNKT gelagert (500000-150), [€ 285,-]</p> | <p><input type="checkbox"/> Fußschalen, schwarz (500000-XXX), [€ 75,-]</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Klein<br/>(17 x 9 cm)<br/>[-132]</td> <td><input type="checkbox"/> Mittel<br/>(20 x 10 cm)<br/>[-133]</td> <td><input type="checkbox"/> Groß<br/>(23 x 11 cm)<br/>[-134]</td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> Fußbankblech im Sondermaß (500968), [€69,-]<br/>(Standard-Maße: 30 x 25 cm)</p> <p>Breite: _____ Tiefe: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Wadenplatte, gepolstert, ohne Bezug (500000-157), [€ 97,-]</p> | <input type="checkbox"/> Klein<br>(17 x 9 cm)<br>[-132] | <input type="checkbox"/> Mittel<br>(20 x 10 cm)<br>[-133] | <input type="checkbox"/> Groß<br>(23 x 11 cm)<br>[-134] |
| <input type="checkbox"/> Klein<br>(17 x 9 cm)<br>[-132]   | <input type="checkbox"/> Mittel<br>(20 x 10 cm)<br>[-133]   | <input type="checkbox"/> Groß<br>(23 x 11 cm)<br>[-134] |   |   |

**Armlehnen (Paar)**

- Armlehnen, höhenverstellbar (500000-160), [€ 119,-]
- Armlehnen, höhen- und winkelverstellbar (500000-161), [€ 149,-]

**Kopfstütze**

- |   |  |
|---|--|
| <p><input type="checkbox"/> Kopfstütze Muschelform groß, inkl. Aufnahme, ohne Polsterung (500000-180), [€ 135,-]</p> <p><input type="checkbox"/> Kopfstütze Muschelform klein, inkl. Aufnahme, ohne Polsterung (500000-184), [€ 130,-]</p> <p><input type="checkbox"/> Kopfstütze U-Form, inkl. Aufnahme, ohne Polsterung (500000-181), [€ 135,-]</p> | <p><input type="checkbox"/> Polsterung und Bezug (schwarz) (500000-185), [€ 79,-]</p> <p><input type="checkbox"/> nur Kopfstützenaufnahme (15 mm x 15 mm) (für die Aufnahme von Kopfstützen diverser Anbieter) (500000-182), [ 19,-]</p> |
|---|--|

**Zubehör allgemein**

- Therapietisch, Holz, inkl. Aufnahme rostfrei (500000-XXX), [€ 199,-]
- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Gr. 1 [-205]<br>(60 x 42 cm) | <input type="checkbox"/> Gr. 2 [-206]<br>(60 x 48 cm) |
|---|---|
- Sitzschalenadapter für Schlittenführung (100600), [€ 69,-]
- Sitzschalenadapter für Trapezführung (100800), [€ 66,-]
- Sitzschalenadapter mit Rohrklappsplint (100900), [€ 65,-]

**Bemerkungen**

.....

.....

.....