

Absender / Versandadresse:	Kom.:
	Auftragsbestätigung an (Email):
	Rechnung an (Email):

☐ **Bestellung**

☐ **Kostenvoranschlag**

Autokindersitz **HERO** **NXT**

Stand: 2025

HMV-Nr.: 26.11.06.0031

Grundmodell

Technische Daten:

	HERO-NXT MIT Polstereinlage	HERO-NXT OHNE Polstereinlage
SITZBREITE (Becken)	21	25 cm
SITZBREITE (Knie)	28	28 cm
SITZTIEFE	25	28 cm
RÜCKENHÖHE	21 (24) - 34	27 - 35 cm
SCHEITELHÖHE	41 - 53	44 - 56 cm
BRUSTBREITE (Pelotten)	12 - 21 cm	
Gesamthöhe	66 - 73 cm (ohne Standfuß 60 cm)	
Gesamtbreite	43 cm	
Gesamttiefe	63 cm	
getestete Belastbarkeit	bis 18 kg	

Standard-Ausstattung:

- zugelassen nach ECE-R 129-00
- 5-Punkt-Gurt mit gepolsterter Prallplatte und Gurtpolstern, Höhe einstellbar
- in Sitzfläche integrierte Gurtmechanik
- mehrfache Verstellung der Kopfstütze/Rückenlehne
- mehrteiliges Innenpolster, teils entfernbar
- integrierte Sitzschrägverstellung
- Drehadapter 360° und Standfuß
- ISOFIX-Anschluß
- Bezug abnehm- und waschbar bei 30 °C

E4 08025600
 UN Regulation
 No. 129/03

ACHTUNG: ISOFIX-Anschluss im Kfz. ist zwingend erforderlich!!!



☐ **HERO-NXT
 rot-schwarz**
 (470000-D1)



☐ **HERO-NXT
 grau-schwarz**
 (470000-D2)

Zubehör Stabilisierung

Abduktionskeil

☐ (470400-D)




Stütz- und Sicherheitspolster

☐ (470600-D)



Thoraxpelotten aus Alu in
alle Richtungen verstellbar

☐ (470800-D)



5-Punkt-Gurt verlängert

☐ (470320-D)



sonstiges Zubehör

Schutzmatte
(zum Schutz der Kfz-Sitze)

☐ (470780-D)



Kopf-Fixiersystem
(stabilisiert den Kopf)

☐ (470630-D)



Sicherheits-Gurtschlosspolster
mit Druckknöpfen

☐ (470650-D)



Verbindungsgurt für Schultergurte
(für optimale Positionierung des Oberkörpers)

☐ (470640-D)



Anmerkungen