

Absender / Versandadresse:	Kom.:
	Auftragsbestätigung an (Email):
	Rechnung an (Email):

☐ **Bestellung**

☐ **Kostenvoranschlag**

Autokindersitz **IPA1** **LGT**

Preise zuzüglich ges. MwSt.

Stand: 2025

HMV-Nr.: 26.11.06.0034

Grundmodell

Standard-Ausstattung:

- zugelassen nach ECE-R 129/03
- **5-Punkt-Gurt** mit Schulterpolstern, in der Höhe einstellbar, links/rechts getrennt voneinander zu straffen
- großes **Gurtschloss-Polster** - zusätzliche Fixierung des Beckens
- **ISOFIX** Adapter mit bequemer Ein-Hand-Tiefenverstellung (damit rückenwinkelverstellbar!!!)
- mehrfache Verstellung der Kopfstütze mit integrierter Gurtführung
- Seitenaufprallschutz SICT, pro Seite separat einstellbar
- **Thoraxpolster**, in Höhe individuell positionierbar
- abnehmbarer, atmungsaktiver Bezug (waschbar bei 30 °C)
- jedes Zubehör kann in wenigen Sekunden montiert werden, auch nachträglich!



☐ **IPA1-LGT
schwarz**
(460000-D)

Technische Daten:

	IPA1-LGT
SITZBREITE (Becken)	31 cm
SITZBREITE (Knie)	34 cm
SITZTIEFE	32 cm
RÜCKENHÖHE	38 - 58 cm
SCHEITELHÖHE	59 - 79 cm
Höhe Thoraxpelotten	20 - 33 cm
Abstand Thoraxpelotten	14 - 28 cm
Rückenwinkel	85° - 120°
Gesamthöhe	67 - 85 cm
Gesamtbreite	48 cm
Gesamttiefe	39 cm
Gewicht	7,0 kg
getestete Belastbarkeit	36 kg

Zubehör, das die Basisplatte erforderlich macht

☐ **Basisplatte**

Notwendig für das folgend aufgeführte Zubehör
(460200-D)


☐ **Abduktionskeil**
(460400-D)

☐ **Sitztiefen-Adapter**
(460850-D)

Fußbank
☐ (460450-D)

☐ **hochklappbar***
(460452-D)


*460450-D notwendig!

☐ **Abstützbügel***
zum Fahrzeugboden
(460453-D)


*460450-D notwendig!

sonstiges Zubehör

☐ **Schutzmatte**
(zum Schutz der Kfz-Sitze)
(460780-D)

☐ **Kopf-Fixiersystem**
(460630-D)

☐ **Verbindungsgurt für**
Schultergurte
(460640-D)

☐ **Stütz- und**
Sicherheitspolster
(460600-D)

☐ **Sitz-Schräglage (10°)**
(460100-D)


Anmerkungen

.....

.....

.....

.....

.....