

Absender / Versandadresse:	Kom.:
	Auftragsbestätigung an (Email):
	Rechnung an (Email):

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

Autokindersitz **IPAI** **MAX**

Preise zuzüglich ges. MwSt. Stand: 2025 HMV-Nr.: 26.11.06.0037


Grundmodell

Technische Daten:

	IPAI-MAX OHNE Polsterinlet	IPAI-MAX MIT Polsterinlet
SITZBREITE (Becken)	32 cm	26 cm
SITZBREITE (Knie)	38 cm	38 cm
SITZTIEFE	33 cm	30 cm
RÜCKENHÖHE	41 - 56 cm	38 - 53 cm
SCHEITELHÖHE	59 - 76 cm	56 - 73 cm
Höhe Thoraxpelotten	24 - 36 cm	21 - 33 cm
Abstand Thoraxpelotten	15 - 28 cm	
Rückenwinkel	80° - 120°	
Gesamthöhe	71 - 88 cm	
Gesamtbreite	44 cm	
Gesamttiefe	44 cm	
Gewicht	ab 8,0 kg	

Standard-Ausstattung:

- crashgetestet nach ECE-R129/03
- 5-Punkt-Gurt mit gepolsterter Prallplatte und Gurtpolstern, Höhe einstellbar
- stabile, breite Grundplatte aus Aluminium mit integrierter Mechanik für die stufenlos winkelverstellbare Rückenlehne (arretierbar)
- mehrfache Verstellung der Kopfstütze mit integrierter Gurtführung
- Zusatzpolsterung (20 mm) für Rücken und Kopfstütze
- ISOFIX-Adapter oder Klemmbügel standardmäßig in Basisaufnahme integriert



- IPAI-MAX rot-schwarz**
 (450000-D1)



- IPAI-MAX grau-schwarz**
 (450000-D2)



- Standard Gurtaustritt für Gurtschloss im Sitzpolster
 (19 cm ab Rückenpolster)

- zusätzlicher Gurtaustritt für Gurtschloss im Sitzpolster
 (14 cm ab Rückenpolster)
 (450000-ZD)



Zubehör, das die Basisaufnahme erforderlich macht


Basisaufnahme

Einmalig notwendig für das unten aufgeführte Zubehör;
inkl. Klemmbügel oder ISOFIX



ISOFIX

(450000-BDI)



(450000-BDK)

Sitz-Dreh-Adapter

(450200-D)

Beifahrerseite
(standard)

Fahrerseite



Sitz-Schrägverstellung
(5° - 20°)
(450100-D)



Umrüst-Set

von ISOFIX-Adapter
auf Klemmbügel
(450020-D)

von Klemmbügel
auf ISOFIX-Adapter
(450030-D)

Fußbank

(450450-D)




hochklappbar*
(450452-D)



*450450-D notwendig!


Abstützbügel*
zum Fahrzeugboden
(450453-D)



*450450-D notwendig!

Fuß-Stützrolle

(450455-D)



sonstiges Zubehör

Schutzmatte

(zum Schutz der Kfz-Sitze und / oder Beifahrersitz)

(450780-D)



Sicherheits-Gurtschlosspolster

Abdeckung m.
Druckknöpfen (450650-D)



mit HERNIK Security
Key* (450655-D)



*inkl. Gurtschneidemesser



Polster-Inlet

<input type="checkbox"/> Rückenpolster (450700-D)	<input type="checkbox"/> Sitzpolster (450720-D)	<input type="checkbox"/> Kopfpolster, Paar (450740-D)	<input type="checkbox"/> Hinterkopf- polster (450750-D)	<input type="checkbox"/> Oberkörper- führungspolster, Paar (450710-D)	<input type="checkbox"/> Becken- führungspolster, Paar (450730-D)
ST verringert sich um 3 cm	RH verringert sich um 3 cm	Kopfstütze wird um 5 cm enger	Kopf kommt 2 cm weiter vor	RB wird um 6 cm schmaler	SB wird um 6 cm schmaler

Zubehör Stabilisierung

<input type="checkbox"/> Abduktionskeil (450400-D)	<input type="checkbox"/> Kopf-Fixiersystem (450630-D)	<input type="checkbox"/> Stütz- und Sicherheitspolster (450600-D)	<input type="checkbox"/> Thoraxpelotten, Paar, höhen-, breiten-, tiefenverst. (450800-D)
<input type="checkbox"/> Sitztiefen-Adapter (450850-D)	<input type="checkbox"/> laterale Führung Sitz (450810-D)	<input type="checkbox"/> Verbindungsgurt für Schultergurte (450640-D)	

Anmerkungen

.....

.....

.....

.....