

<b>Absender / Versandadresse:</b>	<b>Kom.:</b>
	<b>Auftragsbestätigung an (Email):</b>
	<b>Rechnung an (Email):</b>

☐ **Bestellung**

☐ **Kostenvoranschlag**

# Reha-Autokindersitz **KIDSFLEX** **PRO**


Preise zuzüglich ges. MwSt.

Stand: 2026

HMV-Nr.: 26.11.06.0014

## Grundmodell

	Gr. 1	Gr. 2
Scheitelhöhe	56 - 71 cm	58 - 73 cm
Rückenhöhe	33 - 48 cm	33 - 51 cm
Sitzbreite	28 cm	33 cm
Sitztiefe (einstellbar)	31 - 37 cm	36 - 42 cm
Höhe Thoraxpelotten	19 - 38 cm	24 - 43 cm
Höhe Oberkörperführungsp.	23 - 42 cm	28 - 47 cm
Abstand Thoraxpelotten/OKFP	14 - 25 cm	17 - 28 cm
Körpergröße	100 - 125 cm (max. 50 kg)	100 - 150 cm (max. 50 kg)
Gesamthöhe	71 - 86 cm	72 - 87 cm



### Standard-Ausstattung:

- zugelassen nach ECE-R129/04
- 5-Punkt-Gurt mit Prallpolster und Schulterpolsterungen
- Kopfstütze „standard“ inklusive
- Basisaufnahme mit Isofix-Adapter inklusive
- stufenlose Rückenwinkelverstellung
- einstellbare Sitztiefe
- Schulterführungspelotten inklusive
- Thoraxpelotten inklusive
- verstellbarer Rücken



☐ Gr. 1  
 grau-schwarz  
 (360000-D1)

☐ Gr. 1  
 rot-schwarz  
 (360000-D2)



☐ Gr. 2  
 grau-schwarz  
 (370000-D1)

☐ Gr. 2  
 rot-schwarz  
 (370000-D2)

### Gurtführung (bitte IMMER eine Auswahl treffen)

☐ **LINKS**  
 (Fahrerseite)  
 (300000-L)

☐ **RECHTS**  
 (Beifahrerseite)  
 (300000-R)



☐ **Sitzkissen Standard**  
 (350355-D)

☐ **Sitzkissen PRO** (ergonomisch geformtes Sitzkissen inkl. Abduktionspolster und in der Breite verstellbare Beinführungen)

Gr. 1 (360350-D)  
 Gr. 2 (370350-D)

## Zubehör Stabilisierung

Kopfstütze Standard  
(im Lieferumfang enthalten)



☐ Kopfstütze PRO  
(350025-D)



☐ Kopf-Fixiersystem  
(350630-D)



☐ Beckenpolster verstärkt  
(reduziert die Sitzbreite um 4 cm)  
(350850-D)

Abduktionskeil, gepolstert, abnehmbar

☐ Gr. 1  
(360410-D)

☐ Gr. 2  
(370410-D)



Fußbank, höhen- und winkelverstellbar


☐ Gr. 1 und 2  
(350450-D)

☐ hochklappbar  
(350452-D)



Fußstützrolle, höhen- und winkelverst.

☐ Gr. 1 und 2  
(350455-D)



Thoraxpelotten, gepolstert  
(Höhe: 11 cm, Tiefe: 15 cm)

☒ starr

☐ schwenkbar  
(350505-D)



Oberkörperführungspelotten, gepol.  
(Höhe: 21 cm, Tiefe: 16 cm)

☐ starr  
(350510-D)

☐ schwenkbar  
(350515-D)



Schulterführungspelotten, gepolstert,  
höhen- und seitenverstellbar

(im Lieferumfang  
enthalten)



## Zubehör Basis

Sitz-Dreh-Adapter

☐ (350200-D)

☐ Beifahrerseite (standard)

☐ Fahrerseite



☐ Sitz-Schrägverstellung  
(5° - 20°)

Gr. 1 (360100-D)

Gr. 2 (370100-D)



☐ Umrüst-Set

☐ von ISOFIX-Adapter  
auf Klemmbügel  
(350020-D)


☐ von Klemmbügel  
auf ISOFIX-Adapter  
(350030-D)

## Zubehör Montage im Auto

Fixierung (eine Auswahl im Lieferumfang enthalten)

## ISOFIX-Adapter

☐ Gr. 1  
(360575-D)




Klemmbügel

☐ Gr. 1  
(360550-D)



Abstützbügel zum  
Fahrzeugboden\*

☐ (350453-D)



\*350450-D  
bzw.  
350450-D  
notwendig!

## 2. Gurtführung (gegenüberliegende Seite)

☐ (350075-D)



## Zubehör Sicherheit

**Stütz- und Sicherheitspolster**  
(in Höhe und Tiefe einstellbar)

☐ Gr. 1  
(360600-D)



☐ Gr. 2  
(370600-D)

## Sicherheits-Gurtschlosspolster mit Druckknöpfen

☐ (350650-D)



Das Gurtschloss wird verdeckt, so dass es für spielende Kinder schwieriger wird dieses zu öffnen!

Sicherheits-Gurtschlosspolster  
mit HERNIK Security Key\*

☐ (350655-D)



► \* inkl. Gurtschneidemesser

**Schutzmatte**  
(zum Schutz der Kfz-Sitze und / oder Beifahrersitz)

☐ (350780-D)



Bezugsfarbe abweichend vom  
Standard (siehe Seite 1)  
(300800-D)

[ein X bedeutet einfarbig, zwei X bedeutet zweifarbig,

	innen	außen
<input type="checkbox"/> rot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Verbindungsgurt für Schultergurte  
(für optimale Positionierung des Oberkörpers)

☐ (350640-D)



## Anmerkungen