

# KIDSFLEX

PRO

Hernik

**Genial gedacht - für's Wertvollste gemacht!**



**Pro 1:** von 3 - 9 Jahren

**Pro 2:** von 6 - 14 Jahren



## Komfortabel & sicher

Wir setzen auf modernste **Technik** und innovative **Features**.

- ✓ Schneller Wechsel zwischen aktiver und passiver Sitzposition



## Vertrauen auf Erfahrung

Seit **20 Jahren** arbeiten wir daran, die besten Produkte zu entwickeln und herzustellen.

- ✓ Reha-Autositz mit vollständiger europäischer Zulassung nach ECE R129/04



## Made in Germany

All unsere Produkte werden in **Deutschland entwickelt** und **produziert**.

- ✓ Zertifiziert nach der **ISO 9001**



## Einfach genial

Der KIDSFLEX-PRO ist ein speziell für den REHA-Bereich entwickelter Sitz, der sich optimal an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen lässt.

Bereits in der Standardausstattung sind ein 5-Punkt-Gurt, die in der Breite verstellbare **Kopfstütze Standard (1)**, Thoraxpelotten, die Schulterführungen, eine Sitztiefenverlängerung, die Rückenwinkelverstellung sowie ein ISOFIX-Adapter enthalten.

Das neu konzipierte **Rückenteil (2)** lässt sich teleskopierbar verstellen, sodass sich die Position der Kopfstütze, Schultergurte und Thoraxpelotten gleichzeitig ändert.

Der KIDSFLEX-PRO ist zudem mit einer **Sitztiefenverlängerung (3)** ausgestattet, die eine Erweiterung der Sitztiefe um bis zu 6 cm ermöglicht.



## Schnell anpassbar

Eine völlig neu konstruierte **ISOFIX-Schnellverstellung (4)** ermöglicht innerhalb von Sekunden den Wechsel zwischen einer aktiven und einer passiven Sitzposition, da so der nötige Platz für die **Rückenwinkel- (5)** sowie **Sitzwinkelverstellung (6)** zwischem dem KIDSFLEX-PRO und der Rückenlehne des KFZ-Sitzes entsteht. Und das ganz schnell und unkompliziert ohne Werkzeug!

Der neue KIDSFLEX-PRO hat umfangreiche Crashtests nach der Norm R129 erfolgreich abgeschlossen und eine europäische Zulassung mit E-Nummer.



Einstellungen schnell  
und unkompliziert ohne Werkzeug!

*Auf die vielen positiven Kundenbewertungen sind wir sehr stolz. Warum HERNIK bei Vergleichsportalen regelmäßige Spitzenbewertungen erzielt, erfahren Sie auf unserer Website.*

**Markus Jacksch,  
Geschäftsführer**



## PRO-Highlights

Mit dem **Sitzkissen PRO (1)** bieten wir erstmals eine ergonomisch geformte Polsterung an, die optimale Unterstützung bietet und den Sitzkomfort deutlich erhöht. Die **integrierten, in der Breite verstellbaren Beinführungen** helfen, die Beine in einer stabilen Position zu halten, während die Abduktionspolsterung eine gesunde und ergonomische Sitzhaltung fördert. Dadurch wird Ihr Kind bestmöglich gestützt - für mehr Sicherheit, Entlastung und Wohlbefinden auf jeder Fahrt.

Die **Kopfstütze PRO (2)** bietet im Vergleich zur Kopfstütze Standard dank der seitlichen Aufprallplatten zusätzliche Sicherheit und durch Sollbiegestellen weitere Einstellmöglichkeiten.

Besonders der neu entwickelte **Dreh-Mechanismus (3)** bietet Eltern eine wertvolle Unterstützung: Durch die Möglichkeit einer 90°-Drehung wird das Hineinsetzen und Anschnallen des Kindes deutlich erleichtert.



## Zubehör

Für eine optimale Positionierung ist weiteres Zubehör wie verschiedene **Pelotten (abklappbar) (4)**, eine **Fußbank (5)**, ein **Abduktionskeil (6)** oder ein **Stütz- und Sicherheitspolster (7)** erhältlich. Alle weiteren Ausstattungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte unserem Bestellbogen.



Wir sind uns sicher: Die besten Sitze können wir nur gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln. Deshalb freuen wir uns sehr über Ihre Verbesserungsvorschläge und werden diese in unsere Entwicklung einfließen lassen.

Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht an:  
[info@hernik.de](mailto:info@hernik.de)





## Weitere Produkte aus dem Hause HERNIK



### Kindersitze für jede Größe

HERNIK begleitet Ihr Kind vom Kleinkind- bis hin zum Erwachsenenalter (bis 100 kg). Bei komplexeren Anforderungen oder individuellen Wünschen, bieten wir außerdem Speziallösungen im Sonderbau an.

### Kopfschutzhelme und Sitzschalenkonzepte

Mit unserem breiten Sortiment an Kopfschutzhelmen bieten wir jedem Nutzer den nötigen Schutz vor Verletzungen. Vor allem unser CAPOVARIO ist ein echtes Highlight, der durch seine besondere Konstruktion den Alltag deutlich erleichtert.

Außerdem versorgen wir Sie mit individuellen Sitzschalen, wie den Aluminium-Schalen ANATOMIC UNICO und ANATOMIC FLEX.



# Hernik

**Entdecken Sie die ganze  
Auswahl auf [hernik.de](http://hernik.de)**

**HERNIK GmbH**

Gewerbering 8  
83543 Rott am Inn

+49 (08039) 9093930  
[info@hernik.de](mailto:info@hernik.de)  
[www.hernik.de](http://www.hernik.de)

